

Materialzusammensetzung

(je nach Ausführung)

- vegetabil gegerbtes Rindsleder
- Futterleder in vegetabiler Fettgerbung (nur gefütterte Ausführung)
- Wollfilz (nur gefütterte Ausführung)

Reinigung

Bitte beachten Sie die aufgeführten Hinweise zur Reinigung.

- Das Produkt nur mit feuchtem Tuch abwischen, nicht waschen

- ☒ Kann nicht maschinell gewaschen werden
- ☒ Nicht chemisch reinigen
- ☒ Nicht bleichen
- ☒ Nicht bügeln
- ☒ Das Produkt ist nicht für den Wäschetrockner geeignet

Nutzungs- und Lebensdauer

Dieses Medizinprodukt ist für den Gebrauch an nur einem Patienten bestimmt und unterliegt keiner vorgegebenen, zeitlich begrenzten Nutzungsdauer. Bei Beschädigungen, Anzeichen auf Verschleiß oder Defekt darf dieses Produkt jedoch nicht weiter verwendet und muss ggf. durch den Fachhandel repariert oder ausgetauscht werden. Durch den natürlichen Verschleiß kann selbst im Rahmen der ordnungsgemäßen Nutzung eine Erneuerung erforderlich sein.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder medizinischen Fachhandel.

Lagerung und Verfallsdatum

- ☒ Beachten Sie bitte, dass das Produkt originalverpackt in einer trockenen Umgebung unter Ausschluss von Hitze und Sonneneinstrahlung gelagert werden.

Entsorgung

Dieses Produkt kann gemäß den gesetzlichen Vorschriften Ihres Landes entsorgt werden. Beachten Sie hierbei die Materialzusammensetzung.

Gewährleistung

Eine Gewährleistung ist nur gegeben, wenn das Produkt für den vorgesehenen Verwendungszweck unter Beachtung der Indikationen und der Kontraindikationen sowie einer sachgemäßen Handhabung eingesetzt wurde. Die Gewährleistung erlischt, wenn die geltenden Bestimmungen nicht eingehalten oder Veränderungen am Produkt vorgenommen werden.

Konformitätserklärung CE

Wir, die Heinrich Caroli GmbH, Eichrodtstr. 13, 77933 Lahr, erklären in eigener Verantwortung, dass dieses Medizinprodukt sowie dessen Zubehör allen Anforderungen der EU-Verordnung 2017/745 über Medizinprodukte entspricht. Unsere Konformität ist in unserer technischen Dokumentation belegt und wird durch die CE-Kennzeichnung bestätigt. Unsere Konformitätserklärung steht Ihnen als Download auf unserer Homepage unter dem folgenden Link zur Verfügung:



Konformitätserklärung
<https://caroli.de/lnk/kb.php>

Gebrauchsanweisung Leder-Handgelenk- bandage



 **Heinrich Caroli GmbH**

Eichrodtstraße 13

77933 Lahr

Tel.: 07821 / 9399-33, Fax: 07821 / 9399-34

E-Mail: info@caroli.de, Web: www.caroli.de



Einleitung

Sehr geehrte Patientin,
sehr geehrter Patient,
vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt der Firma
Heinrich Caroli GmbH entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig
durch. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt
oder den medizinischen Fachhandel, von dem Sie die-
ses Produkt erhalten haben.



Zweckbestimmung

Bei diesem Medizinprodukt handelt es sich um eine
Bandage (Orthese) aus lohgarem (vegetabilen) Rind-
leder zur stabilisierenden Unterstützung des Handge-
lenkes.

Indikationen

Das Produkt kann angewendet werden bei:

- leichten Instabilitäten des Handgelenkes
- nach Distorsionen (Verstauchungen) des Hand-
gelenkes
- Arthrose im Handgelenk und Handwurzel
- zur Unterstützung des Handgelenkes bei Reizzu-
ständen

Kontraindikationen

Das Produkt darf nicht angewendet werden bei:

- lymphatischen Störungen
- starken Schwellungen
- Hauterkrankungen oder Hautirritationen im
Bereich des Handgelenkes
- Durchblutungs- und Empfindungsstörungen (z.B.
Karpaltunnelsyndrom)



Sicherheitshinweise und Nebenwirkungen

Bei sachgemäßer Verwendung/Anwendung dieses
Medizinproduktes sind bisher keine Nebenwirkungen
bekannt, welche sich auf den gesamten Organismus
oder einzelne Teile des Bewegungsapparates negativ
auswirken. Bei allen orthopädischen Hilfsmitteln kann
es allerdings zu unerwünschten Nebenwirkungen kom-

men, wenn diese zu fest angelegt werden oder Pass-
formprobleme auftreten. Dies kann zu lokalen Dru-
ckerscheinungen oder zur Einengung von Blutgefäßen
und Nerven führen.

Bitte beachten Sie die Angaben Ihres verordnenden
Arztes zur Anwendung und Tragedauer dieses Produk-
tes.

„Schwerwiegendes Vorkommnis“ wird ein Ereignis ge-
nannt, das eines der folgenden Kriterien erfüllt, erfüllen
könnte oder erfüllt hat:

- Das Versterben des Patienten, Anwenders oder
einer anderen Person,
- Der Gesundheitszustand des Patienten, Anwen-
ders oder einer anderen Person verschlechtert
sich vorübergehend oder dauerhaft schwerwie-
gend,
- Die öffentliche Gesundheit ist einer schwerwie-
genden Gefahr ausgesetzt.

Nicht schwerwiegende Vorkommnisse melden Sie bitte
Ihrer Verkaufsstelle (Leistungserbringer/Sanitätshaus).



Hinweise

- Dieses Medizinprodukt muss durch qualifiziertes
Fachpersonal entsprechend der patientenspe-
zifischen Gegebenheiten ausgewählt und ggf.
angepasst werden.
- Eine falsche Produktauswahl, Anpassung oder
Anwendung kann zu einer fehlenden Wirkung
oder gesundheitlichen Schäden führen.
- Bitte beachten Sie die Indikationen und die
Kontraindikationen.
- Bitte beachten Sie die Hinweise des Arztes oder
des medizinischen Fachhandels.
- Überprüfen Sie das Medizinprodukt vor dem
Anlegen auf Beschädigungen.
- Bei Beschädigungen oder mangelnder Funktion
darf das Produkt nicht weiter verwendet werden.
- Es dürfen keine Änderungen am Produkt vorge-
nommen werden.
- Nicht auf offene Wunden oder Hautirritationen
legen.

- Vermeiden Sie Kontakt mit fett- und säurehalti-
gen Mitteln, Salben und Lotionen.
- Bei Taubheitsgefühl der Hand, Bandage lockern
oder abnehmen.
- Nicht über Nacht tragen, sondern nur bei Belas-
tungen des Handgelenkes.



Das Produkt ist zur Anwendung an einem
Patienten vorgesehen und nicht zur Wiederver-
wendung weiterer Personen bestimmt.

Wartung

Wir empfehlen, dieses Medizinprodukt in regelmä-
ßigen Abständen, jedoch spätestens alle 6 Monate auf
Funktionalität und Verschleiß durch einen medizini-
schen Fachhandel überprüfen zu lassen.

Anleitung zum An- und Ablegen

Modell ohne Daumenschlaufe

Bandage öffnen, über die Hand streifen, auf dem
Handgelenk platzieren, die Lederriemen unter Zug zir-
kulär um das Handgelenk herumführen und unter Ver-
wendung der Schnallen schließen. Achten Sie darauf,
dass die Handgelenksbandage hierbei ihre stützende
Funktion erfüllt, jedoch nicht einschnürt.

Modell mit Daumenschlaufe

Bitte achten Sie auf die Ausführung (rechts, links).
Bandage öffnen, über die Hand und Daumen streifen
und auf dem Handgelenk platzieren, die Lederriemen
unter Zug zirkulär um das Handgelenk herumführen
und unter Verwendung der Schnallen schließen. Ach-
ten Sie darauf, dass die Handgelenksbandage hierbei
ihre stützende Funktion erfüllt, jedoch nicht einschnürt.