

INNOVATIVE
ORTHOPÄDIETECHNIK



Ansprechpartner	3
Versorgungsempfehlungen.....	4/5
Allgemeine Informationen.....	6

DYNAMISCHE GELENKSCHIENEN

Dynamische Gelenkschienen	7
DYNA 19/19FE	8/9
DYNA 25	10
DYNA 35	11
DYNA Twin	12
MH 10	13
DYNA 45	14
DYNA 55	15

STATISCHE GELENKSCHIENEN

SOLIDClassics.....	16/17
MONO/POLY	18/19
MONO	20/21
MONO T.....	22/23
MONO 160°	24/25
FQ	26/27
FQ 160°	28/29
LIMIT	30/31
LIMIT ZV	32/33
POLY	34/35
SINGLE.....	36/37
TWIN	38/39
DUAL.....	40/41
Rastergelenkschiene/Doppelgelenkschiene.....	42
Gelenksysteme.....	43-45

KOMPRESSION

Kompression.....	46
Produktübersicht.....	47
Maßtabellen.....	48
Wellness LINE Herren	49-56
Wellness LINE Damen.....	57-58
Wellness LINE Damen/Herren	59

ORTHESEN & BANDAGEN

Orthesen & Bandagen	60
Gummigurt-Bruchbänder mit kurzer Feder.....	61/62
Gummigurt-Bruchbänder mit langer Feder	63
Gummigurt-Bruchbänder ohne Feder	64
Kombinations-Bruchband mit kurzer Feder	65

Wattierungs-Bruchbänder mit langer Feder	66
Inkontinenz-Überzug/Bade-Bruchbänder	67
Bruchband BOE/C.....	68
Bruchband BOE und BM/Bruchband à Crémeillère	69
Federlose Bruchbänder für Kinder	70
Nabelbruchbänder.....	71
Bruchbänder BS, BSM/45, BOS und BOM/45	72
Suspensorien	73
Maßanfertigungen Bruchhosen	74/75
Maßblatt für Bruchhosen	76
LWS-Orthesen.....	77
Beckenorthesen/LWS-Orthesen	78
Lumbal-/Leibbandagen.....	79
Rippenbruchbandagen/Post-OP-Bandagen.....	80
Post-OP-Bandagen.....	81
Pelotten nach Maß	82
Geradehalter/Handgelenkbandagen	83
Cervicalstützen-Nicktücher.....	84
HWS-Orthesen	85
Orthopädische Maßanfertigungen	86-91
Überbrückungsmieder nach Hohmann	92/93
Maßblatt Rumpf	94
Maßblatt Büste/Rumpf.....	95
Damen-/Herrenleibbinden.....	96/97
STOMAAKTIV & STOMAAKTIV+	98-100
STOMA Bademode	101

PERONEUS & COLOSTOMIE

Peroneus & Colostomie	102
Fußorthesen.....	103
Fußheberorthesen.....	104/105
Colostomie.....	106/107

MATERIAL & ZUBEHÖR

Material & Zubehör.....	108-113
Laminierstoffe	114
Thermopapier	115
Justierhilfe	116/117
Gelenkdummys	118
Schrauben & Muttern.....	119
Caroli Verstell Schlüssel/Schraubendreher	120
High Tech Orthesenstrümpfe	121
AGB's	122



Heinrich Caroli
Geschäftsführer

CAROLI – Aus Erfahrung gut.

Wir sind ein echtes Familienunternehmen und bereits über 165 Jahren für Ihre Gesundheit da. Seit fünf Generationen schon prägen wir mit unserer Schaffenskraft, unserem Herzblut und unseren Ideen die Entwicklung unserer Firma.

Am Standort Lahr im Schwarzwald entwickeln, produzieren und vertreiben wir hochwertige Orthesen und Bandagen, individuelle Kompressionsmieder sowie orthopädietechnische Bauteile von höchster Qualität. Wir setzen Akzente durch eigene Entwicklungen, Erfindungen und Verbesserungen.

Unsere Bandagen und Schienen haben als Qualitätserzeugnisse Weltruf erlangt. Die sorgfältige und individuelle Anpassung durch qualifiziertes Fachpersonal gewährleistet den hohen ideellen Wert.

Ihre Ansprechpartner vor Ort



Dietmar Schulz

Tel.: 0 78 21 / 93 99 33
Fax: 0 78 21 / 93 99 34
Mobil: 01520 / 893 12 64
schulz@caroli.de

PLZ: 01 – 25
29
37 – 39
98 – 99



Andreas Middeke

Tel.: 0 78 21 / 93 99 33
Fax: 0 78 21 / 93 99 34
Mobil: 0172 / 183 82 89
middeke@caroli.de

PLZ: 26 – 28
30 – 33
40 – 53
57 – 59

Niederlande



Patric Stephan

Tel.: 0 78 21 / 93 99 33
Fax: 0 78 21 / 93 99 34
Mobil: 0162 / 159 03 99
stephan@caroli.de

PLZ: 34 – 36
54 – 56
60 – 68
76 – 79

Belgien
Luxemburg
Schweiz



Thomas Kathmann

Tel.: 0 78 21 / 93 99 33
Fax: 0 78 21 / 93 99 34
Mobil: 0177 / 442 98 05
kathmann@caroli.de

PLZ: 69 – 75
80 – 97

Österreich

Ihre Ansprechpartner im Innendienst



Patrick Günzl

Tel.: 0 78 21 / 93 99 12
Fax: 0 78 21 / 93 99 34
guenzl@caroli.de



Diana Wörner

Tel.: 0 78 21 / 93 99 14
Fax: 0 78 21 / 93 99 34
woerner@caroli.de



Nicole Bykow

Tel.: 0 78 21 / 93 99 15
Fax: 0 78 21 / 93 99 34
bykow@caroli.de

Fachberatung



Simon Niedermaier

Orthopädie - Technik

Tel.: 0 78 21 / 93 99 23
Fax: 0 78 21 / 93 99 34
niedermaier@caroli.de



Sabine Heisig


Bandagistik

Tel.: 0 78 21 / 93 99 28
Fax: 0 78 21 / 93 99 34
heisig@caroli.de

Telefonische Kundenbetreuung unter 0 78 21 / 93 99 33 – per Fax unter 0 78 21 / 93 99 34
info@caroli.de – www.caroli.de

Untere Extremität


KNÖCHEL



Statische Gelenkschienen (Modell)	Kind Erw.	Seite	Dynamische Gelenkschienen (Modell)	Kind Erw.	Seite
MONO 10/20	• ○	21	DYNA 25	• ○	10
MONO 14/25	• •	21	DYNA 35	• •	11
MONO 20/25	○ •	21	DYNA 45	○ •	14
FQ 10/20	• ○	27	DYNA TWIN Typ 25	• ○	12
FQ 14/25	• •	27	DYNA TWIN Typ 35	○ •	12
FQ 20/25	○ •	27			
TWIN 10/20	• ○	39			
TWIN 14/35	○ •	39			
Limit 10/20	• ○	31			
Limit 14/25	• •	31			
Limit 20/25	○ •	31			
AT 12	• ○	43			
AT 16	○ •	43			


Bei den aufgeführten Gelenken gelten auch die T und K Ausführungen

KNIE



Statische Gelenkschienen (Modell)	Kind Erw.	Seite	Dynamische Gelenkschienen (Modell)	Kind Erw.	Seite
MONO 160° 10/20	• ○	25	DYNA 35	• •	11
MONO 160° 14/25	• •	25	DYNA 45	• •	14
MONO 160° 20/25	○ •	25	DYNA 55	○ •	13
FQ 160° 10/20	• ○	29			
FQ 160° 14/25	• •	29			
FQ 160° 20/25	○ •	29			
POLY 10/20	• ○	35			
POLY 14/25	• ○	35			
POLY 20/25	○ •	35			
POLY 20/35	○ •	35			
DUAL 14/20	○ •	41			
DUAL 20/25	• •	41			
Limit ZV 10/20	• ○	33			
Limit ZV 14/25	• •	33			
Limit ZV 20/25	○ •	33			
Systemgelenk G 16	○ •	44			
Rastgelenkschiene 409	○ •	42			
Rastgelenkschiene 410	• ○	42			
Doppelgelenkschiene 413 Mini	• ○	42			
Doppelgelenkschiene 413	○ •	42			


HÜFTE



Statische Gelenkschienen (Modell)	Kind Erw.	Seite	Dynamische Gelenkschienen (Modell)	Kind Erw.	Seite
Systemgelenk 391	• ○	45	DYNA 35	• ○	11
			DYNA 45	• •	14
			DYNA 55	○ •	15


Obere Extremität

FINGER




Statische Gelenkschienen (Modell)	Kind Erw.	Seite	Dynamische Gelenkschienen (Modell)	Kind Erw.	Seite
MONO 10/20	• •	21	DYNA 19	• •	8
FQ 10/20	• •	27	DYNA 25	• •	10
SINGLE 8/20	• •	37			
SINGLE 10/20	• •	37			
Limit 10/20	• •	31			

HAND



Statische Gelenkschienen (Modell)	Kind Erw.	Seite	Dynamische Gelenkschienen (Modell)	Kind Erw.	Seite
MONO 10/20	• ◦	21	DYNA 19	• •	8
MONO 14/25	◦ •	21	DYNA 25	◦ •	10
FQ 10/20	• ◦	27			
FQ 14/25	◦ •	27			
SINGLE 10/20	• ◦	37			
SINGLE 14/25	◦ •	37			
TWIN 12/20	• •	39			
Limit 10/20	• •	31			
Limit 14/25	• •	31			

ELLENBOGEN




Statische Gelenkschienen (Modell)	Kind Erw.	Seite	Dynamische Gelenkschienen (Modell)	Kind Erw.	Seite
MONO 160° 10/20	• ◦	25	DYNA 25	• •	10
MONO 160° 14/25	• •	25	DYNA 35	◦ •	11
FQ 160° 10/20	• ◦	29			
FQ 160° 14/25	• •	29			
DUAL 14/20	• •	41			
DUAL 20/25	◦ •	41			
Limit ZV 10/20	• ◦	33			
Limit ZV 14/25	• •	33			

- empfohlen
- nicht empfohlen

Allgemeine Informationen

Modellabhängig besteht die Möglichkeit die Funktionsschiene einzeln als Modul (S) oder auch im kompletten Set als Modul (P) bestellen zu können. Die Modulvariante (P) beinhaltet die Funktionsschiene (S), die Mitläuferschiene (M) sowie den dazugehörigen Verstellverschluss (ST). Bitte beachten Sie, dass bei einer Bestellung als Modul (S) der Verstellverschluss separat mitbestellt werden muss.



Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Dynamischen und Statischen Gelenkschienen um ein Bauteil für die Korrektur und Lagerung handelt. Die Gelenksysteme sind für die Behandlung von Kontrakturen der oberen und unteren Extremitäten bestimmt und dürfen nicht durch das Körpergewicht belastet werden.

Wir raten zum Einbau der dazugehörigen Mitläuferschienen. Aufgrund der hohen Kräfteeinwirkung kann eine Verwindung des Bauteils auftreten, für die wir bei einseitiger Schienenführung keine Gewährleistung übernehmen können.

Das Gelenksystem darf nicht mit Wasser in Berührung kommen.

Ausführungen




Die Ausführung T ist auch als **statische Gelenkschiene** erhältlich. Mono T, siehe Seite 22/23.

Unser Service

Nachhärten von Schienen 27,00 €/Schiene:

Das Nachhärten des Stahls erhöht die mechanische Widerstandsfähigkeit des Materials. Die Schienen werden dadurch formstabiler, noch abriebfester und somit verlängert sich auch ihre Lebensdauer.





Dynamische Gelenkschienen

DYNALOCK

Unsere **Dynamischen Gelenkschienen** sind für die orthetische Versorgung von Patienten mit eingeschränkter Gelenkbeweglichkeit entwickelt worden. Bei der Behandlung von neuromuskulären und traumatischen Gelenkkontrakturen unterstützt eine Orthesen-Versorgung mit unseren Dynamischen Gelenkschienen eine sichere und sukzessive Mobilisierung der Gelenke.

Die Produktserie **DYNALOCK** beinhaltet fünf Gelenkgrößen in spezifischen Ausführungen mit jeweils verschiedenen Korrekturwerten, wodurch sich ein sehr weitläufiges Versorgungsspektrum der oberen als auch unteren Extremität ergibt.

Durch einen permanenten, in der Stärke verstellbaren Dauerzug, werden die verkürzten Weichteile wie Muskeln, Sehnen, Bänder und Faszien schrittweise gedehnt und pathologischen Gelenkstellungen entgegengewirkt. Die nachhaltige Kontrakturbehandlung mit Verbesserung des Bewegungsumfanges der Gelenke unterstützt somit maßgeblich die Wiederherstellung einer physiologischen Gelenkbeweglichkeit und sichert das Erreichen des Therapiezieles.

DYNA 19 / 19 FE

Klein, leicht und handlich sind die wesentlichen Konstruktionsmerkmale der **DYNA 19** & **DYNA 19 FE** unserer kleinsten dynamischen Korrekturschiene.

Aufgrund dieser Eigenschaften eignen sich diese Gelenksysteme für den universellen Einsatz in der Kinderorthopädie, bei der Versorgung unserer kleinsten Patienten als auch bei der Kontrakturbehandlung von Hand- und Fingergelenken.

Wahlweise können Sie diese Gelenkschiene sowohl ohne Feststellung „**DYNA 19**“ als auch mit Feststellung „**DYNA 19 FE**“ bestellen, welche insbesondere bei der Finger-/Handversorgung ein Höchstmaß an Versorgungsqualität darstellt und dem Patienten das selbstständige Anlegen der Orthese erleichtert.

Technische Merkmale:


- stufenlos einstellbar
- erhältlich als Extensions-/ oder Flexions-Variante
- Arbeitsbereich 90°

Die **DYNA 19 FE** jetzt neu mit **Feststellfunktion**.

Modell/Typ	Modul	Bezeichnung	Bewegung	Seite
DYNA 19 DYNA 19 FE	S	Dynamische Korrektur-Gelenkschiene 170 x 12 x 2 mm (L x B x H); Gehäuse Ø = 19 mm	Extension oder Flexion	rechts oder links
	M	frei beweglicher Mitläuferschiene (ohne Gehäuse) 170 x 12 x 2 mm (L x B x H)	Extension und Flexion	beidseitig
	P	Dynamische Gelenkschiene DYNA 19 /19 FE Modul „S“ mit Verstell Schlüssel und Mitläuferschiene „M“	Extension oder Flexion	rechts oder links
4500030		Sechskant-Schraubendreher 2,0 x 60 mm für DYNA 19 / 19 FE		

Bitte Seite und Bewegungsrichtung angeben

(*) nur Schienenschenkel sind gehärtet



Kombinierte Finger- und Handversorgung mit DYNA 19 und DYNA 25

Das Anwendungsbeispiel zeigt eine kombinierte Finger-Hand-Orthese in Gießharztechnik. Mit der **DYNA 19/19 FE** im Fingergrundgelenk und der **DYNA 25** im Handgelenk wirkt die Orthese einer Palmarflexion bei Schädigung des Nervus radialis entgegen.

Die **DYNA 19/19 FE** ist der kleinste Vertreter unserer **DYNALOCK**-Serie und mit 19 mm im Gelenkdurchmesser vielseitig einsetzbar. Die Stärke der dynamischen Redression ist in den einzelnen Gelenken stufenlos einstellbar und kann somit ideal an die Bedürfnisse des Patienten angepasst werden.



DYNA 25

Mit einem Gehäusedurchmesser von nur 25 mm ist die Dyna 25 kaum größer als eine 1 Euro Münze. Durch die geringe Baugröße in Verbindung mit einer Korrekturkraft von 3 Nm eignet sich dieses Redressionsgelenk für den Einsatz in der Kinderorthopädie und auch für die Behandlung von Handgelenkskontrakturen bei Erwachsenen.

Technische Merkmale

- optimierte T-Schenkellänge
- mit vorkonfektionierte Kröpfung



DYNA K25



DYNA T25

Länge T-Schenkel: 45 mm ab Drehpunkt

Modell/Typ	Modul	Bezeichnung	Bewegung	Seite
DYNA 25	S	Dynamische Korrektur-Gelenkschiene 400 x 16 x 2 mm (L x B x H); Gehäuse Ø = 25 mm	Extension oder Flexion	rechts oder links
	M	frei beweglicher Mitläuferschiene (ohne Gehäuse) 400 x 16 x 2 mm (L x B x H)	Extension und Flexion	beidseitig
	P	Dynamische Gelenkschiene DYNA 25 Modul „S“ mit Verstell Schlüssel und Mitläuferschiene „M“	Extension oder Flexion	rechts oder links
DYNA K25	S	Dynamische Korrektur-Gelenkschiene mit Fußbügel 300 x 16/36 x 2 mm (L x B x H); Gehäuse Ø = 25 mm	Dorsal- Extension	rechts oder links
	M	frei beweglicher Mitläuferschiene (ohne Gehäuse) mit Fußbügel 300 x 16/36 x 2 mm (L x B x H)	Extension und Flexion	rechts oder links
	P	Dynamische Gelenkschiene DYNA K25 Modul „S“ mit Verstell Schlüssel und Mitläuferschiene „M“	Dorsal- Extension	rechts oder links
DYNA T25	S	Dynamische Korrektur-Gelenkschiene mit T-Schenkel 245 x 16/80 x 2 mm (L x B x H); Gehäuse Ø = 25 mm	Dorsal- Extension	rechts oder links
	M	frei beweglicher Mitläuferschiene (ohne Gehäuse) mit T-Schenkel 245 x 16/80 x 2 mm (L x B x H)	Extension und Flexion	beidseitig
	P	Dynamische Gelenkschiene DYNA T25 Modul „S“ mit Verstell Schlüssel und Mitläuferschiene „M“	Dorsal- Extension	rechts oder links
4500033		Sechskant-Schraubendreher 2,5 x 75 mm für DYNA 25/K25/T25		

NEU

Bitte Seite und Bewegungsrichtung angeben

(*) nur Schienenschenkel sind gehärtet

Modell/Typ	Modul	Bezeichnung	Bewegung	Seite
DYNA 35	S	Dynamische Korrektur-Gelenkschiene 400 x 20 x 2 mm (L x B x H); Gehäuse Ø = 35 mm	Extension oder Flexion	rechts oder links
	M	frei beweglicher Mitläuferschiene (ohne Gehäuse) 400 x 20 x 2 mm (L x B x H)	Extension und Flexion	beidseitig
	M 10	frei beweglicher Mitläuferschiene (ohne Gehäuse) 400 x 10 x 2 mm (L x B x H)	Extension und Flexion	beidseitig
	P	Dynamische Gelenkschiene DYNA 35 Modul „S“ mit Verstell Schlüssel und Mitläuferschiene „M“	Extension oder Flexion	rechts oder links
DYNA K35	S	Dynamische Korrektur-Gelenkschiene mit Fußbügel 360 x 20/40 x 2 mm (L x B x H); Gehäuse Ø = 35 mm	Dorsal- Extension	rechts oder links
	M	frei beweglicher Mitläuferschiene (ohne Gehäuse) mit Fußbügel 360 x 20/40 x 2 mm (L x B x H)	Extension und Flexion	rechts oder links
	P	Dynamische Gelenkschiene DYNA K35 Modul „S“ mit Verstell Schlüssel und Mitläuferschiene „M“	Dorsal- Extension	rechts oder links
NEU DYNA T35	S	Dynamische Korrektur-Gelenkschiene mit T-Schenkel 255 x 20/100 x 2 mm (L x B x H); Gehäuse Ø = 35 mm	Dorsal- Extension	rechts oder links
	M	frei beweglicher Mitläuferschiene (ohne Gehäuse) mit T-Schenkel 255 x 20/100 x 2 mm (L x B x H)	Extension und Flexion	beidseitig
	P	Dynamische Gelenkschiene DYNA T35 Modul „S“ mit Verstell Schlüssel und Mitläuferschiene „M“	Dorsal- Extension	rechts oder links
4500033		Sechskant-Schraubendreher 2,5 x 75 mm für DYNA 35/K35/T35		

Bitte Seite und Bewegungsrichtung angeben

(*) nur Schienenschenkel sind gehärtet



Länge T-Schenkel: 55 mm ab Drehpunkt


Technische Merkmale

- optimierte T-Schenkellänge
- mit vorkonfektionierte Kröpfung

DYNA 35

Fast schon ein Klassiker ist die **DYNA 35**. Seit vielen Jahren bewährt, kommt sie erfolgreich bei den unterschiedlichsten Versorgungen in der Orthopädie zum Einsatz. Ihre Flexibilität und die optimale Kombination von Kraft und Arbeitsbereich mit kleinstmöglichen Gehäuseabmessungen macht sie so beliebt.





DYNA TWIN

Für die Kontrakturbehandlung komplexer mehrachsiger Fußfehlstellungen eignet sich unser kombiniertes Gelenksystem **DYNA TWIN** in den beiden Größenvarianten (**DYNA 25** und **DYNA 35**). Die Wirkungsweise der beiden Gelenke ermöglicht die gezielte effektive Behandlung einer Inversionsfehlstellung des Fußes. Beide Ausführungen gibt es sowohl für die rechte und linke Seite.



Gelenksysteme sind nur als Set lieferbar!

Modell/Typ	Modul	Bestellnummer	Bezeichnung	Bewegung	Seite
DYNA 25	S	500241	Dynamische Klumpfußkorrektur-Gelenkschienen (2 x spezielle Funktionsschienen inkl. Verstell Schlüssel)	Dorsal-Extension	rechts
DYNA 25	S	500239	Dynamische Klumpfußkorrektur-Gelenkschienen (2 x spezielle Funktionsschienen inkl. Verstell Schlüssel)	Dorsal-Extension	links
DYNA 35	S	500240	Dynamische Klumpfußkorrektur-Gelenkschienen (2 x spezielle Funktionsschienen inkl. Verstell Schlüssel)	Dorsal-Extension	rechts
DYNA 35	S	500242	Dynamische Klumpfußkorrektur-Gelenkschienen (2 x spezielle Funktionsschienen inkl. Verstell Schlüssel)	Dorsal-Extension	links

Modell/Typ	Modul	Bestellnummer	Bezeichnung	Bewegung	Seite
MH10 Typ 25	MH10	500235	Frei beweglicher Mitläuferschiene, abgewinkelt für rechtes Handgelenk mit Lichte Weite 50 bis 60 mm	Extension und Flexion	rechts
MH10 Typ 25	MH10	500236	Frei beweglicher Mitläuferschiene, abgewinkelt für linkes Handgelenk mit Lichte Weite 50 bis 60 mm	Extension und Flexion	links
MH10 Typ 35	MH10	500237	Frei beweglicher Mitläuferschiene, abgewinkelt für rechtes Handgelenk mit Lichte Weite 60 bis 70 mm	Extension und Flexion	rechts
MH10 Typ 35	MH10	500238	Frei beweglicher Mitläuferschiene, abgewinkelt für linkes Handgelenk mit Lichte Weite 60 bis 70 mm	Extension und Flexion	links



MH 10

Speziell für die Handgelenksversorgung entwickelt, hat sich diese Mitläuferschiene bereits erfolgreich bewährt. Durch die abgewinkelte Konstruktion wird die Verarbeitungszeit der Schienen deutlich minimiert und die Versorgung effizienter.

Diesen schmalen Mitläufer mit einer Systembreite von nur 10 mm gibt es in zwei Größen. Für eine Lichte Weite im Handgelenk von 50 bis 60 mm und den Größenbereich einer Lichte Weite mit 60 bis 70 mm.



DYNA 45

Mit der **DYNA 45** schließt sich die Lücke in unserer Produktfamilie. Mit viel Kraft, genügend Arbeitsbereich und einer kompakten Bauweise empfiehlt sie sich für orthopädische Versorgungen von oberen und unteren Extremitäten bei Kindern und Erwachsenen.



Technische Merkmale:

- optimierte T-Schenkellänge
- mit vorkonfektionierte Kröpfung



Länge T-Schenkel: 65 mm ab Drehpunkt

Modell/Typ	Modul	Bezeichnung	Bewegung	Seite
DYNA 45	S	Dynamische Korrektur-Gelenkschiene 450 x 22,5 x 2 mm (L x B x H); Gehäuse Ø = 45 mm	Extension oder Flexion	rechts oder links
	M	frei beweglicher Mitläuferschiene (ohne Gehäuse) 450 x 22,5 x 2 mm (L x B x H)	Extension und Flexion	beidseitig
	P	Dynamische Gelenkschiene DYNA 45 Modul „S“ mit Verstell Schlüssel und Mitläuferschiene „M“	Extension oder Flexion	rechts oder links
DYNA K45	S	Dynamische Korrektur-Gelenkschiene mit Fußbügel 395 x 22,5/42,5 x 2 mm (L x B x H); Gehäuse Ø = 45 mm	Dorsal- Extension	rechts oder links
	M	frei beweglicher Mitläuferschiene (ohne Gehäuse) mit Fußbügel 395 x 22,5/42,5 x 2 mm (L x B x H)	Extension und Flexion	rechts oder links
	P	Dynamische Gelenkschiene DYNA K45 Modul „S“ mit Verstell Schlüssel und Mitläuferschiene „M“	Dorsal- Extension	rechts oder links
DYNA T45	S	Dynamische Korrektur-Gelenkschiene mit T-Schenkel 290 x 22,5/120 x 2 mm (L x B x H); Gehäuse Ø = 45 mm	Dorsal- Extension	rechts oder links
	M	frei beweglicher Mitläuferschiene (ohne Gehäuse) mit T-Schenkel 290 x 22,5/120 x 2 mm (L x B x H)	Extension und Flexion	beidseitig
	P	Dynamische Gelenkschiene DYNA T45 Modul „S“ mit Verstell Schlüssel und Mitläuferschiene „M“	Dorsal- Extension	rechts oder links
4500033		Sechskant-Schraubendreher 2,5 x 75 mm für DYNA 45/K45/T45		

NEU

Bitte Seite und Bewegungsrichtung angeben

(*) nur Schienenschenkel sind gehärtet

Modell/Typ	Modul	Bezeichnung	Bewegung	Seite
DYNA 55	S	Dynamische Korrektur-Gelenkschiene 500 x 25 x 2 mm (L x B x H); Gehäuse $\varnothing = 55$ mm	Extension oder Flexion	rechts oder links
	M	frei beweglicher Mitläuferschiene (ohne Gehäuse) 500 x 25 x 2 mm (L x B x H)	Extension und Flexion	beidseitig
	P	Dynamische Gelenkschiene DYNA 55 Modul „S“ mit Verstell Schlüssel und Mitläuferschiene „M“	Extension oder Flexion	rechts oder links
4500033		Sechskant-Schraubendreher 2,5 x 75 mm für DYNA 55		

Bitte Seite und Bewegungsrichtung angeben

(*) nur Schienenschenkel sind gehärtet



Verstellbare Anschläge



Einstellung der Federkraft



Gelenk mit Justierhilfe
(optional)



Gelenk frei beweglich/
Gelenk gesperrt



DYNA 55

Mit viel Dynamik und noch mehr Kraft eignet sich die **DYNA 55** ideal für die Versorgung bei Kontrakturen im Knie- und Hüftgelenk. Die Schiene ist seit vielen Jahren bewährt und zeichnet sich besonders durch die hohe Federkraft aus.



Statische Gelenkschienen

SOLIDCLASSICS

Wir verbinden Kreativität und praktische Erfahrung mit den Möglichkeiten moderner Technologie. Wir fertigen in engen Toleranzen mit variablen Losgrößen, prüfen systematisch und montieren zuverlässig. Unsere Statischen Gelenkschienen sind für die orthetische Versorgung von Patienten mit eingeschränkter Beweglichkeit entwickelt worden. Nach Verletzungen mit Kontrakturen und operativen Eingriffen unterstützt eine Orthesen-Versorgung mit unseren Statischen Gelenkschienen eine sichere und schrittweise Mobilisierung der Gelenke.



Statische Gelenkschienen

MONO / POLY

Wir präsentieren unsere langjährig bewährten **Statischen Gelenkschienen** für die individuelle Orthesenfertigung. Der innenliegende Schneckentrieb sorgt für eine hervorragende Kraftübertragung und unterstützt das überarbeitete äußere Design. Die Skalierung auf der Vorderseite gibt Aufschluss über die bestehenden Winkelgrade und die bereits erreichten Therapieergebnisse.

MONO



10/20



14/25



20/25

POLY



10/20



14/25



20/25



20/35

Seit vielen Jahren bewährt, eignen sich sowohl **mono-zentrische** als auch **poly-zentrische** Gelenke für individuelle orthopädische Versorgung von oberen und unteren Extremitäten bei Kindern und Erwachsenen.

Die Funktionalität und die Komforteigenschaften der Produktserie wurden weiter verbessert, um eine optimale Versorgung zu gewährleisten. Das Design wurde modernisiert und dem aktuellen Zeitgeist angepasst.



Statische Gelenkschienen **MONO**

Die statischen Quengelschienen der **MONO**-Serie sind konzipiert, um Beweglichkeit und Funktion von Gelenken durch Redression wiederzuerlangen und dauerhaft zu erhalten. Die **mono-zentrischen** Gelenkschienen haben einen Bewegungsradius von 90° in Extension und Flexion, so dass sie insbesondere bei der Spitzfußkorrektur zum Einsatz kommen.

MONO 10/20



Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff 2,5 x 100 mm

Modell/Typ	Modul	Bezeichnung	Bewegung	Seite
MONO 10/20	S	Orthopädische Korrektur-Gelenkschiene 360 x 10 x 2 mm (L x B x H)	Extension und Flexion	beidseitig
	M	frei beweglicher Mitläuferschiene 360 x 10 x 2 mm (L x B x H)	Extension und Flexion	beidseitig
	P	Orthopädische Gelenkschiene MONO 10/20 Modul „S“ mit Verstell Schlüssel und Mitläuferschiene „M“	Extension und Flexion	beidseitig
4500039		Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff 2,5 x 100 mm für MONO 10/20		

MONO 14/25



Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff 3,0 x 100 mm

Modell/Typ	Modul	Bezeichnung	Bewegung	Seite
MONO 14/25	S	Orthopädische Korrektur-Gelenkschiene 420 x 14 x 2,5 mm (L x B x H)	Extension und Flexion	beidseitig
	M	frei beweglicher Mitläuferschiene 420 x 14 x 2,5 mm (L x B x H)	Extension und Flexion	beidseitig
	P	Orthopädische Gelenkschiene MONO 14/25 Modul „S“ mit Verstell Schlüssel und Mitläuferschiene „M“	Extension und Flexion	beidseitig
4500042		Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff 3,0 x 100 mm für MONO 14/25		

MONO 20/25



Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff 3,0 x 100 mm

Modell/Typ	Modul	Bezeichnung	Bewegung	Seite
MONO 20/25	S	Orthopädische Korrektur-Gelenkschiene 460 x 20 x 2,5 mm (L x B x H)	Extension und Flexion	beidseitig
	M	frei beweglicher Mitläuferschiene 460 x 20 x 2,5 mm (L x B x H)	Extension und Flexion	beidseitig
	P	Orthopädische Gelenkschiene MONO 20/25 Modul „S“ mit Verstell Schlüssel und Mitläuferschiene „M“	Extension und Flexion	beidseitig
4500042		Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff 3,0 x 100 mm für MONO 20/25		

NEU



Gelenkschiene MONO T

Technische Merkmale:

- in drei Größen lieferbar
- für die Versorgung am Knöchelgelenk
- beidseitig einsetzbar

Bitte beachten Sie bei der Auswahl Ihres Gelenksystems die unterschiedlichen Längen der T-Schenkel.

Besonderheiten

- mit vorkonfektionierter Kröpfung
- unterschiedliche T-Schenkellänge beachten




Statische Gelenkschienen **MONO T**



Die Gelenkserie **MONO T** ist konzipiert für die individuelle Versorgung von Fußfehlstellungen. In drei verschiedenen Gelenkgrößen und unterschiedlichen T-Schenkel Längen gewährt die Produktserie **MONO T** eine zielgerichtete Versorgung von Spitz- und Hackenfüßen bei Kindern und Erwachsenen.

MONO T 10/20



Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff 2,5 x 100 mm

Modell/Typ	Modul	Bezeichnung	Bewegung	Seite
MONO T 10/20	S	Gelenkschiene mit Freistellfunktion 249 x 10 x 2 mm (L x B x H)	Extension und Flexion	beidseitig
	M	frei beweglicher Mitläuferschiene 249 x 10 x 2mm (L x B x H)	Extension und Flexion	beidseitig
	P	Gelenkschiene mit Freistellfunktion „S“, Verstellschlüssel und Mitläuferschiene „M“	Extension und Flexion	beidseitig
4500039		Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff 2,5 x 100 mm für MONO T 10/20		

T-Schenkellänge: 40 mm ab Drehpunkt

MONO T 14/25



Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff 3,0 x 100 mm

Modell/Typ	Modul	Bezeichnung	Bewegung	Seite
MONO T 14/25	S	Gelenkschiene mit Freistellfunktion 280 x 14 x 2,5 mm (L x B x H)	Extension und Flexion	beidseitig
	M	frei beweglicher Mitläuferschiene 280 x 14 x 2,5 mm (L x B x H)	Extension und Flexion	beidseitig
	P	Gelenkschiene mit Freistellfunktion „S“, Verstellschlüssel und Mitläuferschiene „M“	Extension und Flexion	beidseitig
4500042		Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff 3,0 x 100 mm für MONO T 14/25		

T-Schenkellänge: 50 mm ab Drehpunkt

MONO T 20/25



Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff 3,0 x 100 mm

Modell/Typ	Modul	Bezeichnung	Bewegung	Seite
MONO T 20/25	S	Gelenkschiene mit Freistellfunktion 317,5 x 20 x 2,5 mm (L x B x H)	Extension und Flexion	beidseitig
	M	frei beweglicher Mitläuferschiene 317,5 x 20 x 2,5 mm (L x B x H)	Extension und Flexion	beidseitig
	P	Gelenkschiene mit Freistellfunktion „S“, Verstellschlüssel und Mitläuferschiene „M“	Extension und Flexion	beidseitig
4500042		Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff 3,0 x 100 mm für MONO T 20/25		

T-Schenkellänge: 60 mm ab Drehpunkt

NEU



Gelenkschiene MONO 160°


Technische Merkmale:

- in drei Größen lieferbar
- großer Bewegungsumfang speziell für die Versorgung am Ellenbogen und Kniegelenk
- wahlweise für die rechte und linke Seite einsetzbar
- Die Rückverlagerung des Gelenkdrehpunktes der Funktionsschiene „S“ und der Mitläuferschiene „M“ beträgt modellabhängig (**5 mm, 7 mm oder 10 mm**)

TIPP

Bitte beachten Sie, dass bei der Versorgung des Ellenbogens die Gelenksysteme seitenvertauscht einzubauen sind!

Beispiel: linke Gelenkschiene für den rechten Ellenbogen (bei lateraler Positionierung der Funktionsschiene „S“)



Mitläuferschiene (M)

Statische Gelenkschienen **MONO 160°**

Mit einem erweiterten Bewegungsumfang von 160° in Flexion eignet sich die Gelenkserie **MONO 160°** insbesondere für die Versorgung am Ellenbogen und Kniegelenk. Der beidseitige Einschub des Verstellsschlüssels ermöglicht eine Bedienung von innen und außen und lässt somit alle Möglichkeiten offen.

MONO 160° 10/20



Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff 2,5 x 100 mm

Modell/Typ	Modul	Bezeichnung	Bewegung	Seite
MONO 160° 10/20	S	Gelenkschiene mit Freistellfunktion 400 x 10 x 2 mm (L x B x H) Rückverlagerung des Drehpunktes: 5 mm	Extension und Flexion	rechts oder links
	M	frei beweglicher Mitläuferschiene 400 x 10 x 2 mm (L x B x H) Rückverlagerung des Drehpunktes: 5 mm	Extension und Flexion	rechts oder links
	P	Gelenkschiene mit Freistellfunktion „S“, Verstellschlüssel und Mitläuferschiene „M“	Extension und Flexion	rechts oder links
4500039		Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff 2,5 x 100 mm für MONO 160° 10/20		

Bitte Seite angeben

MONO 160° 14/25



Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff 3,0 x 100 mm

Modell/Typ	Modul	Bezeichnung	Bewegung	Seite
MONO 160° 14/25	S	Gelenkschiene mit Freistellfunktion 450 x 14 x 2,5 mm (L x B x H) Rückverlagerung des Drehpunktes: 7 mm	Extension und Flexion	rechts oder links
	M	frei beweglicher Mitläuferschiene 450 x 10 x 2,5 mm (L x B x H) Rückverlagerung des Drehpunktes: 7 mm	Extension und Flexion	rechts oder links
	P	Gelenkschiene mit Freistellfunktion „S“, Verstellschlüssel und Mitläuferschiene „M“	Extension und Flexion	rechts oder links
4500042		Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff 3,0 x 100 mm für MONO 160° 14/25		

Bitte Seite angeben

MONO 160° 20/25



Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff 3,0 x 100 mm

Modell/Typ	Modul	Bezeichnung	Bewegung	Seite
MONO 160° 20/25	S	Gelenkschiene mit Freistellfunktion 500 x 20 x 2,5 mm (L x B x H) Rückverlagerung des Drehpunktes: 10 mm	Extension und Flexion	rechts oder links
	M	frei beweglicher Mitläuferschiene 500 x 10 x 2,5 mm (L x B x H) Rückverlagerung des Drehpunktes: 10 mm	Extension und Flexion	rechts oder links
	P	Gelenkschiene mit Freistellfunktion „S“, Verstellschlüssel und Mitläuferschiene „M“	Extension und Flexion	rechts oder links
4500042		Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff 3,0 x 100 mm für MONO 160° 20/25		

Bitte Seite angeben

NEU



**Gelenkschiene FQ
Mit neuer Freistellfunktion**

Technische Merkmale:

- Quengel- und Freistellfunktion
- beidseitig einsetzbar
- in drei Größen lieferbar
- Einhandbedienung



Statische Gelenkschienen

FQ

Die **FQ** Gelenksreihe verfügt neben dem bewährten Schneckentrieb über eine neu entwickelte Freistellfunktion. Diese Funktion ermöglicht die Freischaltung der Redressioneinheit und somit das Ausführen von physiologischen Bewegungsmustern. Diese Konstruktionsmerkmale eröffnen weitere Anwendungs- und Therapiemöglichkeiten. Der Funktionswechsel kann mit Hilfe des Verstellschlüssels einhändig vorgenommen werden.

FQ 10/20



Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff 2,5 x 100 mm

Modell/Typ	Modul	Bezeichnung	Bewegung	Seite
FQ 10/20	S	Gelenkschiene mit Freistellfunktion 400 x 10 x 2 mm (L x B x H)	Extension und Flexion	beidseitig
	M	frei beweglicher Mitläuferschiene 400 x 10 x 2 mm (L x B x H)	Extension und Flexion	beidseitig
	P	Gelenkschiene mit Freistellfunktion „S“, Verstellschlüssel und Mitläuferschiene „M“	Extension und Flexion	beidseitig
4500039		Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff 2,5 x 100 mm für FQ 10/20 Mono		

FQ 14/25



Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff 3,0 x 100 mm

Modell/Typ	Modul	Bezeichnung	Bewegung	Seite
FQ 14/25	S	Gelenkschiene mit Freistellfunktion 450 x 14 x 2,5 mm (L x B x H)	Extension und Flexion	beidseitig
	M	frei beweglicher Mitläuferschiene 450 x 14 x 2,5mm (L x B x H)	Extension und Flexion	beidseitig
	P	Gelenkschiene mit Freistellfunktion „S“, Verstellschlüssel und Mitläuferschiene „M“	Extension und Flexion	beidseitig
4500042		Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff 3,0 x 100 mm für FQ 14/25 Mono		

FQ 20/25



Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff 3,0 x 100 mm

Modell/Typ	Modul	Bezeichnung	Bewegung	Seite
FQ 20/25	S	Gelenkschiene mit Freistellfunktion 500 x 20 x 2,5 mm (L x B x H)	Extension und Flexion	beidseitig
	M	frei beweglicher Mitläuferschiene 500 x 20 x 2,5mm (L x B x H)	Extension und Flexion	beidseitig
	P	Gelenkschiene mit Freistellfunktion „S“, Verstellschlüssel und Mitläuferschiene „M“	Extension und Flexion	beidseitig
4500042		Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff 3,0 x 100 mm für FQ 20/25 Mono		

NEU



Gelenkschiene FQ 160° Mit neuer Freistellfunktion


Technische Merkmale:

- Quengel- und Freistellfunktion
- in drei Größen lieferbar
- Einhandbedienung
- wahlweise für die rechte oder linke Seite einsetzbar
- Die Rückverlagerung des Gelenkdrehpunktes der Funktionsschiene „S“ und der Mitläuferschiene „M“ beträgt modellabhängig
(5 mm, 7 mm oder 10 mm)

TIPP

Bitte beachten Sie, dass bei der Versorgung des Ellenbogens die Gelenksysteme seitenvertauscht einzubauen sind!

Beispiel: linke Gelenkschiene für den rechten Ellenbogen (bei lateraler Positionierung der Funktionsschiene „S“)



Mitläuferschiene (M)



Statische Gelenkschienen FQ 160°

Wie alle FQ-Modelle besitzt auch die Gelenkserie **FQ 160°** unsere neu entwickelte Freistellfunktion. Dieses Konstruktionsmerkmal ermöglicht die Freischaltung der Redressioneinheit und gewährt das Ausführen von physiologischen Bewegungsmustern. Aufgrund des besonders großen Bewegungsumfanges eignen sich diese Gelenksysteme insbesondere für die Versorgung am Ellenbogen und Kniegelenk.

FQ 160° 10/20



Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff 2,5 x 100 mm

Modell/Typ	Modul	Bezeichnung	Bewegung	Seite
FQ 160° 10/20	S	Gelenkschiene mit Freistellfunktion, 400 x 10 x 2 mm (L x B x H) Rückverlagerung des Drehpunktes: 5 mm	Extension und Flexion	rechts oder links
	M	frei beweglicher Mitläuferschienen, 400 x 10 x 2 mm (L x B x H) Rückverlagerung des Drehpunktes: 5 mm	Extension und Flexion	rechts oder links
	P	Gelenkschiene mit Freistellfunktion „S“, Verstellschlüssel und Mitläuferschienen „M“	Extension und Flexion	rechts oder links
4500039		Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff 2,5 x 100mm für FQ 10/20 Mono 160°		

Bitte Seite angeben

FQ 160° 14/25



Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff 3,0 x 100 mm

Modell/Typ	Modul	Bezeichnung	Bewegung	Seite
FQ 160° 14/25	S	Gelenkschiene mit Freistellfunktion, 450 x 14 x 2,5 mm (L x B x H) Rückverlagerung des Drehpunktes: 7 mm	Extension und Flexion	rechts oder links
	M	frei beweglicher Mitläuferschienen, 450 x 14 x 2,5mm (L x B x H) Rückverlagerung des Drehpunktes: 7 mm	Extension und Flexion	rechts oder links
	P	Gelenkschiene mit Freistellfunktion „S“, Verstellschlüssel und Mitläuferschienen „M“	Extension und Flexion	rechts oder links
4500042		Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff 3,0 x 100mm für FQ 14/25 Mono 160°		

Bitte Seite angeben

FQ 160° 20/25



Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff 3,0 x 100 mm

Modell/Typ	Modul	Bezeichnung	Bewegung	Seite
FQ 160° 20/25	S	Gelenkschiene mit Freistellfunktion, 500 x 20 x 2,5 mm (L x B x H) Rückverlagerung des Drehpunktes: 10 mm	Extension und Flexion	rechts oder links
	M	frei beweglicher Mitläuferschienen, 500 x 20 x 2,5mm (L x B x H) Rückverlagerung des Drehpunktes: 10 mm	Extension und Flexion	rechts oder links
	P	Gelenkschiene mit Freistellfunktion „S“, Verstellschlüssel und Mitläuferschienen „M“	Extension und Flexion	rechts oder links
4500042		Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff 3,0 x 100mm für FQ 20/25 Mono 160°		

Bitte Seite angeben

NEU



Limit

Technische Merkmale:

- versetzbare Anschlagsschraube um 22,5°
- Anschlagsbogen abschleifbar von 0° – 22,5°
- Bewegungslimitierung in Flexion und Extension möglich
- Justierhilfen verwendbar
- beidseitig einsetzbar

Optional



Torx-Schraubendreher
T10 x 100



Sechskant
Kugelkopf-Schraubendreher
1,5 – 2,5 mm

Siehe Seite 120.

Modell/Typ	Bezeichnung
Anschlagsbogen für Limit Gelenkschienen	Anschlagsbogen mit Schrauben für Limit 10/20
	Anschlagsbogen mit Schrauben für Limit 14/25
	Anschlagsbogen mit Schrauben für Limit 20/25

Statische Gelenkschienen **LIMIT**

Die Gelenkschienen **Limit** sind freibewegliche Gelenksysteme zur Bewegungslimitierung von Körpergelenken. In drei unterschiedlichen Gelenkgrößen finden diese Gelenke Ihren Einsatz bei der Orthesenversorgung der oberen und unteren Extremität sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen. Des Weiteren können die **Limit** Gelenksysteme in Verbindung mit unseren monozentrischen Funktionsgelenken „S“ eingesetzt werden um einen kontrollierten und definierten Bewegungsumfang herzustellen. Die Winkelabstufung durch das Versetzen der Anschlagsschrauben beträgt jeweils 22,5°. Sollten Sie eine geringere Winkelabstufung benötigen, ermöglicht Ihnen die Verwendung des optional erhältlichen Anschlagsbogens (abschleifbar) nicht nur eine stufenlose Einstellung von 0° bis 22,5° in Extension und Flexion, sondern auch das Feststellen des Gelenkes in einer gewünschten Position.

LIMIT 10/20



Modell/Typ	Modul	Bezeichnung	Seite
Limit 10/20	S	frei bewegliches Limitierungsgelenk 400 x 10 x 2,0 mm (L x B x H)	beidseitig
	M	frei beweglicher Mitläuferschiene 400 x 10 x 2,0 mm (L x B x H)	beidseitig
	P	frei bewegliches Limitierungsgelenk „S“ frei beweglicher Mitläuferschiene „M“	beidseitig

LIMIT 14/25



Modell/Typ	Modul	Bezeichnung	Seite
Limit 14/25	S	frei bewegliches Limitierungsgelenk 450 x 14 x 2,5 mm (L x B x H)	beidseitig
	M	frei beweglicher Mitläuferschiene 450 x 14 x 2,5 mm (L x B x H)	beidseitig
	P	frei bewegliches Limitierungsgelenk „S“ frei beweglicher Mitläuferschiene „M“	beidseitig

LIMIT 20/25



Modell/Typ	Modul	Bezeichnung	Seite
Limit 20/25	S	frei bewegliches Limitierungsgelenk 500 x 20 x 2,5 mm (L x B x H)	beidseitig
	M	frei beweglicher Mitläuferschiene 500 x 20 x 2,5 mm (L x B x H)	beidseitig
	P	frei bewegliches Limitierungsgelenk „S“ frei beweglicher Mitläuferschiene „M“	beidseitig

NEU

Limit ZV

Technische Merkmale:

- versetzbare Anschlagsschraube um 22,5°
- Anschlagsbogen abschleifbar von 0° – 22,5°
- wahlweise für die linke oder rechte Seite einstellbar
- Bewegungslimitierung in Flexion und Extension möglich
- Justierhilfen verwendbar
- Die Rückverlagerung des Gelenkdrehpunktes der Funktionsschiene „S“ und der Mitläuferschiene „M“ beträgt modellabhängig (**5 mm, 7 mm oder 10 mm**)

Optional



Torx-Schraubendreher
T10 x 100



Sechskant
Kugelkopf-Schraubendreher
1,5 – 2,5 mm

Siehe Seite 120

Modell/Typ	Bezeichnung
Anschlagbogen für Limit ZV Gelenkschienen	Anschlagbogen mit Schrauben für Limit 10/20
	Anschlagbogen mit Schrauben für Limit 14/25
	Anschlagbogen mit Schrauben für Limit 20/25

Statische Gelenkschienen **LIMIT ZV**

Die Gelenkschienen **Limit ZV** sind freibewegliche Gelenksysteme zur Bewegungslimitierung von Körpergelenken. In drei unterschiedlichen Gelenkgrößen finden diese Gelenke Ihren Einsatz bei der Orthesenversorgung der oberen und unteren Extremität sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen. Des Weiteren können die **Limit ZV** Gelenksysteme in Verbindung mit unseren Funktionsgelenken „S“ wie (MONO 160° und FQ 160°) eingesetzt werden um einen kontrollierten und definierten Bewegungsumfang herzustellen. Die Winkelabstufung durch das Versetzen der Anschlagsschrauben beträgt jeweils 22,5°. Sollten Sie eine geringere Winkelabstufung benötigen, ermöglicht Ihnen die Verwendung des optional erhältlichen Anschlagsbogens (abschleifbar) nicht nur eine stufenlose Einstellung von 0° bis 22,5° in Extension und Flexion, sondern auch das Feststellen des Gelenkes in einer gewünschten Position.

LIMIT ZV 10/20



Modell/Typ	Modul	Bezeichnung	Seite
Limit ZV 10/20	S	frei bewegliches Limitierungsgelenk, 400 x 10 x 2,0 mm (L x B x H) Rückverlagerung des Drehpunktes: 5 mm	beidseitig
	M	frei beweglicher Mitläuferschiene, 400 x 10 x 2,0 mm (L x B x H) Rückverlagerung des Drehpunktes: 5 mm	beidseitig
	P	frei bewegliches Limitierungsgelenk „S“ frei beweglicher Mitläuferschiene „M“	beidseitig

LIMIT ZV 14/25



Modell/Typ	Modul	Bezeichnung	Seite
Limit ZV 14/25	S	frei bewegliches Limitierungsgelenk, 450 x 14 x 2,5 mm (L x B x H) Rückverlagerung des Drehpunktes: 7 mm	beidseitig
	M	frei beweglicher Mitläuferschiene, 450 x 14 x 2,5 mm (L x B x H) Rückverlagerung des Drehpunktes: 7 mm	beidseitig
	P	frei bewegliches Limitierungsgelenk „S“ frei beweglicher Mitläuferschiene „M“	beidseitig

LIMIT ZV 20/25



Modell/Typ	Modul	Bezeichnung	Seite
Limit ZV 20/25	S	frei bewegliches Limitierungsgelenk, 500 x 20 x 2,5 mm (L x B x H) Rückverlagerung des Drehpunktes: 10 mm	beidseitig
	M	frei beweglicher Mitläuferschiene, 500 x 20 x 2,5 mm (L x B x H) Rückverlagerung des Drehpunktes: 10 mm	beidseitig
	P	frei bewegliches Limitierungsgelenk „S“ frei beweglicher Mitläuferschiene „M“	beidseitig



Statische Gelenkschienen

POLY

Die statischen Quengelschienen der **POLY** – Serie sind konzipiert, um Beweglichkeit und Funktion von Gelenken durch Redression wiederzuerlangen und dauerhaft zu erhalten. Die **poly-zentrischen** Gelenkschienen bieten einen Bewegungsradius von insgesamt 180°. Damit sind sie bei Versorgungen im Kniegelenkbereich ideal geeignet, da dort die Krafteinwirkung im gesamten Bewegungsumfang des zu behandelnden Gelenkes erforderlich ist.

POLY 10/20



Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff 2,5 x 100 mm

POLY 14/25



Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff 3,0 x 100 mm

POLY 20/25



Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff 3,0 x 100 mm

POLY 20/35



Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff 4,0 x 100 mm

Modell/Typ	Modul	Bezeichnung	Bewegung	Seite
POLY 10/20	S	Orthopädische Korrektur-Gelenkschiene 320 x 10 x 2 mm (L x B x H)	Extension und Flexion	beidseitig
	M	frei beweglicher Mitläuferschienen 320 x 10 x 2 mm (L x B x H)	Extension und Flexion	beidseitig
	P	Orthopädische Gelenkschiene POLY 10/20 Modul „S“ mit Verstell Schlüssel und Mitläuferschienen „M“	Extension und Flexion	beidseitig
4500039		Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff 2,5 x 100 mm für POLY 10/20		
POLY 14/25	S	Orthopädische Korrektur-Gelenkschiene 325 x 14 x 2,5 mm (L x B x H)	Extension und Flexion	beidseitig
	M	frei beweglicher Mitläuferschienen 325 x 14 x 2,5 mm (L x B x H)	Extension und Flexion	beidseitig
	P	Orthopädische Gelenkschiene POLY 14/25 Modul „S“ mit Verstell Schlüssel und Mitläuferschienen „M“	Extension und Flexion	beidseitig
POLY 20/25	S	Orthopädische Korrektur-Gelenkschiene 435 x 20 x 2,5 mm (L x B x H)	Extension und Flexion	beidseitig
	M	frei beweglicher Mitläuferschienen 435 x 20 x 2,5 mm (L x B x H)	Extension und Flexion	beidseitig
	P	Orthopädische Gelenkschiene POLY 20/25 Modul „S“ mit Verstell Schlüssel und Mitläuferschienen „M“	Extension und Flexion	beidseitig
POLY 20/25/L	S	Orthopädische Korrektur-Gelenkschiene, lange Ausführung 635 x 20 x 2,5 mm (L x B x H)	Extension und Flexion	beidseitig
	M	frei beweglicher Mitläuferschienen, lange Ausführung 635 x 20 x 2,5 mm (L x B x H)	Extension und Flexion	beidseitig
	P	Orthopädische Gelenkschiene POLY 20/25/L Modul „S“ mit Verstell Schlüssel und Mitläuferschienen „M“	Extension und Flexion	beidseitig
4500042		Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff 3,0 x 100 mm für POLY 14/25 und 20/25		
POLY 20/35	S	Orthopädische Korrektur-Gelenkschiene 440 x 20 x 3,5 mm (L x B x H)	Extension und Flexion	beidseitig
	M	frei beweglicher Mitläuferschienen 440 x 20 x 3,5 mm (L x B x H)	Extension und Flexion	beidseitig
	P	Orthopädische Gelenkschiene POLY 20/35 Modul „S“ mit Verstell Schlüssel und Mitläuferschienen „M“	Extension und Flexion	beidseitig
4500045		Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff 4,0 x 100 mm für POLY 20/35		



Neues Design mit innenliegender Schnecke und verdeckter Verzahnung

Statische Gelenkschienen **SINGLE**

Die Gelenkschiene **Single** kann sowohl für die Redression des Handgelenkes, als auch der Fingergrundgelenke (MCP-Ebene) eingesetzt werden. Im neuen Design sind Schneckentrieb und Verzahnung verdeckt und sorgen für Schutz und eine komfortable Bedienung der Gelenkfunktionen. Die volare/palmare Funktionsschiene bietet einen erweiterten Bewegungsumfang von 90° in Flexion und 90° in Extension. In drei Größen lieferbar, unterstützt die **SINGLE** die individuelle Orthesenversorgung der oberen Extremität bei Kindern und Erwachsenen.

NEU

HANDQUENGELSCHIENE SINGLE 8/20, 10/20 UND 14/25 für die individuelle Handversorgung

Technische Merkmale:

- ermöglicht eine volare/palmare Schienenführung
- Bewegungsumfang 80° in Extension und 100° in Flexion
- beidseitig einsetzbar
- stufenlos einstellbar
- in drei Größen lieferbar



Sechskant-Schraubendreher
mit Quergriff 2,5 x 100 mm



Sechskant-Schraubendreher
mit Quergriff 4,0 x 100 mm

Modell/Typ	Bezeichnung
SINGLE 8/20	Fingerquengelschiene mit Schneckentrieb und Fingerschale (inkl. Verstell Schlüssel) 275 x 8 x 2 mm (L x B x H)
4500039	Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff 2,5 x 100 mm für SINGLE 8/20
SINGLE 10/20	Fingerquengelschiene mit Schneckentrieb (inkl. Verstell Schlüssel) 330 x 10 x 2 mm (L x B x H)
SINGLE 14/25	Fingerquengelschiene mit Schneckentrieb (inkl. Verstell Schlüssel) 410 x 14 x 2,5 mm (L x B x H)
4500045	Sechskant-Steckschlüssel mit Quergriff 4,0 x 100 mm für SINGLE 8/20 und 14/25

Schienen werden inkl. Verstell Schlüssel ausgeliefert.


Alle drei Gelenkgrößen sind auch gehärtet lieferbar oder können nachträglich gehärtet werden.



Statische Gelenkschienen

TWIN

Unser erfolgreiches Modell 392 mit zwei um 90° versetzten Schnecken heißt jetzt **TWIN**. Das Design der Universal-Gelenkschiene ist deutlich überarbeitet und dabei sind die Komforteigenschaften wesentlich verbessert worden.



Innensechskant

bündiger Abschluss

abgedeckte Schnecken

TWIN

mit bewährter Funktionalität.

Neu ist der Innensechskant der beiden Schnecken, der eine bedienerfreundliche Verstellung ermöglicht. Die verdeckten Schnecken schließen bündig mit dem Gehäuse ab und bieten somit einen optimalen Schutz für die Kleidung des Patienten.

Technische Merkmale:

- in 2 Größen lieferbar
- stufenlos einstellbar für Abduktion, Adduktion, Extension und Flexion
- beidseitig einsetzbar



Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff 2,5 x 100 mm



Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff 4,0 x 100 mm

Modell/Typ	Bezeichnung
TWIN 12/20	Universal-Gelenkschiene (inkl. Verstell Schlüssel) 350 x 12 x 2,0 mm (L x B x H)
4500039	Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff 2,5 x 100 mm für TWIN 12/20
TWIN 14/35	Universal-Gelenkschiene (inkl. Verstell Schlüssel) 465 x 14 x 3,5 mm (L x B x H)
4500045	Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff 4,0 x 100 mm für TWIN 14/35


Schienen werden inkl. Verstell Schlüssel ausgeliefert.



Statische Gelenkschienen

DUAL

Die Gelenkschienen **DUAL 14/20** und **DUAL 20/25** sind freibewegliche Gelenksysteme durch deren Einsatz der Bewegungsumfang eines Körpergelenkes eingeschränkt werden kann. Hierbei besteht die Möglichkeit über zwei innenliegende Madenschrauben eine **stufenlose Begrenzung** der Flexion und der Extension vornehmen zu können. Diese Konstruktionsmerkmale gewähren eine optimale Patientenversorgung mit höchstmöglicher Nutzung der Restbeweglichkeit.



Sechskant-Schraubendreher
2,0 x 60 mm



Sechskant-Schraubendreher
2,5 x 75 mm

Doppelgelenkschiene DUAL 14/20 und 20/25

Technische Merkmale:

- stufenlos einstellbar
- für die Versorgung an Knie und Ellenbogen
- beidseitig einsetzbar

Modell/Typ	Modul	Bezeichnung
DUAL 14/20	S	Doppelgelenk-Schiene mit einstellbaren Anschlägen 360 x 14 x 2 mm (L x B x H)
	M	frei bewegliche Gelenkschiene (ohne Anschläge) 360 x 14 x 2 mm (L x B x H)
	P	Doppelgelenkschiene mit Verstell Schlüssel und frei beweglicher Gelenkschiene
4500030		Sechskant-Schraubendreher 2,0 x 60 mm für DUAL 14/20
DUAL 20/25	S	Doppelgelenk-Schiene mit einstellbaren Anschlägen 540 x 20 x 2,5 mm (L x B x H)
	M	frei bewegliche Gelenkschiene (ohne Anschläge) 540 x 20 x 2,5 mm (L x B x H)
	P	Doppelgelenkschiene mit Verstell Schlüssel und frei beweglicher Gelenkschiene
4500033		Sechskant-Schraubendreher 2,5 x 75 mm für DUAL 20/25



Rastengelenkschiene 409 und 410

Modell 409 und 410

- Schiene mit Radialverzahnung
- beidseitig einsetzbar

Modell/Typ	Modul	Bezeichnung
409	R	Quengelschiene mit Rastengelenk (Radialverzahnung) 410 x 20 x 2,5 mm (L x B x H)
	M	Mitläuferschiene ohne Verzahnung 410 x 20 x 2,5 mm (L x B x H)
	M lang	Mitläuferschiene ohne Verzahnung, lange Ausführung 800 x 20 x 2,5 mm (L x B x H)
	P	Quengelschiene mit Rastengelenk 409 R und Mitläuferschiene 409 M
410	R	Quengelschiene mit Rastengelenk (Radialverzahnung) 350 x 16 x 2,5 mm (L x B x H)
	M	Mitläuferschiene ohne Verzahnung 350 x 16 x 2,5 mm (L x B x H)
	P	Quengelschiene mit Rastengelenk 410 R und Mitläuferschiene 410 M



Doppelgelenkschiene 413 Mini und 413

Modell 413

- mit Anschlag 174° für die Versorgung am Knie
- beidseitig einsetzbar

Modell/Typ	Bezeichnung
413 P Mini	2 Stück Doppelgelenk-Schienen mit Anschlag 174° (nur als Paar) Ausführung für Kinder: 320 x 14 x 2 mm (L x B x H)
413 P	2 Stück Doppelgelenk-Schienen mit Anschlag 174° (nur als Paar) Ausführung für Erwachsene: 535 x 20 x 2 mm (L x B x H)



Gelenksysteme AT 12, AT 16 mit Schneckentrieb

1 Gelenk mit Schnecke für außen
1 freibewegliches Gelenk für innen

- wahlweise in gerader oder gekrümmter Form
- Gelenke einzeln oder als Paar mit Steckschlüssel lieferbar
- für rechtes oder linkes Gelenk einsetzbar



Modell/Typ	Modul	Bezeichnung
AT 12	S	Gelenksysteme mit Schneckentrieb für außen / Anschlussbreite für Ansatzschienen 12 mm
	M	frei bewegliches Gelenk (Mitläuferschienen) für innen / Anschlussbreite für Ansatzschienen 12 mm
	P	Gelenksysteme AT 12 S mit Mitläuferschienen AT 12 M und Verstellsschlüssel
4500051		Sechskant-Steckschlüssel mit Quergriff 4,0 x 125 mm für AT 12
AT 16	S	Gelenksysteme mit Schneckentrieb für außen / Anschlussbreite für Ansatzschienen 16 mm
	M	frei bewegliches Gelenk (Mitläuferschienen) für innen / Anschlussbreite für Ansatzschienen 16 mm
	P	Gelenksysteme AT 16 S mit Mitläuferschienen AT 16 M und Verstellsschlüssel
4500054		Sechskant-Steckschlüssel mit Quergriff 6,0 x 125 mm für AT 16
Modell/Typ	Bezeichnung	
Ansatzschienen zu AT 12	2 Stück Nirosta-Ansatzschienen (nur als Paar lieferbar) / 200 x 12 x 2 mm (L x B x H)	
	2 Stück Nirosta-Ansatzschienen (nur als Paar lieferbar) / 250 x 12 x 2 mm (L x B x H)	
	2 Stück Nirosta-Ansatzschienen (nur als Paar lieferbar) / 300 x 12 x 2 mm (L x B x H)	
Ansatzschienen zu AT 16	2 Stück Nirosta-Ansatzschienen (nur als Paar lieferbar) / 200 x 16 x 2 mm (L x B x H)	
	2 Stück Nirosta-Ansatzschienen (nur als Paar lieferbar) / 250 x 16 x 4 mm (L x B x H)	
	2 Stück Nirosta-Ansatzschienen (nur als Paar lieferbar) / 300 x 16 x 4 mm (L x B x H)	

Bitte Seite angeben



Gelenksysteme G 16 mit Schneckentrieb

1 Gelenk mit Schnecke für außen
1 freibewegliches Gelenk für innen


- wahlweise in gerader oder gekröpfter Form
- Gelenke einzeln oder als Paar mit Steckschlüssel lieferbar
- für rechtes oder linkes Gelenk einsetzbar



Sechskant-Steckschlüssel
mit Quergriff 6,0 x 125 mm

Modell/Typ	Modul	Bezeichnung
G 16	S	Gelenksysteme mit Schneckentrieb für außen / Anschlussbreite für Ansatzschienen 16 mm
	M	frei bewegliches Gelenk (Mitläuferschiene) für innen / Anschlussbreite für Ansatzschienen 16 mm
	P	Gelenksysteme G 16 S mit Mitläuferschiene G 16 M und Verstell Schlüssel
4500054		Sechskant-Steckschlüssel mit Quergriff 6,0 x 125 mm für G 16
Modell/Typ	Bezeichnung	
Ansatzschienen zu G 16	2 Stück Nirosta-Ansatzschienen (nur als Paar lieferbar) / 200 x 16 x 4 mm (L x B x H)	
	2 Stück Nirosta-Ansatzschienen (nur als Paar lieferbar) / 250 x 16 x 4 mm (L x B x H)	
	2 Stück Nirosta-Ansatzschienen (nur als Paar lieferbar) / 300 x 16 x 4 mm (L x B x H)	

Bitte Seite angeben



Abduktions- und Adduktionsgelenk 391

- stufenlos einstellbar, mit starkem Schneckentrieb
- beidseitig einsetzbar
- optional mit Nirosta-Ansatzschienen



Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff 5,0 x 100 mm

Modell/Typ	Bezeichnung
391	Gelenk mit Schneckentrieb für Abduktion und Adduktion
4500048	Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff 5,0 x 100 mm für 391
Ansatzschienen zu 391	2 Stück Nirosta-Ansatzschienen (nur als Paar lieferbar) 200 x 16 x 4 mm (L x B x H)
	2 Stück Nirosta-Ansatzschienen (nur als Paar lieferbar) 250 x 16 x 4 mm (L x B x H)
	2 Stück Nirosta-Ansatzschienen (nur als Paar lieferbar) 300 x 16 x 4 mm (L x B x H)

Schienen werden inkl. Verstell Schlüssel ausgeliefert



KOMPRESSION

Schutz und Verbesserung der Lebensqualität

Bei Caroli erhalten Sie exklusive Produkte mit unvergleichlichen Leistungen und höchstem Tragekomfort. Wir bieten innovative und wirksame Lösungen, die den Anforderungen eines aktiven Lebens gerecht werden. Ob zur Prävention und Rehabilitation oder beim Sport unterstützen Sie unsere Produkte mit der richtigen Kompression. Hergestellt aus hochwertigen Materialien und nach den neuesten Erkenntnissen stetig weiterentwickelt, erfüllen sie die Bedürfnisse des Anwenders in allerbesten Qualität. Mit Caroli-Produkten schützen Sie sich effizient und gewinnen so an Lebensqualität.

Wellness
LINE



atmungsaktiv &
anti-allergisch



24 h
Comfort

100%

Baumwolle
auf der Haut


Herren

 <p>Modell: 650, 651, 652 Größe: XS - 4XL Farbe: <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Kompression: mittel Seite: 52</p>	 <p>Modell: 648 Größe: XXS - 6XL Farbe: <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Kompression: hoch Seite: 51</p>	 <p>Modell: 655, 655 B Größe: 4 - 8 Farbe: <input checked="" type="checkbox"/> Kompression: mittel - hoch Seite: 50</p>
 <p>Modell: 690 Größe: 46 - 60 Farbe: <input checked="" type="checkbox"/> Kompression: mittel Seite: 55</p>	 <p>Modell: 657 Größe: 42 - 60 Farbe: <input checked="" type="checkbox"/> Kompression: leicht Seite: 56</p>	 <p>Modell: 603 Größe: 44 - 52 Farbe: <input type="checkbox"/> Kompression: leicht Seite: 56</p>
 <p>Modell: 609, 610 Größe: 48 - 62 Farbe: <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Kompression: leicht Seite: 55</p>	 <p>Modell: 20300 Größe: 46 - 62 Farbe: <input checked="" type="checkbox"/> Kompression: hoch Seite: 53</p>	 <p>Modell: 515 Größe: XXS - XXL Farbe: <input checked="" type="checkbox"/> Kompression: mittel Seite: 54</p>



Modell: Pelotten
Farbe:
für Modelle:
650/651/652, 609/610,
648, 655, 690, 672
Seite: 49

Damen

 <p>Modell: 672 Größe: 30 - 58 Farbe: <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Kompression: hoch Seite: 57</p>	 <p>Modell: 673 Größe: 30 - 56 Farbe: <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Kompression: mittel Seite: 58</p>	 <p>Modell: 680 Größe: XS - XL Farbe: <input type="checkbox"/> Kompression: leicht Seite: 58</p>
--	--	--

Unisex

 <p>Modell: 675 Größe: S - 3XL Farbe: <input type="checkbox"/> Kompression: mittel - hoch Seite: 59</p>	 <p>Modell: 810 Größe: Einheitsgröße Farbe: <input type="checkbox"/> Kompression: mittel - hoch Seite: 59</p>
---	---

Antibakterielles Hitech-Gewebe



100 %
Atmungsaktiv



Geruchs-
neutralisierend




Strapazierfähig



Antibakteriell

Von besonderer Bedeutung sind die modernen technischen Verfahren wie SANITIZED, mit denen die hygienische Qualität der Produkte sowie deren Atmungsaktivität und Leichtigkeit sichergestellt werden.





- ① **Brust**
Über die stärkste Stelle der Brust waagrecht um den Körper messen.
- ② **Taille**
Ohne zu schnüren rings um die Taille messen.
- ③ **Hüfte**
Maßband waagrecht um die stärkste Stelle des Gesäßes führen.

Konfektionsgrößen Damen (Maße in cm)

International	XXS		XS		S		M		L		XL		XXL		3XL	
Normale Größe (DE/EU)	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Brustumfang (cm)	66 - 69	70 - 73	74 - 77	78 - 81	82 - 85	86 - 89	90 - 93	94 - 97	98 - 102	103 - 107	108 - 113	114 - 119	120 - 125	126 - 131	132 - 137	138 - 143
Taillenumfang (cm)	50 - 53	54 - 57	58 - 61	62 - 64	65 - 68	69 - 72	73 - 77	78 - 81	82 - 85	86 - 90	91 - 95	96 - 102	103 - 108	109 - 114	115 - 120	121 - 126
Hüftumfang (cm)	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 - 89	90 - 94	95 - 97	98 - 101	102 - 104	105 - 108	109 - 112	113 - 116	117 - 122	123 - 128	129 - 134	135 - 140	141 - 146


Konfektionsgrößen Herren (Maße in cm)

Normale Größe (DE/EU)	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72
Unterwäsche	4		5		6		7		8		9		10		11
International	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL		4XL		5XL		6XL	
Hüftumfang (cm)	74 - 77	78 - 81	82 - 85	86 - 89	90 - 94	95 - 99	100 - 104	105 - 109	110 - 114	115 - 119	120 - 124	125 - 128	129 - 132	133 - 134	135 - 138

Wellness LINE Herrenslips mit Kompression

Kompressionslip für Herren

Die Kompressionslips der Wellness LINE haben sich seit über 30 Jahren bewährt und sorgen für eine effektive Prävention von Leistenbrüchen. Die leichte und gleichzeitig hoch effiziente Stützwirkung kommt dem Träger bei sportlichen oder anstrengenden Betätigungen sowie nach chirurgischen Eingriffen zu Gute.



- Stützende Wirkung bei Leistenbrüchen sowie vor oder nach chirurgischen Eingriffen
- Wirksame Stützung des Abdomens
- Für den Einsatz von Pelotten geeignet, falls die Kompression in der Leistengegend verstärkt werden soll
- Einzigartiges Spezial Gewebe, aus feinsten Baumwolle, antiallergisch und atmungsaktiv

Pelotten für die Reposition eines Leistenbruchs, die in Kompressionslips oder Stützgürtel eingesetzt werden können. Unterschiedliche Ausführungen für die rechte und linke Seite.

Zubehör für:

- 650, 651, 652
- 609, 610
- 648, 655, 690
- 672



Modell/Typ	Bezeichnung
T6DX	anatomisch geformte Druckpelotte rechts
T6SX	anatomisch geformte Druckpelotte links

Wellness LINE Herren

Modell/Typ	Größen (seitl. Höhe)				
655	4 (30 cm)	5 (30 cm)	6 (33 cm)	7 (33 cm)	8 (33 cm)
655 B	4 (25 cm)	5 (25 cm)	6 (27 cm)	7 (28 cm)	8 (28 cm)

Farbe: ■ Schwarz

Größen gemäß Maßtabelle S. 48

Kompression: mittel-hoch

**Antibakterielles
Hitech-Gewebe**

nanofeel
BACTERIOSTATIC YARN



100 %
Atmungsaktiv



Geruchs-
neutralisierend



Strapazierfähig



Antibakteriell

655 und 655 B

Das Modell 655 ist eine moderne Variation der bewährten Kompressionsslips in Boxer-Form und bietet einen bequemen Eingriff. Bei der Entwicklung wurde besonders auf die stützende Wirkung und den Schutz der empfindlichen Körperteile geachtet.

Dank der Einschubtaschen für Pelotten eignet sich dieses Produkt für die Behandlung von leichten Leistenbrüchen oder den postoperativen Einsatz. Stellt die wirksame Unterstützung des Abdomens sicher und schützt vor erneuten Leistenbrüchen. Anti-allergisches Material für den direkten Hautkontakt geeignet. Maximaler Tragekomfort. Nanofeel Gewebe. Mit hoher (655) oder niedriger (655 B) Taille erhältlich.

Indikationen:

- Stützende Wirkung bei Leistenbrüchen
- Vor oder nach chirurgischen Eingriffen
- Wirksame Stützung des Abdomens auch bei sportlichen Aktivitäten





100%
BAUMWOLLE
auf der Haut



100 %
Atmungsaktiv

Farbe: Weiß Hautfarbe

Kompression: hoch

648

Dieses hochgeschnittene Modell wirkt stark komprimierend und verfügt über Taschen zum Einsetzen von Pelotten für das verstärkte Stützen des Leistenbereichs. Sorgt für die angenehme Unterstützung des Abdomens und ist wegen des engen Beinausschnitts besonders geeignet für Senioren oder Männer mit sehr schlanken Oberschenkeln.

Indikationen:

- Stützende Wirkung bei Leistenbrüchen
- Nach chirurgischen Eingriffen
- Wirksame Stützung des Abdomens

Modell/Typ	Größen (seitl. Höhe)										
648	XXS (23 cm)	XS (23 cm)	S (23 cm)	M (23 cm)	L (26 cm)	XL (26 cm)	XXL (26 cm)	3XL (26 cm)	4XL (27 cm)	5XL (29 cm)	6XL (29 cm)

Größen gemäß Maßtabelle S. 48

Wellness LINE Herren

Modell/Typ	Größen (seitl. Höhe)							
	XS (11 cm)	S (12 cm)	M (13 cm)	L (14 cm)	XL (15 cm)	XXL (16 cm)	3XL (17 cm)	4XL (18 cm)
650	XS (11 cm)	S (12 cm)	M (13 cm)	L (14 cm)	XL (15 cm)	XXL (16 cm)	3XL (17 cm)	4XL (18 cm)
651	XS (14 cm)	S (15 cm)	M (16 cm)	L (17 cm)	XL (18 cm)	XXL (19 cm)	3XL (20 cm)	4XL (21 cm)
652	XS (19/20 cm)	S (19/20 cm)	M (20/21 cm)	L (20/21 cm)	XL (20/21 cm)	XXL (21/22 cm)	3XL (21/22 cm)	4XL (21/22 cm)

Farbe: Weiß Hautfarbe

Kompression: mittel

100%
BAUMWOLLE
auf der Haut



100 %
Atmungsaktiv

Größen gemäß Maßtabelle S. 48

650, 651 und 652

Diese drei Modelle unterscheiden sich in ihrer Höhe. Mit Taschen für den Einsatz von Pelotten. Antiallergisches Material für den direkten Hautkontakt geeignet. Maximaler Tragekomfort dank reiner Baumwolle, die durch ein einzigartiges Spezial-Verfahren elastifiziert wurde.

Indikationen:

- Stützende Wirkung bei Leistenbrüchen
- Vor oder nach chirurgischen Eingriffen
- Wirksame Stützung des Abdomens





Innenseite mit klettbaren Pelotten.

Ideal als Schutzbandage nach Bruchoperationen



Bruchslip 20300

Bequeme und unauffällige Versorgung von leichten Leistenbrüchen.

Der Bruchslip 20300 wird aus kräftigem, hautfarbenem und elastischem Gewebe hergestellt, liegt am Körper sehr gut an und ist daher selbst unter enger Kleidung nicht zu erkennen. Da das elastische Gewebe äußerst luftdurchlässig ist und bis 30° C gewaschen werden kann, ist die Bandage besonders hygienisch.

Die Pelotten werden mit Klettband befestigt. Somit ist eine genaue Anpassung an die individuellen Verhältnisse des Trägers gegeben. Mittels einem Klettverschluß läßt sich der Latz sehr leicht öffnen und wieder verschließen. Dadurch entfällt ein häufiges An- und Ablegen.

Indikationen:

- Pelotten mit Klettband für die individuelle Anpassung
- Latz mit Klettverschluß (häufiges An- und Ablegen entfällt)
- Elastisch und luftdurchlässig
- Hygienisch und pflegeleicht (bis 30° C waschbar)

Farbe: Hautfarbe

Kompression: hoch

Modell/Typ	Größen									seitl. Höhe
	46	48	50	52	54	56	58	60	62	
20300										15,5 cm

Größen gemäß Maßtabelle S. 48

Wellness LINE Herren

Modell/Typ	Größen (seitl. Höhe)						
	XXS (12,0 cm)	XS (12,5 cm)	S (13,0 cm)	M (14,0 cm)	L (14,5 cm)	XL (15,0 cm)	XXL (16,0 cm)
515							

Größen gemäß Maßtabelle S. 48

Farbe:  Blau

Kompression: mittel



Innenseite mit Pelottentaschen

Bruchslip 515

Bequeme und unauffällige Versorgung von leichten Leistenbrüchen.

Der Bruchslip 515 wird aus feinem, hellblauem elastischem Gewebe hergestellt, liegt am Körper sehr gut an und ist daher selbst unter enger Kleidung nicht zu erkennen. Das Gewebe ist äußerst luftdurchlässig und kann bis 40° C gewaschen werden. Damit ist die Bandage besonders hygienisch. Die Pelotten werden innen in Taschen eingesteckt und können durch Aufpolstern in ihrer Wirkung noch verstärkt werden. Durch die besondere Ausführung mit Eingriff entfällt ein häufiges An- und Ablegen.

Indikationen:

- Mit Eingriff (häufiges An- und Ablegen entfällt)
- Mit Pelotten in Innentaschen
- Elastisch und luftdurchlässig
- Hygienisch und pflegeleicht (bis 40° C waschbar)

Ideal als postoperative Schutzbandage





609 hoch
610 niedrig

609 und 610

Dieses Modell zeichnet sich durch seinen großen Beinausschnitt aus, der eine größere Bewegungsfreiheit ermöglicht. In zwei unterschiedlichen Höhen erhältlich: Art. 609 mit hoch angesetzter Taille; Art. 610 mit tief angesetzter Taille. Maximaler Tragekomfort dank reiner Baumwolle, die durch ein einzigartiges Spezial-Verfahren elastifiziert wurde. Für den Einsatz von Pelotten geeignet. Antiallergisches Material für den direkten Hautkontakt geeignet.

Indikationen:

- Verhindert das Erschlaffen der Bauchmuskulatur nach einem chirurgischen Eingriff
- Ideal für sportliche Aktivitäten

100%
BAUMWOLLE
auf der Haut



100 %
Atmungsaktiv

Farbe: Weiß Hellgrau meliert

Kompression: leicht

690 - Badeslip

Dieser Kompressionslip ist funktionell wie eine normale Badehose. Er zeichnet sich aus durch seine starke Rückhaltewirkung und ist mit Innentaschen für den Einsatz von Pelotten versehen, um den Leistenbruch zu reponieren. Antiallergisches Material für den direkten Hautkontakt geeignet.

Indikationen:

- Stützende Wirkung bei Leistenbrüchen
- Nach chirurgischen Eingriffen
- Wirksame Stützung des Abdomens

100%
BAUMWOLLE
auf der Haut



100 %
Atmungsaktiv

Farbe: Dunkelblau

Kompression: mittel

Modell/Typ	Größen (seitl. Höhe)			
609	48/50 (18 cm)	52/54 (20 cm)	56/58 (22 cm)	60/62 (24 cm)
610	48/50 (14 cm)	52/54 (15 cm)	56/58 (16 cm)	60/62 (17 cm)

Modell/Typ	Größen (seitl. Höhe)							
690	46 (14 cm)	48 (15 cm)	50 (15 cm)	52 (15 cm)	54 (15 cm)	56 (15 cm)	58 (16 cm)	60 (16 cm)

Größen gemäß Maßtabelle S. 48



657

Dieser funktionale Sportslip unterstützt bei sportlichen Aktivitäten und sorgt für sicheren und bequemen Schutz. Er schmiegt sich perfekt an den Körper an und ermöglicht maximale Bewegungsfreiheit. Kein Abrollen während der Bewegung. Antiallergisches Material für den direkten Hautkontakt geeignet.

Indikationen:

- Präventive Stützwirkung bei sportlichen Aktivitäten

100%
BAUMWOLLE
auf der Haut



100 %
Atmungsaktiv

Farbe: Dunkelgrau

Kompression: leicht



603

Sorgt für Unterstützung und Prävention bei sportlichen Aktivitäten. Vollkommen offene Rückseite. Bequemer und praktischer Schutz der Genitalien. Rückseite mit elastischen Bändern. Optimale Stützwirkung und maximaler Tragekomfort für vollständige Bewegungsfreiheit. Antiallergisches Material für den direkten Hautkontakt geeignet.

Indikationen:

- Präventive Stützwirkung bei sportlichen Aktivitäten

100%
BAUMWOLLE
auf der Haut



100 %
Atmungsaktiv

Farbe: Weiß

Kompression: leicht

Modell/Typ	Größen (seitl. Höhe)				
657	42/44 (15 cm)	46/48 (17 cm)	50/52 (19 cm)	54/56 (22 cm)	58/60 (24 cm)

Modell/Typ	Größen				
603	44	46	48	50	52

Größen gemäß Maßtabelle S. 48



Lady 672

Der Lady Kompressionslip sorgt für die wirksame Unterstützung des Abdomens und die perfekte Rückhaltung von Leistenbrüchen. Für den Einsatz von Pelotten geeignet. Dank seiner besonderen Beschaffenheit ist dieser Slip nahezu unsichtbar unter der Kleidung tragbar. Verschluss im Schritt. Das antiallergische Material sorgt für perfekte Atmungsaktivität.

Indikationen:

- Verhindert das Absinken des Abdomens
- Verwendung nach der Geburt oder nach chirurgischen Eingriffen
- Bietet Unterstützung bei Leistenbrüchen
- Wirkt vorbeugend gegen die Absenkung der Eingeweide und der Nieren

Farbe: Weiß Hautfarbe

Kompression: hoch

100%
BAUMWOLLE
auf der Haut



100 %
Atmungsaktiv

Modell/Typ	Größen (seitl. Höhe)									
672	30 (24 cm)	32 (24 cm)	34 (25 cm)	36 (25 cm)	38 (28 cm)	40/42 (29 cm)	44/46 (29 cm)	48/50 (29 cm)	52/54 (34 cm)	56/58 (34 cm)

**Wir empfehlen für eine höhere Kompression die nächst kleinere Größe zu wählen.
Größen gemäß Maßtabelle S. 48**

Letizia 673



Das Stützieder Letizia sorgt für die wirksame Unterstützung des Abdomens und verhindert das Nachgeben bzw. Erschlaffen des Gewebes. Hilft bei der Wiederherstellung einer ästhetischen Körperkontur (ideal nach der Schwangerschaft). Kann täglich zur Modellierung der Körperform getragen werden. Dank seiner besonderen Beschaffenheit verteilt sich die Kompressionswirkung gleichmäßig und sorgt für maximalen Tragekomfort. Das antiallergische Material fördert die Hautatmung.

Indikationen:

- Verhindert das Absinken und Erschlaffen der Bauchwand
- Verwendung nach der Geburt oder nach chirurgischen Eingriffen
- Wirkt vorbeugend gegen die Absenkung der Eingeweide und der Nieren

100%
BAUMWOLLE
auf der Haut



100 %
Atmungsaktiv

Farbe: Weiß Hautfarbe Schwarz

Kompression: mittel

Modell/Typ	Größen (seitl. Höhe)									
	30 (22 cm)	32 (23 cm)	34 (23 cm)	36 (23 cm)	38 (26 cm)	40 (26 cm)	42/44 (26 cm)	46/48 (27 cm)	50/52 (27 cm)	54/56 (27 cm)
673										

Wir empfehlen für eine höhere Kompression die nächst kleinere Größe zu wählen.
Größen gemäß Maßtabelle S. 48

680



Stützieder für Schwangere mit elastischer, anatomisch geformter Bauchbinde, die auf dem Rücken fixiert ist und unter dem Bauch entlang läuft. So wird der Bauch gestützt ohne ihn dabei zu komprimieren. Zu 100% aus Baumwolle gefertigt, bietet dieses Mieder maximalen Tragekomfort, auch bei direktem Hautkontakt. Die wohltuende Wirkung stellt sich ganz von selbst und frei von allergischen Reaktionen oder Juckreiz ein.

Indikationen:

- Stützt den Bauch und lindert Rückenschmerzen während der Schwangerschaft
- Mit dehnbarer Schürze

100%
BAUMWOLLE
auf der Haut



100 %
Atmungsaktiv

Farbe: Weiß

Kompression: leicht

Modell/Typ	Größen				
	XS	S	M	L	XL
680					

Größen gemäß Maßtabelle S. 48

810



Die Bauchbandage stützt und beugt einer Erschlaffung der Bauchmuskeln nach einem chirurgischen Eingriff vor. Besonders geeignet, um den von der Bauchdecke ausgeübten Druck zu reduzieren. Schmiegt sich perfekt an den Unterbauch und die Lendenwirbelsäule an. Der einzigartige Doppelbandverschluss erleichtert das Anlegen und sorgt für perfekte Anpassung an die weibliche und männliche Anatomie. Das atmungsaktive und elastische Gewebe lässt sich mit einem Klettverschluss verschließen.

Indikationen:

- Wirkt der Erschlaffung der Bauchmuskeln entgegen
- Verwendung nach chirurgischen Eingriffen oder nach der Schwangerschaft



Farbe: Weiß

Kompression: mittel - hoch

Modell/Typ	Größen
810	Einheitsgröße mit einer Höhe von 27 cm bis 130 cm Umfang

675



Die Bauchbandage stützt und beugt einer Erschlaffung der Bauchmuskeln nach einem chirurgischen Eingriff vor. Besonders geeignet, um den von der Bauchdecke ausgeübten Druck zu reduzieren. Schmiegt sich perfekt an den Unterbauch und die Lendenwirbelsäule an. Der einzigartige Doppelbandverschluss erleichtert das Anlegen und sorgt für perfekte Anpassung an die weibliche und männliche Anatomie.

Indikationen:

- Wirkt der Erschlaffung der Bauchmuskeln entgegen
- Verwendung nach chirurgischen Eingriffen oder nach der Schwangerschaft
- In zwei Höhen erhältlich: 24 und 30 cm hoch



Farbe: Weiß

Kompression: mittel - hoch

Modell/Typ	Größen (Umfang)					
675 (Höhe 24 cm)	S (60 – 80 cm)	M (70 – 90 cm)	L (80 – 100 cm)	XL (90 – 110 cm)	XXL (100 – 120 cm)	3XL (110 – 130 cm)
675 (Höhe 30 cm)	S (60 – 80 cm)	M (70 – 90 cm)	L (80 – 100 cm)	XL (90 – 110 cm)	XXL (100 – 120 cm)	3XL (110 – 130 cm)

Wir empfehlen für eine höhere Kompression die nächst kleinere Größe zu wählen. Größen gemäß Maßtabelle S. 48



HANDGEFERTIGTE ORTHESEN & BANDAGEN

Bei CAROLI erhalten Sie exklusive Produkte mit unvergleichlichen Leistungen und hohem Tragekomfort. Sorgfältig verarbeitet, individuell und nach Maß!

Wir bieten innovative und wirksame Lösungen, die den Anforderungen an ein aktives Leben gerecht werden. Ob zur Prävention und Rehabilitation oder beim Sport, unterstützen Sie unsere Produkte mit der richtigen Kompression. Hergestellt aus hochwertigen Materialien und nach neuesten Erkenntnissen stetig weiterentwickelt, erfüllen sie die Bedürfnisse des Anwenders in bester Qualität. Mit CAROLI-Produkten schützen Sie sich effizient und gewinnen so an Lebensqualität.

Gummigurt-Bruchband 14351 und 14371 mit kurzer Feder



14371/82L doppelseitig

Klassisches Bruchband mit kräftigem Leibgurt für die Versorgung von Leistenbrüchen mit anatomischer oder skrotaler Pelotte.

- Leibgurt 45 mm breit aus hautfarbenem Gummi
- Pelottenüberzug aus Velveton
- Kunstlederdeck mit 12 mm breiter Feder
- einseitig für rechts oder links
- doppelseitig mit Schnallenverschluß im Rücken
- Übergrößen, Maßanfertigungen und andere Pelottenformen gegen Aufpreis

In den Standard-Größen 75, 80, 85, 90, 95, 100 und 105 (Körperumfang) lieferbar.

Modell	Pelotte	HMV-Nr.	Bezeichnung
14351	71K	23.16.01.0008 (einseitig)	Leistenbruchband mit ovaler Pelotte
14351	80L		Leistenbruchband mit flacher dreieckiger Pelotte
14371	82L	23.16.01.1008 (doppelseitig)	Bruchband mit anatomischer Pelotte und Schenkelriemen
14371	83L		Skrotalbruchband mit Schenkelriemen

Bitte Größe und Seite angeben

*ab Größe 110 siehe AGB's „Preise und Zuschläge“

Gummigurt-Bruchband 14300 und 14500 mit kurzer Feder



14501/71K einseitig

Bruch-Versorgung in PREMIUM-Qualität.

- Leibgurt 45 mm breit aus hautfarbenem Gummi
- Pelottenüberzug aus Velveton, Baumwoll-Simplex oder Glacéleder
- Rindlederdeck mit 12 mm breiter Feder
- einseitig für rechts oder links
- doppelseitig mit Schnallenverschluß im Rücken
- auch mit Randpelotten
- Übergrößen, Maßanfertigungen und andere Pelottenformen gegen Aufpreis

In den Standard-Größen 75, 80, 85, 90, 95, 100 und 105 (Körperumfang) und mit verschiedenen Pelotten lieferbar.

Modell	Pelotte	Bezeichnung
14301	71K	Leistenbruchband mit ovaler Pelotte, Pelottenüberzug aus Velveton
14321	71K	Leistenbruchband mit ovaler Rand-Pelotte, Pelottenüberzug aus Baumwoll-Simplex
14331	82L	Bruchband mit anatomischer Pelotte und Schenkelriemen, Pelottenüberzug aus Velveton
14341	82L	Bruchband mit anatomischer Rand-Pelotte und Schenkelriemen, Pelottenüberzug aus Baumwoll-Simplex
14501	71K	Leistenbruchband mit ovaler Pelotte, Pelottenüberzug aus Glacéleder
14521	71K	Leistenbruchband mit ovaler Rand-Pelotte, Pelottenüberzug aus Glacéleder
14531	82L	Bruchband mit anatomischer Pelotte und Schenkelriemen, Pelottenüberzug aus Glacéleder
14541	82L	Bruchband mit anatomischer Rand-Pelotte und Schenkelriemen, Pelottenüberzug aus Glacéleder

Bitte Größe und Seite angeben

*ab Größe 110 siehe AGB's „Preise und Zuschläge“

Gummigurt-Bruchband 15351 und 15371 mit 3/4 Feder



15371/82L einseitig

Auch stärkere Brüche lassen sich mit dieser Versorgung erfolgreich reponieren.

Das Bruchband sorgt mit Hilfe der Feder für ausreichenden Druck auf die jeweilige Hernie und kann auch im Liegen angenehm getragen werden.

- Leibgurt 45 mm breit aus hautfarbenem Gummi
- Pelottenüberzug aus Velveton
- Kunstlederdeck mit 12 mm breiter Feder
- einseitig für rechts oder links
- doppelseitig mit Schnallenverschluß im Rücken
- Übergrößen, Maßanfertigungen und andere Pelottenformen gegen Aufpreis

In den Standard-Größen 75, 80, 85, 90, 95, 100 und 105 (Körperumfang) lieferbar.

Modell	Pelotte	Bezeichnung
15351	71K	Leistenbruchband mit ovaler Pelotte
15351	80L	Leistenbruchband mit flacher dreieckiger Pelotte
15371	82L	Bruchband mit anatomischer Pelotte und Schenkelriemen
15371	83L	Skrotalbruchband mit Schenkelriemen

Bitte Größe und Seite angeben

*ab Größe 110 siehe AGB's „Preise und Zuschläge“

Gummigurt-Bruchband 11300 und 11500 mit langer Feder



11331/82L doppelseitig

Bruch-Versorgung in PREMIUM-Qualität.

- Leibgurt 45 mm breit aus hautfarbenem Gummi
- Pelottenüberzug aus Velveton, Baumwoll-Simplex oder Glacéleder
- Rindlederdeck mit 12 mm breiter Feder
- einseitig für rechts oder links
- doppelseitig mit Rückenkissen
- auch mit Randpelotten
- Übergrößen, Maßanfertigungen und andere Pelottenformen gegen Aufpreis

In den Standard-Größen 75, 80, 85, 90, 95, 100 und 105 (Körperumfang) und mit verschiedenen Pelotten lieferbar.

Modell	Pelotte	Bezeichnung
11301	71K	Leistenbruchband mit ovaler Pelotte, Pelottenüberzug aus Velveton
11321	71K	Leistenbruchband mit ovaler Rand-Pelotte, Pelottenüberzug aus Baumwoll-Simplex
11331	82L	Bruchband mit anatomischer Pelotte und Schenkelriemen, Pelottenüberzug aus Velveton
11341	82L	Bruchband mit anatomischer Rand-Pelotte und Schenkelriemen, Pelottenüberzug aus Baumwoll-Simplex
11501	71K	Leistenbruchband mit ovaler Pelotte, Pelottenüberzug aus Glacéleder
11521	71K	Leistenbruchband mit ovaler Rand-Pelotte, Pelottenüberzug aus Glacéleder
11531	82L	Bruchband mit anatomischer Pelotte und Schenkelriemen, Pelottenüberzug aus Glacéleder
11541	82L	Bruchband mit anatomischer Rand-Pelotte und Schenkelriemen, Pelottenüberzug aus Glacéleder

Bitte Größe und Seite angeben

* ab Größe 110 siehe AGB's „Preise und Zuschläge“

Gummigurt-Bruchband 11351 und 11371 mit langer Feder



11371/82L einseitig

Für die Versorgung von starken Leisten-, Skrotal- oder Schenkelbrüchen.

Die Federwirkung unterstützt effektiv die Reposition des Bruches.

- Leibgurt 45 mm breit aus hautfarbenem Gummi
- Pelottenüberzug aus Velveton
- Kunstlederdeck mit 12 mm breiter Feder
- einseitig für rechts oder links
- doppelseitig mit Rückenkissen
- Übergrößen, Maßanfertigungen und andere Pelottenformen gegen Aufpreis

In den Standard-Größen 75, 80, 85, 90, 95, 100 und 105 (Körperumfang) lieferbar.

Modell	Pelotte	HMV-Nr.	Bezeichnung
11351	71K	23.16.01.0009 (einseitig)	Leistenbruchband mit ovaler Pelotte
11351	80L		Leistenbruchband mit flacher, dreieckiger Pelotte
11371	82L	23.16.01.1009 (doppelseitig)	Bruchband mit anatomischer Pelotte und Schenkelriemen
11371	83L		Skrotalbruchband mit Schenkelriemen

Bitte Größe und Seite angeben

* ab Größe 110 siehe AGB's „Preise und Zuschläge“

Gummigurt-Bruchband 12351 und 12371 ohne Feder



12371/82L einseitig

Federloses Bruchband mit kräftigem Leibgurt für die Versorgung leichter Leistenbrüche und die Versorgung mit anatomischer Pelotte

- Leibgurt 45 mm breit aus hauffarbenem Gummi
- Pelottenüberzug aus Velveton
- Kunstlederdeck
- einseitig für rechts oder links
- doppelseitig mit Rückenkissen
- Übergößen, Maßanfertigungen und andere Pelottenformen gegen Aufpreis

In den Standard-Größen 75, 80, 85, 90, 95, 100 und 105 (Körperumfang) lieferbar.

Modell	Pelotte	Bezeichnung
12351	71K	Leistenbruchband mit ovaler Pelotte und Schenkelriemen
12371	82L	Bruchband mit anatomischer Pelotte und Schenkelriemen

Bitte Größe und Seite angeben

*ab Größe 110 siehe AGB's „Preise und Zuschläge“

P, P/C, P/N und S/N mit Randpelotten



S/N einseitig

Federloses Gummigurt-Bruchband mit exklusivem Pelottenüberzug.

- hauffarbener Gummigurt 45 mm breit oder extra stark, in modernem grau/blauem Dessin mit 50 mm Breite
- Modell P/C mit dekorativem blau/weißem Streifen im Leibgurt
- Pelottenüberzug aus Perlon-Velour, Glacéleder oder Baumwoll-Simplex
- Pelotten mit abgestepptem Rand
- einseitig für rechts, links oder doppelseitig

Preise gelten bis Körperumfang 105 cm

Modell	lieferbare Größen	Bezeichnung
P/C	80, 85, 90, 95, 100 105, 110, 115, 120	Bruchband mit hellgrauem Gummigurt 50 mm, mit Schenkelriemen Pelotte mit abgestepptem Rand und hellgrauem Glacéleder-Überzug
S/N		Bruchband mit hauffarbenem Gummigurt 45 mm, Pelotten mit abgestepptem Rand und Perlon-Velour-Überzug, mit Schenkelriemen
P/N	75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120	Bruchband mit hauffarbenem Gummigurt 45 mm, Pelotten mit abgestepptem Rand und Perlon-Velour-Überzug, mit Schenkelriemen
P		Bruchband mit hauffarbenem Gummigurt 45 mm, Randpelotten mit Baumwoll-Simplex überzogen, mit Schenkelriemen

Bitte Größe und Seite angeben

*Übergößen gegen Aufpreis

Kombinations-Bruchband 19371 mit kurzer Feder



Die individuelle Kombination von Leibgurt mit diversen Pelottenformen, ermöglicht eine rationelle Versorgung fast sämtlicher Brüche. Kombiniert oder als komplettes Bruchband ein bewährtes System.

- Leibgurt 45 mm breit aus hautfarbenem Gummi
- Pelottenüberzug und Schenkelriemen aus Velveton
- Kunstlederdeck mit 12 mm breiter Feder
- einseitig für rechts oder links
- doppelseitig mit Schnallenverschluß im Rücken
- Übergrößen, Maßanfertigungen und andere Pelottenformen gegen Aufpreis

In den Standard-Größen 75, 80, 85, 90, 95, 100 und 105 (Körperumfang) und mit verschiedenen Pelotten lieferbar.

Modell	Pelotte	Bezeichnung
Leibgurt zu 19371	einfach	mit 1 Knopfstück für Schenkelriemen, mit Klappschnalle und Hakenpatte
	doppelt	mit 2 Knopfstücken für Schenkelriemen, mit Schnallenverschluß im Rücken
Pelotte zu 19371		Bezeichnung
	71K	ovale Leistenpelotte
	80L	flache dreieckige Leistenpelotte
	82L	anatomische Pelotte mit Schenkelriemen
	83L	Skrotal-Pelotte mit Schenkelriemen
Modell	Pelotte	Bezeichnung
19371	71K	Kombinations-Bruchband komplett, Leibgurt und ovale Leisten-Pelotte mit kurzer Feder
19371	80L	Kombinations-Bruchband komplett, Leibgurt und flache dreieckige Leisten-Pelotte mit kurzer Feder
19371	82L	Kombinations-Bruchband komplett, Leibgurt und anatom. Pelotte mit kurzer Feder und Schenkelriemen
19371	83L	Kombinations-Bruchband komplett, Leibgurt und Skrotal-Pelotte mit kurzer Feder und Schenkelriemen

Bitte Größe und Seite angeben

*ab Größe 110 siehe AGB's „Preise und Zuschläge“

Wattierungs-Bruchband 451 und 471 mit langer Feder



451/80L einseitig

Bewährtes Bruchband mit anatomischer oder skrotaler Pelotte und für die Versorgung von Leisten- oder Schenkelbrüchen.

- Wattierung 29 mm breit aus hautfarbenem Moleskin
- Pelottenüberzug aus Velveton
- Kunstlederdeck mit 12 mm breiter Feder
- einseitig für rechts oder links
- doppelseitig mit Rückenkissen
- Übergrößen, Maßanfertigungen und andere Pelottenformen gegen Aufpreis

In den Standard-Größen 75, 80, 85, 90, 95, 100 und 105 (Körperumfang) lieferbar.

Modell	Pelotte	HMV-Nr.	Bezeichnung
451	71K	23.16.01.0006 (einseitig)	Leistenbruchband mit ovaler Pelotte
451	80L		Leistenbruchband mit flacher dreieckiger Pelotte
471	82L	23.16.01.1006 (doppelseitig)	Bruchband mit anatomischer Pelotte und Schenkelriemen
471	83L		Skrotalbruchband mit Schenkelriemen

Bitte Größe und Seite angeben

*ab Größe 110 siehe AGB's „Preise und Zuschläge“

Wattierungs-Bruchband 2500 mit langer Feder



2501/71K einseitig

Bruch-Versorgung in PREMIUM-Qualität.

- Wattierung 29 mm breit aus hautfarbenem Velveton
- Pelottenüberzug aus Velveton
- Rindlederdeck mit 12 mm breiter Feder
- einseitig für rechts oder links
- doppelseitig mit Rückenkissen
- Randpelotten mit Baumwoll-Simplex-Überzug
- Übergrößen, Maßanfertigungen und andere Pelottenformen gegen Aufpreis

In den Standard-Größen 75, 80, 85, 90, 95, 100 und 105 (Körperumfang) und mit verschiedenen Pelotten lieferbar.


Modell	Pelotte	Bezeichnung
2501	71K	Leistenbruchband mit ovaler Pelotte, Wattierung 29 mm breit, Feder 12 mm breit
2521	71K	Leistenbruchband mit ovaler Rand-Pelotte, Wattierung 29 mm breit, Feder 12 mm breit
2531	82L	Bruchband mit anatom. Pelotte und Schenkelriemen, Wattierung 29 mm breit, Feder 12 mm breit
2541	82L	Bruchband mit anatom. Rand-Pelotte und Schenkelriemen, Wattierung 29 mm breit, Feder 12 mm breit

Bitte Größe und Seite angeben

*ab Größe 110 siehe AGB's „Preise und Zuschläge“

Inkontinenz-Überzug für Wattierungsbruchband und Gummigurtbruchband

NEU



- Wasserdichtes (Wassersäule 5.000 mm) blaues Gewebe aus Polyamid und Elasthan
- Pflegeleicht waschbar bei 40°
- Für alle einseitigen Wattierungs- und Gummigurtbruchbänder ohne Schenkelriemen

lieferbare Größen	Bezeichnung
Einheitsgröße	2-teiliger wasserdichter Bezug zum Überziehen mit Klettverschluss für einseitige Bruchbänder ohne Schenkelriemen

Bitte Größe und Seite angeben

Bade-Bruchband 3300, 3301, 2501K und 2531K



2531K/82L einseitig

Bade-Bruchband 3300 und 3301
aus gelbem Plastovel-Gummi

- mit aufvulkanisierter Pelotte für rechts, links oder als doppelseitiges Bruchband

Bade-Bruchband 2501K und 2531K
mit 12 mm breiter Feder

- mit Leisten- oder anatomischer Pelotte
- Übergößen, Maßanfertigungen und andere Pelottenformen gegen Aufpreis

In den Standard-Größen 75, 80, 85, 90, 95, 100 und 105 (Körperumfang) lieferbar.

Modell	lieferbare Größen	Bezeichnung	
3300	80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120	Badebruchband aus gelbem Plastovelgummi mit aufvulkanisierter Pelotte	
3301		Leibgurt-Verschluß mit Durchziehschnalle	
		Ausführung wie Modell 3300, jedoch doppelseitig mit zwei Pelotten	
Modell	Pelotte	HMV-Nr.	Bezeichnung
2501K	71K	23.16.01.0013 (eins.) 23.16.01.1013 (dopp.)	Badebruchband mit Kunstleder überzogen Leistenpelotte mit 12 mm breiter Feder
2531K	82L	23.16.01.0014 (eins.) 23.16.01.1014 (dopp.)	Badebruchband wie Modell 2501K jedoch mit anatomischer Pelotte und Schenkelriemen

Bitte Größe und Seite angeben

*ab Größe 110 siehe AGB's „Preise und Zuschläge“

BOE/C mit herausnehmbarer Feder



Flexibel

Einseitig oder doppelseitig
Mit Klettverschluss für großzügige Verstellbarkeit

Hygienisch

Washbar bis 30° C, da Feder herausnehmbar
Lange Lebensdauer

Bequem

Extra breiter Bandagengummi
für angenehmen Tragekomfort

Optimal für die Rehabilitation in der post-operativen Phase. Aus einem doppelt verstärkten und elastischen Baumwoll-Mesh-Material hergestellt.

Für die Erhöhung der Eindämmung und zur Regulierung des Drucks sind Innentaschen eingearbeitet, die die Pads aufnehmen können.

Anwendung:

einseitiger oder bilateraler Leistenbruch

Modell	HMV-Nr.	lieferbare Größen	Bezeichnung
BOE/C mit Feder	23.16.01.0029	80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120	Leistenbruch-Band BOE/C einseitig mit hautfarbenem Gummigurt 60 mm
BOE/C mit Feder	23.16.01.1025		Leistenbruch-Band BOE/C doppelseitig mit hautfarbenem Gummigurt 60 mm

Bitte Größe und Seite angeben

BOE/C mit Pelottentaschen



BOE/C einseitig

Leistenbruchband mit hohem Tragekomfort

- Schaumstoff-Pelotten lose in Taschen
- Schenkelriemen mit Klettverschluß
- Leibgurt aus hautfarbenem Gummigewebe 60 oder 120 mm breit
- einseitig für rechts, links oder doppelseitig

Anwendung:

einseitiger oder bilateraler Leistenbruch

Modell	lieferbare Größen	Bezeichnung
BOE/C	80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120	Bruchband mit Leibgurt aus hautfarbenem Gummigewebe 60 mm mit Pelottentasche(n) und Schenkelriemen mit Klettverschluß
BOE/C 120		Ausführung wie Modell BOE/C jedoch mit 120 mm breitem Leibgurt (nur doppelseitig lieferbar)

Bitte Größe und Seite angeben

BOE und BM mit eingearbeiteten Pelotten



BM doppelseitig

Federloses Bruchband mit flachen Pelotten.

- flache Pelotten und Schenkelriemen
- Leibgurt aus Gummigurt oder kräftigem Gummigewebe
- in 45 mm oder 100 mm Breite
- einseitig für rechts, links oder doppelseitig

Modell	lieferbare Größen	Bezeichnung
BOE	70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120	Bruchband mit hautfarbenem Gummigurt 45 mm und flachen eingearbeiteten Pelotten mit Schenkelriemen
BM		Bruchband aus kräftigem hautfarbenem Gummigewebe 100 mm und flachen eingearbeiteten Pelotten mit Schenkelriemen

Bitte Größe und Seite angeben

Bruchband à Crémaillère



15341C/82K doppelseitig

Nach französischem Vorbild mit kurzer Feder, breitem Leibgurt und Randpelotten.

- Leibgurt 45 mm breit aus hautfarbenem Gummi
- Randpelotten mit Perlonvelour-Überzug
- 12 mm breite Feder mit Kunstlederdeck
- einseitig für rechts oder links
- Übergrößen, Maßanfertigungen und andere Pelottenformen gegen Aufpreis


In den Standard-Größen 75, 80, 85, 90, 95, 100 und 105 (Körperumfang) lieferbar.

Modell	Pelotte	Bezeichnung
15321C	71K	Leistenbruchband mit ovaler Rand-Pelotte (Perlonvelour) Leibgurt 45 mm breit, kurze Crémaillère-Feder 12 mm breit, Kunstlederdeck
15321C	80L	Leistenbruchband mit flacher, dreieckiger Rand-Pelotte (Perlonvelour) Leibgurt 45 mm breit, kurze Crémaillère-Feder 12 mm breit, Kunstlederdeck
15341C	82K	Bruchband mit anatomischer Rand-Pelotte (Perlonvelour) und Schenkelriemen Leibgurt 45 mm breit, kurze Crémaillère-Feder 12 mm breit, Kunstlederdeck

Bitte Größe und Seite angeben

*ab Größe 110 siehe AGB's „Preise und Zuschläge“

Federlose Bruchbänder für Kinder



Modell 3320

Mit erhöhter Wabenpelotte oder Pelotte für den Nabelbruch.

- aus gelbem Plastovel-Gummi
- Leibgurt und Schenkelriemen zum Knöpfen
- einseitig für rechts oder links

Modell	HMV-Nr.	Bezeichnung
3311	23.16.01.2002	Kinderbruchband aus gelbem Plastovel-Gummi für Körperumfang 35 - 50 cm mit erhöhter Wabenpelotte ca. 35 x 45 mm (B x H) und Schenkelriemen zum Knöpfen
3311A		Ausführung wie Modell 3311 für Körperumfang 55 - 65 cm mit erhöhter Wabenpelotte ca. 40 x 50 mm (B x H) und Schenkelriemen zum Knöpfen
3320	23.16.02.1002	Kinder-Nabelbruchband aus gelbem Plastovel-Gummi mit weicher Pelotte für Körperumfang 30 - 40 cm
3320A		Kinder-Nabelbruchband aus gelbem Plastovel-Gummi mit weicher Pelotte für Körperumfang 45 - 60 cm
3321		Kinder-Nabelbruchband aus gelbem Plastovel-Gummi mit weicher Pelotte für Körperumfang 35 - 65 cm

Bitte bei Modell 3311/A Seite angeben

Nabel-Bruchband für Kinder



- Stufenlos verstellbarer Gummigurt
- 3 verschiedene Pelottenformen, Durchmesser: 45 mm
 - Flach (ohne Kegel)
 - Kegel (20 mm Durchmesser)
 - Kegel (25 mm Durchmesser)
- Pelotten mit Baumwoll Simplex oder Perlonvelour überzogen

Modell	Größen	Bezeichnung
834K	nach Maß	Nabelbruchband für Kinder mit haut-, roséfarbenem oder hellblauem Gummigurt 30 mm Pelotte zum Kleften, mit Perlonvelour oder Baumwoll-Simplex überzogen

Bitte Leibumfang, Farbe und Pelottenform angeben

Nabel-Bruchband in verschiedenen Qualitäten und Ausführungen



Optimale Versorgung von Nabelbrüchen. Formstabile und verstellbare Pelotten in Kombination mit Feder und kräftigem Leibgurt gewährleisten ausreichend starken Druck auf die Bruchpforte.

- ein- oder zweiteiliger hautfarbener Leibgurt
- Pelotten mit Baumwoll-Simplex überzogen
- mit Kunstlederdeck oder hochwertigem Rindlederdeck
- federlos oder mit Druckfeder
- Übergrößen, Maßanfertigungen und andere Pelottenformen gegen Aufpreis

In den Standard-Größen 75, 80, 85, 90, 95, 100 und 105 (Körperumfang) lieferbar.

Modell	HMV-Nr.	Bezeichnung
834/45	23.16.02.0007	Nabelbruchband mit hautfarbenem Gummigurt 45 mm, Pelotte mit Baumwoll-Simplex überzogen, Rindlederdeck
829/11351	23.16.02.0004	Nabelbruchband mit Druckfeder, aus hautfarbenem Gummigurt 45 mm, mit Schnallenverschluß Pelotte mit Baumwoll-Simplex überzogen, Kunstlederdeck
X/2	23.16.02.0008	Nabelbruchband mit 8 cm breitem hautfarbenem Gummigurt Pelotte mit Baumwoll-Simplex überzogen, 2 Verschluß-Knöpfe, Kunstlederdeck
X/4		Ausführung wie Modell X/2, jedoch mit 4 Verschluß-Knöpfen an der Pelotte zum Verschließen des Leibgurt
XIX/451	23.16.02.0006	Nabelbruchband mit zweiteiligem Leibgurt aus hautfarbenem Moleskin Pelotte mit Baumwoll-Simplex überzogen, Kunstlederdeck

Bitte Größe und Pelotten-Nr. angeben

*ab Größe 110 siehe AGB's „Preise und Zuschläge“

BS und BSM/45 mit Suspensorbeutel



Modell BSM/45

Gummigurt-Bruchband mit abnehmbarem Suspensorbeutel.

- hauffarbener Gummigurt 45 mm breit
- Taschen mit Pelotten oder Polyesterwatte und Klettverschluß
- Suspensorbeutel aus Velveton
- abnehmbarer Suspensorbeutel mit Klettverschluß
- mit Schenkelriemen
- Modell BS mit Pelotte rechts, links oder doppelseitig
- BSM in doppelseitiger Ausführung
- Übergößen, Maßanfertigungen und andere Pelottenformen gegen Aufpreis

Maßangaben zum Suspensor bitte nach Zeichnung und Tabelle auf Seite 75.

Preise gelten bis Körperumfang 105 cm

Modell	lieferbare Größen	Bezeichnung
BS	75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120	Bruchband mit hauffarbenem Gummigurt 45 mm, Schenkelriemen, Pelottenüberzug und abnehmbarer Suspensorbeutel aus Velveton
BSM/45		Bruchband mit hauffarbenem Gummigurt 45 mm, Schenkelriemen, abnehmbare Pelottentaschen mit Polyesterwatte, abnehmbarer Suspensorbeutel aus Velveton

Bitte Größe und Seite angeben

*ab Größe 110 siehe AGB's „Preise und Zuschläge“

BOS und BOM/45



Modell BOM/45

Gummigurt-Bruchband mit weichen Pelotten.

- hauffarbener Gummigurt 45 mm breit
- Pelotten mit Glacéleder überzogen (BOS)
- Pelottentaschen aus Baumwoll-Simplex mit Polyesterwatte (BOM)
- mit Schenkelriemen
- einseitig für rechts, links oder doppelseitig
- Modell BOM nur in doppelseitiger Ausführung
- Übergößen, Maßanfertigungen und andere Pelottenformen gegen Aufpreis

Preise gelten bis Körperumfang 105 cm

Modell	lieferbare Größen	Bezeichnung
BOS	75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120	Bruchband aus hauffarbenem Gummigurt 45 mm weiche Pelotten mit Glacéleder überzogen und Schenkelriemen
BOM/45		Bruchband aus hauffarbenem Gummigurt 45 mm, Schenkelriemen Pelottentaschen aus Baumwoll-Simplex mit Polyesterwatte, Klettverschluß

Bitte Größe und Seite angeben

*ab Größe 110 siehe AGB's „Preise und Zuschläge“

Suspensorien in verschiedenen Qualitäten und Ausführungen



Modell 1210/DJ



Bitte Angabe der Maße
nach Zeichnung.

Klassisch | Funktionell | Sportiv

Indikationen:

- Wasserbereich
- Schmerzhaft Irritationen der Hoden, die Unterstützung erfordern

Maßtabelle (Maße in cm) – Angaben gem. Zeichnung

Größen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
a - a	22	23	24	25	26	27	28	29	31	33	36	39	42	45	48
b - b	14	15	16	17	18	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37
c - c	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45

Modell	HMV-Nr.	lieferbare Größen	Bezeichnung
1110	23.16.03.0003	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	Leibgurt aus 30 mm breitem Baumwollgurt Beutel aus weißem Trikot, mit Schnürband, ohne Schenkelriemen
1210	23.16.03.0003		Leibgurt aus 30 mm breitem Baumwollgurt, mit abknöpfbaren Schenkelriemen Beutel aus weißem Trikot, Schenkelriemen aus weichem Knopflochgummiband
1230	23.16.03.0003		wie Modell 1210, mit abknöpfbaren Schenkelriemen jedoch abknöpfbarer Beutel aus weißem Trikot (3 Knöpfe)
1210/DJ	23.16.03.1002		kräftiger Leibgurt aus 45 mm breitem Bandagengurt Beutel aus weißem kräftigem Trikotstoff, Schenkelriemen aus weichem Knopflochgummiband
1210 W/K	23.16.03.1002		Leibgurt aus 45 mm breitem Baumwollgurt Beutel aus weißem Trikot, Schenkelriemen aus weichem Knopflochgummiband

Bitte Größe angeben

* Preise gelten bis Größe 12 - Übergrößen und Maßenfertigungen gegen Aufpreis, siehe AGB's „Preise und Zuschläge“

Bruchhosen

- Kompressionsstärke und Taillenhöhe individuell wählbar
- Verstärkung in Teilbereichen möglich
- Slip- oder Pantyform (mit Bein)
- Angenehmer Tragekomfort
- Optional mit Eingriff, herausnehmbaren Pelotten zum Kletten oder mit Pelottenlasche
- Stoma Öffnung mit oder ohne Potektorlasche
- Farbe sowie farbige Kontrastnähte und Einfassungen frei wählbar
- Schrittzwickel mit Klett-, Haken/Augen- oder jetzt **NEU Magnetverschluss möglich**
- **NEU: Seitlicher durchgehender Haken/Augenverschluss für einfaches Anziehen**



Schwarze Damenbruchhose in Slipform, mit farbigen Kontrast Nähten und Einfassungen



Hautfarbene, halbfertige Bruchhose in Pantyform mit eingearbeiteter Unterstützungslasche



Schwarze Herrenbruchhose in Pantyform mit Eingriff



Weißer Damenbruchhose in Slipform mit Schritzwinkel und seitlichem, durchgehendem Haken/Augen Verschluss



Blaue Herrenbruchhose in Pantyform, mit Stomaöffnung


Jetzt in neuen Farben erhältlich:

- | | |
|--|---|
|  Schwarz |  Anthrazit |
|  Grau-Meliert |  Weiß |
|  Haut |  Blau |

Auf Wunsch, Nähte und Einfassungen jeweils in modischen Kontrastfarben

Bruchhosen Damen Herren

Fax. +49 (0) 78 21 | 93 99 34



- ① **Tailenumfang** _____ cm
- ② **Hüftumfang** _____ cm
- ③ **Schenkelumfang** _____ cm
- ④ **Gewünschte Höhe** _____ cm
- ⑤ **Schenkellänge** _____ cm

Farbe

- Haut Schwarz Sonstiges

gewünschte Kompression

- hoch mittel leicht

Stoff

- einfach doppelt

Abdomen

- flach gewölbt Hängeleib

Gesäß

- normal flach ausgeprägt

Ausführung

- Unterstützungslasche

Schritzwinkel

- Klettverschluss Haken-/Augenband
 Magnetverschluss

Eingriff

Pelotte

Art.-Nr. _____ Größe _____

Stoma

∅ _____ mm

Sonstiges

.....

Kontakt Daten

Angebot Bestellung

Kundennummer:	Kommission:
Anschrift:	Lieferanschrift:
.....	(falls abweichend)
.....
Telefon:	Ansprechpartner:
Datum:	Unterschrift:

Rückenstützgürtel 380-GL



Indikationen:

- entlasten und stützen die Wirbelsäule
- wirken Bandscheibenschäden entgegen
- Leichte Fälle von Dorsalinsuffizienz werden erfolgreich behandelt
- durch Aufrichtung aus der Lordose wirkt es Ermüdungserscheinungen entgegen
- geben den Lendenwirbeln größte Beweglichkeit ohne starke Fixation

Material:

atmungsaktives, elastisches BW-Gewebe mit Lycra

Modell	HMV-Nr.	lieferbare Größen	Bezeichnung
380-GL	23.14.03.2027	80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130	Rückenstützgürtel mit Schrittzwickel und seitlichem, durchgehendem Haken/Augen Verschluss sowie Unterstützungslasche.

Rückenstützbandage 4020, 4025, 4120 und 4125



Modell 4125

Mit Hakenverschluss und verstärkter Rückenstützpelotte.

Indikationen:

Bei Lumbalgien, Lumbalsyndrom, Spondylose, Spondylarthrose, Spondylolisthesis und Reizzuständen des Iliosakralgelenkes.

- für Damen hautfarben aus gestreiftem Gummigewebe
- für Herren aus formgestricktem Trikot in Farbe haut
- Stützpelotte mit herausnehmbarem Stab
- Übergrößen, Maßanfertigungen und andere Pelottenformen gegen Aufpreis

In den Größen 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120 und 125 cm (Körperumfang) lieferbar.

Modell	HMV-Nr.	Höhe in cm (vorne/hinten)	Bezeichnung
4020	23.14.03.2019	16/21	Rückenstützbandage für Herren aus hautfarbenem formgestricktem Gummigewebe im Rücken mit festem Stoffeinsatz und Stützpelotte Nr. 51 mit herausnehmbarem Stab eingearbeitete Unterstüztungslasche, vorne mit speziellem Hakenverschluss
4025		25/22	
4120	23.14.03.2028	20/24	Rückenstützbandage für Damen aus gestreiftem Gummigewebe seitlicher Hakenverschluss mit doppeltem Augenband elastische Unterstüztungsurte zum Haken, Rückenstützpelotte Nr. 51 mit Stab
4125		25/25	

*ab Größe 105 siehe AGB's „Preise und Zuschläge“

Rückenstützbandage 4215, 4220, 4225, 4315 und 4320



Modell 4220

Mit Klettverschluss und Rückenstützpelotte.

Indikationen:

Bei Lumbalgie, Lumbalsyndrom, Spondylose, Spondylarthrose, Spondylolisthesis und Reizzuständen des Iliosakralgelenkes.

- für Herren aus besonders weichem hautfarbenem Elastikgewebe und für Damen aus hautfarbenem Lycra
- Unterstützungsgurte mit Klettverschluss
- in verschiedenen Höhen
- Übergrößen, Maßanfertigungen und andere Pelottenformen gegen Aufpreis

In den Größen 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120 und 125 cm (Körperumfang) lieferbar.

Modell	HMV-Nr.	Höhe in cm (vorne/hinten)	Bezeichnung
4215	23.14.03.2022	14/21	Rückenstützbandage für Herren aus aufgerauhtem Elastikgewebe, Klettverschluss elastische Unterstützungsgurte mit Klettverschluss, mit Rückenstützpelotte Nr. 53
4220	23.14.03.2023	18/25	
4225	23.14.03.2024	23/30	
4315	23.14.03.2030	19/25	Rückenstützbandage für Damen aus hautfarbenem Lycra (gefüttert), Klettverschluss Unterstützungsgurte aus Lycra mit Klettverschluss, mit Rückenstützpelotte Nr. 53
4320	23.14.03.2031	24/30	

*ab Größe 105 siehe AGB's „Preise und Zuschläge“

Symphysenbandage 700



Rasche Mobilisierung bei Beckenringverletzungen.

Indikationen:


Bei Symphysensprengungen, akuter Lumbalgie und Nervenwurzel-Irritationen mit Ischialgie.

- Massage-Effekt durch Friktionspelotten
- hautfarbener Gummigurt 45 mm mit Klettverschluss
- Gurtband doppelt und überkreuzt verarbeitet
- Pelotten mit Klettband und selbstklebendem Haftband für die individuelle Positionierung
- hygienisch und pflegeleicht, bis 30° C waschbar

Modell	HMV-Nr.	lieferbare Größen	Bezeichnung
700	23.11.01.0003	80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120	Symphysenbandage aus unelastischem Gurtband 45 mm Gurtband doppelt und überkreuzt, mit Friktionspelotten und Klettverschluss

Wärme-Rückenstützbandage mit leichtem Massageeffekt

NEU



Die keramischen Mineralstoffe wandeln die natürliche Körperwärme in Infrarotstrahlen um.

→ Und gibt sanfte Tiefenwärme zurück.

→ Die Wärme stimuliert nachweislich. Die Mikrozirkulation und Thermoregulation. Wodurch sich der Sauerstoffgehalt im Blut erhöht und die Muskelspannung aktiviert wird.

Indikationen:

- Chronische Rückenschmerzen
- Hexenschuss (LWS)
- Rheumatische Beschwerden

Eigenschaften:

- Stützt und massiert die Rückenpartie durch Strukturgewebe
- Wärmende Wirkung durch keramische Mineralstoffe
- Stützende Funktion mittels herausnehmbarer Stäbe
- Übergößen und Maßanfertigungen

lieferbare Größen	Hintere Höhe in cm	Bezeichnung
70, 80, 90, 100, 110, 120, 130	20, 25	Elastische Rückenstützbandage aus weißem Struktur Mikrofaser Gewebe mit sanfter Tiefenwärmewirkung durch Keramik-Mineralstoffe mit Klettverschluss

Lumbalbandagen und Herrenleibgürtel



Modell HA

Aus formgestricktem hauffarbenem Trikot, bei schwacher Bauchdecke und Neigung zu Bauchbrüchen.

In verschiedenen Ausführungen lieferbar.

- zum Schlüpfen
- mit Reißverschluß
- mit Schnürung und Erweiterungslasche
- mit Klettverschluß und/oder Hakenverschluß mit Augenband
- Rückenverstärkung mit extra breiten Stäben

vordere Höhe 25 cm, hintere Höhe 22 cm (22/24 cm bei Modell HV)

Modell	HMV-Nr.	lieferbare Größen	Bezeichnung
HS	05.11.03.1002	80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120	Elastische Stützbandage aus hauffarbenem, formgestricktem Gummigewebe zum Schlüpfen
HR			Elastische Stützbandage aus hauffarbenem, formgestricktem Gummigewebe vorne mit Reißverschluß
HH			Elastische Stützbandage aus hauffarbenem, formgestricktem Gummigewebe seitliche Schnürung mit Erweiterungslasche, Hakenverschluß mit Augenband (3-fach)
HV	23.14.03.0016		Elastische Stützbandage aus hauffarbenem, formgestricktem Gummigewebe mit speziellem Hakenverschluß vorn und breite Verstärkung im Rücken (4 Stäbe)
HA	05.11.03.1002		Elastische Stützbandage aus hauffarbenem, formgestricktem Gummigewebe mit seitlichem Hakenverschluß und dreifachem Augenband
HA/K			Elastische Stützbandage aus hauffarbenem, formgestricktem Gummigewebe mit seitlichem Klettverschluß
HA/RV	23.14.03.0015		Elastische Stützbandage aus hauffarbenem, formgestricktem Gummigewebe mit seitlichem Hakenverschluß, dreifachem Augenband, breite Rückenverstärkung
HA/RV/K			Elastische Stützbandage aus hauffarbenem, formgestricktem Gummigewebe mit seitlichem Klettverschluß und breiter Rückenverstärkung

Universelle Rumpfbandage HK, HK/L und 800



Modell HK/L

Aus weißem elastischem Gewebe zur postoperativen Versorgung nach Thorax- oder Abdomenoperation, als Stützverband bei Thoraxtrauma, Rippenfraktur oder Rippenprellung.

- in Höhe 16, 20 oder 25 cm
- hautfreundlich und atmungsaktives Gewebe
- angenehmes Tragegefühl durch besonders weiche Oberfläche
- als Narbenschutzbandage geeignet
- mit leichtem und flächenhaftem Kompressionsdruck
- hygienisch und pflegeleicht, bis 60° C waschbar
- leicht anzulegen und individuell zu verstellen mit Klettverschluß

Modelle HK und HK/L auf Anfrage auch in hautfarben lieferbar.

Modell	HMV-Nr.	lieferbare Größen	lieferbare Höhen (in cm)	Bezeichnung
800	05.11.01.0038	70, 80, 90, 100, 110, 120, 130	25	Elastische Narbenschutzbandage aus weißem Bindegewebe einseitig geraucht für Haftung mit Klettverschluß
HK	05.11.01.0039		16,20,25	Elastische Stützbandage aus weißem Bindegewebe, mit Klettverschluß
HK/L	05.11.01.0040		20,25	Ausführung wie HK, jedoch mit breiter Stofflasche

Bitte Höhe angeben

Rippenbruchbandage 900 und 910



Modell 900 H



Für die Versorgung bei Fraktur, Prellung oder Trauma im Rippen- und Brustbeinbereich.

- Universal-Ausführung mit Schaumstoff-Einlage (910)
- spezieller Zuschnitt für Damen oder Herren mit formstabiler Gummi-Einlage (900)
- bequem unter der Kleidung zu tragen
- hautfreundlich und atmungsaktiv
- mit Klettverschluß
- im Rücken mit elastischem Einsatz
- bis 30° C waschbar

Modell	HMV-Nr.	lieferbare Größen	Bezeichnung
910	05.11.01.0030	universal	Rippenbruchbandage aus weißem mit Baumwolle und Velour kaschiertem Material mit breitem elastischem Einsatz im Rücken und vorne mit Klettverschluß Höhe 16 cm
		extra groß	
900 H	05.11.01.0007	75/90, 90/100, 100/110	Rippenbruchbandage aus weißem mit Baumwolle kaschiertem Material mit elastischem Einsatz im Rücken, 10 cm breit, vorne mit Klettverschluß für Herren mit 16 cm Höhe
		110/120	
900 D		70/80, 80/90, 90/100	Ausführung wie oben für Damen jedoch mit vorderer Höhe 10 cm und 16 cm Höhe im Rücken
		100/110	

Antibakterielle Post-OP Bandage

NEU




- Antibakterielle Wirkung durch Silber-Ionen
- Softes, weiches, atmungsaktives und elastisches Microfaser Gewebe
- Als Narbenschutzbandage geeignet
- Leichtes Anlegen und individuell verstellbar durch geteilten Klettverschluss
- Hygienisch und Pflegeleicht bei 30° waschbar
- Übergrößen und Maßanfertigungen möglich

Indikationen:

- Thorax- oder Abdomenoperation
- Thoraxtraumata
- Als Stützverband bei Rippenfraktur oder Rippenprellung
- Nach Stoma-OP

lieferbare Größen	lieferbare Höhen (in cm)	Bezeichnung
70, 80, 90, 100, 110, 120, 130	15, 20, 25 40, 50	Antibakterielle Post-OP-Bandage, individuell verstellbar durch 2-teiligen und bei Höhe 40/50 3-teiligen Klettverschluss. Weißes elastisches Gewebe mit herausnehmbaren Stäben.



Bauchbruch-, Nabel- und Rückenstützpelotten

Zum Einkletten in Leibbinden, Korsetts, Bruchhosen und Lumbalbandagen.

- aus Kunstschaum geformt
- Überzug aus hautfarbenem Perlonvelour oder Baumwolle
- mit Klettverschluss
- in verschiedenen Formen und Abmessungen

Modell	lieferbare Größen	Bezeichnung
46	8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	runde Bauchbruchpelotte mit Perlon-Velour-Überzug und Klettverschluss
47	11 x 8, 13 x 9, 14 x 10, 15 x 11, 17 x 12, 18 x 13	ovale Bauchbruchpelotte mit Perlon-Velour-Überzug und Klettverschluss
47a	13,5 x 6,5, 17,5 x 8,5, 19,5 x 11,5, 21,5 x 13,5	nierenförmige Bauchbruchpelotte mit Perlon-Velour-Überzug und Klettverschluss
48	8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	runde Nabelpelotte mit Perlon-Velour-Überzug und Klettverschluss
49	11 x 8, 13 x 9, 14 x 10, 15 x 11, 17 x 12, 18 x 13	ovale Nabelpelotte mit Perlon-Velour-Überzug und Klettverschluss
50	16, 18, 20, 22, 24, 26, 28	Rückenstützpelotte mit Perlon-Velour-Überzug und Klettverschluss Pelotte mit abgenähtem Rand
51		flache Rückenstützpelotte mit Perlon-Velour-Überzug und Klettverschluss mit herausnehmbarem Stab
53	17	dreieckig geformte Rückenstützpelotte mit Perlon-Velour-Überzug und Klettverschluss
150	26	leichte Rückenstützpelotte (nur 90 g) mit Baumwollbezug und Klettverschluss mit 2 Stabilisierungsfedern verstärkt
150 a	22	Ausführung wie Pelotte 150, jedoch in 22 cm Höhe
151	26	leichte Rückenstützpelotte (nur 90 g) mit Baumwollbezug und Klettverschluss mit herausnehmbarem Stab und zusätzlicher Stabilisierungseinlage
151a	22	Ausführung wie Pelotte 151, jedoch in 22 cm Höhe

Geradehalter CAROLUS 16000



Mahnbandage aus weichem Gummitextilband.

Die breiten Gummibänder ermöglichen bequemes Tragen des Geradehalters und eine unauffällige Versorgung bei Haltungsehlern. Besonders bei Kindern kann durch den Mahneffekt präventiv Haltungsschäden erfolgreich vorgebeugt werden.

Maßtabelle										
Größe	00	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Alter in Jahren	bis 6		6 – 8	8 – 12	-	-	-	-	-	-
Konf. Damen	-	-	-	32/34	36/38	40/42	44/46	48/50	52/54	56/58
Konf. Herren	-	-	-	36/38	40/42	44/46	48/50	52/54	56/58	60/64

Modell	HMV-Nr.	lieferbare Größen	Bezeichnung
16000	23.13.01.0004	00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	Mahnbandage aus weichem Gummitextilband

Bitte Größe gemäß Tabelle angeben

Modelle K/D, S/D, SB/D



Handgelenkbandage aus hochwertigem Rindleder.

Bietet Halt und Schutz am Handgelenk, ohne die Handfunktion einzuschränken.

Indikationen:

- Halt für überlastete Handgelenke
- leichte, anhaltende Instabilität
- leichte Distorsionen
- Arthrose im Handgelenk und Handwurzel
- leichte Rheumabeschwerden

In verschiedenen Größen und Umfängen lieferbar.

Modell	lieferbare Größen (Breite in cm)	Umfang Handgelenk lieferbare Größen in cm	Bezeichnung
K/D	6	14 bis 24	mit 1 Gabelriemen
	8 und 10		mit 2 Gabelriemen
S/D	5 und 7		mit 1 Gabelriemen und Daumenschlaufe
SB/D	10		mit 2 Gabelriemen und Daumenschlaufe

Bitte Größe angeben

Übergrößen und Maßanfertigungen gegen Aufpreis.

NEU



- Für alle Modelle und Größen erhältlich
- Einfaches Überziehen/Wechseln
- Angenehm auf der Haut aus weichem Viskose-Jersey
- Schützt die Cervicalstütze vor Schmutz und kann bei 30° gewaschen werden



Modell	Höhe Cervicalstütze (cm)	Umfang Cervicalstütze (cm)	Bezeichnung
Nickituch Kids gestreift	6, 8, 10	22-26 (S)	Nickituch zum Überziehen aus 96% Viskose, 4% Elastan rot/weiß oder blau/weiß gestreift
Nickituch Kids uni		26-30 (M) 30-34 (L)	
Nickituch Erwachsene Blitz	6, 8, 10, 12	32-39 (klein)	Nickituch zum Überziehen aus 93% Viskose, 7% Elastan blau mit Blitzdesign
Nickituch Erwachsene uni		36-42 (mittel) 40-46 (groß)	

Cervicalstütze 3025, 3030, 3125, 3130, 3230, 3330 und 3430



Modell 3330



Modell 3125
(blau)

Bewährte HWS-Orthese bei rheumatischen Beschwerden, Traumen oder Zerrungen im Bereich der Halswirbelsäule.

- Schaumstoffeinlage 25 oder 30 mm stark
- mit hauffarbenem oder blau meliertem Trikotstoff
- mit Klettverschluß im Nacken
- Baumwollüberzug bis 30° C waschbar

Modell	Modell Kids	HMV-Nr.	lieferbare Größen (Höhe in cm)	lieferbare Halsweiten	Bezeichnung
3025	3025 K	23.12.03.0013	Kinder 6,8,10 (vordere Höhe)	Kinder 22 – 26 (S)	Klassische Cervicalstütze mit 25 mm Schaumstoffeinlage
3030				26 – 30 (M)	Klassische Cervicalstütze mit 30 mm Schaumstoffeinlage
3125	3125 K			30 – 34 (L)	Anatomische Cervicalstütze mit 25 mm Schaumstoffeinlage
3130		23.12.03.1007	Erwachsene 6,8,10,12 (vordere Höhe)	Erwachsene 32 – 39 (klein)	Anatomische Cervicalstütze mit 30 mm Schaumstoffeinlage
3330	3330 K			36 – 42 (mittel)	Anatomische Cervicalstütze mit Verstärkung mit 30 mm Schaumstoffeinlage
3230		23.12.03.0013	11,13,15 (Nackenhöhe)	40 – 46 (groß)	Anatomische Cervicalstütze mit Verstärkung mit 30 mm Schaumstoffeinlage
3430		23.12.03.1007		32 – 36, 36 – 40, 40 – 44, 44 – 48	Anatomische Cervicalstütze mit Nackenerhöhung mit 30 mm Schaumstoffeinlage
					Anatomische Cervicalstütze mit Verstärkung mit 30 mm Schaumstoffeinlage

Bitte Farbe, Größe und Halsweite angeben

Extensionskrawatte nach Prof. Dr. J. Eichler



Extensionskrawatte

HWS-Orthese bei degenerativen Erkrankungen, akutem oder chronischem Schmerzsyndrom, postoperativ zur Stabilisierung und Ruhigstellung.

- anatomische Paßform
- formstabiler Schaumstoff
- hauffarbener Trikotüberzug
- mit Klettverschluß

Modell	HMV-Nr.	lieferbare Größen (Höhe in cm)	lieferbare Halsweiten	Bezeichnung
Extensionskrawatte nach Prof. Dr. J. Eichler	23.12.03.0014	10,12 (Nackenhöhe)	31/32, 33/34, 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44	Extensionskrawatte mit Klettverschluß

Bitte Nackenhöhe und Halsweite angeben



BUSTIER & RUMPFSTÜTZMIEDER FÜR ÜBERGRÖSSEN

Individuell auf Maß gefertigt. Auch für sehr große Brüste geeignet. Stützt, formt und entlastet durch die stabile Bustierkonstruktion sowie die breiten Überkreuz-Träger.

Dazu passend erhältlich Miederslip mit Shaping-Effekt.

FARBEN

 Haut

 Franz. Spitze

 Schwarz


ORTHOPÄDISCHE MASSANFERTIGUNGEN

Orthopädische Miederwaren von CAROLI werden nach Ihren Maßangaben individuell und anprobefertig hergestellt. Selbstverständlich ist auch eine Fertigstellung aller Mieder in unserem Hause möglich. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und unseren fertigungstechnischen Möglichkeiten. Gerne erfüllen wir Ihre Wünsche bezüglich verschiedener Stoffe, Farben und Ausführungen.



Schnell | Flexibel | Kompetent

- Rumpfstützmitter
- Kreuzstützmitter
- Lindemann – Mieder
- Leibbinden
- Korsetts
- Überbrückungsmieder

Unsere Mieder, Leibbinden und Korsetts sind verordnungsfähige Produkte.



NEU



Stoffe und Farben

Alle Mieder und Leibbinden sind in verschiedenen Stoffqualitäten und Farben erhältlich.

Rumpfstützmieder Modell A

- Leibmitte aus **Satin** mit Futterstoff unterlegt
- Leibseite aus **Lycra** mit Futterstoff unterlegt
- Büste und Leibpatte aus **Spitze**
- Büstenteil ist seitlich rund gearbeitet und läuft nicht in die Seitennähte
- Bauchhebelasche aus doppeltem **Satin** und Gurte aus doppeltem **Lycra**
- Rückenmitte aus **Satin** mit Futterstoff unterlegt
- Trägerband an beiden Seiten angenäht



Indikationen:

- Lumbalgien
- rheumatische Kreuzschmerzen
- Instabilitäten im LWS Bereich
- Haltungstörungen
- Iliosakrale Reizzustände
- Schmerzen im Lendenbereich
- Ligamentosen
- Osteoporose
- Adipositas
- Extreme Oberweite

Rumpfstützmieder Modell B

- Leibteil aus **Lycra** mit Futterstoff unterlegt
- Büste und Leibpatte aus **Spitze**
- Büstenteil ist seitlich rund gearbeitet und läuft nicht in die Seitennähte
- Rückenmitte aus **Satin** mit Futterstoff unterlegt
- Trägerband an beiden Seiten angenäht
- Rumpfstützmieder besteht aus **5 Bahnen**



Indikationen:

- Lumbalgien
- rheumatische Kreuzschmerzen
- Instabilitäten im LWS Bereich
- Haltungstörungen
- Iliosakrale Reizzustände
- Schmerzen im Lendenbereich
- Ligamentosen
- Osteoporose
- Adipositas
- Extreme Oberweite

Rumpfstützmieder Modell C

- Leibmitte aus **Satin** mit Futterstoff unterlegt
- Leibseiten aus doppeltem **Lycra**
- Büste bis zur Hälfte aus **Satin** nach oben mit **Spitze**
- Büste läuft in die Seitennähte
- Rückenmitte aus doppeltem **Satin**
- Rückenmittelnäht
- Rückseiten und Seitenteile aus doppeltem **Lycra**
- Trägerband an beiden Seiten angenäht
- Rumpfstützmieder besteht aus **10 Bahnen**



Indikationen:

- Lumbalgien
- rheumatische Kreuzschmerzen
- Instabilitäten im LWS Bereich
- Haltungstörungen
- Iliosakrale Reizzustände
- Schmerzen im Lendenbereich
- Ligamentosen
- Osteoporose
- Adipositas
- Extreme Oberweite

Rumpfstützmieder Modell D

- Leibteil komplett aus doppeltem **Lycra**
- Büste und Leibpatte aus **Spitze**
- Büstenteil ist seitlich rund gearbeitet und läuft nicht in die Seitennähte
- Rückenteil komplett aus doppeltem **Lycra**
- Trägerband an beiden Seiten angenäht



Indikationen:

- Lumbalgien
- rheumatische Kreuzschmerzen
- Instabilitäten im LWS Bereich
- Haltungstörungen
- Iliosakrale Reizzustände
- Schmerzen im Lendenbereich
- Ligamentosen
- Osteoporose
- Adipositas
- Extreme Oberweite

Lindemann – Mieder für Damen und Herren

- aus **Drell, Jacquard** oder **Satin**, mit Futterstoff unterlegt
- Seitenteile aus Elastinova
- Verschluss auf Wunsch links, rechts oder in der Mitte mit Haken und Ösen, Schnürung oder Klettverschluss
- Unterstützungslasche mit Klettverschluss
- im Rücken 4 schmale orthopädisch gebogene Stäbe und 2 Kreuzgurte



Indikationen:

- Degenerative Erkrankungen der Lendenwirbelsäule und des thorakolumbalen Übergangs
- Osteoporose mit Haltunginsuffizienz
- Postoperative vorübergehende Immobilisation

Leibbinde nach Maß

- aus **Bandana-Drell** oder **Satin** mit Futterstoff unterlegt
- Seitlich mit 2 elastischen Einsätzen oder optional elastischen Gummiecken
- Verschluss auf Wunsch links, rechts oder in der Mitte mit Haken und Ösen, Schnürung oder Klettverschluss
- Unterstützungsgurt einfach mit Schnallen- oder Klettverschluss
- optional mit Stäben im Rücken



Indikationen:

- Haltunginsuffizienz
- Lumbales Facetten-Syndrom
- Adipositas mit lumbaler Hyperlordose
- Insuffizienz der Bauchmuskulatur
- Chronische Bandscheibenschäden
- Degenerative Spinalkanalstenose

Kreuzstützmieder

- Komplette aus doppeltem **Drell**
- Verschluss auf Wunsch links, rechts oder in der Mitte
- Unterstützungsgurt mit Klettverschluss oder Dornschnallen
- im Rücken 2 bis 6 orthopädisch gebogene Stäbe, 1 oder 2 cm breit
- Kreuzgurt, auf Wunsch mit Rückenstützpelotte



Indikationen:

- Lumbalgie bei degenerativen Veränderungen der LWS und unteren BWS
- Spondylarthrose
- Leichte Osteoporose
- Osteochondrose der LWS
- Nach Spondylodesen
- Postoperativ

Überbrückungsmieder

- aus doppeltem **Drell**
- Verschluss vorne Mitte mit Haken und Ösen, Schnürung oder Klettverschluss
- Rückenmitte teilbar mit Klett und Flausch überlappend
- Stäbe einzeln herausnehmbar



Indikationen:

- starke Lockerungserscheinungen der Lendenwirbelsäule
- schweres Lumbalsyndrom
- postoperativ nach Bandscheiben-OP
- Frakturbehandlung
- Tumor in der Lendenwirbelsäule
- Osteoporose

Orthopädische Maßanfertigungen



Leibbinde für Kinder auf Wunsch mit weichem, softem Fleece-Material



Jacquard gepunktet

Kids Fischgratkörper Baumwoll Stoff mit bunten Motiven. Einfassung in versch. Farben



Einfacher Gurt



1-fach gegabelter Gurt



2-fach gegabelter Gurt



Kreuzgurt



Leibbinde Maßanfertigung

Orthopädische Miederwaren von **CAROLI** werden nach Ihren Maßangaben individuell und anprobefertig hergestellt. Nach der Anprobe wird die Leibbinde durch uns fertiggestellt oder wir liefern das Material zur Fertigstellung auf Wunsch mit.

Normalisiert die Haltung und verbessert dadurch die Gesamtstatik.

Optional mit individuell gefertigter Stomaöffnung, Schritzwinkel, Unterstützungslasche, Innenleibbinde und elastischen Seitenteilen oder Ecken.

FARBEN



Vintage



Weiß



Haut



Franz. Spitze



Schwarz

Vintage-Design



Stoma-Öffnung



Unterstützungslasche



Wechselseitiger Klettverschluss

Überbrückungsmieder

Die Wirkungsweise des Überbrückungsmieders besteht aus der Ruhigstellung der Lendenwirbelsäule in endlordosierter Position. Durch die Rahmenkonstruktion wird eine Rotation und Flexion der Brustwirbelsäule verhindert.

Indikationen:

- starke Lockerungserscheinungen der Lendenwirbelsäule
- schweres Lumbalsyndrom
- postoperativ nach Bandscheiben-OP
- Frakturbehandlung
- Tumor in der Lendenwirbelsäule
- Osteoporose

FARBEN



Vintage



Weiß



Haut



Franz. Spitze



Schwarz

Größe	Hüftumfang in cm
1	80 – 95
2	100 – 110
3	115 – 130

Schienensatz bestehend aus Becken- und Rumpfspange und 2 Rückenstangen in 3 Größen erhältlich



Überbrückungsmieder nach Hohmann




- Leibbinde Lindemann-Mieder Kreuzstützmieder Überbrückungsmieder



Unterbrustumumfang

_____ cm



Taillenumfang

_____ cm



Leibumfang/-tiefe

_____ cm


_____ cm



Hüftumfang/-tiefe


_____ cm

_____ cm




Umfang
Miederabschluss

_____ cm




Taillenhöhe
(bis Unterbrustansatz)

_____ cm



vordere
Gesamthöhe

_____ cm



gewünschte
hintere Höhe

_____ cm



hintere
Gesamtlänge

_____ cm

Sonstiges

.....

.....

.....

- halbfertig fertig

Farbe

- Haut Schwarz Weiß

Stoff

- Drell Drell doppelt Jacquard
 Vintage Franz. Spitze Satin
 Kids Jacquard gepunktet

Rücken

- starke Lordose Rundrücken normal

Abdomen

- flach gewölbt Hängeleib

Gesäß

- normal flach ausgeprägt

Spina Maß

_____ cm

Schienensatz Überbrückungsmieder

Größe _____

Ausführung

- Unterstützungslasche 1-fach gegabelter Gurt
 einfacher Gurt 2-fach gegabelter Gurt
 Kreuzgurt elastisch mit Haken- und Augenband (3-fach Leiste)

Schritzwinkel

- Klettverschluss Haken-/Augenband
 abnehmbar Magnetverschluss

Innenbinde

- elastisch teilelastisch unelastisch

Verschluss

- vorne hinten rechts links
 Klettverschluss wechselseitig
 Haken-/Augenband
 Schnürung
 Reißverschluss teilbar nicht teilbar, unterlegt mit Haken-/Augenband

elastische Seitenteile

- elastische Ecken Anzahl _____
 oben unten
 vorne hinten

Pelotte

Art.-Nr. _____ Größe _____

Stäbe

- anatomisch flexibel spiral

Anzahl _____

- 14 mm 18 mm

Stoma \varnothing _____ cm

Kontakt Daten

- Angebot Bestellung

Kundennummer: _____ Kommission: _____

Anschrift: _____ Lieferanschrift: _____
(falls abweichend)

Telefon: _____ Ansprechpartner: _____

Datum: _____ Unterschrift: _____

Fax. +49 (0) 78 21 | 93 99 34

Rumpfstützmieder Korsett BH

① Umfang oberer Abschluss _____ cm

② Brustumfang _____ cm

③ Brustbreite _____ cm

④ Brusthöhe _____ cm
oben
unten
Körbchengröße

⑤ Unterbrustumfang _____ cm

⑥ Taillenumfang _____ cm

⑦ Leibumfang/-tiefe _____ cm

⑧ Hüftumfang/-tiefe _____ cm

⑨ Umfang Miederabschluss _____ cm

⑩ Taillenhöhe (bis Unterbrustansatz) _____ cm
ab Taille messen

⑪ vordere Gesamthöhe _____ cm

⑫ gewünschte hintere Höhe _____ cm
ab Taille messen

⑬ hintere Gesamtlänge _____ cm

⑭ Unterarmhöhe _____ cm
ab Taille messen

⑮ seitliche Höhe _____ cm

Sonstiges

halbfertig fertig

Farbe

Haut Schwarz Weiß

Stoff

Drell Drell doppelt Jacquard
 Vintage Franz. Spitze Satin
 Kids Jacquard gepunktet

Rücken

starke Lordose Rundrücken normal

Abdomen

flach gewölbt Hängeleib

Gesäß

normal flach ausgeprägt

Spina Maß

BH-Größe

_____ cm

Ausführung

Unterstützungslasche elastisch mit Haken- und Augenband (3-fach Leiste)

Schritzwinkel

Klettverschluss Haken-/Augenband
 abnehmbar Magnetverschluss

Innenbinde

elastisch teilelastisch unelastisch

Verschluss

vorne hinten rechts links

Haken-/Augenband
 Reißverschluss teilbar nicht teilbar, unterlegt mit Haken-/Augenband

elastische Seitenteile

Pelotte

Art.-Nr. _____ Größe _____

Stäbe

anatomisch flexibel spiral

Anzahl _____

14 mm 18 mm

Stoma _____ cm

Kontakt Daten

Angebot Bestellung

Kundennummer: _____ Kommission: _____

Anschrift: _____ Lieferanschrift: _____
(falls abweichend)

Telefon: _____ Ansprechpartner: _____

Datum: _____ Unterschrift: _____



Modell 45

Halbfertige Leibbinden

- für Damen und Herren
- in verschiedenen Höhen und Ausführungen
- Übergrößen, Maßanfertigungen und andere Pelottenformen gegen Aufpreis

In den Größen 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120 und 125 cm (Körperumfang) lieferbar.

Bitte nutzen Sie für Ihre individuelle Versorgung unser Maßblatt auf Seite 81.

Modell	Höhe in cm (vorne/hinten)	Bezeichnung
60	36/44	Rückenstützbinde für Damen und Herren aus doppeltem Drell Schnürung vorne mit Unterleglasche und seitlichem Hakenverschluss
42	34/40	Damenleibbinde aus festem Drell (gefüttert) mit elastischen Gummieinsätzen an den Seiten seitlicher Hakenverschluss und Schnürung im Rücken, mit Unterstützungsgurten
44	36/44	Damenleibbinde aus festem Drell (gefüttert) mit elastischen Gummieinsätzen an den Seiten Klettverschluss auf der linken Seite mit 4 Umlenkschlaufen, Unterleglasche und Unterstützungsgurte
45		Rückenstützbinde für Damen und Herren aus festem Drell (gefüttert), gegabelte Unterstützungsgurte Schnürung (rechts) mit Unterleglasche, Hakenverschluss (links) mit doppeltem Augenband

*ab Größe 105 siehe AGBs „Preise und Zuschläge“



Bandana 13

BANDANA Medizinische Leibbinden

Nach Bruch- und Bauchoperationen, bei Bauchdeckenschwäche, Magensenkung oder Hängeleib, während oder nach der Schwangerschaft und bei Rückenschmerzen.

Spezielle Wärmeleibbinde bei rheumatischen Beschwerden oder Darm- und Blasenleiden.

- für Damen und Herren
- in verschiedenen Höhen und Ausführungen
- Übergrößen, Maßanfertigungen und andere Pelottenformen gegen Aufpreis

In den Größen 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120 und 125 cm (Körperumfang) lieferbar.

Modell	HMV-Nr.	Höhe in cm (vorne/hinten)	Bezeichnung
11	-	27/27	Wärmeleibbinde für Damen und Herren zum Schlüpfen aus hochelastischem Wollstoff (75 % Anteil Wolle)
3a	05.11.03.1003	22/20	Leibbinde für Herren aus unelastischem Stoff mit seitlichen Gummieinsätzen Leibteil mit 3 Spiralen, Unterstützungsgurte, Stützlasche und 2 Schnallen mit seitlichem Hakenverschluss und Rückenschnürung
4	05.11.03.0010	32/36	Leibbinde für Damen aus unelastischem Stoff mit seitlichen Gummieinsätzen Ausführung wie Bandana 3a mit seitlichem Hakenverschluss und Rückenschnürung
9	05.11.03.0001	32/38	Umstandsleibbinde aus elastischem Tüllmaterial, im Rücken geschlossen breiter elastischer Stützgurt, elastische Stützlasche zum Haken, Rückenteil unelastisch
10	05.11.03.0002		Bandana 9 mit seitlichem Hakenverschluss und beidseitiger Schnürung mit Erweiterungslasche Bandana 10 mit beidseitigem Haken- und dreifach Augenband zum Verstellen
13	05.11.03.0004	32/36	Leibbinde für Damen aus elastischem Tüllmaterial, im Rücken geschlossen breite elastische Stützgurte zum Haken, Stützlasche aus Stoff, Leibteil mit 3 Spiralen seitlicher Hakenverschluss mit doppeltem Augenband, stützende Formstäbe im Rücken
14	05.11.03.0013		Leibbinde für Damen aus unelastischem Stoff mit seitlichen breiten Gummieinsätzen breite elastische Stützgurte zum Haken, Stützlasche aus Stoff, Leibteil mit 3 Spiralen
15	05.11.03.0014		Bandana 14 mit seitlichem Hakenverschluss und Rückenschnürung Bandana 15 mit seitlichem Hakenverschluss und doppeltem Augenband im Rücken geschlossen mit stützenden Formstäben

* ab Größe 105 siehe AGBs „Preise und Zuschläge“



STOMAAKTIV & STOMAAKTIV+

Die elastischen **Stoma-Bandagen** aus modernem Spezialgewebe bieten zuverlässigen Schutz und angenehmen Tragekomfort im aktiven Alltag. Sicher und multifunktionell unterstützt die **Stoma-Bandage** jegliche Art körperlicher Aktivität und garantiert einen kompletten Schutz des Beutels durch die neuartige Protektorlasche. Durch den praktischen Klettverschluß oberhalb der Stomaöffnung wird der Beutelwechsel einfach und bequem unterstützt. Für eine perfekte Paßform stehen individuelle Größen zur Auswahl.

Vorteile:

- Einfacher und bequemer Beutelwechsel durch praktischen Klettverschluß
- angenehmer und fester Halt
- Perfekter Schutz des Beutels durch Protektorlasche
- unauffällig und diskret
- in 2 Qualitäten lieferbar

MIT SICHERHEIT EIN GUTES GEFÜHL



STOMAAKTIV+ premium

Ideal beim Sport und in der Freizeit

- perfekter Schutz des Beutels
- optimales Körperklima
- angenehm auf der Haut
- Protektor Tasche



STOMAAKTIV premium

Sicher und gestützt durch den Alltag

- angenehmer und fester Halt
- unauffällig und diskret
- in 2 Qualitäten lieferbar



STOMAAKTIV comfort

Einfacher und bequemer Beutelwechsel durch praktischen Klettverschluss

- eingearbeitete Stabilisierungsstäbe
- abnehmbare Prolapslasche
- verstellbarer Klettverschluss

Premium

Das innovative Spezialgewebe mit 4-Wege-Stretch ist extrem elastisch und passt sich den Bewegungen ideal an. Dank optimaler Luftzirkulation überzeugt das Modell **STOMAAKTIV+** durch eine hervorragende Atmungsaktivität und wirkt gleichzeitig feuchtigkeitsregulierend. Das exklusive Protection-Gewebe bietet zusätzlichen Wärmeschutz und ist überdies wasserabweisend.



in 3 Farben erhältlich (schwarz, weiß, Hautfarbe)

Comfort

Im Vergleich zur Premium-Ausführung, ist das elastische, formstabile Comfort Gewebe fester und griffiger und bietet somit noch mehr Halt und Sicherheit.



in 3 Farben erhältlich (schwarz, weiß, Hautfarbe)

Sechs neue Trendfarben

Zusätzlich zu den gewohnten Modellen in den Qualitäten (Premium/Comfort) einfarbig schwarz, weiss oder hautfarben, jetzt in individuellen Größen und Höhen sowie sechs neuen Kontrastfarben erhältlich.



Gelb



Aqua



Orange



Pink



Kiwi



Grau



Stomaaktiv+ premium schwarz



Stomaaktiv premium weiß

Indikationen:

- Bauchdeckenschwäche
- Parastomale Hernie
- Kolostomie
- Ileum-Conduit
- Colon-Conduit
- Prolaps

Maßtabelle

Größe	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
Bauchumfang in cm	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 - 89	90 - 94	95 - 99	100 - 104	105 - 109	110 - 114	115 - 119	120 - 124	125 - 129	130 - 134	135 - 139	140 - 144	145 - 149	150 - 155

Produktübersicht

Modell	HMV-Nr.	Ausführung	Höhe	Ø der Stomaöffnung	Seite der Öffnung	Farbe
STOMAAKTIV	05.11.03.2015	Comfort*	15 cm	60 oder 75 mm	links oder rechts	schwarz oder hautfarben
			17 cm	85 mm		
		Premium**/ H2O	15 cm	60 oder 75 mm	links oder rechts	schwarz, weiß oder hautfarben/ schwarz
			17 cm	85 mm		
STOMAAKTIV+	05.11.03.2015	Premium**/ H2O	15 cm	60 oder 75 mm	links oder rechts	schwarz, weiß oder hautfarben/ schwarz
			17 cm	85 mm		

*/** individuelle Höhe gegen Aufpreis möglich

H2O STOMA BADEMODE VON CAROLI

Durch die integrierte Stomabeutel-Tasche sowie die vorteilhafte Schnittführung garantiert die Stoma Badeserie maximale Sicherheit und optimale Kaschierung ohne optisch aufzutragen.

TANKINI

Individuell auf Maß angefertigt. Ideal auch für Übergrößen durch figurschmeichelnde längsbetonende Nahtführung sowie formendes Neckholder-Shirt. Optional mit eingearbeiteten Cups oder Innen-Bustier.

STOMAPANTY

Individuell angefertigte Bikinihose extrahoch geschnitten mit integrierter Stomaöffnung sowie praktisch unsichtbarer Stomabeutel-tasche. Grundfarbe in schwarz, Nähte und Kanten in trendigen Kontrastfarben.

Größe: 28 – 58


(siehe Konfektionsgröße Damen Seite 48. Bitte zusätzlich Höhe und Seite angeben.)

FARBEN

Grundfarbe:




Kontrastfarben:



PANTY

mit asymmetrischem Klettverschluss, Stomaöffnung und integrierter Stomabeutel-Tasche.



HERREN BADEHOSE & H2O STOMA AKTIV+

Badehose mit trendigen Kontrastnähten, optional mit integrierter Stoma-Tasche (Konstruktion wie Damen-Panty) oder dazu passend H2O STOMA AKTIV+

Größe: 44 – 72

(siehe Konfektionsgröße Herren Seite 46. Bitte zusätzlich Höhe und Seite angeben.)



HERREN BADEHOSE



FARBEN

Grundfarbe:



Kontrastfarben:





PERONEUS & COLOSTOMIE

Auch im Bereich der Orthopädieschuhtechnik und der Colostomie bieten wir hochwertige Hilfsmittel an, die sich seit vielen Jahren bewährt haben und die nach wie vor bei erfolgreichen Versorgungen im Einsatz sind. Viele Menschen vertrauen auf die Zuverlässigkeit dieser Produkte, die ihnen ein sicheres und gutes Gefühl im Alltag vermitteln und somit für mehr Lebensqualität sorgen.

Peroneus-Orthesen 2000 und 3000



Aus Polypropylen mit kurzer oder langer Sohle.

Mit dieser Unterschenkel-Orthese wird bei Peroneusschwäche der Vorfuß leicht angehoben und die Plantarflexion elastisch begrenzt. Das Material ist thermoplastisch nachformbar, kann daher individuell angepaßt werden und ist außerdem hygienisch und pflegeleicht. Durch ihr geringes Gewicht ist die Orthese sehr angenehm zu tragen.

- lieferbar in den Größen 1 (Schuhgröße 35 – 37), 2 (37 – 39), 3 (39 – 41) und 4 (41 – 44)
- für den rechten oder linken Fuß einsetzbar
- Klettverschluß montiert
- inkl. Waden- und Schienbeinpolster

Indikationen:

- Peroneusparese
- Lumbaler Wurzelschaden
- Poliomyelitis

Modell	HMV-Nr.	Größen	Bezeichnung
2000	23.03.02.5004	1,2,3,4	Orthese aus Polypropylen mit kurzer Sohle inkl. vormontiertem Klettverschluß sowie Waden- und Schienbeinpolster
3000	23.03.02.5005		Orthese aus Polypropylen mit langer Sohle inkl. vormontiertem Klettverschluß sowie Waden- und Schienbeinpolster

Bitte Seite und Größe angeben

Heidelberger Winkel



Zur Versorgung von Patienten mit allgemeiner Fußheberschwäche.

Indikationen:

- leichte Fußheberschwäche
- Apoplexie
- leichte Peroneuslähmung ohne Spastiken

Wird als Bausatz mit Feder und Wadenschelle geliefert.

Federlänge	lieferbare Breiten	Bezeichnung
430 mm	16, 20 mm	Heidelberger Winkel

Bitte immer die gewünschten Abmessungen angeben.

Fußhebeschiene nach Prof. Dr. J. Eichler

Zur Behandlung des Lähmungspitzfußes.

Die passive Aufrichtung des gelähmten, herabhängenden Fußes durch eine Fußhebeschiene ist seit langem in der Orthopädie-technik bekannt und hat sich seit vielen Jahren bewährt.

- lieferbar in den Absatzbreiten 50, 60 und 70 mm
- für normale und feste Konfektionsschuhe mit mindestens 3 cm Absatzhöhe
- mit Wadenband für Umfang 30 bis 35 cm
- auswechselbar für den rechten oder linken Fuß einsetzbar



Führungsbuchse

Modell	HMV-Nr.	lieferbare Breiten	Bezeichnung
Fußhebeschiene nach Prof. Dr. J. Eichler	23.03.33.0004	50, 60, 70 mm	Fußhebeschiene komplett mit Führungsbuchse
			Führungsbuchse für Fußhebeschiene


Bitte Seite und Größe angeben

Peroneus-Feder

Eine einfache und bewährte Versorgungsmöglichkeit für Peroneus-Lähmungen.

Die Feder ist an jedem normalen Schuh mittels einer Halterung vor dem Absatz leicht anzubringen.

- lieferbar in den Größen
 - 1 (250 mm hoch)
 - 2 (305 mm hoch)
 - 3 (345 mm hoch)
 - 4 (365 mm hoch)
 - 5 (390 mm hoch)
- für den rechten und linken Fuß einsetzbar



Halterung

Modell	HMV-Nr.	lieferbare Größen	Bezeichnung
Peroneus-Feder	23.03.33.0003	1, 2, 3, 4, 5	Peroneus-Feder komplett mit Halterung
			Halterung für Peroneus-Feder

Bitte Größe angeben



Modell 971

Anus Praeter-Bandagen 871, 881, 883 und 971

Stoma-Versorgung mit austauschbaren Polyäthylenbeuteln.

Die Bandage muss beim Wechseln des Beutels nicht abgenommen werden (bei äußerem Klemmring).

Vorteile:

- Halteplatte aus Plexiglas oder Makrolon
- Beutelbefestigung von außen oder innen
- Klemmring auch mit halber Öffnung lieferbar
- mit abnehmbarem Leibgurt

Modell	HMV-Nr.	Bezeichnung
871	29.26.09.0010	mit Plexiglashalteplatte und äußerem Klemmring (offen) Silikon-Abdichtungsring Gr. 7 (lichte Weite 5,5 cm) und Leibgurt mit Druckknopfverschluss
971	29.26.09.0001	mit Plexiglashalteplatte und innerem Klemmring (offen) Silikon-Abdichtungsring Gr. 4 (lichte Weite 7 cm) und Leibgurt mit Druckknopfverschluss
881	29.26.09.0016	mit Makrolonhalteplatte und äußerem Klemmring (offen) Silikon-Abdichtungsring Gr. 7 (lichte Weite 5,5 cm) und Leibgurt mit Druckknopfverschluss
883ST	29.26.09.0016	mit Makrolonhalteplatte und äußerem Klemmring (halboffen) Silikon-Abdichtungsring Gr. 7 (lichte Weite 5,5 cm) und Leibgurt mit Druckknopfverschluss
Poly 140	29.26.09.1000	Polyäthylenbeutel zu 871/971/881/883 5 my, 140 x 210 mm (B x H); Packung à 100 Beutel
Poly 180	29.26.09.1003	Polyäthylenbeutel zu 871/971/881/883 5 my, 180 x 240 mm (B x H); Packung à 100 Beutel
Poly 240	29.26.09.1002	Polyäthylenbeutel 5 my, 240 x 260 mm (B x H); Packung à 100 Beutel

Bitte Größe angeben

In den Standard-Umfängen 75, 80, 85, 90, 95, 100 und 105 (Körperumfang) lieferbar.



Prolapsbandage

Prolapsbandage mit Ablauf

Eine unauffällige und bequeme Versorgung bei Darmvorfall.

Verhindert das Hervortreten des Darms bei Prolapsneigung.

- Plexiglasplatte mit konvexer Wölbung
- Ermöglicht den Ablauf des Darminhaltes in die Anus-Versorgung
- Leibgurt mit Druckknopfverschluß
- kein Druck auf den Rastring bei der Verwendung ein- oder zweiteiliger Systeme
- lieferbar in 7 Größen (Durchmesser)

Modell	lieferbare Größen	Bezeichnung
Prolapsbandage	30, 40, 50, 60, 70, 80, 90	Bandage komplett mit Prolapskappe und Leibgurt
Prolapskappe		Prolapskappe aus Plexiglas, mit konvexer Wölbung und Ablauf, ohne Leibgurt
Leibgurt	75, 80, 85, 90, 95, 100, 105	Gummiband 50 mm breit mit Druckknopfverschluß für Prolapskappe

Übergößen und Maßanfertigung gegen Aufpreis

Anus-Praetin

Unentbehrlich für Patienten mit einer Colostomie.

- lindert bzw. beugt Hautirritationen und Entzündungen vor
- bei Colostomie-Ileostomie
- verbessert die Haftung von Klebebeuteln
- die Haut bleibt trocken und geschmeidig



Modell	HMV-Nr.	Bezeichnung
ANUS-PRAETIN	29.26.10.3005	Pflegemittel bei Hautreizung und Entzündung Lotion mit 100 ml Inhalt



NEU

MATERIAL & ZUBEHÖR

Die Herstellung von orthopädischen Maßanfertigungen erfolgt durch eine Vielzahl einzelner Arbeitsschritte bei denen die unterschiedlichsten Materialien miteinander verbunden werden. In unserer neu entstandenen Rubrik „**Zubehör & Material**“ finden Sie auf den folgenden Seiten ausgewählte Materialien und Verarbeitungshilfen aus den Bereichen Orthetik und Textil, die Sie bei der Erstellung Ihrer Hilfsmittelversorgung unterstützen und Ihnen die Möglichkeit geben individuelle Kundenwünsche umzusetzen.



AT18 Einfassband gerippt (elastisch)

Materialzusammensetzung: 80% PE, 20% PU
Breite: 9/9 mm (18 mm) faltbar

Farben: orange, kiwi, gelb, pink, aqua, rot,
grau, schwarz, weiß



Paspelband

Farben: orange, kiwi, gelb, pink, aqua, rot,
grau, schwarz, weiß



Satin-Schleifen

Größe: ca. 2 cm
Farben: schwarz, weiß, rot, beige



Besatzband Drell

gefalzt 20 mm
100% Baumwolle

Farben: schwarz, weiß, haut



Besatzband Satin

Gefalzt 20 mm
100% Viskose

Farben: schwarz, weiß, haut



Besatzband Drell

gefalzt 28 mm
100% Baumwolle

Farbe: haut



Besatzband Satin

gefalzt 28 mm
100% Viskose

Farbe: haut



Textilecken

100 % Baumwolle
Farbe: haut

21 mm, 32 mm



Klett- und Flauschband

Farben: schwarz, weiß, haut

20 mm, 30 mm, 50 mm, 100 mm



Anatomische Stäbe (Art. 300)

Breite: 18 mm

Länge: 20-40 cm (in 2 cm Schritten)

Farbe: weiß



Anatomische Stäbe (Art. 301)

Breite: 14 mm

Länge: 20-40 cm (in 2 cm Schritten)

Farbe: weiß



Spiral Stäbe (Art. 302)

Breite: 13 mm

Länge: 6-40 cm (in 1 cm Schritten)

Farbe: silber (verzinkt)



Flexible Stäbe (Art. 306)

Breite: 13 mm

Länge: 6-40 cm (in 1 cm Schritten)


Farbe: weiß



Drell

Breite: 140 cm
100% Baumwolle


Farben: schwarz, weiß, haut



Satin

Breite: 140 cm
100% Viskose


Farben: schwarz, weiß, haut



Jacquard geblumt

Breite: 140 cm
59% BW; 41% CV

Farben: schwarz, weiß, haut



Jacquard gepunktet

Breite: 140 cm
81% BW; 19% CV

Farben: schwarz/rot, weiß/rosé, haut/schwarz



Fischgratköper Kids

Breite: 160 cm
100% Baumwolle


Farbe: bunt



Vintage

Breite: 140 cm
100% Baumwolle


Farbe: bunt



Futterstoff

100% Baumwolle


Farbe	Breite
schwarz	160 cm
weiß	160 cm
haut	140 cm



Premium

45% PA; 42% PES; 13% EL
Breite 140 cm

Farben: schwarz, weiß, haut



Comfort (Lycra stark)

42,5% PA, 28,2% CV, 29,3% ED
Breite: 180 cm

Farben: schwarz, weiß, haut



Lycra

65% PA; 35% EL

Farbe	Breite
schwarz	90 cm
weiß	90 cm
haut	180 cm



Spitze kaschiert

100% PE
Breite: 145 cm

Farben: schwarz, weiß, haut



Französische Spitze

100% PE
Breite: 130 cm

Farben: schwarz

NEU

Laminierstoffe

Nicht nur die Passform und Funktion einer Orthesenversorgung sind wichtige Kriterien, zunehmend steht auch das äußere Design eines Hilfsmittels im Blickfeld des Patienten. Mit unseren farbenfrohen und trendigen Designs haben Sie die Möglichkeit individuelle Kundenwünsche umzusetzen und dem Hilfsmittel einen ganz besonderen Look zu verleihen.

Die aufgeführten Designs sind in zwei Größen, wahlweise als Laminierstoff oder Thermopapier erhältlich.

Bitte beachten Sie hierzu die angegebenen Verarbeitungshinweise!

- in zwei Größen als Schlauchware erhältlich
- in beide Richtungen gleichmäßig dehnbar
- Materialzusammensetzung: 82% Polyester, 18% Elasthan

Verarbeitungshinweise:

Die Zugabe einer geringen Menge weißer Gießharzfarbe lässt die Farben noch intensiver wirken.



Leaf



Flash



Snake



Rose

LAMINIERSTOFFE

Bezeichnung	Bestellnummer Größe 80 x 35 cm	Bestellnummer Größe 120 x 50 cm
Leaf	5456	5457
Flash	5458	5459
Fire	5460	5461
Metal	5462	5463
Boards	5464	5465
Snake	5466	5467
Rose	5468	5469
Rain	5470	5471
Flowers	5472	5473
Zoo	5474	5475




Fire



Metal



Boards



Rain



Flowers



Zoo

Thermopapier

Neben der Orthesenfertigung mit Faser-verbundwerkstoffen werden aufgrund der guten Nachbearbeitungsmöglichkeiten auch häufig Thermoplaste für die Anfertigung von Redressionsorthesen verwendet. Hierfür stehen Ihnen die aufgeführten Grafiken auch als Thermopapier in den Größen 80 x 35 cm und 120 x 50 cm zur Verfügung.

- in zwei Größen erhältlich
- dickeres/festeres Papier ermöglicht ein faltenfreies Auflegen und Abziehen

Verarbeitungshinweise:

- Das Thermopapier sollte 45-60 Sekunden auf dem bereits erwärmten Kunststoffmaterial verbleiben
- Verarbeitungstemperatur mindestens 165°C
- Das Aufbringen von Silikon-Spray vor dem Auflegen des Thermopapiers lässt die Farben deutlich intensiver wirken

THERMOPAPIER

Bezeichnung	Bestellnummer Größe 80 x 35 cm	Bestellnummer Größe 120 x 50 cm
Leaf	5476	5477
Flash	5478	5479
Fire	5480	5481
Metal	5482	5483
Boards	5484	5485
Snake	5486	5487
Rose	5488	5489
Rain	5490	5491
Flowers	5492	5493
Zoo	5494	5495

Justierhilfen

Die Justier- und Aufbauhilfen unterstützen Sie bei der Anfertigung Ihrer Orthesen und erleichtern Ihnen das Anrichten und Parallelstellen der Gelenksysteme. Das innovative Stecksystem gewährt eine einfache und schnelle Handhabung, ohne dass dabei eine mehrfache Demontage der Achsschraube notwendig ist. Sowohl die Verbindungshülsen als auch die Führungsstifte können individuell auf Ihre Bedürfnisse gekürzt werden.


Sie können jeweils einen kompletten Justiersatz im praktischen und übersichtlichen Koffer für unsere **DYNALOCK**-Gelenke als auch für unsere **MONO**-zentrischen oder **POLY**-zentrischen Gelenkschienen bestellen.

Technische Merkmale:

- innovatives Stecksystem
- für alle Gelenkebenen einsetzbar
- schnelle und einfache Handhabung
- mehrfach verwendbar



DYNALOCK



MONO



POLY

Bezeichnung	Bestellnummer
Justiersatz für Dynamische Gelenkschienen	5010
Justiersatz für Statische Gelenkschienen (MONO)	5020
Justiersatz für Statische Gelenkschienen (POLY)	5030

Detaillierte Informationen bezüglich der Verarbeitung finden Sie in der beigefügten Gebrauchsanweisung!



JUSTIERSETS DYNAMISCH

Bezeichnung	Bestellnummer
Justierset DYNA 19	5150
Justierset DYNA 25 – 35 / MH10	5154
Justierset DYNA 45 – 55	5158

JUSTIERSETS STATISCH MONO

Bezeichnung	Bestellnummer
Justierset MONO 10/20	5105
Justierset MONO 14/25, MONO 20/25; FQ MONO 20/25; DUAL 14/20, DUAL 20/25	5108

JUSTIERSETS STATISCH POLY

Bezeichnung	Bestellnummer
Justierset POLY 10/20	5120
Justierset POLY 14/25	5123
Justierset POLY 20/25	5126
Justierset POLY 20/35	5129



VERBINDUNGSHÜLSEN

Bezeichnung	Bestellnummer
Verbindungshülsen Ø 8 x 120	5213
Verbindungshülsen Ø 12 x 170	5214

Nur in der VE 5 Stück erhältlich!

Justiersets

Als Auszug aus dem kompletten Koffer können Sie auch einzelne Justiersets spezifisch zu jeder Gelenkgröße bestellen.

Der Lieferumfang der Justiersets richtet sich nach der Gelenkart und beinhaltet Ansatzschraube oder Justierplatte (nur für POLY-Sets), Führungstifte und Verbindungshülsen.

Verbindungshülsen

Die Verbindungshülsen sind in zwei unterschiedlichen Größen erhältlich. Die Auswahl der entsprechenden Größe richtet sich nach der Gelenkart und Größe!

Zur Komplettierung des Kofferinhaltes oder der jeweiligen Sets können alle Komponenten (außer Verbindungshülsen) auch einzeln nachbestellt werden.




Justierplatte zur Aufnahme des Führungstiftes

Gelenkdummys DYNALOCK

Neu im Programm sind auch unsere Gelenkdummys für alle Gelenkgrößen der DYNALOCK-Serie. Konzipiert für die Fertigungsverfahren des Tiefziehens mit thermoplastischen Kunststoffen, sowie dem Verfahren des Überlaminierens mit den herkömmlichen Acryl- und Epoxidharzen, eröffnen die mehrfach verwendbaren Dummysets die Möglichkeit einer ziel führenden und qualitativ hochwertigen Orthesenfertigung. Die verdeckte Schienenführung unterstreicht zudem das äußere Design Ihrer Hilfsmittelversorgung und erspart Ihnen das nachträgliche Abdecken der Schienenschenkel.

Technische Merkmale:

- Schnelle und einfache Verarbeitung
- Schutz der Gelenkcomponenten
- Material: Aluminium
- Mehrfach verwendbar
- Kombinierbar mit unseren Justierhilfen




Bezeichnung	Bestellnummer
Dummyset DYNA 19	5305
Dummyset DYNA 19 FE	5306
Dummyset DYNA 25	5310
Dummyset DYNA 35	5314
Dummyset DYNA 45	5318
Dummyset DYNA 55	5324

Detaillierte Informationen bezüglich der Verarbeitung finden Sie in der beigefügten Gebrauchsanweisung!

Einpressmuttern und Orthesenschrauben

In Verbindung mit den erweiterten Fertigungsmöglichkeiten des Tiefziehens und Überlaminierens finden diese neuen Produkte Ihren Einsatz. Klein, flach und preiswert sind die wesentlichen Merkmale unserer speziellen **Orthesenschrauben**, die wir 2017 in unser Programm aufgenommen haben.

Für das herkömmliche Verfahren der äußeren Anbringung der Schienen unterstützen Sie unsere **Einpressmuttern** aus Messing, die aufgrund Ihrer patentierten Rändelung einen sicheren Halt in Kunststoffen und Faserverbundwerkstoffen (CFK) gewährleisten und somit eine belastbare Verschraubung der Schienenschenkel mit der Orthese garantieren.



ORTHESENSCHRAUBEN

- Gewinde M4 x 7mm und M4 x 12 mm
- Edelstahl
- Aufnahme Torx T10
- Zur Verschraubung der Schienenschenkel / Verschlussysteme
- Kombinierbar mit unseren Einpressmuttern M4

Bezeichnung	Bestellnummer
Orthesenschrauben M4 x 7 mm, 25 Stk.	5443
Orthesenschrauben M4 x 7 mm, 50 Stk.	5446
Orthesenschrauben M4 x 7 mm, 100 Stk.	5449
Orthesenschrauben M4 x 12 mm, 25 Stk.	5450 NEU
Orthesenschrauben M4 x 12 mm, 50 Stk.	5451 NEU
Orthesenschrauben M4 x 12 mm, 100 Stk.	5452 NEU

EINPRESSMUTTERN

- Gewindegröße M4 x 7 mm und M4 x 12 mm
- Messing
- Verwendbar für Kunststoffe und Faserverbundwerkstoffe (CFK, GFK)
- Kombinierbar mit unseren Orthesenschrauben M4
- Sicherer Halt durch spezielle Rändelung

Bezeichnung	Bestellnummer
Einpressmuttern 25 Stück	5408
Einpressmuttern 50 Stück	5411
Einpressmuttern 100 Stück	5413



Sechskant-Schraubendreher

2,0 x 60 mm
für Dynamische Gelenkschienen
Bestell-Nr.: 4500030



Sechskant-Steckschlüssel

4,0 x 125 mm
für Systemgelenk AT 12
Bestell-Nr.: 4500051



Sechskant-Schraubendreher

2,5 x 75 mm
für Dynamische Gelenkschienen
Bestell-Nr.: 4500033



Sechskant-Steckschlüssel

6,0 x 125 mm
für Systemgelenk AT 16/G16
Bestell-Nr.: 4500054



Sechskant-Schraubendreher

2,5 x 100 mm
für Statische Gelenkschienen
Bestell-Nr.: 4500039



Torx-Schraubendreher

T10 x 100 mm für Dynamische Mitläufer-
schienen und Orthesenschrauben T10
Bestell-Nr.: 4500060



Sechskant-Schraubendreher

3,0 x 100 mm
für Statische Gelenkschienen
Bestell-Nr.: 4500042



Sechskant-Kugelkopf Schraubendreher

1,5 x 75 mm
für Limitierungsgelenke
Bestell-Nr.: 4500061



Sechskant-Schraubendreher

4,0 x 100 mm
für Statische Gelenkschienen
Bestell-Nr.: 4500045



Sechskant-Kugelkopf Schraubendreher

2,0 x 100 mm
für Limitierungsgelenke
Bestell-Nr.: 4500062



Sechskant-Schraubendreher

5,0 x 100 mm
für Systemgelenk 391
Bestell-Nr.: 4500048



Sechskant-Kugelkopf Schraubendreher

2,5 x 100 mm
für Limitierungsgelenke
Bestell-Nr.: 4500063



High Tech Orthesenstrümpfe

Die Redressionsbehandlung von Gelenkskontrakturen bedarf meist einer mittelfristigen Therapiedauer mit einer täglichen Tragezeit über mehrere Stunden. Zur Verbesserung der Klimaeigenschaften innerhalb der Orthese haben wir unsere ergonomischen und feuchtigkeitsregulierenden Orthesenstrümpfe ins Programm aufgenommen. Der darin enthaltene Silberanteil wirkt geruchshemmend und antibakteriell. Die gepolsterten Bereiche wie Fußsohle, Knöchel und Achillessehne sorgen für eine optimale Kräfteverteilung und beugen einer Entstehung von Druckstellen vor.

Technische Merkmale:

- In 3 Größenbereichen erhältlich
- Zur Feuchtigkeitsregulierung in der Orthese
- Gepolsterte Knöchel, Achillessehne, Fußsohle
- Antibakterielle Wirkung durch Silberfäden
- Geruchshemmende Eigenschaften
- Ergonomische Passform

Bezeichnung	Bestellnummer
1 Paar Orthesenstrümpfe Größe 35-38	5453
1 Paar Orthesenstrümpfe Größe 39-42	5454
1 Paar Orthesenstrümpfe Größe 43-46	5455

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Alle Verträge über den Verkauf und die Lieferung von Waren, die wir mit unseren Kunden schließen, kommen ausschließlich zu den nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen zustande. Abweichende oder zusätzliche Allgemeine Geschäftsbedingungen insbesondere Einkaufsbedingungen der Kunden erkennen wir nicht an, auch wenn wir ihnen nicht nochmals nach Eingang bei uns ausdrücklich widersprechen. Änderung und Annullierung von Aufträgen bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung. Die Auftragserteilung gilt als stillschweigende Anerkennung unserer Bedingungen.

§ 1 Angebot, Lieferung

Unsere Angebote gelten für den kaufmännischen Geschäftsverkehr und solange Vorrat reicht. Sie sind stets unverbindlich und freibleibend. Zwischenverkauf und Preisänderungen vor Vertragsabschluss behalten wir uns vor. Wir liefern nur an Wiederverkäufer und setzen voraus, daß diese mit der Versorgung von Patienten vertraut sind. Liefertermine werden nach Möglichkeit eingehalten, sie sind jedoch unverbindlich. Rechnungen stellen gleichzeitig Auftragsbestätigungen dar. Der Eintritt unvorhergesehener Ereignisse, wie Fälle höherer Gewalt, Betriebsstörungen durch Streiks bei uns oder unseren Lieferanten, berechtigen uns, die Lieferung hinauszuschieben oder den Auftrag aufzuheben. Der Käufer kann keine Schadenersatzansprüche daraus ableiten. Wir behalten uns das Recht vor, Teillieferungen auszuführen und sofort zu berechnen. Wir haben in jedem Fall Anspruch auf eine angemessene Nachlieferungsfrist; diese beträgt mindestens 4 Wochen.

§ 2 Preise, Zuschläge

Unsere Preise verstehen sich per Stück, sofern nicht anders angegeben, freibleibend in EURO ab Werk Lahr ausschließlich Mehrwertsteuer. **Listenpreise für Bruchbänder** gelten für Körperumfänge bis 105 cm, soweit nicht anders angegeben. Bei Übergrößen kommen folgende Zuschläge in Anrechnung: 110-115 cm = 10%; 120-125 cm = 20%; 130-135 cm = 30%; 140-145 cm = 40 %; etc.. **Listenpreise für Leibbinden** gelten für Körperumfänge bis 100 cm, soweit nicht anders angegeben. Bei Übergrößen kommen folgende Zuschläge in Anrechnung: 105-110 cm = 10%; 115-120 cm = 20%; 125-130 cm = 30%; 135-140 cm = 40%; etc.. **Listenpreise für Suspensorien** gelten bis zu einer Beutelgröße 12, sofern nicht anders angegeben. Bei Übergrößen kommen folgende Zuschläge in Anrechnung: Gr. 13-14 = 10%, Gr. 15-16 = 20%, Gr. 17-18 = 30% etc. Maß- und Sonderanfertigungen werden mit 30% auf die Listenpreise beaufschlagt; zzgl. anfallender Mehraufwendungen bzw. zusätzlichem Materialbedarf. Minderausführungen werden nicht vergütet.

§ 3 Transportkosten, Gefahrenübergang

- Wir berechnen Verpackung und Porto sowie eventuell anfallende Versicherungskosten. Ab einem Netto-Warenwert von € 500,00 liefern wir frei Bestimmungsort innerhalb der BRD; außerhalb der BRD liefern wir frei bis deutsche Grenze.
- Alle Lieferungen senden wir auf Rechnung und Gefahr des Käufers.

§ 4 Eigentumsvorbehalt

Die gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

§ 5 Zahlungsbedingungen

Rechnungen sind zahlbar:

- innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsstellung und Warenversand mit 4% Skonto;
- ab 11. bis 30. Tag nach Rechnungsstellung und Warenversand mit 2,25% Skonto;

- ab 31. bis 60. Tag nach Rechnungsstellung und Warenversand netto.
- bei Erteilung einer Einzugsermächtigung (Abbuchung zum 20. des Monats) gewähren wir 4% Skonto.

§ 6 Mängelanzeigen, Gewährleistung, Schadenersatz

Unsere Artikel werden mit höchstmöglicher Sorgfalt und unter Verwendung hochwertiger Materialien hergestellt. Wir gewährleisten daher für die gesetzlichen Fristen, dass unsere Waren zum Zeitpunkt des Verkaufs frei von Sachmängeln sind. Bei Eintreffen hat der Kunde die Ware unverzüglich auf Ausführung, Mängel, Beschaffenheit und Menge zu untersuchen. Festgestellte Mängel müssen spätestens innerhalb von 10 Tagen nach Empfang des Liefergegenstandes schriftlich an uns gemeldet werden, andernfalls entfällt die Gewährleistung für diese Mängel. Verschleiß und unsachgemäße Behandlung sind von dieser Gewährleistung ausgenommen. Beispiele hierfür sind Abnutzung im normalen Gebrauch, Verschleiß durch übermäßigen Hautschweiß, unsachgemäße Anpassung, Veränderung der Ware, nicht materialgerechte Reinigung, Belastung durch Körpergewicht bei nicht dafür vorgesehenen Orthesen, etc.. Im Gewährleistungsfall haben wir das Recht auf kostenlose Nachbesserung. Ein teilweiser oder vollständiger Ersatz ist zulässig. Werden Mängel innerhalb angemessener Frist nicht behoben, hat der Käufer Anspruch auf Wandlung oder Minderung.

§ 7 Konstruktionsänderungen

Wir behalten uns weiter das Recht vor, technische Verbesserungen und durch Weiterentwicklung bedingte Konstruktionsänderungen vorzunehmen. Wir sind nicht verpflichtet, Konstruktionsänderungen und technische Verbesserungen an bereits ausgelieferten Produkten vorzunehmen.

§ 8 Rücksendungen

Mängelfreie Waren nehmen wir nur nach vorheriger Zustimmung gegen Gutschrift oder Umtausch im originalverpackten Zustand, innerhalb von einem Monat zurück. Der Rücksendung muss eine Kopie unserer Rechnung beigelegt werden und der Rücksendegrund muss aufgeführt sein. Im Falle der Rücksendung bzw. des Umtauschens von Waren erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von 10% des Warenwertes, mindestens jedoch € 5,00. Nach zwei Monaten ab Rechnungsdatum berechnen wir eine Bearbeitungsgebühr von 20% des Warenwertes, jedoch mindestens € 10,00. Die Rücksendung hat für uns kostenfrei zu erfolgen. Unfreie Sendungen werden nicht angenommen.

Maß-, Sonderanfertigungen und Übergrößen die auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden hergestellt werden, sind grundsätzlich vom Umtausch bzw. von der Gutschrift ausgeschlossen.

§ 9 Gültigkeit

Mit dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Listenpreise ihre Gültigkeit.

§ 10 Erfüllungsort, Gerichtsstand

- Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Lahr/Schwarzwald.
- Gerichtsstand ist Lahr/Schwarzwald.

§ 11 Sonstiges

Für alle hier nicht gesondert aufgeführten Vorkommnisse gelten die „Einheitsbedingungen der Bekleidungsindustrie“.





Heinrich Caroli GmbH

Eichrodtsstraße 13
D-77933 Lahr/Schwarzwald

Telefon: +49 (0) 78 21 | 93 99 33
Telefax: +49 (0) 78 21 | 93 99 34
info@caroli.de

www.caroli.de

Version: 05/2018