



# Inhalt

| Ansprechpartner                         | 3     | Kombinations-Bruchband mit kurzer Feder  | 69      |
|---|-------|--|---------|
| Versorgungsempfehlungen                 | 4/5   | Wattierungs-Bruchbänder mit langer Feder | 70      |
| Allgemeine Informationen                | 6     | Inkontinenz-Überzug/Bade-Bruchbänder     | 71      |
| DYNAMISCHE GELENKSCHIENEN               |       | Bruchband BOE/C                          | 72      |
| Dynamische Gelenkschienen               | 7     | Bruchband BOE und BM/Bruchband à Crémail | lère73  |
| DYNA19/19FE                             |       | Federlose Bruchbänder für Kinder         | 74      |
| ,                                       | ·     | Nabelbruchbänder                         | 75      |
| DYNA 25                                 |       | Bruchbänder BS, BSM/45, BOS und BOM/45   | 76      |
| DYNA Twin                               |       | Suspensorien                             | 77      |
|   | ,     | Maßanfertigungen Bruchhosen              | 78/79   |
| DYNA 45                                 |       | Maßblatt für Bruchhosen                  | 80      |
| DYNA T 25   35   45                     |       | LWS-Orthesen                             | 81      |
| ·                                       |       | Beckenorthesen/LWS-Orthesen              | 82      |
| MH 10 B 40 60                           | 17    | Symphysen-/Leibbandagen                  | 83      |
| STATISCHE GELENKSCHIENEN                |       | Lumbalbandagen/Post-OP-Bandagen          | 84      |
| SOLIDClassics                           | 18/19 | Rippenbruchbandage/Post-OP-Bandagen      | 85      |
| MONO/POLY                               | 20/21 | Pelotten nach Maß                        | 86      |
| MONO                                    | 22/23 | Geradehalter/Handgelenkbandagen          | 87      |
| MONO T                                  | 24/25 | Cervicalstützen-Nickitücher              | 88      |
| MONO 160°                               | 26/27 | HWS-Orthesen                             | 89      |
| FQ                                      | 28/29 | Orthopädische Maßanfertigungen           | 90-97   |
| FQ 160°                                 | 30/31 | Überbrückungsmieder nach Hohmann         | 98/99   |
| LIMIT                                   | 32/33 | Maßblatt Rumpf                           | 100     |
| LIMIT ZV                                | 34/35 | Maßblatt Büste/Rumpf                     | 101     |
| POLY                                    | 36/37 | Damen-/Herrenleibbinden1                 | 02/103  |
| SINGLE                                  | 38/39 | PERONEUS & COLOSTOMIE                    |         |
| TWIN                                    | 40/41 | Peroneus & Colostomie                    | 104     |
| DUAL                                    | 42/43 | Fußorthesen                              | 104     |
| MA 12 15 Systemgelenke                  | 44/45 | Fußheberorthesen                         |         |
| GE 12 15 Systemgelenke                  | 46/47 | STOMAAKTIV & STOMAAKTIV+                 |         |
| CO 15 Systemgelenk                      | 48    | STOMARITY & STOMARITY+                   |         |
| Rastengelenkschiene/Doppelgelenkschiene | 49    | Colostomie                               |         |
| KOMPRESSION                             |       |  | 12/110  |
| Kompression                             | 50    | MATERIAL & ZUBEHÖR                       |         |
| Produktübersicht                        |       | Material & Zubehör                       | 114-119 |
| Maßtabellen                             |       | Laminierstoffe                           | 120     |
| Wellness LINE Herren                    |       | Thermopapier                             | 121     |
| Wellness LINE Damen                     |       | Verschlusssysteme für Orthesen           | 122-123 |
| Wellness LINE Damen/Herren              |       | Justierhilfen1                           | 24/125  |
| <u> </u>                                |       | Gelenkdummys                             | 126     |
| ORTHESEN & BANDAGEN                     |       | Schrauben & Muttern                      |         |
| Orthesen & Bandagen                     | 64    | Caroli Verstellschlüssel/Schraubendreher | 128     |
| Gummigurt-Bruchbänder mit kurzer Feder  | 65/66 | High Tech Orthesenstrümpfe               | 129     |
| Gummigurt-Bruchbänder mit langer Feder  | 67    | AGB's                                    | 130     |
| Gummigurt-Bruchbänder ohne Feder        | 68    |  |         |



Heinrich Caroli

Geschäftsführer

# **CAROLI –** Aus Erfahrung gut.

Wir sind ein echtes Familienunternehmen und bereits über 170 Jahren für Ihre Gesundheit da. Seit fünf Generationen schon prägen wir mit unserer Schaffenskraft, unserem Herzblut und unseren Ideen die Entwicklung dieser Firma.

Am Standort Lahr im Schwarzwald entwickeln, produzieren und vertreiben wir hochwertige Orthesen und Bandagen, individuelle Kompressionsmieder sowie orthopädietechnische Bauteile von höchster Qualität. Wir setzen Akzente durch eigene Entwicklungen, Erfindungen und Verbesserungen.

Unsere Bandagen und Schienen haben als Qualitätserzeugnisse Weltruf erlangt. Die sorgfältige und individuelle Anpassung durch qualifiziertes Fachpersonal gewährleistet den hohen ideellen Wert.

#### Ihre Ansprechpartner vor Ort Ihre Ansprechpartner im Innendienst Dietmar Schulz PLZ: 01 - 25 Patrick Günzl 29 Tel.: 0 78 21 / 93 99 33 Fax: 0 78 21 / 93 99 34 Mobil: 01520 / 893 12 64 Tel.: 0 78 21 / 93 99 12 37 - 39Fax: 07821/939934 98 – 99 guenzl@caroli.de schulz@caroli.de **Andreas Middeke** PLZ: 26 - 28 Diana Wörner 30 - 33Tel.: 0 78 21 / 93 99 33 Tel.: 0 78 21 / 93 99 14 40 – 53 Fax: 0 78 21 / 93 99 34 Mobil: 0172 / 183 82 89 Fax: 07821/939934 57 – 59 woerner@caroli.de **Niederlande** middeke@caroli.de PLZ: 34 - 36 **Nicole Bykow Patric Stephan** 54 – 56 Tel.: 0 78 21 / 93 99 33 Tel.: 0 78 21 / 93 99 15 60 – 68 Fax: 0 78 21 / 93 99 34 Fax: 07821/939934 76 – 79 Mobil: 0162 / 159 03 99 bykow@caroli.de Belgien stephan@caroli.de Luxemburg **Schweiz** Thomas Kathmann PLZ: 69 - 75 Mareike Schäfer 80 - 97Tel.: 0 78 21 / 93 99 33 Tel.: 07821/939911 Fax: 07821/939934 Österreich Fax: 07821/939934 Mobil: 0177 / 442 98 05 schaefer@caroli de kathmann@caroli.de





Simon Niedermaier Orthopädie - Technik Tel.: 0 78 21 / 93 99 23 Fax: 0 78 21 / 93 99 34 niedermaier@caroli.de




**Sabine Heisig**Bandagistik

Tel.: 0 78 21 / 93 99 28
Fax: 0 78 21 / 93 99 34
heisig@caroli.de

# Untere Extremität

#### KNÖCHEL



| Statische<br>Gelenkschienen (Modell) | Kind   Erw. | Seite | Dynamische<br>Gelenkschienen (Modell) | Kind   Erw. | Seite |
|--------------------------------------|-------------|-------|---------------------------------------|-------------|-------|
| MONO 10/20                           | • 0         | 21    | DYNA 25                               | • 0         | 10    |
| MONO 14/25                           | • •         | 21    | DYNA 35                               | • •         | 11    |
| MONO 20/25                           | 0 •         | 21    | DYNA 45                               | 0 •         | 14    |
| FQ 10/20                             | • 0         | 27    | DYNA TWIN Typ 25/25                   | •   0       | 12    |
| FQ 14/25                             | • •         | 27    | DYNA TWIN Typ 35/25                   | • •         | 12    |
| FQ 20/25                             | 0 •         | 27    | DYNA TWIN Typ 35/35                   | 0 •         | 12    |
| TWIN 10/20                           | •   0       | 39    |                                       |             |       |
| TWIN 14/35                           | 0 •         | 39    |                                       |             |       |
| Limit 10/20                          | • 0         | 31    |                                       |             |       |
| Limit 14/25                          | • •         | 31    |                                       |             |       |
| Limit 20/25                          | 0 •         | 31    |                                       |             |       |
| MA 12                                | • 0         | 43    |                                       |             |       |
| MA 15                                | 0 •         | 43    |                                       |             |       |

#### Bei den aufgeführten Gelenken gelten auch die T und K Ausführungen

#### **KNIE**



| Statische<br>Gelenkschienen (Modell) | Kind   Erw. | Seite | Dynamische<br>Gelenkschienen (Modell) | Kind   Erw. | Seite |
|--------------------------------------|-------------|-------|---------------------------------------|-------------|-------|
| MONO 160° 10/20                      | • 0         | 25    | DYNA 35                               | • •         | 11    |
| MONO 160° 14/25                      | • •         | 25    | DYNA 45                               | • •         | 14    |
| MONO 160° 20/25                      | 0 •         | 25    | DYNA 55                               | 0 •         | 13    |
| FQ 160° 10/20                        | • 0         | 29    |                                       |             |       |
| FQ 160° 14/25                        | • •         | 29    |                                       |             |       |
| FQ 160° 20/25                        | 0 •         | 29    |                                       |             |       |
| POLY 10/20                           | • 0         | 35    |                                       |             |       |
| POLY 14/25                           | • 0         | 35    |                                       |             |       |
| POLY 20/25                           | 0 •         | 35    |                                       |             |       |
| POLY 20/35                           | 0 •         | 35    |                                       |             |       |
| DUAL 14/20                           | 0 •         | 41    |                                       |             |       |
| DUAL 20/25                           | • •         | 41    |                                       |             |       |
| Limit ZV 10/20                       | • 0         | 33    |                                       |             |       |
| Limit ZV 14/25                       | • •         | 33    |                                       |             |       |
| Limit ZV 20/25                       | 0 •         | 33    |                                       |             |       |
| GE 12                                | • 0         | 44    |                                       |             |       |
| GE 15                                | 0 •         |       |                                       |             |       |
| Rastengelenkschiene 409              | 0 •         | 42    |                                       |             |       |
| Rastengelenkschiene 410              | • 0         | 42    |                                       |             |       |
| Doppelgelenkschiene 413<br>Mini      | • 0         | 42    |                                       |             |       |
| Doppelgelenkschiene 413              | 0 •         | 42    |                                       |             |       |


#### HÜFTE



| Statische<br>Gelenkschienen (Modell) | Kind   Erw. | Seite | Dynamische<br>Gelenkschienen (Modell) | Kind   Erw. | Seite |
|--------------------------------------|-------------|-------|---------------------------------------|-------------|-------|
| Systemgelenk CO 15                   | • 0         | 45    | DYNA 35                               | •   0       | 11    |
|                                      |             |       | DYNA 45                               | •   •       | 14    |
|                                      |             |       | DYNA 55                               | 0 •         | 15    |


# Obere Extremität

#### **FINGER**




| Statische<br>Gelenkschienen (Modell) | Kind   Erw. | Seite | Dynamische<br>Gelenkschienen (Modell) | Kind   Erw. | Seite |
|--------------------------------------|-------------|-------|---------------------------------------|-------------|-------|
| MONO 10/20                           | •   •       | 21    | DYNA 19                               | •   •       | 8     |
| FQ 10/20                             | • •         | 27    | DYNA 25                               | • •         | 10    |
| SINGLE 8/20                          | • •         | 37    |                                       |             |       |
| SINGLE 10/20                         | • •         | 37    |                                       |             |       |
| Limit 10/20                          | • •         | 31    |                                       |             |       |

#### **HAND**



| Statische<br>Gelenkschienen (Modell) | Kind   Erw. | Seite | Dynamische<br>Gelenkschienen (Modell) | Kind   Erw. | Seite |
|--------------------------------------|-------------|-------|---------------------------------------|-------------|-------|
| MONO 10/20                           | •   0       | 21    | DYNA 19                               | •   •       | 8     |
| MONO 14/25                           | 0 •         | 21    | DYNA 25                               | 0   •       | 10    |
| FQ 10/20                             | • 0         | 27    |                                       |             |       |
| FQ 14/25                             | 0 •         | 27    |                                       |             |       |
| SINGLE 10/20                         | •   0       | 37    |                                       |             |       |
| SINGLE 14/25                         | 0 •         | 37    |                                       |             |       |
| TWIN 12/20                           | • •         | 39    |                                       |             |       |
| Limit 10/20                          | • •         | 31    |                                       |             |       |
| Limit 14/25                          | • •         | 31    |                                       |             |       |

#### **ELLENBOGEN**



| Statische<br>Gelenkschienen (Modell) | Kind   Erw. | Seite | Dynamische<br>Gelenkschienen (Modell) | Kind   Erw. | Seite |
|--------------------------------------|-------------|-------|---------------------------------------|-------------|-------|
| MONO 160° 10/20                      | • 0         | 25    | DYNA 25                               | •   •       | 10    |
| MONO 160° 14/25                      | • •         | 25    | DYNA 35                               | 0 •         | 11    |
| FQ 160° 10/20                        | • 0         | 29    |                                       |             |       |
| FQ 160° 14/25                        | • •         | 29    |                                       |             |       |
| DUAL 14/20                           | • •         | 41    |                                       |             |       |
| DUAL 20/25                           | 0 •         | 41    |                                       |             |       |
| Limit ZV 10/20                       | • 0         | 33    |                                       |             |       |
| Limit ZV 14/25                       | •   •       | 33    |                                       |             |       |

empfohlennicht empfohlen

## Allgemeine Informationen

Modellabhängig besteht die Möglichkeit die Funktionsschiene einzeln als Modul (S) oder auch im kompletten Set als Modul (P) bestellen zu können. Die Modulvariante (P) beinhaltet die Funktionsschiene (S), die Mitläuferschiene (M) sowie den dazugehörigen Verstellschlüssel (ST). Bei der Bestellung der Modulvariante (S) ist der Verstellschlüssel im Verkaufspreis enthalten.

















Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Dynamischen und Statischen Gelenkschienen um Bauteile für die Korrektur und Lagerung handelt. Die Gelenksysteme sind für die Behandlung von Kontrakturen der oberen und unteren Extremitäten bestimmt und dürfen nicht durch das Körpergewicht belastet werden.

Wir raten zum Einbau der dazugehörigen Mitläuferschienen. Aufgrund der hohen Kräfteeinwirkung kann eine Verwindung des Bauteils auftreten, für die wir bei einseitiger Schienenführung keine Gewährleistung übernehmen können.

Das Gelenksystem darf nicht mit Wasser in Berührung kommen.

### Ausführungen








Die Ausführung T ist auch als **statische Gelenkschiene** erhältlich. Mono T, siehe Seite 24/25.

#### **Unser Service**

#### Nachhärten von Schienen:

Das Nachhärten des Stahls erhöht die mechanische Widerstandsfähigkeit des Materials. Die Schienen werden dadurch formstabiler, noch abriebfester und somit verlängert sich auch ihre Lebensdauer.





# Dynamische Gelenkschienen

# DYNALOCK

Unsere **Dynamischen Gelenkschienen** sind für die orthetische Versorgung von Patienten mit eingeschränkter Gelenkbeweglichkeit entwickelt worden. Bei der Behandlung von neuromuskulären und traumatischen Gelenkkontrakturen unterstützt eine Orthesen-Versorgung mit unseren Dynamischen Gelenkschienen eine sichere und sukzessive Mobilisierung der Gelenke.

Die Produktserie **DYNA**LOCK beinhaltet fünf Gelenkgrößen in spezifischen Ausführungen mit jeweils verschiedenen Korrekturwerten, wodurch sich ein sehr weitläufiges Versorgungsspektrum der oberen als auch unteren Extremität ergibt.

Durch einen permanenten, in der Stärke verstellbaren Dauerzug, werden die verkürzen Weichteile wie Muskeln, Sehnen, Bänder und Faszien schrittweise gedehnt und pathologischen Gelenkstellungen entgegengewirkt. Die nachhaltige Kontrakturbehandlung mit Verbesserung des Bewegungsumfanges der Gelenke unterstützt somit maßgeblich die Wiederherstellung einer physiologischen Gelenkbeweglichkeit und sichert das Erreichen des Therapiezieles.



| Die <b>DYNA</b> 19 <b>FE</b> jetzt neu |
|--|
| mit Feststellfunktion.                 |

| Modell/Typ            | Modul | Bezeichnung  | Bewegung               | Seite                |
|-----------------------|-------|--|------------------------|----------------------|
|                       | S     | Dynamische Korrektur-Gelenkschiene (inkl. Verstellschlüssel)<br>170 x 12 x 2 mm (L x B x H); Gehäuse Ø = 19 mm | Extension oder Flexion | rechts<br>oder links |
| DYNA 19<br>DYNA 19 FE | М     | freibewegliche Mitläuferschiene<br>170 x 12 x 2 mm (L x B x H)   | Extension und Flexion  | beidseitig           |
|                       | Р     | Dynamische Korrektur-Gelenkschiene "S" mit<br>Verstellschlüssel und freibeweglicher Mitläuferschiene "M"       | Extension oder Flexion | rechts<br>oder links |
| 4500040               |       | Sechskant-Schraubendreher 2,0/2,5 x 60 mm für DYNA 19 / 19 FE  |                        |                      |

Bitte Seite und Bewegungsrichtung angeben

(\*) nur Schienenschenkel sind gehärtet

Orthese erleichtert.


Technische Merkmale:

• stufenlos einstellbar

Flexions-Variante

• Arbeitsbereich 90°

• erhältlich als Extensions-/ oder





#### **DYNA** 25

Mit einem Gehäusedurchmesser von nur 25 Mit einem Gehäusedurchmesser von nur 25 mm ist die Dyna 25 kaum größer als eine 1 Euro Münze. Durch die geringe Baugröße in Verbindung mit einer Korrekturkraft von 3 Nm eignet sich dieses Redressionsgelenk für den Einsatz in der Kinderorthopädie und auch für die Behandlung von Handgelenkskontrakturen bei Erwachsenen.



#### **Technische Merkmale**

- optimierte T-Schenkellänge
- mit vorkonfektionierter Kröpfung



Länge T-Schenkel: 45 mm ab Drehpunkt

| Modell/Typ | Modul | Bezeichnung   | Bewegung               | Seite                |
|------------|-------|---|------------------------|----------------------|
|            | S     | Dynamische Korrektur-Gelenkschiene (inkl. Verstellschlüssel) $400 \times 16 \times 2 \text{ mm}$ (L $\times$ B $\times$ H); Gehäuse $\varnothing = 25 \text{ mm}$ | Extension oder Flexion | rechts<br>oder links |
| DYNA 25    | М     | freibewegliche Mitläuferschiene $400 \times 16 \times 2 \text{ mm (L x B x H)}$   | Extension und Flexion  | beidseitig           |
|            | Р     | Dynamische Korrektur-Gelenkschiene "S" mit<br>Verstellschlüssel und freibeweglicher Mitläuferschiene "M"  | Extension oder Flexion | rechts<br>oder links |
|            | S     | Dynamische Korrektur-Gelenkschiene mit Fußbügel (inkl. Verstellschlüssel) $300 \times 16/36 \times 2$ mm (L x B x H); Gehäuse $\varnothing = 25$ mm               | Dorsal-<br>Extension   | rechts<br>oder links |
| DYNA K25   | М     | freibewegliche Mitläuferschiene mit K-Schenkel $300 \times 16/36 \times 2$ mm (L x B x H)   | Extension und Flexion  | rechts<br>oder links |
|            | Р     | Dynamische Korrektur-Gelenkschiene "S" mit<br>Verstellschlüssel und freibeweglicher Mitläuferschiene "M"  | Dorsal-<br>Extension   | rechts<br>oder links |
|            | S     | Dynamische Korrektur-Gelenkschiene mit T-Schenkel (inkl. Verstellschlüssel) $245 \times 16/80 \times 2$ mm (L x B x H); Gehäuse $\varnothing = 25$ mm             | Dorsal-<br>Extension   | rechts<br>oder links |
| DYNA T25   | М     | freibewegliche Mitläuferschiene mit T-Schenkel<br>245 x 16/80 x 2 mm (L x B x H)  | Extension und Flexion  | beidseitig           |
|            | Р     | Dynamische Korrektur-Gelenkschiene "S" mit<br>Verstellschlüssel und freibeweglicher Mitläuferschiene "M"  | Dorsal-<br>Extension   | rechts<br>oder links |
| 4500040    | )     | Sechskant-Schraubendreher 2,0/2,5 x 60 mm für DYNA 25/K25/T25   |                        |                      |

Bitte Seite und Bewegungsrichtung angeben

(\*) nur Schienenschenkel sind gehärtet

| Modell/Typ | Modul | Bezeichnung  | Bewegung               | Seite                |
|------------|-------|--|------------------------|----------------------|
|            | S     | Dynamische Korrektur-Gelenkschiene (inkl. Verstellschlüssel)<br>400 x 20 x 2 mm (L x B x H); Gehäuse Ø = 35 mm   | Extension oder Flexion | rechts<br>oder links |
| DYNA 35    | М     | freibewegliche Mitläuferschiene<br>400 x 20 x 2 mm (L x B x H)   | Extension und Flexion  | beidseitig           |
| DTNA 33    | M 10  | freibewegliche Mitläuferschiene $400 \times 10 \times 2$ mm (L x B x H)  | Extension und Flexion  | beidseitig           |
|            | Р     | Dynamische Korrektur-Gelenkschiene "S" mit<br>Verstellschlüssel und freibeweglicher Mitläuferschiene "M"   | Extension oder Flexion | rechts<br>oder links |
|            | S     | Dynamische Korrektur-Gelenkschiene mit Fußbügel (inkl. Verstellschlüssel)<br>360 x 20/40 x 2 mm (L x B x H); Gehäuse Ø = 35 mm                         | Dorsal-<br>Extension   | rechts<br>oder links |
| DYNA K35   | М     | freibewegliche Mitläuferschiene mit K-Schenkel 360 x 20/40 x 2 mm (L x B x H)  | Extension und Flexion  | rechts<br>oder links |
|            | Р     | Dynamische Korrektur-Gelenkschiene "S" mit<br>Verstellschlüssel und freibeweglicher Mitläuferschiene "M"   | Dorsal-<br>Extension   | rechts<br>oder links |
|            | S     | Dynamische Korrektur-Gelenkschiene mit T-Schenkel (inkl. Verstellschlüssel) $255 \times 20/100 \times 2$ mm (L x B x H); Gehäuse $\varnothing = 35$ mm | Dorsal-<br>Extension   | rechts<br>oder links |
| DYNA T35   | М     | freibewegliche Mitläuferschiene mit T-Schenkel 255 x 20/100 x 2 mm (L x B x H)   | Extension und Flexion  | beidseitig           |
|            | Р     | Dynamische Korrektur-Gelenkschiene "S" mit<br>Verstellschlüssel und freibeweglicher Mitläuferschiene "M"   | Dorsal-<br>Extension   | rechts<br>oder links |
| 4500040    | )     | Sechskant-Schraubendreher 2,0/2,5 x 60 mm für DYNA 35/K35/T35  |                        |                      |

#### Bitte Seite und Bewegungsrichtung angeben

(\*) nur Schienenschenkel sind gehärtet





Länge T-Schenkel: 55 mm ab Drehpunkt

#### **Technische Merkmale**

- optimierte T-Schenkellänge
- mit vorkonfektionierter Kröpfung

#### **DYNA** 35

Fast schon ein Klassiker ist die **DYNA** 35. Seit vielen Jahren bewährt, kommt sie erfolgreich bei den unterschiedlichsten Versorgungen in der Orthopädie zum Einsatz. Ihre Flexibilität und die optimale Kombination von Kraft und Arbeitsbereich mit kleinstmöglichen Gehäuseabmessungen macht sie so beliebt.







| Modell/Typ         | Bestellnummer<br>Standard | Bestellnummer<br>gehärtet | Bezeichnung  | Bewegung                      | Seite  |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|--------|
| DYNA TWIN<br>25/25 | 500263                    | 500269                    | Kombiniertes, dynamisches Korrektur-Gelenksystem<br>DYNA 25 Dorsalextension, DYNA 25 Pronation<br>(inkl. Verstellschlüssel)  | Dorsalextension,<br>Pronation | rechts |
| DYNA TWIN<br>25/25 | 500264                    | 500270                    | Kombiniertes, dynamisches Korrektur-Gelenksystem<br>DYNA 25 Dorsalextension, DYNA 25 Pronation (<br>inkl. Verstellschlüssel) | Dorsalextension,<br>Pronation | links  |
| DYNA TWIN<br>35/25 | 500265                    | 500271                    | Kombiniertes, dynamisches Korrektur-Gelenksystem<br>DYNA 35 Dorsalextension, DYNA 25 Pronation<br>(inkl. Verstellschlüssel)  | Dorsalextension,<br>Pronation | rechts |
| DYNA TWIN<br>35/25 | 500266                    | 500272                    | Kombiniertes, dynamisches Korrektur-Gelenksystem<br>DYNA 35 Dorsalextension, DYNA 25 Pronation<br>(inkl. Verstellschlüssel)  | Dorsalextension,<br>Pronation | links  |
| DYNA TWIN<br>35/35 | 500267                    | 500273                    | Kombiniertes, dynamisches Korrektur-Gelenksystem<br>DYNA 35 Dorsalextension, DYNA 35 Pronation<br>(inkl. Verstellschlüssel)  | Dorsalextension,<br>Pronation | rechts |
| DYNA TWIN<br>35/35 | 500268                    | 500274                    | Kombiniertes, dynamisches Korrektur-Gelenksystem<br>DYNA 35 Dorsalextension, DYNA 35 Pronation<br>(inkl. Verstellschlüssel)  | Dorsalextension,<br>Pronation | links  |
|                    | 4500040                   |                           | Sechskant-Schraubendreher 2,0/2,5 x 60 mm für DYNA 55  |                               |        |



Länge T-Schenkel: 65 mm ab Drehpunkt

| Modell/Typ | Modul | Bezeichnung   | Bewegung               | Seite                |
|------------|-------|---|------------------------|----------------------|
|            | S     | Dynamische Korrektur-Gelenkschiene (inkl. Verstellschlüssel)<br>450 x 22,5 x 2 mm (L x B x H); Gehäuse Ø = 45 mm                    | Extension oder Flexion | rechts<br>oder links |
| DYNA 45    | М     | freibewegliche Mitläuferschiene<br>450 x 22,5 x 2 mm (L x B x H)  | Extension und Flexion  | beidseitig           |
|            | Р     | Dynamische Korrektur-Gelenkschiene "S" mit<br>Verstellschlüssel und freibeweglicher Mitläuferschiene "M"                            | Extension oder Flexion | rechts<br>oder links |
|            | S     | Dynamische Korrektur-Gelenkschiene mit Fußbügel (inkl. Verstellschlüssel)<br>395 x 22,5/42,5 x 2 mm (L x B x H); Gehäuse Ø = 45 mm  | Dorsal-<br>Extension   | rechts<br>oder links |
| DYNA K45   | М     | freibewegliche Mitläuferschiene mit K-Schenkel 395 x 22,5/42,5 x 2 mm (L x B x H)   | Extension und Flexion  | rechts<br>oder links |
|            | Р     | Dynamische Korrektur-Gelenkschiene "S" mit<br>Verstellschlüssel und freibeweglicher Mitläuferschiene "M"                            | Dorsal-<br>Extension   | rechts<br>oder links |
|            | S     | Dynamische Korrektur-Gelenkschiene mit T-Schenkel (inkl. Verstellschlüssel)<br>290 x 22,5/120 x 2 mm (L x B x H); Gehäuse Ø = 45 mm | Dorsal-<br>Extension   | rechts<br>oder links |
| DYNA T45   | М     | freibewegliche Mitläuferschiene mit T-Schenkel<br>290 x 22,5/120 x 2 mm (L x B x H)   | Extension und Flexion  | beidseitig           |
|            | Р     | Dynamische Korrektur-Gelenkschiene "S" mit<br>Verstellschlüssel und freibeweglicher Mitläuferschiene "M"                            | Dorsal-<br>Extension   | rechts<br>oder links |
| 4500040    |       | Sechskant-Schraubendreher 2,0/2,5 x 60 mm für DYNA 45/K45/T45   |                        |                      |

Bitte Seite und Bewegungsrichtung angeben

(\*) nur Schienenschenkel sind gehärtet

| Modell/Typ | Modul | Bezeichnung  | Bewegung               | Seite                |
|------------|-------|--|------------------------|----------------------|
|            | S     | Dynamische Korrektur-Gelenkschiene (inkl. Verstellschlüssel)<br>500 x 25 x 2 mm (L x B x H); Gehäuse Ø = 55 mm | Extension oder Flexion | rechts<br>oder links |
| DYNA 55    | М     | freibewegliche Mitläuferschiene<br>500 x 25 x 2 mm (L x B x H)   | Extension und Flexion  | beidseitig           |
|            | Р     | Dynamische Korrektur-Gelenkschiene "S" mit<br>Verstellschlüssel und freibeweglicher Mitläuferschiene "M"       | Extension oder Flexion | rechts<br>oder links |
| 4500040    |       | Sechskant-Schraubendreher 2,0/2,5 x 60 mm für DYNA 55  |                        |                      |

Bitte Seite und Bewegungsrichtung angeben

(\*) nur Schienenschenkel sind gehärtet









Gelenk frei beweglich/ Gelenk gesperrt



und zeichnet sich besonders durch die hohe Federkraft aus.

# **DYNA** T



| Modell/Typ   | Modul | Bezeichnung  | Bewegung              | Seite                |
|--|-------|--|-----------------------|----------------------|
|  | S     | Dynamische Korrektur-Gelenkschiene mit T-Schenkel (inkl. Verstellschlüssel)<br>245 x 16/80 x 2 mm (L x B x H); Gehäuse Ø = 25 mm                       | Dorsal-<br>Extension  | rechts<br>oder links |
| DYNA T25   | М     | freibewegliche Mitläuferschiene mit T-Schenkel 245 x 16/80 x 2 mm (L x B x H)  | Extension und Flexion | beidseitig           |
|  | Р     | Dynamische Korrektur-Gelenkschiene "S" mit<br>Verstellschlüssel und freibeweglicher Mitläuferschiene "M"   | Dorsal-<br>Extension  | rechts<br>oder links |
| DYNA T35   | S     | Dynamische Korrektur-Gelenkschiene mit T-Schenkel (inkl. Verstellschlüssel) $255 \times 20/100 \times 2$ mm (L x B x H); Gehäuse $\varnothing = 35$ mm | Dorsal-<br>Extension  | rechts<br>oder links |
|  | М     | freibewegliche Mitläuferschiene mit T-Schenkel 255 x 20/100 x 2 mm (L x B x H)   | Extension und Flexion | beidseitig           |
|  | Р     | Dynamische Korrektur-Gelenkschiene "S" mit<br>Verstellschlüssel und freibeweglicher Mitläuferschiene "M"   | Dorsal-<br>Extension  | rechts<br>oder links |
|  | S     | Dynamische Korrektur-Gelenkschiene mit T-Schenkel (inkl. Verstellschlüssel)<br>290 x 22,5/120 x 2 mm (L x B x H); Gehäuse ∅ = 45 mm                    | Dorsal-<br>Extension  | rechts<br>oder links |
| DYNA T45   | М     | freibewegliche Mitläuferschiene mit T-Schenkel<br>290 x 22,5/120 x 2 mm (L x B x H)  | Extension und Flexion | beidseitig           |
|  | Р     | Dynamische Korrektur-Gelenkschiene "S" mit<br>Verstellschlüssel und freibeweglicher Mitläuferschiene "M"   | Dorsal-<br>Extension  | rechts<br>oder links |
| 4500040 Sechskant-Schraubendreher 2,0/2,5 x 60 mm für DYNA T25/T35/T45 |       |  |                       |                      |

Bitte Seite angeben


| Modell/Typ     | Modul | Bestellnummer | Bezeichnung  | Bewegung                 | Seite  |
|----------------|-------|---------------|--|--------------------------|--------|
| MH 10 B Typ 40 | MH10  | 500259        | Freibewegliche Mitläuferschiene, Bogenform für rechtes Handgelenk<br>(Lichte Weite 50 bis 60 mm) | Extension und Flexion    | rechts |
| MH 10 B Typ 40 | MH10  | 500260        | Freibewegliche Mitläuferschiene, Bogenform für linkes Handgelenk<br>(Lichte Weite 50 bis 60 mm)  | Extension und Flexion    | links  |
| MH 10 B Typ 60 | MH10  | 500261        | Freibewegliche Mitläuferschiene, Bogenform für rechtes Handgelenk<br>(Lichte Weite 60 bis 70 mm) | Extension<br>und Flexion | rechts |
| MH 10 B Typ 60 | MH10  | 500262        | Freibewegliche Mitläuferschiene, Bogenform für linkes Handgelenk<br>(Lichte Weite 60 bis 70 mm)  | Extension und Flexion    | links  |





Statische Gelenkschienen

Wir verbinden Kreativität und praktische Erfahrung mit den Möglichkeiten moderner Technologie. Wir fertigen in engen Toleranzen mit variablen Losgrößen, prüfen systematisch und montieren zuverlässig. Unsere Statischen Gelenkschienen sind für die orthetische Versorgung von Patienten mit eingeschränkter Beweglichkeit entwickelt worden. Nach Verletzungen mit Kontrakturen und operativen Eingriffen unterstützt eine Orthesen-Versorgung mit unseren Statischen Gelenkschienen eine sichere und schrittweise Mobilisierung der Gelenke.



# Präzision – Qualität und Zuverlässigkeit

Konstruktion, Entwicklung und Fertigung im eigenen Haus ermöglichen uns ein flexibles Reagieren auf individuelle Kundenwünsche. Mit moderner Technik und Know-how entstehen bedarfsgerechte Hilfsmittel mit hohem Qualitätsanspruch. Wir bringen unser ganzes Wissen und unsere langjährige Erfahrung ein, um kreative Lösungen zu realisieren, die sich in der Praxis bewähren. Dafür engagieren wir uns mehr als üblich. Das Ergebnis ist Mehrwert.

## Kompetenz, Flexibilität, Leidenschaft... Das treibt uns an.



Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Dynamischen und Statischen Gelenkschienen um ein Bauteil für die Korrektur und Lagerung handelt. Die Gelenksysteme sind für die Behandlung von Kontrakturen der oberen und unteren Extremitäten bestimmt und dürfen nicht durch das Körpergewicht belastet werden.

Wir raten zum Einbau der dazugehörigen Mitläuferschienen. Aufgrund der hohen Kräfteeinwirkung kann eine Verwindung des Bauteils auftreten, für die wir bei einseitiger Schienenführung keine Gewährleistung übernehmen können.

Das Gelenksystem darf nicht mit Wasser in Berührung kommen.



#### Statische Gelenkschienen

# MONO/POLY

Wir präsentieren unsere langjährig bewährten Statischen Gelenkschienen für die individuelle Orthesenfertigung. Der innenliegende Schneckentrieb sorgt für eine hervorragende Kraftübertragung und unterstützt das überarbeitete äußere Design. Die Skalierung auf der Vorderseite gibt Aufschluss über die bestehenden Winkelgrade und die bereits erreichten Therapieergebnisse.

## **MONO**



#### **POLY**



Seit vielen Jahren bewährt, eignen sich sowohl **mono-zentrische** als auch **poly-zentrische** Gelenke für individuelle orthopädische Versorgungen von oberen und unteren Extremitäten bei Kindern und Erwachsenen.

Die Funktionalität und die Komforteigenschaften der Produktserie wurden weiter verbessert, um eine optimale Versorgung zu gewährleisten. Das Design wurde modernisiert und den anderen Schienen angepasst.



# MONO

Die statischen Quengelschienen der **MONO**-Serie sind konzipiert, um Beweglichkeit und Funktion von Gelenken durch Redression wiederzuerlangen und dauerhaft zu erhalten. Die **mono-zentrischen** Gelenkschienen haben einen Bewegungsradius von 90° in Extension und Flexion, so dass sie insbesondere bei der Spitzfußkorrektur zum Einsatz kommen.

# MONO 10/20





| Modell/Typ  | Modul | Bezeichnung  | Bewegung              | Seite      |
|---|-------|--|-----------------------|------------|
|   | S     | Korrektur-Gelenkschiene (inkl. Verstellschlüssel) $360 \times 10 \times 2$ mm (L x B x H)    | Extension und Flexion | beidseitig |
| MONO 10/20  | М     | freibewegliche Mitläuferschiene<br>360 x 10 x 2 mm (L x B x H)                               | Extension und Flexion | beidseitig |
|   | Р     | Korrektur-Gelenkschiene "S" mit Verstellschlüssel<br>und freibewegliche Mitläuferschiene "M" | Extension und Flexion | beidseitig |
| 4500039 Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff 2,5 x 100 mm für MONO 10/20 |       | Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff 2,5 x 100 mm für MONO 10/20                          |                       |            |

# MONO 14/25





| Modell/Typ | Modul | Bezeichnung  | Bewegung                 | Seite      |
|------------|-------|--|--------------------------|------------|
| MONO 14/25 | S     | Korrektur-Gelenkschiene (inkl. Verstellschlüssel)<br>415 x 14 x 2,5 mm (L x B x H)           | Extension und Flexion    | beidseitig |
|            | М     | freibewegliche Mitläuferschiene<br>415 x 14 x 2,5 mm (L x B x H)                             | Extension und Flexion    | beidseitig |
|            | Р     | Korrektur-Gelenkschiene "S" mit Verstellschlüssel<br>und freibewegliche Mitläuferschiene "M" | Extension<br>und Flexion | beidseitig |
| 4500042    |       | Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff 3,0 x 100 mm für MONO 14/25                          |                          |            |

## **MONO 20/25**





| Modell/Typ  | Modul | Bezeichnung  | Bewegung              | Seite      |
|---|-------|--|-----------------------|------------|
|   | S     | Korrektur-Gelenkschiene (inkl. Verstellschlüssel)<br>460 x 20 x 2,5 mm (L x B x H)           | Extension und Flexion | beidseitig |
| MONO 20/25  | М     | freibewegliche Mitläuferschiene<br>460 x 20 x 2,5 mm (L x B x H)                             | Extension und Flexion | beidseitig |
|   | Р     | Korrektur-Gelenkschiene "S" mit Verstellschlüssel<br>und freibewegliche Mitläuferschiene "M" | Extension und Flexion | beidseitig |
| 4500042 Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff 3,0 x 100 mm für MONO 20/25 |       |  |                       |            |



Die Gelenkserie **MONO T** ist konzipiert für die individuelle Versorgung von Fußfehlstellungen. In drei verschiedenen Gelenkgrößen und unterschiedlichen T-Schenkel-Längen gewährt die Produktserie **MONO T** eine zielgerichtete Versorgung von Spitz- und Hackenfüßen bei Kindern und Erwachsenen.

# MONO T 10/20





| Modell/Typ      | Modul | Bezeichnung   | Bewegung                 | Seite      |
|-----------------|-------|---|--------------------------|------------|
|                 | S     | Korrektur-Gelenkschiene (inkl. Verstellschlüssel)<br>249 x 10 x 2 mm (L x B x H)          | Extension und Flexion    | beidseitig |
| MONO T<br>10/20 | М     | freibewegliche Mitläuferschiene<br>249 x 10 x 2 mm (L x B x H)                            | Extension<br>und Flexion | beidseitig |
|                 | Р     | Korrektur-Gelenkschiene "S" mit Verstellschlüssel und freibewegliche Mitläuferschiene "M" | Extension und Flexion    | beidseitig |
| 4500039         |       | Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff 2,5 x 100 mm für MONO T 10/20                     |                          |            |

T-Schenkellänge: 40 mm ab Drehpunkt







| Modell/Typ      | Modul | Bezeichnung  | Bewegung              | Seite      |
|-----------------|-------|--|-----------------------|------------|
| MONO T<br>14/25 | S     | Korrektur-Gelenkschiene (inkl. Verstellschlüssel)<br>280 x 14 x 2,5 mm (L x B x H)           | Extension und Flexion | beidseitig |
|                 | М     | freibewegliche Mitläuferschiene<br>280 x 14 x 2,5 mm (L x B x H)                             | Extension und Flexion | beidseitig |
|                 | Р     | Korrektur-Gelenkschiene "S" mit Verstellschlüssel<br>und freibewegliche Mitläuferschiene "M" | Extension und Flexion | beidseitig |
| 4500042         |       | Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff 3,0 x 100 mm für MONO T 14/25                        |                       |            |

T-Schenkellänge: 50 mm ab Drehpunkt





| Modell/Typ  | Modul | Bezeichnung   | Bewegung              | Seite      |
|---|-------|---|-----------------------|------------|
|   | S     | Korrektur-Gelenkschiene (inkl. Verstellschlüssel)<br>317,5 x 20 x 2,5 mm (L x B x H)      | Extension und Flexion | beidseitig |
| MONO T<br>20/25   | М     | freibewegliche Mitläuferschiene 317,5 x 20 x 2,5 mm (L x B x H)                           | Extension und Flexion | beidseitig |
|   | Р     | Korrektur-Gelenkschiene "S" mit Verstellschlüssel und freibewegliche Mitläuferschiene "M" | Extension und Flexion | beidseitig |
| 4500042 Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff 3,0 x 100 mm für MONO T 20/25 |       |   |                       |            |

T-Schenkellänge: 60 mm ab Drehpunkt



Mit einem erweiterten Bewegungsumfang von 160° in Flexion eignet sich die Gelenkserie MONO 160° insbesondere für die Versorgung am Ellenbogen und Kniegelenk. Der beidseitige Einschub des Verstellschlüssels ermöglicht eine Bedienung von innen und außen und lässt somit alle Möglichkeiten offen.

# MONO 160° 10/20





| Modell/Typ                     | Modul | Bezeichnung  | Bewegung              | Seite                |
|--------------------------------|-------|--|-----------------------|----------------------|
|                                | S     | Korrektur-Gelenkschiene (inkl. Verstellschlüssel)<br>400 x 10 x 2 mm (L x B x H) Rückverlagerung des Drehpunktes: 5 mm       | Extension und Flexion | rechts<br>oder links |
| MONO 160°<br>10/20             | М     | freibewegliche Mitläuferschiene, $400 \times 10 \times 2$ mm (L $\times$ B $\times$ H) Rückverlagerung des Drehpunktes: 5 mm | Extension und Flexion | rechts<br>oder links |
|                                | Р     | Korrektur-Gelenkschiene "S" mit Verstellschlüssel<br>und freibewegliche Mitläuferschiene "M"                                 | Extension und Flexion | rechts<br>oder links |
| 4500039 Sechskant-Schraubendre |       | Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff 2,5 x 100 mm für MONO 160° 10/20   |                       |                      |

Bitte Seite angeben

#### MONO 160° 14/25





| Modell/Typ         | Modul | Bezeichnung  | Bewegung              | Seite                |
|--------------------|-------|--|-----------------------|----------------------|
|                    | S     | Korrektur-Gelenkschiene (inkl. Verstellschlüssel)<br>450 x 14 x 2,5 mm (L x B x H) Rückverlagerung des Drehpunktes: 7 mm | Extension und Flexion | rechts<br>oder links |
| MONO 160°<br>14/25 | М     | freibewegliche Mitläuferschiene, 450 x 10 x 2,5 mm (L x B x H)<br>Rückverlagerung des Drehpunktes: 7 mm                  | Extension und Flexion | rechts<br>oder links |
|                    | Р     | Korrektur-Gelenkschiene "S" mit Verstellschlüssel<br>und freibewegliche Mitläuferschiene "M"                             | Extension und Flexion | rechts<br>oder links |
| 4500042            |       | Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff 3,0 x 100 mm für MONO 160° 14/25   |                       |                      |

Bitte Seite angeben

## MONO 160° 20/25





| Modell/Typ   | Modul | ezeichnung Bewegung   |                       |                      |  |  |
|--|-------|---|-----------------------|----------------------|--|--|
| S  |       | Korrektur-Gelenkschiene (inkl. Verstellschlüssel)<br>500 x 20 x 2,5 mm (L x B x H) Rückverlagerung des Drehpunktes: 10 mm         | Extension und Flexion | rechts<br>oder links |  |  |
| MONO 160°<br>20/25   | М     | freibewegliche Mitläuferschiene, $500 \times 10 \times 2,5$ mm (L $\times$ B $\times$ H) Rückverlagerung des Drehpunktes: $10$ mm | Extension und Flexion | rechts<br>oder links |  |  |
|  | Р     | Korrektur-Gelenkschiene "S" mit Verstellschlüssel<br>und freibewegliche Mitläuferschiene "M"                                      | Extension und Flexion | rechts<br>oder links |  |  |
| 4500042 Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff 3,0 x 100 mm für MONO 160° 20/25 |       |   |                       |                      |  |  |

Bitte Seite angeben



Die FQ Gelenkserie verfügt neben dem bewährten Schneckentrieb über eine neu entwickelte Freistellfunktion. Diese Funktion ermöglicht die Freischaltung der Redressionseinheit und somit das Ausführen von physiologischen Bewegungsmustern. Diese Konstruktionsmerkmale eröffnen weitere Anwendungs- und Therapiemöglichkeiten. Der Funktionswechsel kann mit Hilfe des Verstellschlüssels einhändig vorgenommen werden.

# FQ 10/20





| Modell/Typ   | Modul | Bezeichnung   | Bewegung              | Seite      |
|--|-------|---|-----------------------|------------|
|  | S     | Korrektur-Gelenkschiene mit Freistellfunktion (inkl. Verstellschlüssel)<br>400 x 10 x 2 mm (L x B x H)          | Extension und Flexion | beidseitig |
| FQ 10/20   | М     | freibewegliche Mitläuferschiene<br>400 x 10 x 2 mm (L x B x H)  | Extension und Flexion | beidseitig |
|  | Р     | Korrektur-Gelenkschiene mit Freistellfunktion "S",<br>Verstellschlüssel und freibewegliche Mitläuferschiene "M" | Extension und Flexion | beidseitig |
| 4500039 Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff 2,5 x 100 mm für FQ 10/20 Mono |       |   |                       |            |

# FQ 14/25





| Modell/Typ | Modul | Bezeichnung   | Bewegung              | Seite      |
|------------|-------|---|-----------------------|------------|
|            | S     | Korrektur-Gelenkschiene mit Freistellfunktion (inkl. Verstellschlüssel) $450 \times 14 \times 2,5 \text{ mm (L} \times B \times H)$ | Extension und Flexion | beidseitig |
| FQ 14/25   | М     | freibewegliche Mitläuferschiene<br>450 x 14 x 2,5 mm (L x B x H)  | Extension und Flexion | beidseitig |
|            | Р     | Korrektur-Gelenkschiene mit Freistellfunktion "S",<br>Verstellschlüssel und freibewegliche Mitläuferschiene "M"                     | Extension und Flexion | beidseitig |
| 4500042    |       | Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff 3,0 x 100 mm für FQ 14/25 Mono  |                       |            |

# FQ 20/25





| Modell/Typ | Modul | Bezeichnung   | Bewegung              | Seite      |
|------------|-------|---|-----------------------|------------|
| FQ 20/25   | S     | Korrektur-Gelenkschiene mit Freistellfunktion (inkl. Verstellschlüssel)<br>500 x 20 x 2,5 mm (L x B x H)        | Extension und Flexion | beidseitig |
|            | М     | freibewegliche Mitläuferschiene<br>500 x 20 x 2,5 mm (L x B x H)  | Extension und Flexion | beidseitig |
|            | Р     | Korrektur-Gelenkschiene mit Freistellfunktion "S",<br>Verstellschlüssel und freibewegliche Mitläuferschiene "M" | Extension und Flexion | beidseitig |
| 4500042    |       | Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff 3,0 x 100 mm für FQ 20/25 Mono  |                       |            |



Wie alle FQ-Modelle besitzt auch die Gelenkserie FQ 160° unsere neu entwickelte Freistellfunktion. Dieses Konstruktionsmerkmal ermöglicht die Freischaltung der Redressionseinheit und gewährt das Ausführen von physiologischen Bewegungsmustern. Aufgrund des besonders großen Bewegungsumfanges eignen sich diese Gelenksysteme insbesondere für die Versorgung am Ellenbogen und Kniegelenk.

# FQ 160° 10/20





| Modell/Typ       | Modul | Bezeichnung  | Bewegung              | Seite                |
|------------------|-------|--|-----------------------|----------------------|
|                  | S     | Korrektur-Gelenkschiene mit Freistellfunktion (inkl. Verstellschlüssel)<br>400 x 10 x 2 mm (L x B x H) Rückverlagerung des Drehpunktes: 5 mm | Extension und Flexion | rechts<br>oder links |
| FQ 160°<br>10/20 | М     | freibewegliche Mitläuferschiene, 400 x 10 x 2 mm (L x B x H) Rückverlagerung des Drehpunktes: 5 mm   | Extension und Flexion | rechts<br>oder links |
|                  | Р     | Korrektur-Gelenkschiene mit Freistellfunktion "S",<br>Verstellschlüssel und freibewegliche Mitläuferschiene "M"                              | Extension und Flexion | rechts<br>oder links |
| 4500039          |       | Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff 2,5 x 100 mm für FQ 10/20 Mono 160°  |                       |                      |

#### Bitte Seite angeben







| Modell/Typ       | Modul | Bezeichnung  | Bewegung                 | Seite                |
|------------------|-------|--|--------------------------|----------------------|
|                  | S     | Korrektur-Gelenkschiene mit Freistellfunktion (inkl. Verstellschlüssel)<br>450 x 14 x 2,5 mm (L x B x H) Rückverlagerung des Drehpunktes: 7 mm | Extension<br>und Flexion | rechts<br>oder links |
| FQ 160°<br>14/25 | М     | freibewegliche Mitläuferschiene, $450 \times 14 \times 2,5 \text{ mm}$ (L x B x H)<br>Rückverlagerung des Drehpunktes: 7 mm                    | Extension und Flexion    | rechts<br>oder links |
|                  | Р     | Korrektur-Gelenkschiene mit Freistellfunktion "S",<br>Verstellschlüssel und freibewegliche Mitläuferschiene "M"                                | Extension<br>und Flexion | rechts<br>oder links |
| 4500042          |       | Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff 3,0 x 100mm für FQ 14/25 Mono 160°   |                          |                      |

#### Bitte Seite angeben







| Modell/Typ  | Modul | Bezeichnung  | Bewegung                 | Seite                |
|-------------|-------|--|--------------------------|----------------------|
| FQ 160° M P |       | Korrektur-Gelenkschiene mit Freistellfunktion (inkl. Verstellschlüssel) $500 \times 20 \times 2,5$ mm (L × B × H) Rückverlagerung des Drehpunktes: 10 mm | Extension<br>und Flexion | rechts<br>oder links |
|             |       | freibewegliche Mitläuferschiene, $500 \times 20 \times 2,5 \text{ mm}$ (L x B x H) Rückverlagerung des Drehpunktes: $10 \text{ mm}$                      | Extension und Flexion    | rechts<br>oder links |
|             |       | Korrektur-Gelenkschiene mit Freistellfunktion "S",<br>Verstellschlüssel und freibewegliche Mitläuferschiene "M"  | Extension<br>und Flexion | rechts<br>oder links |
| 4500042     |       | Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff 3,0 x 100mm für FQ 20/25 Mono 160°   |                          |                      |

#### Bitte Seite angeben



#### Statische Gelenkschienen

Die Gelenkschienen Limit sind freibewegliche Gelenksysteme zur Bewegungslimitierung von Körpergelenken. In drei unterschiedlichen Gelenkgrößen finden diese Gelenke Ihren Einsatz bei der Orthesenversorgung der oberen und unteren Extremität sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen. Des Weiteren können die Limit Gelenksysteme in Verbindung mit unseren monozentrischen Funktionsgelenken "S" eingesetzt werden um einen kontrollierten und definierten Bewegungsumfang herzustellen. Die Winkelabstufung durch das Versetzen der Anschlagsschrauben beträgt jeweils 22,5°. Sollten Sie eine geringere Winkelabstufung benötigen, ermöglicht Ihnen die Verwendung des optional erhältlichen Anschlagsbogens (abschleifbar) nicht nur eine stufenlose Einstellung von 0° bis 22,5° in Extension und Flexion, sondern auch das Feststellen des Gelenkes in einer gewünschten Position.

# LIMIT 10/20



| Modell/Typ  | Modul | Bezeichnung   | Seite      |
|-------------|-------|---|------------|
|             | S     | freibewegliches Limitierungsgelenk $400 \times 10 \times 2.0 \text{ mm } (L \times B \times H)$ | beidseitig |
| Limit 10/20 | М     | freibewegliches Mitläufergelenk<br>400 x 10 x 2,0 mm (L x B x H)                                | beidseitig |
|             | Р     | freibewegliches Limitierungsgelenk "S" und freibewegliches Mitläufergelenk "M"                  | beidseitig |

# LIMIT 14/25



| Modell/Typ  | Modul | Bezeichnung  | Seite      |
|-------------|-------|--|------------|
| Limit 14/25 | S     | freibewegliches Limitierungsgelenk $450 \times 14 \times 2,5 \text{ mm (L} \times B \times H)$ | beidseitig |
|             | Μ     | freibewegliches Mitläufergelenk $450 \times 14 \times 2,5 \text{ mm (L} \times B \times H)$    | beidseitig |
|             | Р     | freibewegliches Limitierungsgelenk "S" und freibewegliches Mitläufergelenk "M"                 | beidseitig |

# LIMIT 20/25



| Modell/Typ  | Modul | Bezeichnung  | Seite      |
|-------------|-------|--|------------|
|             | S     | freibewegliches Limitierungsgelenk $500 \times 20 \times 2,5 \text{ mm (L x B x H)}$ | beidseitig |
| Limit 20/25 | М     | freibewegliches Mitläufergelenk<br>500 x 20 x 2,5 mm (L x B x H)                     | beidseitig |
|             | Р     | freibewegliches Limitierungsgelenk "S" und freibewegliches Mitläufergelenk "M"       | beidseitig |



#### **Limit ZV**

#### **Technische Merkmale:**

- um 22,5° versetzbare Anschlagsschrauben
- Anschlagsbogen abschleifbar  $von 0^{\circ} - 22,5^{\circ}$
- wahlweise für die linke oder rechte Seite einstellbar
- Bewegungslimitierung in Flexion und Extension möglich
- Justierhilfen verwendbar
- Die Rückverlagerung des Gelenkdrehpunktes der Funktionsschine "S" und der Mitläuferschiene "M" beträgt modellabhängig 5 mm, 7 mm oder 10 mm

#### **Optional**





Siehe Seite 128

| Modell/Typ                                       | Bezeichnung                                  |
|--|--|
| A blb  | Anschlagsbogen mit Schrauben für Limit 10/20 |
| Anschlagsbogen<br>für Limit ZV<br>Gelenkschienen | Anschlagsbogen mit Schrauben für Limit 14/25 |
|  | Anschlagsbogen mit Schrauben für Limit 20/25 |

#### Statische Gelenkschienen

Die Gelenkschienen Limit ZV sind freibewegliche Gelenksysteme zur Bewegungslimitierung von Körpergelenken. In drei unterschiedlichen Gelenkgrößen finden diese Gelenke Ihren Einsatz bei der Orthesenversorgung der oberen und unteren Extremität sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen. Des Weiteren können die Limit ZV Gelenksysteme in Verbindung mit unseren Funktionsgelenken "S" wie MONO 160° und FQ 160° eingesetzt werden, um einen kontrollierten und definierten Bewegungsumfang herzustellen. Die Winkelabstufung durch das Versetzen der Anschlagsschrauben beträgt jeweils 22,5°. Sollten Sie eine geringere Winkelabstufung benötigen, ermöglicht Ihnen die Verwendung des optional erhältlichen Anschlagsbogens (abschleifbar) nicht nur eine stufenlose Einstellung von 0° bis 22,5° in Extension und Flexion, sondern auch das Feststellen des Gelenkes in einer gewünschten Position.

# **LIMIT ZV 10/20**



| Modell/Typ     | Modul | Bezeichnung   | Seite      |
|----------------|-------|---|------------|
| Limit ZV 10/20 | S     | freibewegliches Limitierungsgelenk, $400 \times 10 \times 2.0$ mm (L $\times$ B $\times$ H) Rückverlagerung des Drehpunktes: 5 mm | beidseitig |
|                | М     | freibewegliches Mitläufergelenk, $400 \times 10 \times 2.0$ mm (L x B x H)<br>Rückverlagerung des Drehpunktes: 5 mm               | beidseitig |
|                | Р     | freibewegliches Limitierungsgelenk "S" und freibewegliches Mitläufergelenk "M"  | beidseitig |

## **LIMIT ZV 14/25**



| Modell/Typ     | Modul | Bezeichnung   | Seite      |
|----------------|-------|---|------------|
| Limit ZV 14/25 | S     | freibewegliches Limitierungsgelenk, $450 \times 14 \times 2.5$ mm (L $\times$ B $\times$ H) Rückverlagerung des Drehpunktes: 7 mm | beidseitig |
|                | М     | freibewegliches Mitläufergelenk, $450 \times 14 \times 2,5 \text{ mm}$ (L x B x H) Rückverlagerung des Drehpunktes: 7 mm          | beidseitig |
|                | Р     | freibewegliches Limitierungsgelenk "S" und freibewegliches Mitläufergelenk "M"  | beidseitig |

# **LIMIT ZV 20/25**



| Modell/Typ     | Modul | Bezeichnung   | Seite      |
|----------------|-------|---|------------|
| Limit ZV 20/25 | S     | freibewegliches Limitierungsgelenk, 500 x 20 x 2,5 mm (L x B x H) Rückverlagerung des Drehpunktes: 10 mm                        | beidseitig |
|                | М     | freibewegliches Mitläufergelenk, $500 \times 20 \times 2.5$ mm (L $\times$ B $\times$ H) Rückverlagerung des Drehpunktes: 10 mm | beidseitig |
|                | Р     | freibewegliches Limitierungsgelenk "S" und freibewegliches Mitläufergelenk "M"  | beidseitig |



#### Statische Gelenkschienen

Die statischen Quengelschienen der POLY - Serie sind konzipiert, um Beweglichkeit und Funktion von Gelenken durch Redression wiederzuerlangen und dauerhaft zu erhalten. Die poly-zentrischen Gelenkschienen bieten einen Bewegungsradius von insgesamt 180°. Damit sind sie bei Versorgungen im Kniegelenkbereich ideal geeignet, da dort die Krafteinwirkung im gesamten Bewegungsumfang des zu behandelnden Gelenkes erforderlich ist.

## POLY 10/20





## POLY 14/25





## **POLY 20/25**





## **POLY 20/35**





| Modell/Typ   | Modul | Bezeichnung  | Bewegung              | Seite      |
|--------------|-------|--|-----------------------|------------|
|              | S     | Korrektur-Gelenkschiene (inkl. Verstellschlüssel)<br>320 x 10 x 2 mm (L x B x H)                     | Extension und Flexion | beidseitig |
| POLY 10/20   | М     | freibewegliche Mitläuferschiene 320 x 10 x 2 mm (L x B x H)  | Extension und Flexion | beidseitig |
|              | Р     | Korrektur-Gelenkschiene "S" mit Verstellschlüssel und freibewegliche Mitläuferschiene "M"            | Extension und Flexion | beidseitig |
| 45000        | 39    | Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff 2,5 x 100 mm für POLY 10/20                                  |                       |            |
|              | S     | Korrektur-Gelenkschiene (inkl. Verstellschlüssel)<br>325 x 14 x 2,5 mm (L x B x H)                   | Extension und Flexion | beidseitig |
| POLY 14/25   | М     | freibewegliche Mitläuferschiene<br>325 x 14 x 2,5 mm (L x B x H)                                     | Extension und Flexion | beidseitig |
|              | Р     | Korrektur-Gelenkschiene "S" mit Verstellschlüssel und freibewegliche Mitläuferschiene "M"            | Extension und Flexion | beidseitig |
|              | S     | Korrektur-Gelenkschiene (inkl. Verstellschlüssel)<br>435 x 20 x 2,5 mm (L x B x H)                   | Extension und Flexion | beidseitig |
| POLY 20/25   | М     | freibewegliche Mitläuferschiene<br>435 x 20 x 2,5 mm (L x B x H)                                     | Extension und Flexion | beidseitig |
|              | Р     | Korrektur-Gelenkschiene "S" mit Verstellschlüssel und freibewegliche Mitläuferschiene "M"            | Extension und Flexion | beidseitig |
|              | S     | Korrektur-Gelenkschiene (inkl. Verstellschlüssel)<br>lange Ausführung, 635 x 20 x 2,5 mm (L x B x H) | Extension und Flexion | beidseitig |
| POLY 20/25/L | М     | freibewegliche Mitläuferschiene, lange Ausführung 635 x 20 x 2,5 mm (L x B x H)                      | Extension und Flexion | beidseitig |
|              | Р     | Korrektur-Gelenkschiene "S" mit Verstellschlüssel und freibewegliche Mitläuferschiene "M"            | Extension und Flexion | beidseitig |
| 45000        | 42    | Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff 3,0 x 100 mm für POLY 14/25 und 20/25                        |                       |            |
|              | S     | Korrektur-Gelenkschiene (inkl. Verstellschlüssel)<br>440 x 20 x 3,5 mm (L x B x H)                   | Extension und Flexion | beidseitig |
| POLY 20/35   | М     | freibewegliche Mitläuferschiene<br>440 x 20 x 3,5 mm (L x B x H)                                     | Extension und Flexion | beidseitig |
|              | Р     | Korrektur-Gelenkschiene "S" mit Verstellschlüssel<br>und freibewegliche Mitläuferschiene "M"         | Extension und Flexion | beidseitig |
| 45000        | 45    | Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff 4,0 x 100 mm für POLY 20/35                                  |                       |            |



### Statische Gelenkschienen

Die Gelenkschiene **Single** kann sowohl für die Redression des Handgelenkes als auch der Fingergrundgelenke (MCP-Ebene) eingesetzt werden. Im neuen Design sind Schneckentrieb und Verzahnung verdeckt und sorgen für Schutz und eine komfortable Bedienung der Gelenkfunktionen. Die volare/palmare Funktionsschiene bietet einen erweiterten Bewegungsumfang von 90° in Flexion und 90° in Extension. In drei Größen lieferbar, unterstützt die SINGLE die individuelle Orthesenversorgung der oberen Extremität bei Kindern und Erwachsenen.



| Modell/Typ   | Bezeichnung   |
|--------------|---|
| SINGLE 8/20  | Gelenkschiene zur Fingerkorrektur mit Fingerschale (inkl. Verstellschlüssel) 275 x 8 x 2 mm (L x B x H) |
| 4500039      | Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff 2,5 x 100 mm für SINGLE 8/20                                    |
| SINGLE 10/20 | Gelenkschiene zur Handgelenkskorrektur (inkl. Verstellschlüssel) 330 x 10 x 2 mm (L x B x H)            |
| SINGLE 14/25 | Gelenkschiene zur Handgelenkskorrektur (inkl. Verstellschlüssel)<br>410 x 14 x 2,5 mm (L x B x H)       |
| 4500045      | Sechskant-Steckschlüssel mit Quergriff 4,0 x 100 mm für SINGLE 8/20 und 14/25                           |


Schienen werden inkl. Verstellschlüssel ausgeliefert.

Alle drei Gelenkgrößen sind auch gehärtet lieferbar oder können nachträglich gehärtet werden.



Statische Gelenkschienen

Unser erfolgreiches Modell 392 mit zwei um 90° versetzten Schnecken heißt jetzt **TWIN**. Das Design der Universal-Gelenkschiene ist deutlich überarbeitet und dabei sind die Komforteigenschaften wesentlich verbessert worden.



#### **TWIN**

mit bewährter Funktionalität.

Neu ist der Innensechskant der beiden Schnecken, der eine bedienerfreundliche Verstellung ermöglicht. Die verdeckten Schnecken schließen bündig mit dem Gehäuse ab und bieten somit einen optimalen Schutz für die Kleidung des Patienten.

#### **Technische Merkmale:**

- in 2 Größen lieferbar
- stufenlos einstellbar für Abduktion, Adduktion, Extension und Flexion
- wahlweise für die linke oder rechte Seite einsetzbar





| Modell/Typ | Bezeichnung   |
|------------|---|
| TWIN 12/20 | Korrektur-Gelenkschiene in zwei Bewegungsebenen (inkl. Verstellschlüssel) 350 x 12 x 2,0 mm (L x B x H) |
| 4500039    | Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff 2,5 x 100 mm für TWIN 12/20                                     |
| TWIN 14/35 | Korrektur-Gelenkschiene in zwei Bewegungsebenen (inkl. Verstellschlüssel) 465 x 14 x 3,5 mm (L x B x H) |
| 4500045    | Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff 4,0 x 100 mm für TWIN 14/35                                     |

Schienen werden inkl. Verstellschlüssel ausgeliefert.



## Freibewegliches Limitierungsgelenk

Die Gelenksschienen **DUAL 14/20** und **DUAL 20/25** sind freibewegliche Gelenksysteme, durch deren Einsatz der Bewegungsumfang eines Körpergelenkes eingeschränkt werden kann. Hierbei besteht die Möglichkeit, über zwei innenliegende Madenschrauben eine stufenlose Begrenzung der Flexion und der Extension vornehmen zu können. Diese Konstruktionsmerkmale gewähren eine optimale Patientenversorgung mit höchstmöglicher Nutzung der Restbeweglichkeit.





| Modell/Typ | Modul | Bezeichnung  |
|------------|-------|--|
|            | S     | freibewegliches Limitierungsgelenk mit stufenlos einstellbaren Anschlägen<br>(inkl. Verstellschlüssel) |
| DUAL 14/20 | М     | freibewegliche Mitläuferschiene (ohne Anschläge)<br>360 x 14 x 2 mm (L x B x H)                        |
|            | Р     | Statische Korrektur-Gelenkschiene "S" mit Verstellschlüssel und freibewegliche Mitläuferschiene "M"    |
| 450003     | 0     | Sechskant-Schraubendreher 2,0 x 60 mm für DUAL 14/20   |
|            | S     | freibewegliches Limitierungsgelenk mit stufenlos einstellbaren Anschlägen<br>(inkl. Verstellschlüssel) |
| DUAL 20/25 | М     | freibewegliche Mitläuferschiene (ohne Anschläge) 540 x 20 x 2,5 mm (L x B x H)                         |
|            | Р     | Korrektur-Gelenkschiene "S" mit Verstellschlüssel und freibewegliche Mitläuferschiene "M"              |
| 4500033    |       | Sechskant-Schraubendreher 2,5 x 75 mm für DUAL 20/25   |

## Systemgelenke MA 12 und MA 15

#### **SYSTEMGELENKE MA** 12 & **MA** 15

Die statischen Systemgelenke MA 12 & MA 15 sind konzipiert für die Redressionsbehandlung von Spitz- und Hackenfüßen. Durch den erhöhten Materialquerschnitt und die gehärteten Gelenkkomponenten eignen sich die Systemgelenke MA 12 & MA 15 insbesondere für die orthetische Versorgung von sehr rigiden Kontrakturen, bei denen eine besonders hohe Korrekturkraft benötigt wird. Neben den unterschiedlichen Kröpfungsvarianten stehen Ihnen für die Adaption der Systemgelenke zur Orthese diverse Ansatzschienen in verschiedenen Längen zur Verfügung. Die Skalierung auf der Vorderseite der Funktionsschiene "S" gibt Aufschluss über die bestehenden Winkelgrade und die bereits erreichten Therapieergebnisse.

#### **Technische Merkmale:**

- für den Einsatz am Knöchelgelenk
- beidseitig einsetzbar
- wahlweise in geraden oder in gekröpften Varianten erhältlich
- in zwei Größen lieferbar
- mit besonders starkem Schneckentrieb und gehärteten Gelenkkomponenten


Bitte beachten Sie, dass Sie pro Gelenk 2 Ansatzschienen benötigen, die längenspezifisch gesondert bestellt werden müssen! Das Funktionsgelenk "S" ist für eine laterale und das Mitläufergelenk "M" für eine mediale Positionierung an der Orthese vorgesehen.











| Modell/Typ   | Modul | Bezeichnung   | Bewegung                      | Seite      |
|--------------|-------|---|-------------------------------|------------|
| <b>MA</b> 12 | S     | Korrekturgelenk (inkl. Verstellschlüssel) / Anschlussbreite für<br>Ansatzschienen 12 mm inkl. Torxschrauben T20 | Dorsalextension,<br>Pronation | beidseitig |
| MA 12        | М     | freibewegliches Mitläufergelenk / Anschlussbreite für<br>Ansatzschienen 12 mm inkl. Torxschrauben T20           | Dorsalextension,<br>Pronation | beidseitig |
| 450003       | 39    | Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff 2,5 x 100 mm für MA 12  |                               |            |
| AAA 15       | S     | Korrekturgelenk (inkl. Verstellschlüssel) / Anschlussbreite für<br>Ansatzschienen 15 mm inkl. Torxschrauben T25 | Dorsalextension,<br>Pronation | beidseitig |
| <b>MA</b> 15 | М     | freibewegliches Mitläufergelenk / Anschlussbreite für<br>Ansatzschienen 15 mm inkl. Torxschrauben T25           | Dorsalextension,<br>Pronation | beidseitig |
| 4500042      |       | Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff 3,0 x 100 mm für MA 15  |                               |            |

#### Bitte Variante angeben



| Modell/Typ     | Bezeichnung   | Bestellnummer |
|----------------|---|---------------|
| Ansatzschienen | 1 Stück Nirosta-Ansatzschiene 200 x 12 x 3 mm (L x B x H) | 600336        |
| zu MA 12/GE 12 | 1 Stück Nirosta-Ansatzschiene 250 x 12 x 3 mm (L x B x H) | 600337        |
|                | 1 Stück Nirosta-Ansatzschiene 300 x 12 x 3 mm (L x B x H) | 600338        |
| Ansatzschienen | 1 Stück Nirosta-Ansatzschiene 200 x 15 x 4 mm (L x B x H) | 600339        |
| zu MA 15/GE 15 | 1 Stück Nirosta-Ansatzschiene 250 x 15 x 4 mm (L x B x H) | 600340        |
|                | 1 Stück Nirosta-Ansatzschiene 300 x 15 x 4 mm (L x B x H) | 600341        |

## Systemgelenke GE 12 und GE 15

Die statischen Systemgelenke **GE** 12 & GE 15 sind konzipiert für die Redressionsbehandlung von Gelenkkontrakturen des Kniegelenkes. Durch den erhöhten Materialquerschnitt und die gehärteten Gelenkkomponenten eignen sich die Systemgelenke GE 12 & **GE** 15 insbesondere für die orthetische Versorgung von sehr rigiden Kontrakturen, bei denen eine besonders hohe Korrekturkraft benötigt wird. Neben den unterschiedlichen Kröpfungsvarianten stehen Ihnen für die Adaption der Systemgelenke zur Orthese diverse Ansatzschienen in verschiedenen Längen zur Verfügung. Die Skalierung auf der Vorderseite der Funktionsschiene "S" gibt Aufschluss über die bestehenden Winkelgrade und die bereits erreichten Therapieergebnisse.

#### **Technische Merkmale:**

- für den Einsatz am Kniegelenk
- wahlweise für die linke oder rechte Seite einsetzbar
- in zwei Größen lieferbar
- wahlweise in geraden oder in gekröpften Varianten erhältlich
- mit besonders starkem Schneckentrieb und gehärteten Gelenkkomponenten


Bitte beachten Sie, dass Sie pro Gelenk 2 Ansatzschienen benötigen, die längenspezifisch gesondert bestellt werden müssen! Das Funktionsgelenk "S" ist für eine laterale und das Mitläufergelenk "M" für eine mediale Positionierung an der Orthese vorgesehen.












| Modell/Typ   | Modul | Bezeichnung   | Bewegung              | Seite                |
|--------------|-------|---|-----------------------|----------------------|
| <b>CE</b> 10 | S     | Korrekturgelenk (inkl. Verstellschlüssel) / Anschlussbreite<br>für Ansatzschienen 12 mm inkl. Torxschrauben T20 | Extension und Flexion | rechts<br>oder links |
| <b>GE</b> 12 | М     | freibewegliches Mitläufergelenk / Anschlussbreite für<br>Ansatzschienen 12 mm inkl. Torxschrauben T20           | Extension und Flexion | rechts<br>oder links |
| 450003       | 39    | Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff 2,5 x 100 mm für GE 12  |                       |                      |
| <b>GE</b> 15 | S     | Korrekturgelenk (inkl. Verstellschlüssel) / Anschlussbreite<br>für Ansatzschienen 15 mm inkl. Torxschrauben T25 | Extension und Flexion | rechts<br>oder links |
| GE 15        | М     | freibewegliches Mitläufergelenk / Anschlussbreite für<br>Ansatzschienen 15 mm inkl. Torxschrauben T25           | Extension und Flexion | rechts<br>oder links |
| 4500042      |       | Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff 3,0 x 100 mm für GE 15  |                       |                      |

#### Bitte Variante und Seite angeben



| Modell/Typ                       | Bezeichnung   | Bestellnummer |
|----------------------------------|---|---------------|
| Ansatzschienen                   | 1 Stück Nirosta-Ansatzschiene 200 x 12 x 3 mm (L x B x H) | 600336        |
| zu GE 12/MA 12                   | 1 Stück Nirosta-Ansatzschiene 250 x 12 x 3 mm (L x B x H) | 600337        |
|                                  | 1 Stück Nirosta-Ansatzschiene 300 x 12 x 3 mm (L x B x H) | 600338        |
|                                  | 1 Stück Nirosta-Ansatzschiene 200 x 15 x 4 mm (L x B x H) | 600339        |
| Ansatzschienen<br>zu GE 15/MA 15 | 1 Stück Nirosta-Ansatzschiene 250 x 15 x 4 mm (L x B x H) | 600340        |
| 20 02 10/MIA 10                  | 1 Stück Nirosta-Ansatzschiene 300 x 15 x 4 mm (L x B x H) | 600341        |

## Abduktions- und Adduktionsgelenk CO 15

- zur Abduktion und Addution
- wahlweise für die linke oder rechte Seite einsetzbar
- mit besonders starkem Schneckentrieb und gehärteten Gelenkkomonenten
- Justierhilfen verwendbar





| Modell/Typ | Bezeichnung  |
|------------|--|
| CO 15      | Korrekturgelenk zur Abduktion und Adduktion (inkl. Verstellschlüssel) /<br>Anschlussbreite für Ansatzschienen 15 mm inkl. Torxschrauben T 25 |
| 4500045    | Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff 4,0 x 100 mm für CO 15   |



| Modell/Typ                 | Bezeichnung   | Bestellnummer |
|----------------------------|---|---------------|
|                            | 1 Stück Nirosta-Ansatzschiene 200 x 15 x 4 mm (L x B x H) | 600339        |
| Ansatzschienen<br>zu CO 15 | 1 Stück Nirosta-Ansatzschiene 250 x 15 x 4 mm (L x B x H) | 600340        |
|                            | 1 Stück Nirosta-Ansatzschiene 300 x 15 x 4 mm (L x B x H) | 600341        |

Schienen werden inkl. Verstellschlüssel ausgeliefert

## Rastengelenkschiene / Doppelgelenkschiene

Modell 409 und 410



| Modell/Typ | Modul  | Bezeichnung   |
|------------|--------|---|
|            | S      | Rastengelenkschiene mit Radialverzahnung  |
| 400        | М      | freibewegliche Mitläuferschiene   |
| 409        | M lang | Miłläuferschiene ohne Verzahnung, lange Ausführung<br>800 x 20 x 2,5 mm (L x B x H) |
|            | Р      | Quengelschiene mit Rastengelenk 409 R und Mitläuferschiene 409 M                    |
|            | S      | Rastengelenkschiene mit Radialverzahnung  |
| 410        | М      | freibewegliche Mitläuferschiene   |
|            | Р      | Quengelschiene mit Rastengelenk 410 R und Mitläuferschiene 410 M                    |





# **KOMPRESSION**

## Schutz und Verbesserung der Lebensqualität

Bei Caroli erhalten Sie exklusive Produkte mit unvergleichlichen Leistungen und höchstem Tragekomfort. Wir bieten innovative und wirksame Lösungen, die den Anforderungen eines aktiven Lebens gerecht werden. Ob zur Prävention und Rehabilitation oder beim Sport unterstützen Sie unsere Produkte mit der richtigen Kompression. Hergestellt aus hochwertigen Materialien und nach den neuesten Erkenntnissen stetig weiterentwickelt, erfüllen sie die Bedürfnisse des Anwenders in allerbester Qualität. Mit Caroli-Produkten schützen Sie sich effizient und gewinnen so an Lebensqualität.







## **Produktübersicht**



Modell: 650, 651, 652 Größe: XS - 4XL

Farbe: Kompression: mittel Seite: 56



Modell: 648 Größe: XXS - 5XL Farbe: Kompression: hoch

**Seite:** 55



**Modell:** 655, 655 B **Größe:** 4 - 8

Farbe:

Kompression: mittel - hoch Seite: 54



Modell: 690 Größe: 46 - 60 Farbe: Kompression: mittel Seite: 59



Modell: 657 Größe: 42 - 60 Farbe:

Kompression: leicht Seite: 60



Modell: 603 **Größe:** 44 - 52

Farbe: Kompression: leicht





**Modell:** 609, 610 Größe: 44 - 62 Farbe:

Kompression: leicht **Seite:** 59



Modell: 20300 **Größe:** 46 - 62

Farbe: Kompression: hoch Seite: 57



Modell: 515 Größe: XXS - XXL

Farbe: Kompression: mittel

**Seite:** 58



Modell: Pelotten Farbe:

für Modelle: 650/651/652, 609/610, 648, 655, 690, 672

Seite: 53



#### **Damen**



Modell: 672 **Größe:** 30 - 58

Farbe: Kompression: hoch

Seite: 61



Modell: 673

**Größe:** 30 - 56

Farbe:

Kompression: mittel **Seite:** 62



Modell: 680 Größe: XS - XL

Farbe: Kompression: leicht

Seite: 62

#### Unisex



Modell: 675 Größe: S - 3XL

Farbe: Kompression: mittel - hoch

Seite: 63



Modell: 810 Größe: Einheitsgröße

Farbe:

Kompression: mittel - hoch

Seite: 63

### **Antibakterielles** Hitech-Gewebe



100% Atmungsaktiv



Strapazierfähig



Geruchsneutralisierend





Antibakteriell

Von besonderer Bedeutung sind die modernen technischen Verfahren wie SANITIZED, mit denen die hygienische Qualität der Produkte sowie deren Atmungsaktivität und Leichtigkeit sichergestellt werden.



## Maßtabellen





- ① Brust
  - Über die stärkste Stelle der Brust waagerecht um den Körper messen.

Ohne zu schnüren rings um die Taille messen.

③ Hüfte

Maßband waagerecht um die stärkste Stelle des Gesäßes führen.

| Konfektionsgrößen Damen (Maße in cm) |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |     |  |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|-----|--|
| International                        | XXS  |      | XXS  |      | Х    | (S   |      | S     | 1     | Λ     | L     |       | >     | XL    |       | XXL   |  | 3XL |  |
| Normale Größe<br>(DE/EU)             | 28   | 30   | 32   | 34   | 36   | 38   | 40   | 42    | 44    | 46    | 48    | 50    | 52    | 54    | 56    | 58    |  |     |  |
| Brustumfang (cm)                     | 66 - | 70 - | 74 - | 78 - | 82 - | 86 - | 90 - | 94 -  | 98 -  | 103 - | 108 - | 114 - | 120 - | 126 - | 132 - | 138 - |  |     |  |
|                                      | 69   | 73   | 77   | 81   | 85   | 89   | 93   | 97    | 102   | 107   | 113   | 119   | 125   | 131   | 137   | 143   |  |     |  |
| Taillenumfang (cm)                   | 50 - | 54 - | 58 - | 62 - | 65 - | 69 - | 73 - | 78 -  | 82 -  | 86 -  | 91 -  | 96 -  | 103 - | 109 - | 115 - | 121 - |  |     |  |
|                                      | 53   | 57   | 61   | 64   | 68   | 72   | 77   | 81    | 85    | 90    | 95    | 102   | 108   | 114   | 120   | 126   |  |     |  |
| Hüftumfang (cm)                      | 70 - | 75 - | 80 - | 85 - | 90 - | 95 - | 98 - | 102 - | 105 - | 109 - | 113 - | 117 - | 123 - | 129 - | 135 - | 141 - |  |     |  |
|                                      | 74   | 79   | 84   | 89   | 94   | 97   | 101  | 104   | 108   | 112   | 116   | 122   | 128   | 134   | 140   | 146   |  |     |  |


|                          | Konfektionsgrößen Herren (Maße in cm) |            |            |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|--------------------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Normale Größe<br>(DE/EU) | 44                                    | 46         | 48         | 50         | 52         | 54         | 56           | 58           | 60           | 62           | 64           | 66           | 68           | 70           | 72           |
| Unterwäsche              | 4                                     | 4          |            | 5          |            | 5          | 7            | 7            | 8            | 3            | Ç            | >            | 1            | 0            | 11           |
| International            | XXS                                   | XS         | S          | М          | L          | XL         | XXL          | 3            | XL           | 4            | XL           | 57           | XL           | 6            | XL           |
| Hüftumfang (cm)          | 74 -<br>77                            | 78 -<br>81 | 82 -<br>85 | 86 -<br>89 | 90 -<br>94 | 95 -<br>99 | 100 -<br>104 | 105 -<br>109 | 110 -<br>114 | 115 -<br>119 | 120 -<br>124 | 125 -<br>128 | 129 -<br>132 | 133 -<br>134 | 135 -<br>138 |

## Wellness LINE

## Herrenslips mit Kompression

#### Kompressionsslip für Herren

Die Kompressionsslips der Wellness LINE haben sich seit über 30 Jahren bewährt und sorgen für eine effektive Prävention von Leistenbrüchen. Die leichte und gleichzeitig hoch effiziente Stützwirkung kommt dem Träger bei sportlichen oder anstrengenden Betätigungen sowie nach chirurgischen Eingriffen zu Gute.



- Stützende Wirkung bei Leistenbrüchen sowie vor oder nach chirurgischen Eingriffen
- Wirksame Stützung des Abdomens
- Für den Einsatz von Pelotten geeignet, falls die Kompression in der Leistengegend verstärkt werden soll
- Einzigartiges Spezial Gewebe, aus feinster Baumwolle, antiallergisch und atmungsaktiv

Pelotten für die Reposition eines Leistenbruchs, die in Kompressionsslips oder Stützgürtel eingesetzt werden können. Unterschiedliche Ausführungen für die rechte und linke Seite.

#### Zubehör für:

- 650, 651, 652
- 609, 610
- 648, 655, 690

• 672



| Modell/Typ | Bezeichnung                             |
|------------|---|
| T6DX       | anatomisch geformte Druckpelotte rechts |
| T6SX       | anatomisch geformte Druckpelotte links  |



| Modell/Typ |         |         | Größen (seitl. Höhe) |         |         |  |  |
|------------|---------|---------|----------------------|---------|---------|--|--|
| 655        | 4       | 5       | 6                    | 7       | 8       |  |  |
|            | (30 cm) | (30 cm) | (33 cm)              | (33 cm) | (33 cm) |  |  |
| 655 B      | 4       | 5       | 6                    | 7       | 8       |  |  |
|            | (25 cm) | (25 cm) | (27 cm)              | (28 cm) | (28 cm) |  |  |

Farbe: Schwarz

Kompression: mittel-hoch

#### Größen gemäß Maßtabelle S. 52

#### **Antibakterielles** Hitech-Gewebe











100 % Atmungsaktiv

neutralisierend

Strapazierfähig

Antibakteriell





auf der Haut



Farbe: Weiß Hautfarbe

Kompression: hoch

| Modell/Typ |         |         |         |         | Größen (seitl. Höhe) |         |         |         |         |         |  |
|------------|---------|---------|---------|---------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| 648        | XXS     | XS      | S       | M       | L                    | XL      | XXL     | 3XL     | 4XL     | 5XL     |  |
|            | (23 cm) | (23 cm) | (23 cm) | (23 cm) | (26 cm)              | (26 cm) | (26 cm) | (26 cm) | (27 cm) | (29 cm) |  |

• Nach chirurgischen Eingriffen

• Wirksame Stützung des Abdomens

| Modell/Typ | Größen (seitl. Höhe) |            |            |            |            |            |            |            |  |
|------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 650        | XS                   | S          | M          | L          | XL         | XXL        | 3XL        | 4XL        |  |
|            | (11 cm)              | (12 cm)    | (13 cm)    | (14 cm)    | (15 cm)    | (16 cm)    | (17 cm)    | (18 cm)    |  |
| 651        | XS                   | S          | M          | L          | XL         | XXL        | 3XL        | 4XL        |  |
|            | (14 cm)              | (15 cm)    | (16 cm)    | (17 cm)    | (18 cm)    | (19 cm)    | (20 cm)    | (21 cm)    |  |
| 652        | XS                   | S          | M          | L          | XL         | XXL        | 3XL        | 4XL        |  |
|            | (19/20 cm)           | (19/20 cm) | (20/21 cm) | (20/21 cm) | (20/21 cm) | (21/22 cm) | (21/22 cm) | (21/22 cm) |  |

Farbe:

Weiß

Hautfarbe

Kompression: mittel

100% BAUMWOLLE auf der Haut



Atmungsaktiv

**B**)

Größen gemäß Maßtabelle S. 52





#### Ideal als Schutzbandage nach Bruchoperationen



Leistenbrüchen.

Der Bruchslip 20300 wird aus kräftigem, hautfarbenem und elastischem Gewebe hergestellt, liegt am Körper sehr gut an und ist daher selbst unter enger Kleidung nicht zu erkennen. Da das elastische Gewebe äußerst luftdurchlässig ist und bis 30° C gewaschen werden kann, ist die Bandage besonders hygienisch.

Die Pelotten werden mit Klettband befestigt. Somit ist eine genaue Anpassung an die individuellen Verhältnisse des Trägers gegeben. Mit einem Klettverschluss läßt sich der Latz sehr leicht öffnen und wieder verschließen. Dadurch entfällt ein häufiges An- und Ablegen.

#### **Indikationen:**

- Pelotten mit Klettband für die individuelle Anpassung
- Latz mit Klettverschluss (häufiges An- und Ablegen entfällt)
- Elastisch und luftdurchlässig
- Hygienisch und pflegeleicht (bis 30° C waschbar)

Farbe: Hautfarbe Kompression: hoch

| Modell/Typ |    | Größen |    |    |    |    |    |    |    | seitl. Höhe |
|------------|----|--------|----|----|----|----|----|----|----|-------------|
| 20300      | 46 | 48     | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 15,5 cm     |

| Modell/Typ |                  | Größen (seitl. Höhe) |                |                |                         |                 |                  |  |  |  |  |  |  |
|------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|-------------------------|-----------------|------------------|--|--|--|--|--|--|
| 515        | XXS<br>(12,0 cm) | XS<br>(12,5 cm)      | S<br>(13,0 cm) | M<br>(14,0 cm) | L<br>(1 <i>4,</i> 5 cm) | XL<br>(15,0 cm) | XXL<br>(16,0 cm) |  |  |  |  |  |  |

Größen gemäß Maßtabelle S. 52

Blau Farbe:

Kompression: mittel



Versorgung von leichten Leistenbrüchen.

Der Bruchslip 515 wird aus feinem, hellblauem elastischem Gewebe hergestellt, liegt am Körper sehr gut an und ist daher selbst unter enger Kleidung nicht zu erkennen. Das Gewebe ist äußerst luftdurchlässig und kann bis  $40^{\circ}$  C gewaschen werden. Damit ist die Bandage besonders hygienisch. Die Pelotten werden innen in Taschen eingesteckt und können durch Aufpolstern in ihrer Wirkung noch verstärkt werden. Durch die besondere Ausführung mit Eingriff entfällt ein häufiges An- und Ablegen.

#### Indikationen:

- Mit Eingriff (häufiges An- und Ablegen entfällt)
- Mit Pelotten in Innentaschen
- Elastisch und luftdurchlässig
- Hygienisch und pflegeleicht (bis 40° C waschbar)

#### Ideal als postoperative **Schutzbandage**





#### 609 und 610

Dieses Modell zeichnet sich durch seinen großen Beinausschnitt aus, der eine größere Bewegungsfreiheit ermöglicht. In zwei unterschiedlichen Höhen erhältlich: Art. 609 mit hoch angesetzter Taille; Art. 610 mit tief angesetzter Taille. Maximaler Tragekomfort dank reiner Baumwolle, die durch ein einzigartiges Spezial-Verfahren elastifiziert wurde. Für den Einsatz von Pelotten geeignet. Antiallergisches Material für den direkten Hautkontakt geeignet.

#### Indikationen:

- Verhindert das Erschlaffen der Bauchmuskulatur nach einem chirurgischen Eingriff
- Ideal für sportliche Aktivitäten

100% BAUMWOLLE auf der Haut



Atmungsaktiv

Farbe: Weiß

Hellgrau meliert

Kompression: leicht

#### 690 - Badeslip

Dieser Kompressionsslip ist funktionell wie eine normale Badehose. Er zeichnet sich aus durch seine starke Rückhaltewirkung und ist mit Innentaschen für den Einsatz von Pelotten versehen, um den Leistenbruch zu reponieren. Antiallergisches Material für den direkten Hautkontakt geeignet.

#### Indikationen:

- Stützende Wirkung bei Leistenbrüchen
- Nach chirurgischen Eingriffen
- Wirksame Stützung des Abdomens

100% BAUMWOLLE auf der Haut



Farbe: Dunkelblau

Kompression: mittel

| Modell/Typ |         |         | Größen (seitl. Höhe) |         |         |  |  |  |  |
|------------|---------|---------|----------------------|---------|---------|--|--|--|--|
| 609        | 44/46   | 48/50   | 52/54                | 56/58   | 60/62   |  |  |  |  |
|            | (16 cm) | (18 cm) | (20 cm)              | (22 cm) | (24 cm) |  |  |  |  |
| 610        | 44/46   | 48/50   | 52/54                | 56/58   | 60/62   |  |  |  |  |
|            | (13 cm) | (14 cm) | (15 cm)              | (16 cm) | (17 cm) |  |  |  |  |

| Modell/Typ | Größen (seitl. Höhe) |               |               |               |               |               |               |               |  |  |  |
|------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|
| 690        | 46<br>(14 cm)        | 48<br>(15 cm) | 50<br>(15 cm) | 52<br>(15 cm) | 54<br>(15 cm) | 56<br>(15 cm) | 58<br>(16 cm) | 60<br>(16 cm) |  |  |  |



657

Dieser funktionale Sportslip unterstützt bei sportlichen Aktivitäten und sorgt für sicheren und bequemen Schutz. Er schmiegt sich perfekt an den Körper an und ermöglicht maximale Bewegungsfreiheit. Kein Abrollen während der Bewegung. Antiallergisches Material für den direkten Hautkontakt geeignet.

#### Indikationen:

• Präventive Stützwirkung bei sportlichen Aktivitäten

603

Sorgt für Unterstützung und Prävention bei sportlichen Aktivitäten. Vollkommen offene Rückseite. Bequemer und praktischer Schutz der Genitalien. Rückseite mit elastischen Bändern. Optimale Stützwirkung und maximaler Tragekomfort für vollständige Bewegungsfreiheit. Antiallergisches Material für den direkten Hautkontakt geeignet.

#### Indikationen:

• Präventive Stützwirkung bei sportlichen Aktivitäten

100% BAUMWOLLE auf der Haut



Farbe: Dunkelgrau

Kompression: leicht

100% BAUMWOLLE auf der Haut



Farbe: Weiß

Kompression: leicht

| Modell/Typ |         |         | Größen (seitl. Höhe) |         |         |  |  |
|------------|---------|---------|----------------------|---------|---------|--|--|
| 657        | 42/44   | 46/48   | 50/52                | 54/56   | 58/60   |  |  |
|            | (15 cm) | (17 cm) | (19 cm)              | (22 cm) | (24 cm) |  |  |

| Modell/Typ | Größen |    |    |    |    |  |  |  |
|------------|--------|----|----|----|----|--|--|--|
| 603        | 44     | 46 | 48 | 50 | 52 |  |  |  |

Größen gemäß Maßtabelle S. 52

## **Wellness LINE Damen**



100% BAUMWOLLE auf der Haut



100% Atmungsaktiv

| -          |               |               |               |               |               |                  |                  |                  |                  |   |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| Modell/Typ |               |               |               |               | Größen (s     | eitl. Höhe)      |                  |                  |                  |   |
| 672        | 30<br>(24 cm) | 32<br>(24 cm) | 34<br>(25 cm) | 36<br>(25 cm) | 38<br>(28 cm) | 40/42<br>(29 cm) | 44/46<br>(29 cm) | 48/50<br>(29 cm) | 52/54<br>(34 cm) | - |

Wir empfehlen für eine höhere Kompression die nächst kleinere Größe zu wählen. Größen gemäß Maßtabelle S. 52

Hautfarbe

Farbe:

Weiß

Kompression: hoch

56/58

(34 cm)

#### Letizia 673



Das Stützmieder Letizia sorgt für die wirksame Unterstützung des Abdomens und verhindert das Nachgeben bzw. Erschlaffen des Gewebes. Hilft bei der Wiederherstellung einer ästhetischen Körperkontur (ideal nach der Schwangerschaft). Kann täglich zur Modellierung der Körperform getragen werden. Dank seiner besonderen Beschaffenheit verteilt sich die Kompressionswirkung gleichmäßig und sorgt für maximalen Tragekomfort. Das antiallergische Material fördert die Hautatmung.

#### Indikationen:

- Verhindert das Absenken und Erschlaffen der Bauchwand
- Verwendung nach der Geburt oder nach chirurgischen Eingriffen
- Wirkt vorbeugend gegen die Absenkung der Eingeweide und der Nieren

100% BAUMWOLLE auf der Haut



Farbe: Weiß Hautfarbe Schwarz

Kompression: mittel

| Modell/Typ |         |         |         |         | Größen (s | eitl. Höhe) |         |         |         |         |
|------------|---------|---------|---------|---------|-----------|-------------|---------|---------|---------|---------|
| 673        | 30      | 32      | 34      | 36      | 38        | 40          | 42/44   | 46/48   | 50/52   | 54/56   |
|            | (22 cm) | (23 cm) | (23 cm) | (23 cm) | (26 cm)   | (26 cm)     | (26 cm) | (27 cm) | (27 cm) | (27 cm) |

Wir empfehlen für eine höhere Kompression die nächst kleinere Größe zu wählen. Größen gemäß Maßtabelle S. 52

#### 680



Farbe: Weiß Kompression: leicht Stützmieder für Schwangere mit elastischer, anatomisch geformter Bauchbinde, die auf dem Rücken fixiert ist und unter dem Bauch entlang läuft. So wird der Bauch gestützt ohne ihn dabei zu komprimieren. Zu 100% aus Baumwolle gefertigt, bietet dieses Mieder maximalen Tragekomfort, auch bei direktem Hautkontakt. Die wohltuende Wirkung stellt sich ganz von selbst und frei von allergischen Reaktionen oder Juckreiz ein

#### Indikationen:

- Stützt den Bauch und lindert Rückenschmerzen während der Schwangerschaft
- Mit dehnbarer Schürze

100% BAUMWOLLE auf der Haut



| -          |    |   |        |   | _  |
|------------|----|---|--------|---|----|
| Modell/Typ |    |   | Größen |   |    |
| 680        | XS | S | M      | L | XL |

Größen gemäß Maßtabelle S. 52

## Wellness LINE Damen | Herren

### 810



Die Bauchbandage stützt und beugt einer Erschlaffung der Bauchmuskeln nach einem chirurgischen Eingriff vor. Besonders geeignet, um den von der Bauchdecke ausgeübten Druck zu reduzieren. Schmiegt sich perfekt an den Unterbauch und die Lendenwirbelsäule an. Der einzigartige Doppelbandverschluss erleichtert das Anlegen und sorgt für perfekte Anpassung an die weibliche und männliche Anatomie. Das atmungsaktive und elastische Gewebe lässt sich mit einem Klettverschluss verschließen.

#### Indikationen:

- Wirkt der Erschlaffung der Bauchmuskeln entgegen
- Verwendung nach chirurgischen Eingriffen oder nach der Schwangerschaft



Weiß Farbe:

Kompression: mittel - hoch

| Modell/Typ | Größen   |
|------------|--|
| 810        | Einheitsgröße mit einer Höhe von 27 cm bis 130 cm Umfang |

### 675



Die Bauchbandage stützt und beugt einer Erschlaffung der Bauchmuskeln nach einem chirurgischen Eingriff vor. Besonders geeignet, um den von der Bauchdecke ausgeübten Druck zu reduzieren. Schmiegt sich perfekt an den Unterbauch und die Lendenwirbelsäule an. Der einzigartige Doppelbandverschluss erleichtert das Anlegen und sorgt für perfekte Anpassung an die weibliche und männliche Anatomie.

#### Indikationen:

- Wirkt der Erschlaffung der Bauchmuskeln entgegen
- Verwendung nach chirurgischen Eingriffen oder nach der Schwangerschaft
- In zwei Höhen erhältlich: 24 und 30 cm hoch

100%





Weiß Farbe:

Kompression: mittel - hoch

| Modell/Typ   |              |              | Größen (      | (Umfang)      |                |                |
|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 675          | S            | M            | L             | XL            | XXL            | 3XL            |
| (Höhe 24 cm) | (60 – 80 cm) | (70 – 90 cm) | (80 – 100 cm) | (90 – 110 cm) | (100 – 120 cm) | (110 – 130 cm) |
| 675          | S            | M            | L             | XL            | XXL            | 3XL            |
| (Höhe 30 cm) | (60 – 80 cm) | (70 – 90 cm) | (80 – 100 cm) | (90 – 110 cm) | (100 – 120 cm) | (110 – 130 cm) |

Wir empfehlen für eine höhere Kompression die nächst kleinere Größe zu wählen. Größen gemäß Maßtabelle S. 52



# HANDGEFERTIGTE **ORTHESEN & BANDAGEN**

Bei CAROLI erhalten Sie exklusive Produkte mit unvergleichlichen Leistungen und hohem Tragekomfort. Sorgfältig verarbeitet, individuell und nach Maß!

Wir bieten innovative und wirksame Lösungen, die den Anforderungen an ein aktives Leben gerecht werden. Ob zur Prävention und Rehabilitation oder beim Sport, unterstützen Sie unsere Produkte mit der richtigen Kompression. Hergestellt aus hochwertigen Materialien und nach neuesten Erkenntnissen stetig weiterentwickelt, erfüllen sie die Bedürfnisse des Anwenders in bester Qualität. Mit CAROLI-Produkten schützen Sie sich effizient und gewinnen so an Lebensqualität.

## **Gummigurt-Bruchband** 14351 und 14371 mit kurzer Feder



14371/82L doppelseitig

#### Klassisches Bruchband mit kräftigem Leibgurt für die Versorgung von Leistenbrüchen mit Leisten- oder anatomischer Pelotte.

- Leibgurt 45 mm breit aus hautfarbenem Gummi oder in grau
- Pelottenüberzug aus Velveton
- Kunstlederdeck mit 12 mm breiter Feder
- einseitig für rechts oder links
- doppelseitig mit Schnallenverschluss im Rücken und Verbindungsriemen
- Übergrößen, Maßanfertigungen und andere Pelottenformen gegen Aufpreis

In den Standard-Größen 75, 80, 85, 90, 95, 100 und 105 (Körperumfang) lieferbar.

| Modell | Pelotte | HMV-Nr.                      | Bezeichnung   |
|--------|---------|------------------------------|---|
| 14351  | 71K     | 22.17.01.0000                | Leistenbruchband mit ovaler Pelotte                   |
| 14351  | 80L     | 23.16.01.0008<br>(einseitig) | Leistenbruchband mit flacher dreieckiger Pelotte      |
| 14371  | 82L     | 23.16.01.1008                | Bruchband mit anatomischer Pelotte und Schenkelriemen |
| 14371  | 83L     | (doppelseitig)               | Skrotalbruchband mit Schenkelriemen                   |

Bitte Größe und Seite angeben

## Gummigurt-Bruchband 14300 und 14500 mit kurzer Feder



#### Bruch-Versorgung in PREMIUM-Qualität.

- Leibgurt 45 mm breit aus hautfarbenem Gummi
- Pelottenüberzug aus Velveton, Baumwoll-Simplex oder Glacéleder
- Rindlederdeck mit 12 mm breiter Feder
- einseitig für rechts oder links
- doppelseitig mit Schnallenverschluss im Rücken und Verbindungsriemen
- auch mit Randpelotten
- Übergrößen, Maßanfertigungen und andere Pelottenformen gegen Aufpreis

In den Standard-Größen 75, 80, 85, 90, 95, 100 und 105 (Körperumfang) und mit verschiedenen Pelotten lieferbar.

| Modell | Pelotte | Bezeichnung  |  |  |  |  |
|--------|---------|--|--|--|--|--|
| 14301  | 71K     | stenbruchband mit ovaler Pelotte, Pelottenüberzug aus Velveton                                 |  |  |  |  |
| 14321  | 71K     | enbruchband mit ovaler Rand-Pelotte, Pelottenüberzug aus Baumwoll-Simplex                      |  |  |  |  |
| 14331  | 82L     | schband mit anatomischer Pelotte und Schenkelriemen, Pelottenüberzug aus Velveton              |  |  |  |  |
| 14341  | 82L     | uchband mit anatomischer Rand-Pelotte und Schenkelriemen, Pelottenüberzug aus Baumwoll-Simplex |  |  |  |  |
| 14501  | 71K     | istenbruchband mit ovaler Pelotte, Pelottenüberzug aus Glacéleder                              |  |  |  |  |
| 14521  | 71K     | Leistenbruchband mit ovaler Rand-Pelotte, Pelottenüberzug aus Glacéleder                       |  |  |  |  |
| 14531  | 82L     | Bruchband mit anatomischer Pelotte und Schenkelriemen, Pelottenüberzug aus Glacéleder          |  |  |  |  |
| 14541  | 82L     | Bruchband mit anatomischer Rand-Pelotte und Schenkelriemen, Pelottenüberzug aus Glacéleder     |  |  |  |  |

Bitte Größe und Seite angeben

\*ab Größe 110 siehe AGB's "Preise und Zuschläge"

# Gummigurt-Bruchband 15351 und 15371 mit 3/4 Feder



15371/82L einseitig

## Auch stärkere Brüche lassen sich mit dieser Versorgung erfolgreich reponieren.

Das Bruchband sorgt mit Hilfe der Feder für ausreichenden Druck auf die Bruchpforte und kann auch im Liegen angenehm getragen werden.

- Leibgurt 45 mm breit aus hautfarbenem Gummi oder in grau
- Pelottenüberzug aus Velveton
- Kunstlederdeck mit 12 mm breiter Feder
- einseitig für rechts oder links
- doppelseitig mit Schnallenverschluss im Rücken und Verbindungsriemen
- Übergrößen, Maßanfertigungen und andere Pelottenformen gegen Aufpreis

In den Standard-Größen 75, 80, 85, 90, 95, 100 und 105 (Körperumfang) lieferbar.

| Modell | Pelotte | Bezeichnung   |
|--------|---------|---|
| 15351  | 71K     | Leistenbruchband mit ovaler Pelotte                   |
| 15351  | 80L     | Leistenbruchband mit flacher dreieckiger Pelotte      |
| 15371  | 82L     | Bruchband mit anatomischer Pelotte und Schenkelriemen |
| 15371  | 83L     | Skrotalbruchband mit Schenkelriemen                   |

Bitte Größe und Seite angeben

## Gummigurt-Bruchband 11300 und 11500 mit langer Feder



#### Bruch-Versorgung in PREMIUM-Qualität.

- Leibgurt 45 mm breit aus hautfarbenem Gummi
- Pelottenüberzug aus Velveton, Baumwoll-Simplex oder Glacéleder
- Rindlederdeck mit 12 mm breiter Feder
- einseitig für rechts oder links
- doppelseitig mit Rückenkissen und Verbindungsriemen
- auch mit Randpelotten
- Übergrößen, Maßanfertigungen und andere Pelottenformen gegen Aufpreis

In den Standard-Größen 75, 80, 85, 90, 95, 100 und 105 (Körperumfang) und mit verschiedenen Pelotten lieferbar.

| Modell | Pelotte | Bezeichnung  |
|--------|---------|--|
| 11301  | 71K     | Leistenbruchband mit ovaler Pelotte, Pelottenüberzug aus Velveton                                |
| 11321  | 71K     | Leistenbruchband mit ovaler Rand-Pelotte, Pelottenüberzug aus Baumwoll-Simplex                   |
| 11331  | 82L     | Bruchband mit anatomischer Pelotte und Schenkelriemen, Pelottenüberzug aus Velveton              |
| 11341  | 82L     | Bruchband mit anatomischer Rand-Pelotte und Schenkelriemen, Pelottenüberzug aus Baumwoll-Simplex |
| 11501  | 71K     | Leistenbruchband mit ovaler Pelotte, Pelottenüberzug aus Glacéleder                              |
| 11521  | 71K     | Leistenbruchband mit ovaler Rand-Pelotte, Pelottenüberzug aus Glacéleder                         |
| 11531  | 82L     | Bruchband mit anatomischer Pelotte und Schenkelriemen, Pelottenüberzug aus Glacéleder            |
| 11541  | 82L     | Bruchband mit anatomischer Rand-Pelotte und Schenkelriemen, Pelottenüberzug aus Glacéleder       |

Bitte Größe und Seite angeben

\*ab Größe 110 siehe AGB's "Preise und Zuschläge"

## Gummigurt-Bruchband 11351 und 11371 mit langer Feder



11371/82L einseitig

#### Für die Versorgung von starken Leisten- oder Skrotalbrüchen.

Die Federwirkung unterstützt effektiv die Zurückhaltung des Bruches.

- Leibgurt 45 mm breit aus hautfarbenem Gummi oder in grau
- Pelottenüberzug aus Velveton
- Kunstlederdeck mit 12 mm breiter Feder
- einseitig für rechts oder links
- doppelseitig mit Rückenkissen und Verbindungsriemen
- Übergrößen, Maßanfertigungen und andere Pelottenformen gegen Aufpreis

In den Standard-Größen 75, 80, 85, 90, 95, 100 und 105 (Körperumfang) lieferbar.

| Modell | Pelotte | HMV-Nr.                      | Bezeichnung   |
|--------|---------|------------------------------|---|
| 11351  | 71K     | 22.17.01.0000                | Leistenbruchband mit ovaler Pelotte                   |
| 11351  | 80L     | 23.16.01.0009<br>(einseitig) | Leistenbruchband mit flacher, dreieckiger Pelotte     |
| 11371  | 82L     | 23.16.01.1009                | Bruchband mit anatomischer Pelotte und Schenkelriemen |
| 11371  | 83L     | (doppelseitig)               | Skrotalbruchband mit Schenkelriemen                   |

Bitte Größe und Seite angeben

## Gummigurt-Bruchband 12351 und 12371 ohne Feder



12371/82L einseitig

#### Federloses Bruchband mit kräftigem Leibgurt für die Versorgung leichter Leistenbrüche und die Versorgung mit anatomischer Pelotte

- Leibgurt 45 mm breit aus hautfarbenem Gummi oder in grau
- Pelottenüberzug aus Velveton
- Kunstlederdeck
- einseitig für rechts oder links
- doppelseitig mit Rückenkissen und Verbindungsriemen
- Übergrößen, Maßanfertigungen und andere Pelottenformen gegen Aufpreis

In den Standard-Größen 75, 80, 85, 90, 95, 100 und 105 (Körperumfang) lieferbar.

| Modell | Pelotte | Bezeichnung   |
|--------|---------|---|
| 12351  | 71K     | Leistenbruchband mit ovaler Pelotte                   |
| 12371  | 82L     | Bruchband mit anatomischer Pelotte und Schenkelriemen |

Bitte Größe und Seite angeben

\*ab Größe 110 siehe AGB's "Preise und Zuschläge"

# P, P/C, P/N und S/N mit Randpelotten



## Federloses Gummigurt-Bruchband mit exklusivem Pelottenüberzug.

- hautfarbener Gummigurt 45 mm breit oder extra stark, in modernem grau/blauem Dessin mit 50 mm Breite
- Modell P/C mit dekorativem blau/weißem Streifen im Leibgurt
- Pelottenüberzug aus Perlon-Velour, Glacéleder oder Baumwoll-Simplex
- Pelotten mit abgestepptem Rand
- einseitig für rechts, links oder doppelseitig

Preise gelten bis Körperumfang 105 cm

| Modell | lieferbare Größen                                 | Bezeichnung   |
|--------|---|---|
| P/C    | 80, 85, 90, 95, 100<br>105, 110, 115, 120         | Bruchband mit hellgrauem Gummigurt 50 mm, mit Schenkelriemen, abschraubbarer<br>Pelotte mit abgestepptem Rand und hellgrauem Glacéleder-Überzug |
| S/N    |   | Bruchband mit hautfarbenem Gummigurt 45 mm,<br>Pelotten mit abgestepptem Rand und Perlon-Velour-Überzug, mit Schenkelriemen                     |
| P/N    | 75, 80, 85, 90,<br>95, 100, 105,<br>110, 115, 120 | Bruchband mit hautfarbenem Gummigurt 45 mm, abschraubbare Pelotten mit abgestepptem Rand und Perlon-Velour-Überzug, mit Schenkelriemen          |
| Р      | .,,   | Bruchband mit hautfarbenem Gummigurt 45 mm,<br>Randpelotten mit Baumwoll-Simplex überzogen, mit Schenkelriemen                                  |

Bitte Größe und Seite angeben

\*Übergrößen gegen Aufpreis

## Kombinations-Bruchband



Die individuelle Kombination von Leibgurt mit diversen Pelottenformen, ermöglicht eine rationelle Versorgung fast sämtlicher Brüche. Kombiniert oder als komplettes Bruchband – ein bewährtes System.

- Leibgurt 45 mm breit aus hautfarbenem Gummi oder in grau
- Pelottenüberzug und Schenkelriemen aus Velveton
- Kunstlederdeck mit 12 mm breiter Feder
- einseitig für rechts oder links
- doppelseitig mit Schnallenverschluss im Rücken
- Übergrößen, Maßanfertigungen und andere Pelottenformen gegen Aufpreis

In den Standard-Größen 75, 80, 85, 90, 95, 100 und 105 (Körperumfang) und mit verschiedenen Pelotten lieferbar.

| Modell   | Pelotte   | Bezeichnung   |  |  |  |  |
|--|---|---|--|--|--|--|
| Leibgurt   | einfach   | mit 1 Knopfstück für Schenkelriemen, mit Klappschnalle und Hakenpatte                             |  |  |  |  |
| zu 19371 doppelt mit 2 Knopfstücken für Schenkelriemen, mit Schnallenverschluss im Rücken                  |   |   |  |  |  |  |
| Pelotte zu   | 19371 ر   | Bezeichnung   |  |  |  |  |
| 71   | K   | ovale Leistenpelotte  |  |  |  |  |
| 80   | )L  | flache dreieckige Leistenpelotte  |  |  |  |  |
| 82   | L   | anatomische Pelotte mit Schenkelriemen  |  |  |  |  |
| 83   | L   | Skrotal-Pelotte mit Schenkelriemen  |  |  |  |  |
| Modell   | Pelotte   | Bezeichnung   |  |  |  |  |
| 19371  | 71K   | Kombinations-Bruchband komplett, Leibgurt und ovale Leisten-Pelotte mit kurzer Feder              |  |  |  |  |
| 19371 80L Kombinations-Bruchband komplett, Leibgurt und flache dreieckige Leisten-Pelotte mit kurzer Feder |   | Kombinations-Bruchband komplett, Leibgurt und flache dreieckige Leisten-Pelotte mit kurzer Feder  |  |  |  |  |
| 19371  | 82L Kombinations-Bruchband komplett, Leibgurt und anatom. Pelotte mit kurzer Feder und Schenkelriemen |   |  |  |  |  |
| 19371  | 83L   | Kombinations-Bruchband komplett, Leibgurt und Skrotal-Pelotte mit kurzer Feder und Schenkelriemen |  |  |  |  |

Bitte Größe und Seite angeben

## Wattierungs-Bruchband 451 und 471 mit langer Feder



#### Bewährtes Bruchband mit anatomischer oder skrotaler Pelotte und für die Versorgung von Leistenbrüchen.

- Wattierung 29 mm breit aus hautfarbenem Moleskin
- Pelottenüberzug aus Velveton
- Kunstlederdeck mit 12 mm breiter Feder
- einseitig für rechts oder links
- doppelseitig mit Rückenkissen und Verbindungsriemen
- Übergrößen, Maßanfertigungen und andere Pelottenformen gegen Aufpreis

In den Standard-Größen 75, 80, 85, 90, 95, 100 und 105 (Körperumfang) lieferbar.

| Modell | Pelotte | HMV-Nr.   | Bezeichnung   |
|--------|---------|---|---|
| 451    | 71K     | 23.16.01.0006<br>(einseitig)<br>23.16.01.1006<br>(doppelseitig) | Leistenbruchband mit ovaler Pelotte                   |
| 451    | 80L     |   | Leistenbruchband mit flacher dreieckiger Pelotte      |
| 471    | 82L     |   | Bruchband mit anatomischer Pelotte und Schenkelriemen |
| 471    | 83L     |   | Skrotalbruchband mit Schenkelriemen                   |

Bitte Größe und Seite angeben

## Wattierungs-Bruchband 2500 mit langer Feder



#### Bruch-Versorgung in PREMIUM-Qualität.

- Wattierung 29 mm breit aus hautfarbenem Velveton
- Pelottenüberzug aus Velveton
- Rindlederdeck mit 12 mm breiter Feder
- einseitig für rechts oder links
- doppelseitig mit Rückenkissen und Verbindungsriemen
- Randpelotten mit Baumwoll-Simplex-Überzug
- Übergrößen, Maßanfertigungen und andere Pelottenformen gegen Aufpreis

In den Standard-Größen 75, 80, 85, 90, 95, 100 und 105 (Körperumfang) und mit verschiedenen Pelotten lieferbar.

| Modell | Pelotte | Bezeichnung  |
|--------|---------|--|
| 2501   | 71K     | Leistenbruchband mit ovaler Pelotte, Wattierung 29 mm breit, Feder 12 mm breit                   |
| 2521   | 71K     | Leistenbruchband mit ovaler Rand-Pelotte, Wattierung 29 mm breit, Feder 12 mm breit              |
| 2531   | 82L     | Bruchband mit anatom. Pelotte und Schenkelriemen, Wattierung 29 mm breit, Feder 12 mm breit      |
| 2541   | 82L     | Bruchband mit anatom. Rand-Pelotte und Schenkelriemen, Wattierung 29 mm breit, Feder 12 mm breit |

Bitte Größe und Seite angeben

<sup>\*</sup>ab Größe 110 siehe AGB's "Preise und Zuschläge"

## Inkontinenz-Überzug

## für Wattierungsbruchband und Gummigurtbruchband





- Wasserdichtes (Wassersäule 5.000 mm) blaues Gewebe aus Polyamid und Elasthan
- Pflegeleicht waschbar bei 40°
- Für alle einseitigen Wattierungs- und Gummigurtbruchbänder ohne Schenkelriemen

| lieferbare<br>Größen | Bezeichnung  |  |
|----------------------|--|--|
| Einheitsgröße        | 2-teiliger wasserdichter Bezug zum Überziehen mit Klettverschluss für einseitige Bruchbänder ohne Schenkelriemen |  |

Bitte Größe und Seite angeben

**Bade-Bruchband** 3300, 3301, 2501K und 2531K



#### Bade-Bruchband 3300 und 3301

aus gelbem Plastovel-Gummi

• mit aufvulkanisierter Pelotte für rechts, links oder als doppelseitiges Bruchband

#### Bade-Bruchband 2501K und 2531K

mit 12 mm breiter Feder

- mit Leisten- oder anatomischer Pelotte
- Übergrößen, Maßanfertigungen und andere Pelottenformen gegen Aufpreis

In den Standard-Größen 75, 80, 85, 90, 95, 100 und 105 (Körperumfang) lieferbar.

| Modell | lieferbare<br>Größen | Bezeichnung  |  |  |  |
|--------|----------------------|--|--|--|--|
| 3300   | 80, 85, 90, 95, 100, | Badebruchband aus gelbem Plastovelgummi mit aufvulkanisierter Pelotte<br>Leibgurt-Verschluss mit Durchziehschnalle |  |  |  |
| 3301   | 105, 110, 115, 120   | Ausführung wie Modell 3300, jedoch doppelseitig mit zwei Pelotten  |  |  |  |
| Modell | Pelotte              | HMV-Nr.  | Bezeichnung  |  |  |
| 2501K  | 71K                  | 23.16.01.0013 (eins.)<br>23.16.01.1013 (dopp.)   | Badebruchband mit Kunstleder überzogen<br>Leistenpelotte mit 12 mm breiter Feder     |  |  |
| 2531K  | 82L                  | 23.16.01.0014 (eins.)<br>23.16.01.1014 (dopp.)   | Badebruchband wie Modell 2501K<br>jedoch mit anatomischer Pelotte und Schenkelriemen |  |  |

Bitte Größe und Seite angeben

### BOE/C mit herausnehmbarer Feder



#### **Flexibel**

Einseitig oder doppelseitig Mit Klettverschluss für großzügige Verstellbarkeit

Waschbar bis 30° C, da Feder herausnehmbar Lange Lebensdauer

#### **Bequem**

Extra breiter Bandagengummi für angenehmen Tragekomfort

#### Optimal für die Rehabilitation in der post-operativen Phase. Aus einem doppelt verstärkten und elastischen Baumwoll-Mesh-Material hergestellt.

Für die Erhöhung der Eindämmung und zur Regulierung des Drucks sind Innentaschen eingearbeitet, die die Pads aufnehmen können.

#### **Anwendung:**

einseitiger oder bilateraler Leistenbruch

| Modell             | HMV-Nr.       | lieferbare<br>Größen                          | Bezeichnung   |
|--------------------|---------------|---|---|
| BOE/C<br>mit Feder | 23.16.01.0029 | 80, 85, 90, 95,<br>100, 105, 110,<br>115, 120 | Leistenbruch-Band BOE/C einseitig mit hautfarbenem Gummigurt 60 mm    |
| BOE/C<br>mit Feder | 23.16.01.1025 |   | Leistenbruch-Band BOE/C doppelseitig mit hautfarbenem Gummigurt 60 mm |

Bitte Größe und Seite angeben

## BOE/C mit Pelottentaschen



#### Leistenbruchband mit hohem Tragekomfort

- Schaumstoff-Pelotten lose in Taschen
- Schenkelriemen mit Klettverschluss
- Leibgurt aus hautfarbenem Gummigewebe 60 oder 120 mm breit
- einseitig für rechts, links oder doppelseitig

#### **Anwendung:**

einseitiger oder bilateraler Leistenbruch

| Modell    | lieferbare<br>Größen                          | Bezeichnung  |
|-----------|---|--|
| BOE/C     | 80, 85, 90, 95,<br>100, 105, 110,<br>115, 120 | Bruchband mit Leibgurt aus hautfarbenem Gummigewebe 60 mm mit Pelottentasche(n) und Schenkelriemen mit Klettverschluss |
| BOE/C 120 |   | Ausführung wie Modell BOE/C jedoch mit 120 mm breitem Leibgurt (nur doppelseitig lieferbar)                            |

Bitte Größe und Seite angeben

## **BOE** und **BM** mit eingearbeiteten Pelotten





#### **Federloses Bruchband** mit flachen Pelotten.

- flache Pelotten und Schenkelriemen
- Leibgurt aus Gummigurt oder kräftigem Gummigewebe
- in 45 mm oder 100 mm Breite
- einseitig für rechts, links oder doppelseitig

| Modell | lieferbare<br>Größen               | Bezeichnung  |
|--------|------------------------------------|--|
| ВОЕ    | 70, 75, 80, 85,                    | Bruchband mit hautfarbenem Gummigurt 45 mm und flachen eingearbeiteten Pelotten<br>mit Schenkelriemen              |
| ВМ     | 90, 95, 100, 105,<br>110, 115, 120 | Bruchband aus kräftigem hautfarbenem Gummigewebe 100 mm<br>und flachen eingearbeiteten Pelotten mit Schenkelriemen |

Bitte Größe und Seite angeben

## Bruchband à Crémaillère



### Nach französischem Vorbild mit kurzer Feder, breitem Leibgurt und Randpelotten.

- Leibgurt 45 mm breit aus hautfarbenem Gummi
- Randpelotten mit Perlonvelour-Überzug
- 12 mm breite Feder mit Kunstlederdeck
- einseitig für rechts oder links
- Übergrößen, Maßanfertigungen und andere Pelottenformen gegen Aufpreis

In den Standard-Größen 75, 80, 85, 90, 95, 100 und 105 (Körperumfang) lieferbar.

| Modell | Pelotte  | Bezeichnung  |
|--------|--|--|
| 15321C | 71K  | Leistenbruchband mit ovaler Rand-Pelotte (Perlonvelour)<br>Leibgurt 45 mm breit, kurze Crémaillère-Feder 12 mm breit, Kunstlederdeck                   |
| 15321C | 1C 80L Leistenbruchband mit flacher, dreieckiger Rand-Pelotte (Perlonvelour) Leibgurt 45 mm breit, kurze Crémaillère-Feder 12 mm breit, Kunstlederdeck |  |
| 15341C | 82K  | Bruchband mit anatomischer Rand-Pelotte (Perlonvelour) und Schenkelriemen<br>Leibgurt 45 mm breit, kurze Crémaillère-Feder 12 mm breit, Kunstlederdeck |

Bitte Größe und Seite angeben

\*ab Größe 110 siehe AGB's "Preise und Zuschläge"

## Federlose Bruchbänder für Kinder




Modell 3320

| Modell | HMV-Nr.       | Bezeichnung   |
|--------|---------------|---|
| 3311   | 22 14 01 2002 | Kinderbruchband aus gelbem Plastovel-Gummi für Körperumfang $35$ - $50$ cm mit erhöhter Wabenpelotte ca. $35 \times 45$ mm (B x H) und Schenkelriemen zum Knöpfen |
| 3311A  | 23.16.01.2002 | Ausführung wie Modell 3311 für Körperumfang 55 - 65 cm<br>mit erhöhter Wabenpelotte ca. 40 x 50 mm (B x H) und Schenkelriemen zum Knöpfen                         |
| 3320   |               | Kinder-Nabelbruchband aus gelbem Plastovel-Gummi mit weicher Pelotte<br>für Körperumfang 30 - 40 cm   |
| 3320A  | 23.16.02.1002 | Kinder-Nabelbruchband aus gelbem Plastovel-Gummi mit weicher Pelotte<br>für Körperumfang 45 - 60 cm   |
| 3321   |               | Kinder-Nabelbruchband aus gelbem Plastovel-Gummi mit weicher Pelotte<br>für Körperumfana 35 - 65 cm   |

Bitte bei Modell 3311/A Seite angeben

## Nabel-Bruchband für Kinder




- Stufenlos verstellbarer Gummigurt in den Farben haut, rosa und hellblau
- 3 verschiedene Pelottenformen, Durchmesser: 45 mm
  - Flach (ohne Kegel)
  - Kegel (20 mm Durchmesser)
  - Kegel (25 mm Durchmesser)
- Pelotten mit Baumwoll Simplex oder Perlonvelour überzogen

| Modell | Größen   | Bezeichnung   |
|--------|----------|---|
| 834K   | nach Maß | Nabelbruchband für Kinder mit haut, roséfarbenem oder hellblauem Gummigurt 30 mm<br>Pelotte zum Kletten, mit Perlonvelour oder Baumwoll-Simplex überzogen |

Bitte Leibumfang, Farbe und Pelottenform angeben

## Nabel-Bruchband

## in verschiedenen Qualitäten und Ausführungen



### Optimale Versorgung von Nabelbrüchen. Formstabile und verstellbare Pelotten in Kombination mit Feder und kräftigem Leibgurt gewährleisten ausreichend starken Druck auf die Bruchpforte.

- ein- oder zweiteiliger hautfarbener Leibgurt
- Pelotten mit Baumwoll-Simplex überzogen
- mit Kunstlederdeck oder hochwertigem Rindlederdeck
- federlos oder mit Druckfeder
- Übergrößen, Maßanfertigungen und andere Pelottenformen gegen Aufpreis

In den Standard-Größen 75, 80, 85, 90, 95, 100 und 105 (Körperumfang) lieferbar.

| Modell    | HMV-Nr.       | Bezeichnung  |  |
|-----------|---------------|--|--|
| 834/45    | 23.16.02.0007 | Nabelbruchband mit hautfarbenem Gummigurt 45 mm, Pelotte mit Baumwoll-Simplex überzogen, Rindlederdeck   |  |
| 829/11351 | 23.16.02.0004 | Nabelbruchband mit Druckfeder, aus hautfarbenem Gummigurt 45 mm, mit Schnallenverschluss<br>Pelotte mit Baumwoll-Simplex überzogen, Kunstlederdeck |  |
| X/2       | 00.17.00.0000 | Nabelbruchband mit 8 cm breitem hautfarbenem Gummigurt<br>Pelotte mit Baumwoll-Simplex überzogen, 2 Verschluss-Knöpfe, Kunstlederdeck              |  |
| X/4       | 23.16.02.0008 | Ausführung wie Modell X/2, jedoch mit 4 Verschluss-Knöpfen an der Pelotte zum Verschließen des Leibgurtes  |  |
| XIX/451   | 23.16.02.0006 | Nabelbruchband mit zweiteiligem Leibgurt aus hautfarbenem Moleskin<br>Pelotte mit Baumwoll-Simplex überzogen, Kunstlederdeck                       |  |

Bitte Größe und Pelotten-Nr. angeben

\*ab Größe 110 siehe AGB's "Preise und Zuschläge"

## BS und BSM/45 mit Suspensorbeutel



#### Gummigurt-Bruchband mit abnehmbarem Suspensorbeutel.

- hautfarbener Gummigurt 45 mm breit
- Taschen mit Pelotten oder Polyesterwatte und Klettverschluss
- Suspensorbeutel aus Velveton
- abnehmbarer Suspensorbeutel mit Klettverschluss
- mit Schenkelriemen
- · Modell BS mit Pelotte rechts, links oder doppelseitig
- BSM in doppelseitiger Ausführung
- Übergrößen, Maßanfertigungen und andere Pelottenformen gegen Aufpreis

Maßangaben zum Suspensor bitte nach Zeichnung und Tabelle auf Seite 77.

Preise gelten bis Körperumfang 105 cm

| Modell | lieferbare<br>Größen           | Bezeichnung   |
|--------|--------------------------------|---|
| BS     | 75, 80, 85, 90,                | Bruchband mit hautfarbenem Gummigurt 45 mm, Schenkelriemen,<br>Pelottenüberzug und abnehmbarer Suspensorbeutel aus Velveton                         |
| BSM/45 | 95, 100, 105, 110,<br>115, 120 | Bruchband mit hautfarbenem Gummigurt 45 mm, Schenkelriemen, abnehmbare Pelottentaschen mit Polyesterwatte, abnehmbarer Suspensorbeutel aus Velveton |

Bitte Größe und Seite angeben

\*ab Größe 110 siehe AGB's "Preise und Zuschläge"

## **BOS und BOM/45**



### **Gummigurt-Bruchband** mit weichen Pelotten.

- hautfarbener Gummigurt 45 mm breit
- Pelotten mit Glacéleder überzogen (BOS)
- Pelottentaschen aus Baumwoll-Simplex mit Polyesterwatte (BOM)
- mit Schenkelriemen
- einseitig für rechts, links oder doppelseitig
- Modell BOM nur in doppelseitiger Ausführung
- Übergrößen, Maßanfertigungen und andere Pelottenformen gegen Aufpreis

Preise gelten bis Körperumfang 105 cm


| Modell | lieferbare<br>Größen       | Bezeichnung   |
|--------|----------------------------|---|
| BOS    | 75, 80, 85, 90, 95,        | Bruchband aus hautfarbenem Gummigurt 45 mm<br>weiche Pelotten mit Glacéleder überzogen und Schenkelriemen                           |
| BOM/45 | 100, 105, 110,<br>115, 120 | Bruchband aus hautfarbenem Gummigurt 45 mm, Schenkelriemen Pelottentaschen aus Baumwoll-Simplex mit Polyesterwatte, Klettverschluss |

Bitte Größe und Seite angeben

\*ab Größe 110 siehe AGB's "Preise und Zuschläge"

# Suspensorien in verschiedenen Qualitäten und Ausführungen





Bitte Angabe der Maße nach Zeichnung.

## Klassisch | Funktionell | Sportiv

#### **Indikationen:**

- Wasserbruch
- Schmerzhafte Irritationen der Hoden, die Unterstützung erfordern

|        |    |    |    | Maßta | belle ( | Maße i | n cm) – | Angabe | en gem. | Zeichn | ung |    |    |    |    |
|--------|----|----|----|-------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|-----|----|----|----|----|
| Größen | 1  | 2  | 3  | 4     | 5       | 6      | 7       | 8      | 9       | 10     | 11  | 12 | 13 | 14 | 15 |
| a - a  | 22 | 23 | 24 | 25    | 26      | 27     | 28      | 29     | 31      | 33     | 36  | 39 | 42 | 45 | 48 |
| b - b  | 14 | 15 | 16 | 17    | 18      | 19     | 21      | 23     | 25      | 27     | 29  | 31 | 33 | 35 | 37 |
| C - C  | 17 | 19 | 21 | 23    | 25      | 27     | 29      | 31     | 33      | 35     | 37  | 39 | 41 | 43 | 45 |

| Modell   | HMV-Nr.       | lieferbare Größen                  | Bezeichnung  |
|----------|---------------|------------------------------------|--|
| 1110     | 23.16.03.0003 |                                    | Leibgurt aus 30 mm breitem Baumwollgurt<br>Beutel aus weissem Trikot, mit Schnürband, ohne Schenkelriemen  |
| 1210     | 23.16.03.0003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6,                  | Leibgurt aus 30 mm breitem Baumwollgurt, mit abknöpfbaren Schenkelriemen<br>Beutel aus weissem Trikot, Schenkelriemen aus weichem Knopflochgummiband |
| 1230     | 23.16.03.0003 | 7, 8, 9, 10, 11,<br>12, 13, 14, 15 | wie Modell 1210, mit abknöpfbaren Schenkelriemen<br>jedoch abknöpfbarer Beutel aus weissem Trikot (3 Knöpfe)   |
| 1210/DJ  | 23.16.03.1002 |                                    | kräftiger Leibgurt aus 45 mm breitem Bandagengurt<br>Beutel aus weissem kräftigem Trikotstoff, Schenkelriemen aus weichem Knopflochgummiband         |
| 1210 W/K | 23.16.03.1002 |                                    | Leibgurt aus 45 mm breitem Baumwollgurt<br>Beutel aus weissem Trikot, Schenkelriemen aus weichem Knopflochgummiband                                  |

Bitte Größe angeben

<sup>\*</sup> Preise gelten bis Größe 12 - Übergrößen und Maßanfertigungen gegen Aufpreis, siehe AGB's "Preise und Zuschläge"

## Maßanfertigungen



## **Bruchhosen**

- Kompressionsstärke und Taillenhöhe individuell wählbar
- Verstärkung in Teilbereichen möglich
- Slip- oder Pantyform (mit Bein)
- Angenehmer Tragekomfort
- Optional mit Eingriff, herausnehmbaren Pelotten zum Kletten oder mit Pelottenlasche
- Stoma Öffnung mit oder ohne Protektorlasche
- Farbe sowie farbige Kontrastnähte und Einfassungen frei wählbar
- Schrittzwickel mit Klett- oder Haken/Augenverschluss
- NEU: Seitlicher durchgehender Haken/ Augenverschluss für einfaches Anziehen

Für Bestellungen bitte Maßblatt für Bruchhosen/Badehosen Seite 80 verwenden





Schwarze Damenbruchhose in Slipform, mit farbigen Kontrast Nähten und Einfassungen

## **Bruchhosen**



Hautfarbene, halbfertige Bruchhose in Pantyform mit eingearbeiteter Unterstützungslasche



Schwarze Herrenbruchhose in Pantyform mit Eingriff







Weiße Damenbruchhose in Slipform mit Schrittzwickel und seitlichem, durchgehendem Haken/Augen Verschluss



Blaue Herrenbruchhose in Pantyform, mit Stomaöffnung


### Jetzt in neuen Farben erhältlich:

Anthrazit Schwarz Grau-Meliert Weiß Blau Haut

Auf Wunsch, Nähte und Einfassungen jeweils in modischen Kontrastfarben

## Maßblatt für Bruchhosen/Badehosen





Um eine gute Passform zu erreichen, wird die Bruchhose nach Maß grundsätzlich zunächst halbfertig geliefert.

| Kontaktdaten     | Angebot Bestellung                            |
|------------------|---|
| Kundennummer:    | Kommission:Lieferanschrift:(falls abweichend) |
| Telefon:  Datum: | Ansprechpartner:                              |

Fax. +49 (0) 78 21 | 93 99 34

|  | fang   | cm           |
|--|--|--------------|
| ② Hüftumfa   | ıng  | cm           |
| ③ Schenkel   | vmfang   | cm           |
| 4 Gewünsc  | hte Höhe   | cm           |
| ⑤ Schenkell  | änge   | cm           |
| Farbe  |  |              |
| ☐ Haut   | ☐ Schwarz  | Sonstiges    |
| gewünschte K   | Compression  |              |
| hoch   | ☐ mittel   | ☐ leicht     |
| Stoff  |  |              |
| einfach  | ☐ doppelt  |              |
| Abdomen  | _  | _            |
| ☐ flach  | ☐ gewölbt  | ☐ Hängeleib  |
| Gesäß  |  |              |
| □ normal   | ☐ flach  | ∟ ausgeprägt |
|  |  |              |
| •  | ngslasche  |              |
| Unterstützu  Schrittzwicke                                   | ngslasche<br>I (Nur bei Slipform mögl<br>luss          |              |
| Unterstützu  Schrittzwicke                                   | (Nur bei Slipform mögl                                 |              |
| Unterstützu  Schrittzwicke  Klettverschl  Eingriff           | (Nur bei Slipform mögl                                 |              |
| Unterstützu  Schrittzwicke  Klettverschl  Eingriff  Pelotte  | (Nur bei Slipform mögl                                 | ugenband     |
| Schrittzwicke  Klettverschl Eingriff Pelotte ArtNr.          | I (Nur bei Slipform mögl<br>luss □ Haken-/At           | ugenband     |
| Schrittzwicke  Klettverschl  Eingriff  Pelotte  ArtNr        | I (Nur bei Slipform mögl<br>luss □ Haken-/Au<br>Größe_ | ugenband     |
| Schrittzwicke  Klettverschl  Eingriff  Pelotte  ArtNr  Stoma | I (Nur bei Slipform mögl<br>luss □ Haken-/Au<br>Größe_ | ugenband     |
| ☐ Klettverschl   | I (Nur bei Slipform mögl<br>luss □ Haken-/Au<br>Größe_ | ugenband     |
| Schrittzwicke  Klettverschl  Eingriff  Pelotte  ArtNr  Stoma | I (Nur bei Slipform mögl<br>luss □ Haken-/Au<br>Größe_ | ugenband     |
| Schrittzwicke  Klettverschl  Eingriff  Pelotte  ArtNr  Stoma | I (Nur bei Slipform mögl<br>luss □ Haken-/Au<br>Größe_ | ugenband     |

## Rückenstützgürtel 380-GL



#### Indikationen:

Bei Lumbalgien, Lumbalsyndrom, Spondylose, Spondylarthrose, Spondylolisthesis und Reizzuständen des Iliosakralgelenkes.

#### Wirkungsweise:

- entlastet und stützt die Wirbelsäule
- wirkt Bandscheibenschäden entgegen
- Leichte Fälle von Dorsalinsuffizienz werden erfolgreich behandelt
- durch Aufrichtung aus der Lordose wirkt es Ermüdungserscheinigungen entgegen
- gibt den Lendenwirbeln größte Beweglichkeit ohne starke Fixation

#### **Material:**

Atmungsaktives, elastisches BW-Gewebe mit Lycra in schwarz oder Hautfarben erhältlich.

| Modell | HMV-Nr.       | lieferbare<br>Größen                                 | Bezeichnung  |  |  |  |
|--------|---------------|--|--|--|--|--|
| 380-GL | 23.14.03.2027 | 80, 85, 90, 95, 100, 105,<br>110, 115, 120, 125, 130 | Rückenstützgürtel mit Schrittzwickel und seitlichem, durchgehendem Haken/Augen<br>Verschluss sowie Unterstützungslasche. |  |  |  |

## Rückenstützbandage 4020, 4025, 4120 und 4125



## Mit Hakenverschluss und verstärkter Rückenstützpelotte.

#### Indikationen:

Bei Lumbalgien, Lumbalsyndrom, Spondylose, Spondylarthrose, Spondylolisthesis und Reizzuständen des Iliosakralgelenkes.

- für Damen hautfarben aus gestreiftem Gummigewebe
- für Herren aus formgestricktem Trikot in Farbe haut
- Stützpelotte mit herausnehmbarem Stab
- Übergrößen, Maßanfertigungen und andere Pelottenformen gegen Aufpreis

In den Größen 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120 und 125 cm (Körperumfang) lieferbar.

| Modell | HMV-Nr.       | Höhe in cm<br>(vorne/hinten) | Bezeichnung   |  |
|--------|---------------|------------------------------|---|--|
| 4020   | 23.14.03.2019 | 16/21                        | Rückenstützbandage für Herren aus hautfarbenem formgestricktem Gummigewebe im Rücken mit festem Stoffeinsatz und Stützpelotte Nr. 51 mit herausnehmbarem Stab eingearbeitete Unterstützungslasche, vorne mit speziellem Hakenverschluss |  |
| 4025   | 23.14.03.2019 | 25/22                        |   |  |
| 4120   | 23.14.03.2028 |                              | Rückenstützbandage für Damen aus gestreiftem Gummigewebe  |  |
| 4125   | 23.14.03.2026 | 25/25                        | seitlicher Hakenverschluss mit doppeltem Augenband<br>elastische Unterstützungsgurte zum Haken, Rückenstützpelotte Nr. 51 mit Stab  |  |

\*ab Größe 105 siehe AGB's "Preise und Zuschläge"

## Rückenstützbandage 4215, 4220, 4225, 4315 und 4320



### Mit Klettverschluss und Rückenstützpelotte.

#### Indikationen:

Bei Lumbalgien, Lumbalsyndrom, Spondylose, Spondylarthrose, Spondylolisthesis und Reizzuständen des Iliosakralgelenkes.

- für Herren aus besonders weichem hautfarbenem Elastikgewebe und für Damen aus hautfarbenem Lycra
- Unterstützungsgurte mit Klettverschluss
- in verschiedenen Höhen
- Übergrößen, Maßanfertigungen und andere Pelottenformen gegen Aufpreis

In den Größen 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120 und 125 cm (Körperumfang) lieferbar.


| Modell | HMV-Nr.       | Höhe in cm<br>(vorne/hinten) | Bezeichnung  |  |
|--------|---------------|------------------------------|--|--|
| 4215   | 23.14.03.2022 | 14/21                        |  |  |
| 4220   | 23.14.03.2023 | 18/25                        | Rückenstützbandage für Herren aus aufgerauhtem Elastikgewebe, Klettverschluss<br>elastische Unterstützungsgurte mit Klettverschluss, mit Rückenstützpelotte Nr. 53   |  |
| 4225   | 23.14.03.2024 | 23/30                        |  |  |
| 4315   | 23.14.03.2030 | 19/25                        | Rückenstützbandage für Damen aus hautfarbenem Lycra (gefüttert), Klettverschluss<br>Unterstützungsgurte aus Lycra mit Klettverschluss, mit Rückenstützpelotte Nr. 53 |  |
| 4320   | 23.14.03.2031 | 24/30                        |  |  |

<sup>\*</sup>ab Größe 105 siehe AGB's "Preise und Zuschläge"

## Wärme-Rückenstützbandage

mit leichtem Massageeffekt





Die keramischen Mineralstoffe wandeln die natürliche Körperwärme in Infrarotstrahlen um.

Tiefenwärme zurück.

Die Mikrozirkulation und Thermoregulation. Wodurch sich der Sauerstoffgehalt im Blut erhöht und die Muskelentspannung aktiviert wird.

### Indikationen:

- Chronische Rückenschmerzen
- Hexenschuss (LWS)
- Rheumatische Beschwerden

## Eigenschaften:

- Stützt und massiert die Rückenpartie durch Strukturgewebe
- Wärmende Wirkung durch keramische Mineralstoffe
- Stützende Funktion mittels herausnehmbarer
- Übergrößen und Maßanfertigungen

|   | lieferbare<br>Größen              | Hintere Höhe<br>in cm | Bezeichnung  |
|---|-----------------------------------|-----------------------|--|
| 7 | 70, 80, 90, 100,<br>110, 120, 130 | 20, 25                | Elastische Rückenstützbandage aus weißem Struktur Mikrofaser Gewebe mit sanfter Tiefenwärmewirkung durch Keramik-Mineralstoffe mit Klettverschluss |

## Symphysengurt

### Schnelle Mobilisierung bei Beckenringverletzungen.

Unelastische, anatomisch geformte Bandage mit überkreuz verarbeitetem Gurtband zur Stabilisierung des Beckens. Einfache Handhabung und individueller Druckaufbau auf die Symphyse durch gegenläufigen Klettverschluss. Massage-Effekt durch individuell positionierbare Friktionspelotten. Hygienisch und pflegeleicht bei 30°C waschbar.

#### Indikationen:

- Symphysensprengung
- akute Lumbalgie
- Nervenwurzel-Irritation mit Ischialgie
- Gefügelockerung des Iliosakralgelenk und Symphysis pubica
- geburtsbedingte Gefügelockerung
- Prophylaxe

HMV-Nr.: 23.11.01.0003

#### Lieferbare Größen:

80, 85, 90, 100, 105, 110, 115, 120 Übergrößen gegen Aufpreis.

#### Farben:

Grundfarbe: schwarz

Kontrastfarbe: rot, aqua, orange, gelb, kiwi,

pink, grau, weiß, schwarz



| Modell        | HMV-Nr.       | lieferbare<br>Größen                       | Bezeichnung  |  |
|---------------|---------------|--|--|--|
| Symphysengurt | 23.11.01.0003 | 80, 85, 90, 95, 100,<br>105, 110, 115, 120 | Symphysengurt aus unelastischem Gummiband 45 mm, doppelt und überkreuzt, gegenläufiger Klettverschluss und Friktionspelatten |  |

## Symphysenbandage 700



### Rasche Mobilisierung bei Beckenringverletzungen.

#### Indikationen:

Bei Symphysensprengungen, akuter Lumbalgie und Nervenwurzel-Irritationen mit Ischialgie.

- Massage-Effekt durch Friktionspelotten
- hautfarbener Gurt 45 mm mit Klettverschluss
- Gurtband doppelt und überkreuzt verarbeitet
- Pelotten mit Klettband und selbstklebendem Haftband für die individuelle Positionierung
- hygienisch und pflegeleicht, bis 30° C waschbar

| Modell | HMV-Nr.       | lieferbare<br>Größen                       | Bezeichnung   |
|--------|---------------|--|---|
| 700    | 23.11.01.0003 | 80, 85, 90, 95, 100,<br>105, 110, 115, 120 | Symphysenbandage aus unelastischem Gurtband 45 mm<br>Gurtband doppelt und überkreuzt, mit Friktionspelotten und Klettverschluss |

## Lumbalbandagen | Post-OP-Bandagen

## Lumbalbandagen und Herrenleibgürtel



Modell HA

### Aus formgestricktem hautfarbenem Trikot, bei schwacher Bauchdecke und Neigung zu Bauchbrüchen.

In verschiedenen Ausführungen lieferbar.

- zum Schlüpfen
- mit Reißverschluss
- mit Schnürung und Erweiterungslasche
- mit Klettverschluss und/oder Hakenverschluss mit Augenband
- Rückenverstärkung mit extra breiten Stäben

vordere Höhe 25 cm, hintere Höhe 22 cm (22/24 cm bei Modell HV)

| Modell  | HMV-Nr.         | lieferbare<br>Größen                          | Bezeichnung  |
|---------|-----------------|---|--|
| HS      |                 |   | Elastische Stützbandage aus hautfarbenem, formgestricktem Gummigewebe zum Schlüpfen  |
| HR      | 05.11.03.1002   |   | Elastische Stützbandage aus hautfarbenem, formgestricktem Gummigewebe vorne mit Reißverschluss   |
| НН      |                 | 80, 85, 90,<br>95, 100, 105,<br>110, 115, 120 | Elastische Stützbandage aus hautfarbenem, formgestricktem Gummigewebe seitliche Schnürung mit Erweiterungslasche, Hakenverschluss mit Augenband (3-fach) |
| HV      | 23.14.03.0016   |   | Elastische Stützbandage aus hautfarbenem, formgestricktem Gummigewebe<br>mit speziellem Hakenverschluss vorn und breite Verstärkung im Rücken (4 Stäbe)  |
| НА      | 05.11.03.1002   |   | Elastische Stützbandage aus hautfarbenem, formgestricktem Gummigewebe<br>mit seitlichem Hakenverschluss und dreifachem Augenband                         |
| HA/K    | 03.11.03.1002   |   | Elastische Stützbandage aus hautfarbenem, formgestricktem Gummigewebe mit seitlichem Klettverschluss   |
| HA/RV   | - 23.14.03.0015 | 20.0015                                       | Elastische Stützbandage aus hautfarbenem, formgestricktem Gummigewebe mit seitlichem Hakenverschluss, dreifachem Augenband, breite Rückenverstärkung     |
| HA/RV/K |                 |   | Elastische Stützbandage aus hautfarbenem, formgestricktem Gummigewebe mit seitlichem Klettverschluss und breiter Rückenverstärkung                       |

## Universelle Rumpfbandage HK, HK/L und 800



Modell HK/L

Aus weißem elastischem Gewebe zur postoperativen Versorgung nach Thorax- oder Abdomenoperation, als Stützverband bei Thoraxtrauma, Rippenfraktur oder Rippenprellung.

- in Höhe 16, 20 oder 25 cm
- hautfreundlich und atmungsaktives Gewebe
- angenehmes Tragegefühl durch besonders weiche Oberfläche
- als Narbenschutzbandage geeignet
- mit leichtem und flächenhaftem Kompressionsdruck
- hygienisch und pflegeleicht, bis 60° C waschbar
- leicht anzulegen und individuell zu verstellen mit Klettverschluss

Modelle HK und HK/L auf Anfrage auch in hautfarben lieferbar.

| Modell | HMV-Nr.       | lieferbare<br>Größen  | lieferbare<br>Höhen (in cm) | Bezeichnung  |
|--------|---------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| 800    | 05.11.01.0038 | 70, 80, 90,           | 25                          | Elastische Narbenschutzbandage aus weißem Bindegewebe<br>einseitig gerauht für Haftung mit Klettverschluss |
| HK     | 05.11.01.0039 | 100, 110,<br>120, 130 | 16,20,25                    | Elastische Stützbandage aus weißem Bindegewebe, mit Klettverschluss  |
| HK/L   | 05.11.01.0040 |                       | 20,25                       | Ausführung wie HK, jedoch mit breiter Stofflasche  |

Bitte Höhe angeben

## Rippenbruchbandage 900 und 910



### Für die Versorgung bei Fraktur, Prellung oder Trauma im Rippen- und Brustbeinbereich.

- Universal-Ausführung mit Schaumstoff-Einlage (910)
- spezieller Zuschnitt für Damen oder Herren mit formstabiler Gummi-Einlage (900)
- bequem unter der Kleidung zu tragen
- hautfreundlich und atmungsaktiv
- mit Klettverschluss
- im Rücken mit elastischem Einsatz
- bis 30° C waschbar


| Modell         | HMV-Nr.       | lieferbare<br>Größen      | Bezeichnung  |  |
|----------------|---------------|---------------------------|--|--|
|                |               | universal                 | Rippenbruchbandage aus weißem mit Baumwolle und Velour kaschiertem Material<br>mit breitem elastischem Einsatz im Rücken und vorne mit Klettverschluss |  |
| 910            | 05.11.01.0030 | extra groß                | Höhe 16 cm   |  |
| 900 H<br>900 D |               | 75/90,<br>90/100, 100/110 | Rippenbruchbandage aus weißem mit Baumwolle kaschiertem Material<br>mit elastischem Einsatz im Rücken, 10 cm breit, vorne mit Klettverschluss          |  |
|                | 05 11 01 0007 | 110/120                   | für Herren mit 16 cm Höhe  |  |
|                | 05.11.01.0007 | 70/80,<br>80/90, 90/100   | Ausführung wie oben für Damen  |  |
|                |               | 100/110                   | jedoch mit vorderer Höhe 10 cm und 16 cm Höhe im Rücken  |  |

## Antibakterielle Post-OP Bandage









- Antibakterielle Wirkung durch Silber-Ionen
- Softes, weiches, atmungsaktives und elastisches Microfaser Gewebe
- Als Narbenschutzbandage geeignet
- Leichtes Anlegen und individuell verstellbar durch geteilten Klettverschluss
- Hygienisch und Pflegeleicht bei 30° waschbar
- Übergrößen und Maßanfertigungen möglich
- Auf Wunsch mit eingearbeiteter Stomaöffnung

## Indikationen:

- Thorax- oder Abdomenoperation
- Thoraxtraumata
- Als Stützverband bei Rippenfraktur oder Rippenprellung
- Nach Stoma-OP

| lieferbare<br>Größen  | lieferbare Höhen<br>(in cm) | Bezeichnung  |
|-----------------------|-----------------------------|--|
| 70, 80, 90, 100, 110, | 15, 20, 25                  | Antibakterielle Post-OP-Bandage, individuell verstellbar durch 2-teiligen und bei Höhe 40/50 3-teiligen Klettverschluss. |
| 120, 130              | 40, 50                      | Weißes elastisches Gewebe mit herausnehmbaren Stäben.  |




## Bauchbruch-, Nabel- und Rückenstützpelotten

### Zum Einkletten in Leibbinden, Korseletts, Bruchhosen und Lumbalbandagen.

- aus Kunstschaum geformt
- Überzug aus hautfarbenem Perlonvelour oder Baumwolle
- mit Klettverschluss
- in verschiedenen Formen und Abmessungen

| Modell | lieferbare<br>Größen                                      | Bezeichnung   |  |
|--------|---|---|--|
| 46     | 8, 10, 12,<br>14, 16, 18, 20                              | runde Bauchbruchpelotte mit Perlon-Velour-Überzug und Klettverschluss   |  |
| 47     | 11 x 8, 13 x 9,<br>14 x 10, 15 x 11,<br>17 x 12, 18 x 13  | ovale Bauchbruchpelotte mit Perlon-Velour-Überzug und Klettverschluss   |  |
| 47a    | 13,5 x 6,5,<br>17,5 x 8,5,<br>19,5 x 11,5,<br>21,5 x 13,5 | nierenförmige Bauchbruchpelotte mit Perlon-Velour-Überzug und Klettverschluss   |  |
| 48     | 8, 10, 12,<br>14, 16, 18, 20                              | runde Nabelpelotte mit Perlon-Velour-Überzug und Klettverschluss  |  |
| 49     | 11 x 8, 13 x 9,<br>14 x 10, 15 x 11,<br>17 x 12, 18 x 13  | ovale Nabelpelotte mit Perlon-Velour-Überzug und Klettverschluss  |  |
| 50     | 16, 18, 20,   | Rückenstützpelotte mit Perlon-Velour-Überzug und Klettverschluss<br>Pelotte mit abgenähtem Rand   |  |
| 51     | 22, 24, 26, 28  | flache Rückenstützpelotte mit Perlon-Velour-Überzug und Klettverschluss<br>mit herausnehmbarem Stab   |  |
| 53     | 17  | dreieckig geformte Rückenstützpelotte mit Perlon-Velour-Überzug und Klettverschluss   |  |
| 150    | 26  | leichte Rückenstützpelotte (nur 90 g) mit Baumwollbezug und Klettverschluss<br>mit 2 Stabilisierungsfedern verstärkt                            |  |
| 150 a  | 22  | Ausführung wie Pelotte 150, jedoch in 22 cm Höhe  |  |
| 151    | 26  | leichte Rückenstützpelotte (nur 90 g) mit Baumwollbezug und Klettverschluss<br>mit herausnehmbarem Stab und zusätzlicher Stabilisierungseinlage |  |
| 151a   | 22  | 22 Ausführung wie Pelotte 151, jedoch in 22 cm Höhe   |  |

## Geradehalter CAROLUS 16000



## Modelle K/D, S/D, SB/D



## Handgelenkbandage aus hochwertigem Rindleder.

Bietet Halt und Schutz am Handgelenk, ohne die Handfunktion einzuschränken.

#### Indikationen:

- Halt für überlastete Handgelenke
- leichte, anhaltende Instabilität
- leichte Distorsionen
- Arthrose im Handgelenk und Handwurzel
- leichte Rheumabeschwerden

In verschiedenen Größen und Umfängen lieferbar.

| Modell | lieferbare Größen<br>(Breite in cm) | Umfang Handgelenk<br>lieferbare Größen in cm | Bezeichnung                          |
|--------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| K /D   | 6                                   |  | mit 1 Gabelriemen                    |
| K/D    | 8 und 10                            | 14 bis 24                                    | mit 2 Gabelriemen                    |
| S/D    | 5 und 7                             | 14 DIS 24                                    | mit 1 Gabelriemen und Daumenschlaufe |
| SB/D   | 10                                  |  | mit 2 Gabelriemen und Daumenschlaufe |

Bitte Größe angeben

Übergrößen und Maßanfertigungen gegen Aufpreis.

## Cervicalstützen-Nickitücher



- Für alle Modelle und Größen erhältlich
- Einfaches Überziehen/Wechseln
- Angenehm auf der Haut aus weichem Viskose -Jersey
- Schützt die Cervicalstütze vor Schmutz und kann bei 30° gewaschen werden



| Modell                      | Höhe Cervicalstütze (cm) | Umfang<br>Cervicalstütze (cm)                   | Bezeichnung  |
|-----------------------------|--------------------------|---|--|
| Nickituch Kids<br>gestreift | 4 9 10                   | 22-26 (S)<br>26-30 (M)                          | Nickituch zum Überziehen aus 96% Viskose , 4% Elastan rot/weiß oder blau/weiß gestreift      |
| Nickituch Kids<br>uni       | 6, 8, 10                 | 30-34 (L)                                       | Nickituch zum Überziehen aus 96% Viskose , 4% Elastan<br>Unifarben in blau oder rot          |
| Nickituch<br>Erwachsene uni | 6, 8, 10, 12             | 32-39 (klein)<br>36-42 (mittel)<br>40-46 (groß) | Nickituch zum Überziehen aus 96% Viskose , 4% Elastan<br>Unifarben in schwarz, blau oder rot |

## Cervicalstütze 3025, 3030, 3125, 3130, 3230, 3330 und 3430





Bewährte HWS-Orthese bei rheumatischen Beschwerden, Traumen oder Zerrungen im Bereich der Halswirbelsäule.

- Schaumstoffeinlage 25 oder 30 mm stark
- mit hautfarbenem oder blau meliertem Trikotstoff
- mit Klettverschluss im Nacken
- Baumwollüberzug bis 30° C waschbar

| Modell | Modell Kids | HMV-Nr.       | lieferbare Größen<br>(Höhe in cm) | lieferbare<br>Halsweiten  | Bezeichnung   |
|--------|-------------|---------------|-----------------------------------|---|---|
| 3025   | 3025 K      |               |                                   | Kinder  | Klassische Cervicalstütze<br>mit 25 mm Schaumstoffeinlage                     |
| 3030   |             | -             | Kinder<br>6,8,10                  | (vordere Höhe)  Erwachsene 6,8,10,12 (vordere Höhe)  Erwachsene 32 – 39 (klein) 36 – 42 (mittel) 40 – 46 (groß) | Klassische Cervicalstütze<br>mit 30 mm Schaumstoffeinlage                     |
| 3125   | 3125 K      | 23.12.03.0013 | , ,                               |   | Anatomische Cervicalstütze<br>mit 25 mm Schaumstoffeinlage                    |
| 3130   |             | 23.12.03.0013 | 6,8,10,12                         |   | Anatomische Cervicalstütze<br>mit 30 mm Schaumstoffeinlage                    |
| 3330   | 3330 K      | 23.12.03.1007 |                                   |   | Anatomische Cervicalstütze mit Verstärkung<br>mit 30 mm Schaumstoffeinlage    |
| 3230   |             | 23.12.03.0013 | 11,13,15                          | 32 – 36, 36 – 40,   | Anatomische Cervicalstütze mit Nackenerhöhung<br>mit 30 mm Schaumstoffeinlage |
| 3430   |             | 23.12.03.1007 | (Nackenhöhe)                      | 40 – 44, 44 – 48  | Anatomische Cervicalstütze mit Verstärkung<br>mit 30 mm Schaumstoffeinlage    |

Bitte Farbe, Größe und Halsweite angeben

## Extensionskrawatte nach Prof. Dr. J. Eichler



**HWS-Orthese bei degenerativen** Erkrankungen, akutem oder chronischem Schmerzsyndrom, postoperativ zur Stabilisierung und Ruhigstellung.

- anatomische Passform
- formstabiler Schaumstoff
- hautfarbener Trikotüberzug
- mit Klettverschluss

| Modell  | HMV-Nr.       | lieferbare Größen<br>(Höhe in cm) | lieferbare<br>Halsweiten                           | Bezeichnung                            |
|---|---------------|-----------------------------------|--|--|
| Extensionskrawatte<br>nach Prof. Dr. J. Eichler | 23.12.03.0014 | 10,12<br>(Nackenhöhe)             | 31/32, 33/34, 35/36, 37/38,<br>39/40, 41/42, 43/44 | Extensionskrawatte mit Klettverschluss |

Bitte Nackenhöhe und Halsweite angeben



## Maßanfertigung

Orthopädische Miederwaren von **CAROLI** werden nach Ihren Maßangaben indivi-

Normalisiert die Haltung und verbessert dadurch die Gesamtstatik.

## **Optionale Elemente**

















# ORTHOPÄDISCHE FERTIGUNGEN

Orthopädische Miederwaren von CAROLI werden nach Ihren Maßangaben individuell und anprobefertig hergestellt. Selbstverständlich ist auch eine Fertigstellung aller Mieder in unserem Hause möglich. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und unseren fertigungstechnischen Möglichkeiten. Gerne erfüllen wir Ihre Wünsche bezüglich verschiedener Stoffe, Farben und Ausführungen.

## Schnell | Flexibel | Kompetent

- Rumpfstützmieder Lindemann Mieder Korseletts
- Kreuzstützmieder Leibbinden
- Überbrückungsmieder

## **Unsere Mieder, Leibbinden und Korseletts** sind verordnungsfähige Produkte.

#### Stoffe und Farben

Alle Mieder und Leibbinden sind in verschiedenen Stoffqualitäten und Farben erhältlich.













**Drell** 

Weiß







Haut



#### Rumpfstützmieder Modell A

- Leibmitte aus Satin mit Futterstoff unterlegt
- Leibseite aus Lycra mit Futterstoff unterlegt
- Büste und Leibpatte aus Spitze
- Büstenteil ist seitlich rund gearbeitet und läuft nicht in die Seitennähte
- Rückenmitte aus **Satin** mit Futterstoff unterlegt
- Trägerband an beiden Seiten angenäht
- optional mit Unterstützungslasche





#### Indikationen:

- Lumbalgien
- rheumatische Kreuzschmerzen
- Instabilitäten im LWS Bereich
- Haltungsstörungen
- Iliosakrale Reizzustände
- Schmerzen im Lendenbereich
- Ligamentosen
- Osteoporose
- Adipositas
- Extreme Oberweite

#### Rumpfstützmieder Modell B

- Leibteil aus Lycra mit Futterstoff unterlegt
- Büste und Leibpatte aus Spitze
- Büstenteil ist seitlich rund gearbeitet und läuft nicht in die Seitennähte
- Rückenmitte aus Satin mit Futterstoff unterlegt
- Trägerband an beiden Seiten angenäht
- Rumpfstützmieder besteht aus 5 Bahnen
- optional mit Unterstützungslasche



#### Indikationen:

- Lumbalaien
- rheumatische Kreuzschmerzen
- Instabilitäten im LWS Bereich
- Haltungsstörungen
- Iliosakrale Reizzustände
- Schmerzen im Lendenbereich
- Ligamentosen
- Osteoporose
- Adipositas
- Extreme Oberweite

#### Rumpfstützmieder Modell C

- Leibmitte aus Satin mit Futterstoff unterlegt
- Leibseiten aus doppeltem Lycra
- Büste bis zur Hälfte aus Satin nach oben mit **Spitze**
- Büste läuft in die Seitennähte
- Rückenmitte aus doppeltem Satin
- Rückenmittelnaht
- Rückseiten und Seitenteile aus doppeltem Lycra
- Trägerband an beiden Seiten angenäht
- Rumpfstützmieder besteht aus 10 Bahnen
- optional mit Unterstützungslasche





#### **Indikationen:**

- Lumbalgien
- rheumatische Kreuzschmerzen
- Instabilitäten im LWS Bereich
- Haltungsstörungen
- Iliosakrale Reizzustände
- Schmerzen im Lendenbereich
- Ligamentosen
- Osteoporose
- Adipositas
  - Extreme Oberweite

### Rumpfstützmieder Modell D

- Leibteil komplett aus doppeltem Lycra
- Büste und Leibpatte aus Spitze
- Büstenteil ist seitlich rund gearbeitet und läuft nicht in die Seitennähte
- Rückenteil komplett aus doppeltem Lycra
- Trägerband an beiden Seiten angenäht
- optional mit Unterstützungslasche





#### Indikationen:

- Lumbalgien
- rheumatische Kreuzschmerzen
- Instabilitäten im LWS Bereich
- Haltungsstörungen
- Iliosakrale Reizzustände
- Schmerzen im Lendenbereich
- Ligamentosen
- Osteoporose
- Adipositas
- Extreme Oberweite

### Lindemann - Mieder für Damen und Herren

- aus Drell, Jacquard oder Satin, mit Futterstoff unterlegt
- Seitenteile aus Elastinova
- Verschluss auf Wunsch links, rechts oder in der Mitte mit Haken und Ösen, Schnürung oder Klettverschluss
- Unterstützungslasche mit Klettverschluss
- im Rücken 4 schmale orthopädisch gebogene Stäbe und 2 Kreuzgurte



#### Indikationen:

- Degenerative Erkrankungen der Lendenwirbelsäule und des thorakolumbalen Ubergangs
- Osteoporose mit Haltungsinsuffizienz
- Postoperative vorübergehende Immobilisation

#### Leibbinde nach Maß

- aus Bandana-Drell oder Satin mit Futterstoff unterlegt
- Seitlich mit 2 elastischen Einsätzen oder optional elastischen Gummiecken
- Verschluss auf Wunsch links, rechts oder in der Mitte mit Haken und Ösen, Schnürung oder Klettverschluss
- Unterstützungsgurt einfach mit Schnallenoder Klettverschluss
- optional mit Stäben im Rücken





#### Indikationen:

- Haltunasinsuffizienz
- Lumbales Facetten-Syndrom
- Adipositas mit lumbaler Hyperlordose
- Insuffizienz der Bauchmuskulatur
- Chronische Bandscheibenschäden
- Degenerative Spinalkanalstenose

## Kreuzstützmieder

- Komplett aus doppeltem **Drell**
- Verschluss auf Wunsch links, rechts oder in der Mitte
- Unterstützungsgurt mit Klettverschluss oder Dornschnallen
- im Rücken 2 bis 6 orthopädische gebogene Stäbe, 1 oder 2 cm breit
- Kreuzgurt, auf Wunsch mit Rückenstützpelotte





#### Indikationen:

- Lumbalgie bei degenerativen Veränderungen der LWS und unteren BWS
- Spondylarthrose
- Leichte Osteoporose
- Osteochondrose der LWS
- Nach Spondylodesen
- Postoperativ

#### Überbrückungsmieder

- aus doppeltem **Drell**
- Verschluss vorne Mitte mit Haken und Ösen, Schnürung oder Klettverschluss
- Rückenmitte teilbar mit Klett und Flausch überlappend
- Stäbe einzeln herausnehmbar



#### Indikationen:

- starke Lockerungserscheinungen der Lendenwirbelsäule
- schweres Lumbalsyndrom
- postoperativ nach Bandscheiben-OP
- Frakturbehandluna
- Tumor in der Lendenwirbelsäule
- Osteoporose



## Leibbinde Maßanfertigung

Orthopädische Miederwaren von **CAROLI** werden nach Ihren Maßangaben individuell und anprobefertig hergestellt. Nach der Anprobe wird die Leibbinde durch uns fertiggestellt oder wir liefern das Material zur Fertigstellung auf Wunsch mit.

Optional mit individuell gefertigter Sto-maöffnung, Schrittzwickel, Unterstützungs-lasche, Innenleibbinde und elastischen Sei-

Für Bestellungen bitte Maßblatt "Rumpf" auf Seite 100 verwenden.

### **FARBEN**



Vintage



Weiß



Haut



Franz. Spitze



Schwarz



Weiß/Rosé



Haut/Schwarz



Schwarz/Rot

## Vintage-Design









Versorgungsbeispiel Bustier & Rumpfstützmieder für Übergrößen



## **BUSTIER & RUMPFSTÜTZMIEDER** FÜR ÜBERGRÖSSEN

Individuell auf Maß gefertigt. Auch für sehr große Brüste geeignet. Stützt, formt und entlastet durch die stabile Bustierkonstruktion sowie die breiten Überkreuz-Träger.

Dazu passend erhältlich Miederslip mit Shaping-

Für Bestellungen bitte Maßblatt "Rumpf" auf Seite 100 verwenden.

### **FARBEN**



Haut



Franz. Spitze



Schwarz



## Versorgungsbeispiel Herrenrumpfstützmieder



## Rumpfstützmieder nach Maß für Herren aus stabilem Baumwollköper "Spaceman"

Stufenlos verstellbare, elastische Schulter-träger mit Klettverschluss

### **Optional:**

- elastische Seitenteile oder elastische Ecken
- Stomaöffnung mit oder ohne Abdecklasche

Für Bestellungen bitte Maßblatt "Rumpf" auf Seite 101 verwenden.

#### Raketen Bauplan Design





## Versorgungsbeispiel Kinderleibbinde



Leibbinde für Kinder auf Wunsch mit weichem, softem Fleece-Material



Materialien für Kinderleibbinden

Optional elastische Seitenteile



Kids maritim





Für Bestellungen bitte Maßblatt "Rumpf" auf Seite 100 verwenden.

## Überbrückungsmieder nach Hohmann



Die Wirkungsweise des Überbrückungsmieders besteht in der Ruhigstellung der Lendenwirbelsäule in endlordosierter Posi-

#### **Indikationen:**

### **FARBEN**





Weiß



Haut



Franz. Spitze



Schwarz



Weiß/Rosé



Haut/Schwarz



Schwarz/Rot

| Größe | Hüftumfang in cm |  |
|-------|------------------|--|
| 1     | 80 – 95          |  |
| 2     | 100 – 110        |  |
| 3     | 115 – 130        |  |

Schienensatz bestehend aus Becken- und Rumpfspange und 2 Rückenstangen in 3 Größen erhältlich



## Überbrückungsmieder nach Hohmann



## **Maßblatt Rumpf**



Fax. +49 (0) 78 21 | 93 99 34

| Leibbinde L            | Lindemann-Mieder 🔲 Kreuzstützmiede            | r 🔲 Überbrückun | ngsmieder  |
|------------------------|---|-----------------|--|
|                        |   |                 | ☐ halbfertig ☐ fertig ☐ Material zur<br>Fertigstellung               |
| 0                      | 2   |                 | Farbe  Haut Schwarz Weiß   |
|                        |   |                 | Stoff  |
|                        |   |                 | ☐ Drell ☐ Drell doppelt ☐ Jacquard                                   |
|                        |   |                 | ☐ Vintage ☐ Franz. Spitze ☐ Satin                                    |
| Unterbrustumfang       | Taillenumfang                                 |                 | ☐ Kids Flowers ☐ Jacquard gepunktet                                  |
| cm                     | <u> </u>                                      |                 | ☐ Kids Maritim ☐ Spaceman  Rücken                                    |
|                        |   |                 | starke Lordose Rundrücken normal                                     |
| 3                      | 4   | (5)             | Abdomen  |
|                        |   |                 | ☐ flach ☐ gewölbt ☐ Hängeleib  |
| Leib-                  | Hüft-   |                 | Gesäß  |
| tiefe                  | tiefe   |                 | normal flach ausgeprägt  |
| Leibumfang/-tiefe      | Hüftumfang/-tiefe                             | Ųmfang į        | Spina Maß  |
|                        | -   | Miederabschluss | Schienensatz Überbrückungsmieder                                     |
| <u>cm</u><br>  cm      | <u>cm</u><br>  cm                             | cm              | Größe  |
| CIII                   | CIII  |                 | Ausführung   |
| 6                      | 0 - 8   | 9               | ☐ Unterstützungslasche ☐ 1-fach gegabelter Gurt                      |
|                        |   |                 | einfacher Gurt 2-fach gegabelter Gurt                                |
| ab Taille              | ab Taille                                     |                 | ☐ Kreuzgurt ☐ elastisch mit Haken- und<br>Augenband (3-fach Leiste)  |
| messen                 | du faille                                     |                 | Schrittzwickel   |
| Taillenhöhe            | unders " u.l.                                 | hintere         | ☐ Klettverschluss ☐ Haken-/Augenverschluss                           |
| (bis Unterbrustansatz) | vordere gewünschte<br>Gesamthöhe hintere Höhe | Gesamtlänge     | abnehmbar  |
| cm                     | cm cm   | cm              | Innenbinde   |
|                        |   |                 | elastisch teilelastisch unelastisch                                  |
| Sonstiges              |   |                 | Verschluss  ☐ vorne ☐ hinten ☐ rechts ☐ links                        |
|                        |   | -               | ☐ Klettverschluss ☐ wechselseitig                                    |
|                        |   |                 | Haken-/Augenverschluss   |
|                        |   |                 | ☐ Schnürung  |
|                        |   |                 | Reißverschluss teilbar nicht teilbar, unterlegt mit Haken-/Augenband |
|                        |   |                 | elastische Seitenteile   |
| Kontaktdo              | aten Angebot Bestel                           | lluna           | elastische Ecken Anzahl  |
|                        |   | J               | oben unten   |
| Kundennummer:          | Kommission:                                   |                 | vorne hinten   |
| Anschrift:             | Lieferanschrift:                              |                 | ArtNr. Größe   |
|                        | pais autocitate)                              |                 | Stübe  |
| Telefon:               | Ansprechpartner:                              |                 | $\square$ anatomisch $\square$ flexibel $\square$ spiral             |
| Datum:                 | Unterschrift:                                 |                 | Anzahl   |
|                        |   |                 | □ 14 mm □ 18 mm  |
|                        |   |                 | <b>Stoma</b> ∅ cm  |



## Maßblatt Büste | Rumpf

| Fax. +49 (0) 78 21                    | 93 99 34                     |                            |                           |  |
|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|--|
| ☐ Rumpfstützmie                       | eder 🗆 Korselett             | ■ Bustier ■ Tankini !      | Shirt                     |  |
|                                       |                              |                            |                           | ☐ halbfertig ☐ fertig ☐ Material zur<br>Fertigstellung   |
| 0 2                                   | 3                            | d oben unten Körbchengröße | 6                         | Farbe  Haut Schwarz Weiß  Stoff  |
| Umfang oberer E<br>Abschluss<br>cm    | Brustumfang Brustbr          | eite Brusthöhe  cm cm cm   | Unterbrustumfang cm       | ☐ Drell ☐ Drell doppelt ☐ Jacquard ☐ Vintage ☐ Franz. Spitze ☐ Satin ☐ Kids Flowers ☐ Jacquard gepunktet ☐ Kids Maritim ☐ Spaceman |
| 6                                     | Teib-<br>tiefe               | 8 Hüft- tiefe              | 9                         | Rücken  starke Lordose Rundrücken normal  Abdomen  flach gewölbt Hängeleib   |
| Taillenumfang cm                      | Leibumfang/-tiefe            | Hüftumfang/-tiefe          | Umfang<br>Miederabschluss | Gesäß  normal flach ausgeprägt  Spina Maß BH-Größe   |
| 10 ab Ta                              | ille cm                      | cm (2) ab Taille           | (3)                       | Ausführung  Unterstützungslasche elastisch mit Haken- und Augenband (3-fach Leiste)  |
| Taillenhöhe<br>(bis Unterbrustansatz) | vordere Gesamthöhe<br>obencm | gewünschte<br>hintere Höhe | hintere<br>Gesamtlänge    | Schrittzwickel  Klettverschluss Haken-/Augenverschluss abnehmbar   |
| (4)                                   | unten <u>cm</u>              | Sonstiges                  | cm                        | Innenbinde  elastisch teilelastisch unelastisch  Verschluss  |
| Unterachselhöhe                       | seitliche Höhe               |                            |                           | vorne hinten rechts links  Haken-/Augenverschluss Reißverschluss teilbar nicht teilbar, unterlegt mit Haken-/Augenband             |
| <u> </u>                              | cm_                          |                            |                           | alastische Seitenteile   |
| Kontakto                              | laten                        | Angebot Bestellung         |                           | Pelotte  |
| Kundennummer:                         |                              | Kommission:                |                           | ArtNr Größe  |
| Anschrift:                            |                              | Lieferanschrift:           |                           | Stäbe  ☐ anatomisch ☐ flexibel ☐ spiral  |
| Telefon:                              |                              | Ansprechpartner:           |                           | Anzahl   |
| Datum:                                |                              | Unterschrift:              |                           | □ 14 mm □ 18 mm  |

## Damen- | Herrenleibbinden



Modell 45

## Halbfertige Leibbinden

- für Damen und Herren
- in verschiedenen Höhen und Ausführungen
- Übergrößen, Maßanfertigungen und andere Pelottenformen gegen Aufpreis

In den Größen 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120 und 125 cm (Körperumfang) lieferbar.

Bitte nutzen Sie für Ihre individuelle Versorgung unser Maßblatt auf Seite 100.

| Modell | Höhe in cm<br>(vorne/hinten)  | Rezeichnung  |  |
|--------|---|--|--|
| 60     | 60 36/44 Rückenstützbinde für Damen und Herren aus doppeltem Drell Schnürung vorne mit Unterleglasche und seitlichem Hakenverschluss                                  |  |  |
| 42     | Damenleibbinde aus festem Drell (gefüttert) mit elastischen Gummieinsätzen an den Seiten seitlicher Hakenverschluss und Schnürung im Rücken, mit Unterstützungsgurten |  |  |
| 44     | 27/44   | Damenleibbinde aus festem Drell (gefüttert) mit elastischen Gummieinsätzen an den Seiten<br>Klettverschluss auf der linken Seite mit 4 Umlenkschlaufen, Unterleglasche und Unterstützungsgurte |  |
| 45     | 36/44   | Rückenstützbinde für Damen und Herren aus festem Drell (gefüttert), gegabelte Unterstützungsgurte<br>Schnürung (rechts) mit Unterleglasche, Hakenverschluss (links) mit doppeltem Augenband    |  |

<sup>\*</sup>ab Größe 105 siehe AGBs "Preise und Zuschläge"

## Damen- | Herrenleibbinden



Bandana 13

## **BANDANA**

## Medizinische Leibbinden

Nach Bruch- und Bauchoperationen, bei Bauchdeckenschwäche, Magensenkung oder Hängeleib, während oder nach der Schwangerschaft und bei Rückenschmerzen.

- für Damen und Herren
- in verschiedenen Höhen und Ausführungen
- Auf Wunsch mit Strumpfhaltern
- Übergrößen, Maßanfertigungen und andere Pelottenformen gegen Aufpreis

In den Größen 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120 und 125 cm (Körperumfang) lieferbar.

| Modell | HMV-Nr.       | Höhe in cm<br>(vorne/hinten) | Bezeichnung  |  |
|--------|---------------|------------------------------|--|--|
| За     | 05.11.03.1003 | 22/20                        | Leibbinde für Herren aus unelastischem Stoff mit seitlichen Gummieinsätzen<br>Leibteil mit 3 Spiralen, Unterstützungsgurte, Stützlasche und 2 Schnallen<br>mit seitlichem Hakenverschluss und Rückenschnürung  |  |
| 4      | 05.11.03.0010 | 32/36                        | Leibbinde für Damen aus unelastischem Stoff mit seitlichen Gummieinsätzen<br>Ausführung wie Bandana 3a mit seitlichem Hakenverschluss und Rückenschnürung  |  |
| 9      | 05.11.03.0001 | 32/38                        | Umstandsleibbinde aus elastischem Tüllmaterial, im Rücken geschlossen<br>breiter elastischer Stützgurt, elastische Stützlasche zum Haken, Rückenteil unelastisch   |  |
| 10     | 05.11.03.0002 | 32/30                        | Bandana 9 mit seitlichem Hakenverschluss und beidseitiger Schnürung mit Erweiterungslasche<br>Bandana 10 mit beidseitigem Haken- und dreifach Augenband zum Verstellen   |  |
| 13     | 05.11.03.0004 |                              | Leibbinde für Damen aus elastischem Tüllmaterial, im Rücken geschlossen<br>breite elastische Stützgurte zum Haken, Stützlasche aus Stoff, Leibteil mit 3 Spiralen<br>seitlicher Hakenverschluss mit doppeltem Augenband, stützende Formstäbe im Rücken |  |
| 14     | 05.11.03.0013 | 32/36                        | Leibbinde für Damen aus unelastischem Stoff mit seitlichen breiten Gummieinsätzen<br>breite elastische Stützgurte zum Haken, Stützlasche aus Stoff, Leibteil mit 3 Spiralen  |  |
| 15     | 05.11.03.0014 |                              | Bandana 14 mit seitlichem Hakenverschluss und Rückenschnürung<br>Bandana 15 mit seitlichem Hakenverschluss und doppeltem Augenband<br>im Rücken geschlossen mit stützenden Formstäben  |  |

\*ab Größe 105 siehe AGBs "Preise und Zuschläge"



# PERONEUS & COLOSTOMIE

Auch im Bereich der Orthopädieschuhtechnik und der Colostomie bieten wir hochwertige Hilfsmittel an, die sich seit vielen Jahren bewährt haben und die nach wie vor bei erfolgreichen Versorgungen im Einsatz sind. Viele Menschen vertrauen auf die Zuverlässigkeit dieser Produkte, die ihnen ein sicheres und gutes Gefühl im Alltag vermitteln und somit für mehr Lebensqualität sorgen.



## Aus Polypropylen mit kurzer oder langer Sohle.

Mit dieser Unterschenkel-Orthese wird bei Peroneusschwäche der Vorfuß leicht angehoben und die Plantarflexion elastisch begrenzt. Das Material ist thermoplastisch nachformbar, kann daher individuell angepaßt werden und ist außerdem hygienisch und pflegeleicht. Durch ihr geringes Gewicht ist die Orthese sehr angenehm zu tragen.

- lieferbar in den Größen 1 (Schuhgröße 35 37), 2 (37 – 39), 3 (39 – 41) und 4 (41 – 44)
- für den rechten oder linken Fuß einsetzbar
- Klettverschluss montiert
- inkl. Waden- und Schienbeinpolster

#### Indikationen:

- Peroneusparese
- Lumbaler Wurzelschaden
- Poliomyelitis

| Modell | HMV-Nr.       | Größen  | Bezeichnung   |
|--------|---------------|---------|---|
| 2000   | 23.03.02.5004 |         | Orthese aus Polypropylen mit kurzer Sohle inkl. vormontiertem Klettverschluss<br>sowie Waden- und Schienbeinpolster |
| 3000   | 23.03.02.5005 | 1,2,3,4 | Orthese aus Polypropylen mit langer Sohle inkl. vormontiertem Klettverschluss<br>sowie Waden- und Schienbeinpolster |

Bitte Seite und Größe angeben

## Heidelberger Winkel



### Zur Versorgung von Patienten mit allgemeiner Fußheberschwäche.

#### Indikationen:

- leichte Fußheberschwäche
- Apoplexie
- leichte Peroneuslähmung ohne Spastiken
- 90° Senkung im Sohlenbereich

Wird als Bausatz mit Feder und Wadenschelle geliefert.

| Federlänge | lieferbare Breiten | Bezeichnung         |
|------------|--------------------|---------------------|
| 430 mm     | 16, 20 mm          | Heidelberger Winkel |

Bitte immer die gewünschten Abmessungen angeben.

## Fußheberorthesen

# **Fußhebeschiene** nach Prof. Dr. J. Eichler Zur Behandlung des Lähmungsspitzfußes. Die passive Aufrichtung des gelähmten, herabhängenden Fußes durch eine Fußhebeschiene ist seit langem in der Orthopädietechnik bekannt und hat sich seit vielen Jahren bewährt. • lieferbar in den Absatzbreiten 50, 60 und 70 mm • für normale und feste Konfektionsschuhe mit mindestens 3 cm Absatzhöhe • mit Wadenband für Umfang 30 bis 35 cm auswechselbar f ür den rechten oder linken Fuß einsetzbar Führungsbuchse

| Modell                    | HMV-Nr.       | lieferbare Breiten | Bezeichnung                                |
|---------------------------|---------------|--------------------|--|
| Fußhebeschiene            |               | 50.40.70           | Fußhebeschiene komplett mit Führungsbuchse |
| nach Prof. Dr. J. Eichler | 23.03.33.0004 | 50, 60, 70 mm      | Führungsbuchse für Fußhebeschiene          |

Bitte Seite und Größe angeben



| Modell         | HMV-Nr.       | lieferbare Größen | Bezeichnung                           |
|----------------|---------------|-------------------|---------------------------------------|
| 5 5 1          | 23.03.33.0003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6  | Peroneus-Feder komplett mit Halterung |
| Peroneus-Feder |               |                   | Halterung für Peroneus-Feder          |

Bitte Größe angeben



Die elastischen Stoma-Bandagen aus modernem Spezialgewebe bieten zuverlässigen Schutz und angenehmen Tragekomfort im aktiven Alltag. Sicher und multifunktionell unterstützt die Stoma-Bandage jegliche Art körperlicher Aktivität und garantiert einen kompletten Schutz des Beutels durch die neuartige Protektorlasche. Durch den praktischen Klettverschluss oberhalb der Stomaöffnung wird der Beutelwechsel einfach und bequem unterstützt. Für eine perfekte Passform stehen individuelle Größen zur Auswahl.

#### Vorteile:

- Einfacher und bequemer Beutelwechsel durch praktischen Klettverschluss angenehmer und fester Halt
- Perfekter Schutz des Beutels durch Protektorlasche unauffällig und diskret in 2 Qualitäten lieferbar

# MIT **SICHERHEIT** EIN GUTES **GEFÜHL**



STOMAAKTIV+ premium

## **Ideal beim Sport** und in der Freizeit

- perfekter Schutz des Beutels
- optimales Körperklima
- anaenehm auf der Haut
- Protektor Tasche



**STOMA**AKTIV premium

# Sicher und gestützt durch den Alltag

- angenehmer und fester Halt
- unauffällig und diskret
- in 2 Qualitäten lieferbar



**STOMA**AKTIV comfort

# Einfacher und bequemer Beutelwechsel durch praktischen Klettverschluss

- eingearbeitete Stabilisierungsstäbe
- abnehmbare Prolapslasche
- verstellbarer Klettverschluss

# **Premium**

Das innovative Spezialgewebe mit 4-Wege-Stretch ist extrem elastisch und passt sich den Bewegungen ideal an. Dank optimaler Luftzirkulation überzeugt das Modell **STOMA**AKTIV+ durch eine hervorragende Atmungsaktivität und wirkt gleichzeitig feuchtigkeitsregulierend. Das exklusive Protection-Gewebe bietet zusätzlichen Wärmeschutz und ist überdies wasserabweisend.



in 3 Farben erhältlich (Schwarz, Weiß, Hautfarbe)



# Comfort

Im Vergleich zur Premium-Ausführung, ist das elastische, formstabile Comfort Gewebe fester und griffiger und bietet somit noch mehr Halt und Sicherheit.



in 3 Farben erhältlich (Schwarz, Weiß, Hautfarbe)





# Sieben neue Trendfarben

Zusätzlich zu den gewohnten Modellen in den Qualitäten (Premium/ Comfort) einfarbig schwarz, weiss oder hautfarben, jetzt in individuellen Größen und Höhen sowie sechs neuen Kontrastfarben erhältlich.











Stomaaktiv+ premium schwarz



Stomaaktiv premium weiß

# **Indikationen:**

- Bauchdeckenschwäche
- Parastomale Hernie
- Kolostomie
- Ileum-Conduit
- Colon-Conduit
- Prolaps
- Ilestomie
- Urostomie

|                   |               |               |               |               |               |               | Ma              | Btab            | elle            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Größe             | 70            | 75            | 80            | 85            | 90            | 95            | 100             | 105             | 110             | 115             | 120             | 125             | 130             | 135             | 140             | 145             | 150             |
| Bauchumfang in cm | 70<br>-<br>74 | 75<br>-<br>79 | 80<br>-<br>84 | 85<br>-<br>89 | 90<br>-<br>94 | 95<br>-<br>99 | 100<br>-<br>104 | 105<br>-<br>109 | 110<br>-<br>114 | 115<br>-<br>119 | 120<br>-<br>124 | 125<br>-<br>129 | 130<br>-<br>134 | 135<br>-<br>139 | 140<br>-<br>144 | 145<br>-<br>149 | 150<br>-<br>155 |

|             | Produktübersicht Produktübersicht |                   |               |                    |                   |  |  |
|-------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|--------------------|-------------------|--|--|
| Modell      | HMV-Nr.                           | Ausführung        | Höhe          | Ø der Stomaöffnung | Seite der Öffnung | Farbe  |  |
|             |                                   | Comfort*          | 15 cm         | 60 oder 75 mm      | links oder rechts | schwarz<br>oder hautfarben   |  |
| STOMAAKTIV  | 05.11.03.2015                     |                   | 17 cm         | 85 mm              | links oder rechts |  |  |
| SIOMAARIIV  |                                   | Premium**/<br>H2O | 15 cm         | 60 oder 75 mm      | links oder rechts | schwarz, weiß<br>oder hautfarben/<br>schwarz<br>schwarz, weiß<br>oder hautfarben/<br>schwarz |  |
|             |                                   |                   | 1 <i>7</i> cm | 85 mm              | links oder recnts |  |  |
|             |                                   | Premium**/<br>H2O | 15 cm         | 60 oder 75 mm      | links adar rashts |  |  |
| STOMAAKTIV+ |                                   |                   | 17 cm         | 85 mm              | links oder rechts |  |  |

<sup>\*</sup> individuelle Höhe möglich: Aufpreis 16,30 €

<sup>\*\*</sup> individuelle Höhe möglich: Aufpreis 24,40 €

# **H2O STOMA BADEMODE NACH MAß**

Durch die integrierte Stomabeutel-Tasche sowie die vorteilhafte Schnittführung garantiert die Stoma Badeserie maximale Sicherheit und optimale Kaschierung ohne optisch aufzutragen.

### **TANKINI-SHIRT**<sup>1</sup>

Individuell auf Maß angefertigt. Ideal auch für Übergrößen durch figurschmeichelnde längsbetonende Nahtführung sowie formendes Neckholder-Shirt, mit eingearbeiteten Innen-Bustier.

<sup>1</sup> Für die Bestellung bitte Maßblatt Büste/ Rumpf Seite 101verwenden.

# **STOMAPANTY**<sup>2</sup>

Individuell angefertigte Bikinihose extrahoch geschnitten mit integrierter Stomaöffnung sowie praktisch unsichbarer Stomabeuteltasche. Grundfarbe in schwarz, Nähte und Kanten in trendigen Kontrastfarben.

<sup>2</sup> Für die Bestellung bitte Maßblatt Bruchhosen/Badehose Rumpf Seite 80 verwenden.

### **FARBEN**

### **Grundfarbe:**



#### Kontrastfarben:





Stomaaktiv+ mit rotem Einfassband







# **HERREN BADEHOSE &**

Badehose mit trendigen Kontrastnähten, optional mit integrierter Stoma-Tasche (Konstruktion wie Damen-Panty) oder dazu passend H2O STOMAAKTIV+

<sup>2</sup> Für die Bestellung bitte Maßblatt Bruchhosen/Badehose Seite 80 verwenden.

# H2O STOMAAKTIV+2

# **FARBEN**

# **Grundfarbe:**



Schwarz

#### Kontrastfarben:



Grau



Aqua



Orange





Gelb



Schwarz





# Colostomie-Bandagen 881 und 883

Stoma-Versorgung mit austauschbaren Polyäthylenbeuteln als Alternative bei Unverträglichkeit von Klebesystemen.

Die Bandage muss beim Wechseln des Beutels nicht abgenommen werden (bei äußerem Klemmring).

# Vorteile:

- Halteplatte aus Plexiglas oder Makrolon
- Beutelbefestigung von außen oder innen
- Klemmring auch mit halber Öffnung lieferbar
- mit abnehmbarem Leibgurt

| Modell   | HMV-Nr.       | Bezeichnung  |
|----------|---------------|--|
| 881      | 29.26.09.0016 | mit Makrolonhalteplatte und äußerem Klemmring (offen)<br>Silikon-Abdichtungsring Gr. 9 (lichte Weite 5,5 cm) und Leibgurt mit Druckknopfverschluss     |
| 883ST    | 29.26.09.0016 | mit Makrolonhalteplatte und äußerem Klemmring (halboffen)<br>Silikon-Abdichtungsring Gr. 9 (lichte Weite 5,5 cm) und Leibgurt mit Druckknopfverschluss |
| Poly 140 | 29.26.09.1000 | Polyäthylenbeutel zu 871/971/881/883<br>5 my, 140 x 210 mm (B x H); Packung à 100 Beutel   |
| Poly 180 | 29.26.09.1003 | Polyäthylenbeutel zu 871/971/881/883<br>5 my, 180 x 240 mm (B x H); Packung à 100 Beutel   |
| Poly 240 | 29.26.09.1002 | Polyäthylenbeutel<br>5 my, 240 x 260 mm (B x H); Packung à 100 Beutel  |

Bitte Größe angeben

In den Standard-Umfängen 75, 80, 85, 90, 95, 100 und 105 (Körperumfang) lieferbar.



# Prolapsbandage mit Ablauf

# Eine unauffällige und bequeme Versorgung bei Darmvorfall.

Verhindert das Hervortreten des Darms bei Prolapsneigung.

- Plexiglasplatte mit konvexer Wölbung
- Ermöglicht den Ablauf des Darminhaltes in die Beutelversorgung
- Leibgurt mit Druckknopfverschluss
- kein Druck auf den Rastring bei der Verwendung ein- oder zweiteiliger Systeme
- lieferbar in 5 Größen (Durchmesser)

| Modell         | lieferbare Größen               | Bezeichnung  |
|----------------|---------------------------------|--|
| Prolapsbandage | 50 40 70 00 00                  | Bandage komplett mit Prolapskappe und Leibgurt                             |
| Prolapskappe   | 50, 60, 70, 80, 90              | Prolapskappe aus Plexiglas, mit konvexer Wölbung und Ablauf, ohne Leibgurt |
| Leibgurt       | 75, 80, 85, 90, 95,<br>100, 105 | Gummiband 50 mm breit mit Druckknopfverschluss für Prolapskappe            |

Übergrößen und Maßanfertigung gegen Aufpreis





# MATERIAL & ZUBEHÖR

Die Herstellung von orthopädischen Maßanfertigungen erfolgt durch eine Vielzahl einzelner Arbeitsschritte bei denen die unterschiedlichsten Materialien miteinander verbunden werden. In unserer neu entstandenen Rubrik "Zubehör & Material" finden Sie auf den folgenden Seiten ausgewählte Materialien und Verarbeitungshilfen aus den Bereichen Orthetik und Textil, die Sie bei der Erstellung Ihrer Hilfsmittelversorgung unterstützen und Ihnen die Möglichkeit geben individuelle Kundenwünsche umzusetzen.



AT18 Einfassband gerippt (elastisch)

Materialzusammensetzung: 80% PE, 20% PU Breite: 9/9 mm (18 mm) faltbar

Farben: orange, kiwi, gelb, pink, aqua, rot, grau, schwarz, weiß, rosé, dusty lila





Größe: ca. 2 cm

Farben: schwarz, weiß, rot, beige, rosé, pink



Farben: schwarz, weiß, haut



Farben: schwarz, weiß, haut

Farbe: haut



Farbe: haut





 $20\;mm,\,30\;mm,\,50\;mm,\,100\;mm$ 



Breite: 18 mm

Länge: 20-40 cm (in 2 cm Schritten)

Farbe: weiß



Breite: 14 mm

Länge: 20-40 cm (in 2 cm Schritten)

Farbe: weiß



Spiral Stäbe (Art. 302)

Breite: 13 mm

Länge: 6-40 cm (in 1 cm Schritten)

Farbe: silber (verzinkt)



Breite: 13 mm

Länge: 6-40 cm (in 1 cm Schritten)

Farbe: weiß













# Drell

Breite: 140 cm 100% Baumwolle

### Farben:

schwarz (Art. 9000976) weiß (Art. 900352) haut (Art. 900351)

# Satin

Breite: 140 cm 100% Viskose

### Farben:

schwarz (Art. 9000784) weiß (Art. 9000783) haut (Art. 9000353)

# Jacquard geblumt

Breite: 140 cm 59% BW; 41% CV

# Farben:

schwarz (Art. 9000782) weiß (Art. 9000781) haut (Art. 9000349)

# Jacquard gepunktet

Breite: 140 cm 81% BW; 19% CV

# Farben:

schwarz/rot (Art. 9001391) weiß/rosé (Art. 9001390) haut/schwarz (Art. 9001392)

# Fischgratköper Kids

Breite: 160 cm 100% Baumwolle

# Farbe:

bunt (Art. 9001393)

# Vintage

Breite: 140 cm 100% Baumwolle

# Farbe:

bunt (Art. 9001070

# **Dekostoff Kids Maritim**


Breite: 140 cm 100% Baumwolle

# Farbe:

bunt (Art. 9001492)











# **Futterstoff**

100% Baumwolle

Farbe Breite

schwarz 160 cm (Art. 9000998) weiß 160 cm (Art. 9000655) haut 140 cm (Art. 9000355)

# **Premium**

45% PA; 42% PES; 13% EL Breite 140 cm

### Farben:

schwarz (Art. 9001062) weiß (Art. 9001386) haut (Art. 9001387)

# Comfort (Lycra stark)

42,5% PA, 28,2% CV, 29,3% ED

Breite: 180 cm

# Farben:

schwarz (Art. 9000788) weiß (Art. 9000048) haut (Art. 9000077)

# Lycra

65% PA; 35% EL

Farbe Breite

schwarz 180 cm (Art. 9000106) weiß 180 cm (Art. 9000104) haut 180 cm (Art. 9000105)

### Spitze kaschiert

48% Polyamid, 33% Viskose, 19% Elastan Breite: 145 cm

# Farben:

schwarz (Art. 9001444) weiß (Art. 9001443) haut (Art. 9001442)

# Französische Spitze

100% PE Breite: 130 cm

### Farbe:

schwarz (Art. 9001249)

# Laminierstoffe

# Laminierstoffe

Nicht nur die Passform und Funktion einer Orthesenversorgung sind wichtige Kriterien, zunehmend steht auch das äußere Design eines Hilfsmittels im Blickfeld des Patienten. Mit unseren farbenfrohen und trendigen Designs haben Sie die Möglichkeit, individuelle Kundenwünsche umzusetzen und dem Hilfsmittel einen ganz besonderen Look zu verleihen.

Bitte beachten Sie hierzu die angegebenen

- in beide Richtungen gleichmäßig dehnbar

# Verarbeitungshinweise:

Die Zugabe einer geringen Menge weißer Gießharzfarbe lässt die Farben noch intensiver wirken.









Snake Rose

# **LAMINIERSTOFFE**

| Bezeichnung | Bestellnummer<br>Größe 80 x 35 cm | Bestellnummer<br>Größe 120 x 50 cm |
|-------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Leaf        | 5456                              | 5457                               |
| Flash       | 5458                              | 5459                               |
| Fire        | 5460                              | 5461                               |
| Metal       | 5462                              | 5463                               |
| Boards      | 5464                              | 5465                               |
| Snake       | 5466                              | 5467                               |
| Rose        | 5468                              | 5469                               |
| Rain        | 5470                              | 5471                               |
| Flowers     | 5472                              | 5473                               |
| Zoo         | 5474                              | 5475                               |

# Thermopapier








Boards



Rain

Metal







Zoo

# Thermopapier

Neben der Orthesenfertigung mit Faserverbundwerkstoffen werden aufgrund der guten Nachbearbeitungsmöglichkeiten auch häufig Thermoplaste für die Anfertigung von Redressionsorthesen verwendet. Hierfür stehen Ihnen die aufgeführten Grafiken auch als Thermopapier in den Größen 80 x 35 cm und 120 x 50 cm zur Verfügung.

- dickeres/festeres Papier ermöglicht ein faltenfreies Auflegen und Abziehen

# Verarbeitungshinweise:

- Das Thermopapier sollte 45-60
   Sekunden auf dem bereits erwärmten
   Kunststoffmaterial verbleiben

# **THERMOPAPIER**

| Bezeichnung | Bestellnummer<br>Größe 80 x 35 cm | Bestellnummer<br>Größe 120 x 50 cm |
|-------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Leaf        | 5476                              | 5477                               |
| Flash       | 5478                              | 5479                               |
| Fire        | 5480                              | 5481                               |
| Metal       | 5482                              | 5483                               |
| Boards      | 5484                              | 5485                               |
| Snake       | 5486                              | 5487                               |
| Rose        | 5488                              | 5489                               |
| Rain        | 5490                              | 5491                               |
| Flowers     | 5492                              | 5493                               |
| Zoo         | 5494                              | 5495                               |

# Verschlusssysteme für Orthesen

# Orthesen-Klettverschlüsse

Passend zu unseren trendigen und farbenfrohen Laminierstoffen und Thermopapieren
haben wir jetzt auch PVC-verstärkte Klettverschlüsse, Umlenkschlaufen und Komfort-Schiebepolster im gleichfarbigen Design in unser Programm aufgenommen. Das
PVC- verstärkte Klettband mit Flauschbesatz
lässt sich stufenlos kürzen, lochen und zielgerichtet an der Orthese anbringen. Die verschiebbaren Verschlusspolster können innerhalb der Rillen um die vorgegebene Länge
aekürzt werden.

# Technische Merkmale:

- PVC verstärkte Klettverschlüsse, Umlenkschlaufen und Komfort-Schiebepolster
   individuell zurichtbar



# Verschlusssysteme für Orthesen



# **Komfort-Schiebepolster**

Die PVC verstärkten Komfort Schiebepolster sorgen für eine optimale Druckverteilung unterhalb des Verschlussbandes.

# **Technische Merkmale:**

- innerhalb der Rillen um die vorgegebene Länge kürzbar
- hoher Tragekomfort



# Verschlussband

PVC Verschlussband mit Klett- und Flauschbesatz

### **Technische Merkmale:**

- stufenlos kürzbar
- hohe Klettkraft



# **Umlenkschlaufe**

Umlenkschlaufen aus PVC mit Metallösen

# **Technische Merkmale:**

- individuell zurichtbar
- sehr strapazierfähig

| Bezeichnung | Größe       | Bestellnummer<br>Verschlussband, Umlenkschlaufe, Komfort-Schiebepolster |
|-------------|-------------|---|
| Leaf        | 50 x 510 mm | 5500  |
| Flash       | 50 x 510 mm | 5501  |
| Fire        | 50 x 510 mm | 5502  |
| Metal       | 50 x 510 mm | 5503  |
| Boards      | 50 x 510 mm | 5504  |
| Snake       | 50 x 510 mm | 5505  |
| Rose        | 50 x 510 mm | 5506  |
| Rain        | 50 x 510 mm | 5507  |
| Carbon      | 50 x 510 mm | 5508  |

# **KINDERAUSFÜHRUNG**

| Bezeichnung | Größe       | Bestellnummer<br>Verschlussband, Umlenkschlaufe, Komfort-Schiebepolster |
|-------------|-------------|---|
| Flowers     | 25 x 300 mm | 5509  |
| Zoo         | 25 x 300 mm | 5510  |



Die Justier- und Aufbauhilfen unterstützen Sie bei der Anfertigung Ihrer Orthesen und erleichtern Ihnen das Anrichten und Parallelstellen der Gelenksysteme. Das innovative Stecksystem gewährt eine einfache und schnelle Handhabung, ohne dass dabei eine mehrfache Demontage der Achsschraube notwendig ist. Sowohl die Verbindungshülsen als auch die Führungsstifte können individuell auf Ihre Bedürfnisse gekürzt werden.

Sie können jeweils einen kompletten Justiersatz im praktischen und übersichtlichen Koffer für unsere **DYNAL**OCK-Gelenke als auch für unsere **MONO**-zentrischen oder **POLY**-zentrischen Gelenkschienen bestellen.

# Technische Merkmale:









**DYNALOCK** 

MONO

**POLY** 

| Bezeichnung                                     | Bestellnummer |
|---|---------------|
| Justiersatz für Dynamische Gelenkschienen       | 5010          |
| Justiersatz für Statische Gelenkschienen (MONO) | 5020          |
| Justiersatz für Statische Gelenkschienen (POLY) | 5030          |

Detaillierte Informationen bezüglich der Verarbeitung finden Sie in der beigefügten Gebrauchsanweisung!



# **JUSTIERSETS DYNAMISCH**

| Bezeichnung                    | Bestellnummer |
|--------------------------------|---------------|
| Justierset DYNA 19/ DYNA 19 FE | 5150          |
| Justierset DYNA 25 – 35 / MH10 | 5154          |
| Justierset DYNA 45 – 55        | 5158          |

### **JUSTIERSETS STATISCH MONO**

| Bezeichnung  | Bestellnummer |
|--|---------------|
| Justierset MONO 10/20, MONO T 10/20,<br>MONO 160° 10/20, FQ 10/20, FQ 160°<br>10/20, LIMIT 10/20, LIMIT ZV 10/20, AT 12  | 5105          |
| Justierset MONO 14/25, MONO 20/25,<br>MONO T 14/25, MONO T 20/25,<br>MONO 160° 14/25, MONO 160°<br>20/25, FQ 14/25, FQ 20/25, FQ 160°<br>14/25, FQ 160° 20/25, LIMIT 14/25,<br>LIMIT 20/25, LIMIT ZV 14/25, LIMIT ZV<br>20/25, DUAL 14/20, DUAL 20/25,<br>AT 16, G16 | 5108          |
| Justierset MA 12/GE 12   | 5159          |
| Justierset MA 15/GE 15   | 5160          |

# **JUSTIERSETS STATISCH POLY**

| Bezeichnung           | Bestellnummer |
|-----------------------|---------------|
| Justierset POLY 10/20 | 5120          |
| Justierset POLY 14/25 | 5123          |
| Justierset POLY 20/25 | 5126          |
| Justierset POLY 20/35 | 5129          |



# **VERBINDUNGSHÜLSEN**

| Bezeichnung                  | Bestellnummer |
|------------------------------|---------------|
| Verbindungshülsen Ø 8 x 120  | 5213          |
| Verbindungshülsen Ø 12 x 170 | 5214          |

# Nur in der VE 5 Stück erhältlich!

# **Justiersets**

Als Auszug aus dem kompletten Koffer können Sie auch einzelne Justiersets spezifisch zu jeder Gelenkgröße bestellen.

Der Lieferumfang der Justiersets richtet sich nach der Gelenkart und beinhaltet Ansatzschraube oder Justierplatte (nur für POLY-Sets), Führungsstifte und Verbindungs-hülsen.

# Verbindungshülsen

Die Verbindungshülsen sind in zwei unterschiedlichen Größen erhältlich. Die Auswahl der entsprechenden Größe richtet sich nach der Gelenkart und Größe!

Zur Komplettierung des Kofferinhaltes oder der jeweiligen Sets können alle Komponenten (außer Verbindungshülsen) auch einzeln nachbestellt werden.



Justierplatte zur Aufnahme des Führungsstiftes





| Bezeichnung         | Bestellnummer |
|---------------------|---------------|
| Dummyset DYNA 19    | 5305          |
| Dummyset DYNA 19 FE | 5306          |
| Dummyset DYNA 25    | 5310          |
| Dummy DYNA T25      | 5311          |
| Dummyset DYNA 35    | 5314          |
| Dummyset DYNA 35    | 5316          |
| Dummyset DYNA 45    | 5318          |
| Dummyset DYNA 45    | 5319          |
| Dummyset DYNA 55    | 5324          |

Detaillierte Informationen bezüglich der Verarbeitung finden Sie in der beigefügten Gebrauchsanweisung!

# Schrauben & Muttern **Einpressmuttern** und Orthesenschrauben In Verbindung mit den erweiterten Fertigungsmöglichkeiten des Tiefziehens und Überlaminierens finden diese neuen Produkte Ihren Einsatz. Klein, flach und preiswert sind die wesentlichen Merkmale unserer speziellen Orthesenschrauben, die wir 2017 in unser Programm aufgenommen haben. Für das herkömmliche Verfahren der äußeren Anbringung der Schienen unterstützen Sie unsere Einpressmuttern aus Messing, die aufgrund Ihrer patentierten Rändelung einen sicheren Halt in Kunststoffen und Faserverbundwerkstoffen (CFK) gewährleisten und somit eine belastbare Verschraubung der Schienenschenkel mit der Orthese garantieren. **EINPRESSMUTTERN ORTHESENSCHRAUBEN** Gewindegröße M4 • Gewinde M4 x 7mm und M4 x 12 mm Messing Edelstahl Verwendbar für Kunststoffe und • Aufnahme Torx T10 Faserverbundwerkstoffe (CFK, GFK) • Kombinierbar mit unseren Zur Verschraubung der Schienenschenkel / Verschlusssysteme Orthesenschrauben M4

| Bezeichnung                            | Bestellnummer |
|--|---------------|
| Orthesenschrauben M4 x 7 mm, 25 Stk.   | 5443          |
| Orthesenschrauben M4 x 7 mm, 50 Stk.   | 5446          |
| Orthesenschrauben M4 x 7 mm, 100 Stk.  | 5449          |
| Orthesenschrauben M4 x 12 mm, 25 Stk.  | 5450          |
| Orthesenschrauben M4 x 12 mm, 50 Stk.  | 5451          |
| Orthesenschrauben M4 x 12 mm, 100 Stk. | 5452          |

Kombinierbar mit unseren Einpressmuttern M4

| Bezeichnung               | Bestellnummer |
|---------------------------|---------------|
| Einpressmuttern 25 Stück  | 5408          |
| Einpressmuttern 50 Stück  | 5411          |
| Einpressmuttern 100 Stück | 5413          |

• Sicherer Halt durch spezielle Rändelung

# Caroli Verstellschlüssel / Schraubendreher



Sechskant-Schraubendreher

 $2.0 \times 60 \text{ mm}$ für DUAL14/20 Bestell-Nr.: 4500030



Sechskant-Schraubendreher

 $2,0/2,5 \times 60 \text{ mm}$ für Dynamische Schienen Bestell-Nr.: 4500040



Sechskant-Schraubendreher

 $2.5 \times 75 \text{ mm}$ für DUAL 20/25 Bestell-Nr.: 4500033



**Torx-Schraubendreher** 

T10 x 100 mm für Dynamische Mitläuferschienen und Orthesenschrauben T10

Bestell-Nr.: 4500060



Sechskant-Schraubendreher

 $2.5 \times 100 \text{ mm}$ für Statische Gelenkschienen Bestell-Nr.: 4500039



**Sechskant-Kugelkopf** Schraubendreher

 $1.5 \times 75 \text{ mm}$ für Limitierungsgelenke Bestell-Nr.: 4500061



Sechskant-Schraubendreher

 $3.0 \times 100 \text{ mm}$ für Statische Gelenkschienen Bestell-Nr.: 4500042



**Sechskant-Kugelkopf** Schraubendreher

 $2.0 \times 100 \text{ mm}$ für Limitierungsgelenke Bestell-Nr.: 4500062



Sechskant-Schraubendreher

4.0 x 100 mm für Statische Gelenkschienen Bestell-Nr.: 4500045



**Sechskant-Kugelkopf** Schraubendreher

 $2.5 \times 100 \text{ mm}$ für Limitierungsgelenke

Bestell-Nr.: 4500063

# High Tech Orthesenstrümpfe



| Bezeichnung                         | Bestellnummer |
|-------------------------------------|---------------|
| 1 Paar Orthesenstrümpfe Größe 35-38 | 5453          |
| 1 Paar Orthesenstrümpfe Größe 39-42 | 5454          |
| 1 Paar Orthesenstrümpfe Größe 43-46 | 5455          |

# ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Alle Verträge über den Verkauf und die Lieferung von Waren, die wir mit unseren Kunden schließen, kommen ausschließlich zu den nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen zustande. Abweichende oder zusätzliche Allgemeine Geschäftsbedingungen insbesondere Einkaufsbedingungen der Kunden erkennen wir nicht an, auch wenn wir ihnen nicht nochmals nach Eingang bei uns ausdrücklich widersprechen. Änderung und Annullierung von Aufträgen bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung. Die Auftragserteilung gilt als stillschweigende Anerkennung unserer Bedingungen.

### §1 Angebot, Lieferung

Unsere Angebote gelten für den kaufmännischen Geschäftsverkehr und solange Vorrat reicht. Sie sind stets unverbindlich und freibleibend. Zwischenverkauf und Preisänderungen vor Vertragsabschluss behalten wir uns vor. Wir liefern nur an Wiederverkäufer und setzen voraus, dass diese mit der Versorgung von Patienten vertraut sind. Liefertermine werden nach Möglichkeit eingehalten, sie sind jedoch unverbindlich. Rechnungen stellen gleichzeitig Auftragsbestätigungen dar. Der Eintritt unvorhergesehener Ereignisse, wie Fälle höherer Gewalt, Betriebsstörungen durch Streiks bei uns oder unseren Lieferanten, berechtigen uns, die Lieferung hinauszuschieben oder den Auftrag aufzuheben. Der Käufer kann keine Schadenersatzansprüche daraus ableiten. Wir behalten uns das Recht vor, Teillieferungen auszuführen und sofort zu berechnen. Wir haben in jedem Fall Anspruch auf eine angemessene Nachlieferungsfrist; diese beträgt mindestens 4 Wochen.

#### § 2 Preise, Zuschläge

Unsere Preise verstehen sich per Stück, sofern nicht anders angegeben, freibleibend in EURO ab Werk Lahr ausschließlich Mehrwertsteuer. Listenpreise für Bruchbänder gelten für Körperumfänge bis 105 cm, soweit nicht anders angegeben. Bei Übergrößen kommen folgende Zuschläge in Anrechnung: 110-115 cm = 10%; 120-125 cm = 20%; 130-135 cm = 30%; 140-145 cm = 40%; etc.. Listenpreise für Leibbinden gelten für Körperumfänge bis 100 cm, soweit nicht anders angegeben. Bei Übergrö-Ben kommen folgende Zuschläge in Anrechnung: 105-110 cm = 10%; 115-120 cm = 20%; 125-130 cm = 30%; 135-140 cm = 40%; etc.. **Listenpreise für Suspensorien** gelten bis zu einer Beutelgröße 12, sofern nicht anders angegeben. Bei Übergrößen kommen folgende Zuschläge in Anrechnung: Gr. 13-14 = 10%, Gr. 15-16 = 20%, Gr. 17-18 = 30% etc. Maßund Sonderanfertigungen werden mit 30% auf die Listenpreise beaufschlagt; zzgl. anfallender Mehraufwendungen bzw. zusätzlichem Materialbedarf. Minderausführungen werden nicht vergütet.

### § 3 Transportkosten, Gefahrenübergang

- 1. Wir berechnen Verpackung und Porto sowie eventuell anfallende Versicherungskosten. Ab einem Netto-Warenwert von € 500,00 liefern wir frei Bestimmungsort innerhalb der BRD; außerhalb der BRD liefern wir frei bis deutsche Grenze.
- 2. Alle Lieferungen senden wir auf Rechnung und Gefahr des Käufers.

# § 4 Eigentumsvorbehalt

Die gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

# § 5 Zahlungsbedingungen

Rechnungen sind zahlbar:

- 1. innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsstellung und Warenversand mit 4% Skonto;
- 2. ab 11. bis 30. Tag nach Rechnungsstellung und Warenversand mit 2,25% Skonto;

- 3. ab 31. bis 60. Tag nach Rechnungsstellung und Warenversand netto.
- 4. bei Erteilung einer Einzugsermächtigung (Abbuchung zum 20. des Monats) gewähren wir 4% Skonto.

### § 6 Mängelanzeigen, Gewährleistung, Schadenersatz

Unsere Artikel werden mit höchstmöglicher Sorgfalt und unter Verwendung hochwertiger Materialien hergestellt. Wir gewährleisten daher für die gesetzlichen Fristen, dass unsere Waren zum Zeitpunkt des Verkaufs frei von Sachmängeln sind. Bei Eintreffen hat der Kunde die Ware unverzüglich auf Ausführung, Mängel, Beschaffenheit und Menge zu untersuchen. Festgestellte Mängel müssen spätestens innerhalb von 10 Tagen nach Empfang des Liefergegenstandes schriftlich an uns gemeldet werden, andernfalls entfällt die Gewährleistung für diese Mängel. Verschleiß und unsachgemäße Behandlung sind von dieser Gewährleistung ausgenommen. Beispiele hierfür sind Abnutzung im normalen Gebrauch, Verschleiß durch übermäßigen Hautschweiß, unsachgemäße Anpassung, Veränderung der Ware, nicht materialgerechte Reinigung, Belastung durch Körpergewicht bei nicht dafür vorgesehenen Orthesen, etc.. Im Gewährleistungsfall haben wir das Recht auf kostenlose Nachbesserung. Ein teilweiser oder vollständiger Ersatz ist zulässig. Werden Mängel innerhalb angemessener Frist nicht behoben, hat der Käufer Anspruch auf Wandlung oder Minderung.

## § 7 Konstruktionsänderungen

Wir behalten uns weiter das Recht vor, technische Verbesserungen und durch Weiterentwicklung bedingte Konstruktionsänderungen vorzunehmen. Wir sind nicht verpflichtet, Konstruktionsänderungen und technische Verbesserungen an bereits ausgelieferten Produkten vorzunehmen.

# § 8 Rücksendungen

Mängelfreie Waren nehmen wir nur nach vorheriger Zustimmung gegen Gutschrift oder Umtausch im originalverpackten Zustand, innerhalb von einem Monat zurück. Der Rücksendung muss eine Kopie unserer Rechnung beigelegt werden und der Rücksendegrund muss aufgeführt sein. Im Falle der Rücksendung bzw. des Umtauschens von Waren erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von 10% des Warenwertes, mindestens jedoch € 5,00. Nach zwei Monaten ab Rechnungsdatum berechnen wir eine Bearbeitungsgebühr von 20% des Warenwertes, jedoch mindestens € 10,00. Die Rücksendung hat für uns kostenfrei zu erfolgen. Unfreie Sendungen werden nicht angenommen.

Maß-, Sonderanfertigungen und Übergrößen die auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden hergestellt werden, sind grundsätzlich vom Umtausch bzw. von der Gutschrift ausgeschlossen.

# § 9 Gültigkeit

Mit dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Listenpreise ihre Gültigkeit.

## § 10 Erfüllungsort, Gerichtsstand

1. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Lahr/Schwarzwald. 2. Gerichtsstand ist Lahr/Schwarzwald.

# § 11 Sonstiges

Für alle hier nicht gesondert aufgeführten Vorkommnisse gelten die "Einheitsbedingungen der Bekleidungsindustrie".

Stand: 01.01.2020





# **Heinrich Caroli GmbH**

Eichrodtstraße 13 D-77933 Lahr/Schwarzwald

Telefon: +49 (0) 78 21 | 93 99 33 Telefax: +49 (0) 78 21 | 93 99 34 info@caroli.de

www.caroli.de

§ 7 Konstruktionsänderungen Wir behalten uns weiter das Recht vor, technische Verbesserungen und durch Weiterentwicklung be-dingte Konstruktionsänderungen vorzunehmen. Wir sind nicht verpflichtet, Konstruktionsänderungen und technische Verbesserungen an bereits ausgelie-ferten Produkten vorzunehmen.

Version: 01/2020